

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se le ha dado supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento para realizar por el usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga el dispositivo, así como su material de embalaje, fuera del alcance de los niños y los animales sin supervisión. El aparato sólo se debe alimentar a muy baja tensión de seguridad correspondiente a la marcada en el aparato.
- No utilice el dispositivo si presenta daños visibles. En caso de mal funcionamiento o avería contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
- No intente abrir, desmontar o reparar el producto por su cuenta. Ninguna de las partes de dentro del dispositivo pueden repararse.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor.
- No utilice el producto en el exterior. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, condiciones de humedad o a luz solar directa.
- Cecotec no se hará responsable de ningún daño causado por el mal uso del producto.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua y de otros líquidos. Los cambios drásticos de temperatura podrían producir condensación. En ese caso, espere a que el dispositivo vuelva a estar a temperatura ambiente antes de ponerlo en funcionamiento.
- No utilice limpiadores cáusticos o abrasivos para limpiar el dispositivo, esto podría dañar la superficie.
- El aparato tiene una superficie calefactada. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado cuando usen el aparato.

### Instrucciones de la batería.

- Este aparato contiene una batería que no puede ser reemplazada.
- El aparato incluye una batería de ion-litio, no la quemé ni la exponga a temperaturas altas, ya que podría explotar.
- Tanto la batería como las pilas pueden presentar fugas en condiciones extremas. Si la batería gotea, no toque el líquido. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos de forma inmediata con abundante agua limpia durante un mínimo de 10 minutos y busque asistencia médica. Utilice guantes para manejar la batería y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local.
- Evite el contacto entre la batería y pequeños objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos.
- Cargue la batería al completo si es nueva o antes de utilizar el producto por primera vez después de un periodo largo de inactividad.
- Asegúrese siempre de que la batería está cargada al 100 % si no se ha utilizado en mucho tiempo.
- Mantenga fuera del alcance de los niños las pilas y baterías que tengan riesgo de ser ingeridas.
- La ingestión de pilas y baterías puede provocar quemaduras, perforación de partes blandas y la muerte. Pueden provocarse quemaduras graves en las dos horas siguientes a la ingestá.
- En caso de ingerir pilas o baterías acuda rápidamente a su centro médico más cercano.

### ADVERTENCIAS

- No utilice el aparato si es especialmente sensible a la luz.
- No utilice el aparato si está tomando medicación que pueda causar sensibilidad de la piel a la luz.
- No utilice el aparato en las zonas alrededor de los ojos u oídos y otras zonas sensibles.
- No utilice el aparato sobre piel agrietada, eczemas o zonas tumorales.
- No utilice el dispositivo hasta que se haya quitado todos los objetos metálicos (pendientes, collares, pulseras...).
- No utilice el aparato durante la carga.
- No mantenga el aparato sobre la misma zona durante más de 10 segundos.
- No introduzca agua u otro líquido en el interior de ninguna

- de las piezas del aparato, ya que no es resistente al agua.
- Mantenga la intensidad en un rango aceptable durante su uso.
- Si está embarazada, consulte con su médico antes de utilizar el aparato.

### 1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig.1

1. Cabezal
2. Aro de luz Led
3. Anillo de fijación
4. Icono de batería
5. Icono de intensidad
6. Iconos de modo
7. Pantalla LCD
8. Botón de encendido/apagado/cambio de modo
9. Botón de cambio de intensidad
10. Zona de inducción iónica
11. Toma de carga

NOTA:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

### 2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.
- Asegúrese de que la batería está cargada al completo antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

### 3. FUNCIONAMIENTO

#### Carga del dispositivo:

- Cargue el aparato al máximo antes de empezar a usar el dispositivo por primera vez o tras un largo periodo de inactividad.
- Asegúrese de que el producto está apagado. Conecte el cable de carga al producto, y luego a un adaptador de corriente compatible.

#### Colocación del disco de algodón: (Fig. 2)

1. Si va a utilizar el modo DEEP CLEAN, puede colocar un disco de algodón para una limpieza más profunda.
- Retire la anilla de sujeción tirando de ella con suavidad.
- Coloque un disco fino de algodón sobre el cabezal del limpiador y vuelva a colocar la anilla de sujeción en su posición.
- Si lo desea, humedezca el disco con un poco de loción limpiadora.

ADVERTENCIA: No utilice lociones en crema o gel.

NOTA: El calor que irradia el aparato puede debilitarse si utiliza un disco de algodón grueso.

#### Encendido y uso del aparato: (Fig. 3)

1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado/cambio de modo durante 2 segundos para encender el aparato. La pantalla LCD se iluminará.
2. Pulse el botón de encendido/apagado/cambio de modo repetidamente para seleccionar el modo deseado.
3. Pulse el botón de cambio de intensidad para ajustar la intensidad de 1 a 5. Empiece por la intensidad más baja y vaya subiendo si se siente cómodo. Si en algún momento nota molestias, vuelva a una intensidad inferior.
4. Sujete el cuerpo del dispositivo con una mano de forma que la palma de la mano entre en contacto con la zona de inducción iónica, esto hará que se active la vibración sónica.

IMPORTANTE: Si su mano no entra en contacto con la zona de inducción iónica, las ondas sónicas, el calor y las ondas EMS no se activarán.

5. Coloque el cabezal sobre el rostro y muévelo por toda el área a tratar. No mantenga el cabezal más de 10 segundos en una misma zona del rostro.

- Mueva el cabezal en círculos en los modos DEEP CLEAN y FULLY ABSORB.
  - Mueva el cabezal de dentro hacia fuera en el modo MOISTURE.
  - 6. Cuando termine de usar el limpiador, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado/cambio de modo para apagarlo. El dispositivo se apagará automáticamente tras 5 minutos de inactividad.
  - 7. El dispositivo guardará el último modo e intensidad utilizados.
  - 8. Si ha aplicado lociones sobre el algodón o el rostro, lávese la cara con agua fría.
- ADVERTENCIA: El dispositivo no es resistente al agua. Limpie los restos de lociones después de cada uso.

#### Modos

- DEEP CLEAN: Este modo integra la conducción de iones positivos hacia el exterior, la vibración sónica y el calor suave. Está indicado para una limpieza en profundidad y reducción de

poros.

FULLY ABSORB: Este modo integra la conducción de iones negativos hacia el interior, la vibración sónica, la luz roja y el calor suave. Está indicado para el rejuvenecimiento facial y la mejora de la textura y el color de piel. Puede aplicar lociones o esencias en el rostro antes de utilizar el modo Fully Absorb.

MOISTURE: Este modo integra las ondas EMS, la vibración sónica, la luz azul y el calor suave. Está indicado para la hidratación y reafirmación facial y el relleno de pequeñas arrugas. Puede aplicar una mascarilla o crema sobre el rostro antes de usar el modo Moisture. Debido a las ondas EMS puede sentir un ligero hormigueo, esto es totalmente normal.

- Cuando la batería esté baja, el símbolo de la batería parpadeará en la pantalla LCD, lo que le recordará que debe cargar el dispositivo. El dispositivo se apagará unos minutos después de aparecer este símbolo.
- Conecte el dispositivo al cable de carga y luego a un adaptador de corriente compatible.

NOTA: El dispositivo no funciona durante la carga.

- Para proteger la batería, por favor descargue y recargue el dispositivo una vez cada 3 meses si no se utiliza durante mucho tiempo.

### 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el limpiador antes de limpiarlo.
- Utilice un paño suave para limpiar la superficie del producto después de cada uso.
- Elimine cualquier resto de lociones o cremas y seque el dispositivo por completo.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua o en otros líquidos.
- No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, guárdelo en su caja original.

### 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 04450

Producto: Bamba FaceCare LightSonic

Producto: Entrada: 5 V~, 0.8 A

Batería: Ion Litio, 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh

Potencia de salida: MAX 2.5 W

Temperatura en funcionamiento: 45 °C/113 °F

Corriente en reposo: < 70 mA

Corriente en funcionamiento: ≤ 683 mA

Longitud de onda: Luz roja ≈ 625 nm; Luz azul ≈ 450 nm

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.  
Fabricado en China | Diseñado en España

### 6. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

- Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.
- Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.
- El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

### 7. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable. Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado. Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.

This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by unsupervised children. Keep the appliance and its packaging out of the reach of children and animals when unsupervised.

The device must only be supplied at a safety extra-low voltage in accordance with the voltage indicated on the device.

Do not use the appliance if it shows visible signs of damage. If the cable is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.

Do not try to open, disassemble, or repair the device by yourself. There are no serviceable parts inside the device.

Keep the appliance away from heat sources.

Do not use the appliance outdoors. Do not expose the appliance to extreme temperatures, moisture, wet conditions, or direct sunlight.

Cecotec accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Keep water and other liquids away from the appliance.

Wide temperature variations could cause condensation. In this case, allow the appliance to go back to room temperature before use.

Do not use caustic or abrasive cleaning materials to clean the appliance, this could damage the surface.

The device has a heated surface. People insensitive to heat should exercise caution when using the appliance.

### Battery instructions

This device contains an irreplaceable battery.

This device includes a Li-ion battery. Do not incinerate or expose it to high temperatures, as it may explode.

Leaks from the battery or cells can occur under extreme conditions. Do not touch any liquid that leaks from the battery. If the liquid gets into contact with skin, wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, wash them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention. Wear gloves to handle the battery and dispose of it immediately in accordance with local regulations.

- Avoid contact between the battery and small metallic objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws.
- Before a new battery is used or the battery is used for the first time after long-term storage, fully charge the battery.
- When the device is stored and not used for long periods of time, ensure that the battery pack is fully charged.

### WARNINGS

- Do not use the device if you are particularly sensitive to light.
- Do not use the appliance if you are taking medication that may cause skin sensitivity to light.
- Do not use the appliance in the areas around the eyes or ears and other sensitive areas.
- Do not use the device on chapped skin, eczema, or tumour areas.
- Do not use the device until you have removed all metal objects (earrings, necklaces, bracelets, etc.).
- Do not use the appliance during charging.
- Do not hold the appliance over the same area for more than 10 seconds.
- Do not put water or any other liquid inside any part of the appliance, as it is not waterproof.
- Keep the intensity in an acceptable range during use.
- If you are pregnant, consult your doctor before using the appliance.

### 1. PARTS AND COMPONENTS

Fig.1

1. Head
2. LED ring light
3. Locking ring
4. Battery indicator light
5. Intensity indicator light
6. Mode indicator light
7. LCD display
8. Power and mode change button
9. Intensity change button
10. Ion induction zone
11. Charging socket

cecotec

## BAMBA FACECARE LIGHTSONIC

Masajeador facial de fototerapia/  
Phototherapy facial massager.



BAMBA

Manual de instrucciones  
Instruction manual  
Manuel d'instructions  
Manuale di istruzioni

### 1. PIEZAS Y COMPONENTES Parts and components/Pièces et composants/




Fig./Img. 1




Fig./Img. 2



Fig./Img. 3

NOTE: the graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

## 2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the Official Cecotec Technical Support Service immediately.
- Make sure that the battery is charged before using the device for the first time.

## 3. OPERATION

### Charging the device

-Charge the appliance to full power before using the appliance for the first time or after a long period of inactivity.
-Make sure the appliance is switched off. Connect the charging cord to the product and then to a compatible power adapter.

### Placing the cotton disc (Fig. 2)

-If you are using the DEEP CLEAN mode, you can use a cotton disc for deeper cleaning.
-Remove the locking ring by pulling it gently.
-Place a thin cotton disc over the cleaner head and return the locking ring to its position.
-If desired, moisten the disc with a little cleaning lotion.

WARNING: do not use cream or gel lotions.

NOTE: the heat radiated by the appliance can be weakened if you use a thick cotton disc.

Switching on and use of the appliance (Fig. 3).

- Hold down the power and mode change button for 2 seconds to switch the appliance on. The LCD display will turn on.
- Press the power and mode change button repeatedly to select the desired mode.
- Press the intensity change button to adjust intensity from 1 to 5. Start at the lowest intensity and work your way up if you feel comfortable. If at any time you feel discomfort, return to a lower intensity.
- Hold the body of the device with one hand so that the palm of the hand comes into contact with the ion induction zone, this will activate the sonic vibration.

NOTE: if your hand does not come into contact with the ion induction zone, the sonic waves, heat, and EMS waves will not be activated.

- Place the head on the face and move it over the entire area to be treated. Do not hold the head for more than 10 seconds on any one area of the face.
- Move the head in circles in DEEP CLEAN and FULLY ABSORB modes.
- Move the head from the inside to the outside in MOISTURE mode.
- When you are finished using the cleaner, press and hold the power and mode change button to turn it off. The appliance turns automatically off after 5 minutes of inactivity.
- The device shall store the last used mode and intensity.
- If you have applied lotions to your cotton disc or face, wash your face with cold water.

WARNING: this appliance is not waterproof. Wipe off lotion residues after each use.

### Modes:

-DEEP CLEAN: this mode integrates outward conduction of positive ions, sonic vibration and gentle heat. It is indicated for deep cleansing and pore reduction.
- FULLY ABSORB: this mode integrates inward conduction of negative ions, sonic vibration, red light and gentle heat. It is indicated for facial rejuvenation and improvement of skin texture and colour. You can apply lotions or essences to the face before using the Fully Absorb mode.
- MOISTURE: This mode integrates EMS waves, sonic vibration, blue light, and gentle heat. It is indicated for moisturising and firming the face and filling small wrinkles. You can apply a mask or cream to your face before using Moisture mode. Due to the EMS waves, you may feel a slight tingling sensation, this is completely normal.

- When the battery is low, the battery symbol will flash on the LCD display, reminding you to charge the device. The device will switch off a few minutes after this symbol appears.
- Connect the charging cord to the product and then to a compatible power adapter.

NOTE: the device does not work during charging.

-To protect the battery, please discharge and recharge the device once every 3 months if it is not used for a long time.


### 4. CLEANING AND MAINTENANCE

-Turn off the appliance before cleaning.
- Use a soft cloth to clean the surface of the product after each use.
- Remove any remaining lotions or creams and dry the device completely.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads to clean the device.
- If you are not going to use the appliance for a long period of time, store the appliance in its box.

## 5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 04450 <p>Product: Bamba FaceCare LightSonic</p>
Product: Input: 5 V ≈ 0.8 A <p>Battery: Lithium-ion, 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh</p>
Power output: MAX 2.5 W <p>Operating temperature: 45 °C/113 °F <p>Standby current: &lt; 70 mA <p>Operating current: ≤ 683 mA <p>Wavelength: red light ≈ 625 nm; blue light ≈ 450 nm</p></p></p></p>
Technical specifications may change without prior notification to improve product quality. <p>Made in China   Designed in Spain</p>

## 6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

 This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/ or their batteries. Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

## 7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel. If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

### FR

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants.
- Maintenez l'appareil et tous les composants de son emballage hors de portée des enfants et des animaux. L'appareil ne doit être alimenté qu'avec une très faible tension de sécurité, correspondant à celle indiquée sur l'appareil.
- N'utilisez pas le produit si celui-ci présente des dommages visibles. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ni de réparer vous-même l'appareil. Aucune des pièces à l'intérieur de l'appareil n'est réparable.
- Maintenez l'appareil éloigné des sources de chaleur.
- N'utilisez pas le produit en extérieurs. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à l'humidité, aux

liquides ni à la lumière directe du soleil.
- Cecotec ne se fera responsable d'aucun dommage ni accident provoqué par une utilisation incorrecte de l'appareil.
- Maintenez l'appareil éloigné de l'eau ou d'autres liquides.
- Les changements brutaux de température pourraient produire de la condensation. Dans ce cas, attendez à ce que l'appareil soit à température ambiante avant de l'allumer.
- N'utilisez pas de nettoyeurs caustiques ou abrasifs pour nettoyer l'appareil. Cela pourrait abîmer la surface.
- L'appareil est doté d'une surface chauffante. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention lors de l'utilisation de l'appareil.

## Instructions pour les piles

- Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être remplacée.
- L'appareil possède une batterie au lithium-ion, ne la faites pas brûler et ne l'exposez pas à des températures élevées car elle pourrait exploser.
- La batterie comme les piles peuvent présenter des fuites dans des conditions extrêmes. Si la batterie goutte, ne touchez pas le liquide. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement avec de l'eau et du savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau propre en abondance pendant 10 minutes puis consultez votre médecin. Utilisez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la immédiatement selon les normes locales.
- Évitez le contact entre la batterie et les petits objets métalliques comme des clips, pièces, clés, vis ou clous. Chargez complètement la batterie lorsqu'elle est neuve ou avant d'utiliser l'appareil pour la première fois après une longue période d'inactivité.
- Assurez-vous que la batterie est toujours chargée à 100 % si le produit n'a pas été utilisé pendant longtemps. Maintenez les piles et batteries hors de portée des enfants, car elles risquent d'être avalées.
- L'ingestion de la batterie peut provoquer des brûlures, la perforation des tissus mous et même la mort. L'ingestion de la batterie peut causer de graves brûlures dans les deux heures suivant l'ingestion.
- En cas d'ingestion de piles ou batteries, consultez immédiatement votre médecin.

### AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes particulièrement sensible à la lumière.
- N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments susceptibles de provoquer une sensibilité de la peau à la lumière.
- N'utilisez pas l'appareil dans les zones situées autour des yeux ou des oreilles et dans d'autres
- zones sensibles.
- N'utilisez pas l'appareil sur les gerçures, l'eczéma ou les zones tumorales.
- N'utilisez pas l'appareil si vous n'avez pas enlevé tous les accessoires métalliques (boucles d'oreilles, colliers, bracelets, etc.).
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
- Ne tenez pas l'appareil dans la même zone pendant plus de 10 secondes.
- N'introduisez pas d'eau ou tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil, car il n'est pas résistant à l'eau.
- Maintenez l'intensité dans un intervalle raisonnable pendant l'utilisation.
- Si vous êtes enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

## 1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img.1

- Tête
- Anneau lumineux LED
- Anneau de fixation
- Indicateur de batterie
- Indicateur d'intensité
- Indicateur de mode
- Écran LCD
- Bouton de connexion/déconnexion et changement de mode
- Bouton de changement d'intensité
- Zone d'induction ionique
- Prise de charge

NOTE : Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

## 2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.
- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

## 3. FONCTIONNEMENT

### Charger l'appareil

Chargez l'appareil au maximum avant de l'utiliser pour la première fois ou après une longue période d'inactivité. Vérifiez que le produit soit éteint. Branchez le câble de charge sur le produit, puis sur un adaptateur électrique compatible.

### Placement du disque de coton (Img. 2)

- Si vous utilisez le mode DEEP CLEAN, vous pouvez utiliser un coton pour un nettoyage plus en profondeur.
- Retirez l'anneau de fixation en le tirant doucement.
- Placez un disque de coton fin sur la tête du nettoyeur et remettez l'anneau de fixation en place.
- Si vous le souhaitez, humidifiez le disque avec un peu de lotion nettoyante.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas des crèmes ou des gels.

NOTE : la chaleur émise par l'appareil peut être affaiblie si vous utilisez un disque de coton épais.

## Démarrage et utilisation de l'appareil (Img. 3)

Appuyez sur le bouton de connexion/déconnexion/changement de mode pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. L'écran LCD s'allumera. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de connexion/déconnexion/ changement de mode pour sélectionner le mode souhaité. Appuyez sur le bouton de changement d'intensité pour adapter l'intensité d'1 à 5. Commencez par l'intensité la plus faible et augmentez l'intensité si vous ne ressentez aucune sensation d'inconfort. Si vous ressentez une sensation d'inconfort, diminuez l'intensité.

Tenez le corps de l'appareil d'une main de manière à ce que la paume de votre main entre en contact avec la zone d'induction ionique, ce qui activera la vibration sonore.

IMPORTANT : si votre main n'entre pas en contact avec la zone d'induction ionique, les ondes soniques, la chaleur et les ondes EMS ne seront pas activées.

- Placez la tête sur votre visage et déplacez-la sur toute la zone à traiter. Ne maintenez pas la tête pendant plus de 10 secondes sur une même zone du visage.
- Déplacez la tête en faisant des cercles lorsque vous utilisez les modes DEEP CLEAN et FULLY ABSORB.
- Déplacez la tête de l'intérieur vers l'extérieur en mode MOISTURE.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser le nettoyeur, maintenez appuyé le bouton de connexion/déconnexion et changement de mode pour l'éteindre. Après 5 minutes d'inactivité, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- L'appareil mémorisera le dernier mode et la dernière intensité utilisés.
- Si vous avez appliqué des lotions sur le coton ou votre visage, lavez votre visage avec de l'eau froide.

AVERTISSEMENT : l'appareil n'est pas résistant à l'eau. Nettoyez les restes de lotion après chaque utilisation.

## Modes

- DEEP CLEAN : ce mode intègre la conduction vers l'extérieur d'ions positifs, de vibrations soniques et de chaleur légère. Ce mode est indiqué pour le nettoyage en profondeur et la réduction des pores du visage.
- FULLY ABSORB : ce mode intègre la conduction d'ions négatifs vers l'intérieur, la vibration sonore, la lumière rouge et la chaleur légère. Il est indiqué pour le rajeunissement du visage et l'amélioration de la texture et de la couleur de la peau. Vous pouvez appliquer des lotions ou des essences sur votre visage avant d'utiliser le mode Fully Absorb.
- MOISTURE : ce mode intègre les ondes EMS, la vibration sonore, la lumière bleue et la chaleur légère. Il est indiqué pour hydrater et raffermir le visage et combler les petites rides. Vous pouvez appliquer un masque ou une crème sur votre visage avant d'utiliser le mode Moisture. En raison des ondes EMS, vous pouvez ressentir un léger fourmillement, ce qui est tout à fait normal.

- Lorsque la batterie est faible, l'indicateur de la batterie clignotera sur l'écran LCD, vous rappelant de recharger l'appareil. L'appareil s'éteindra quelques minutes après l'allumage de cet indicateur.
- Connectez l'appareil au câble de chargement, puis à un adaptateur compatible.

NOTE : l'appareil ne fonctionne pas pendant la charge.

Pour protéger la batterie, veuillez décharger et recharger l'appareil tous les trois mois s'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Démarrage et utilisation de l'appareil (Img. 3)

## 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN


- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Après chaque utilisation, utilisez un chiffon doux pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Nettoyez toute lotion ou crème restante et séchez complètement l'appareil.
- Ne submergez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas d'éponges, de produits en poudre ni de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, rangez-le dans sa boîte d'origine.

## 5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence <span> </span> : 04450 <p>Produit<span> </span>: Bamba FaceCare LightSonic</p>
Produit <span> </span> : Entrée <span> </span> : 5 V≈, 0.8 A <p>Batterie<span> </span>: Lithium-ion, 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh</p>
Puissance de sortie <span> </span> : MAX 2,5 W <p>Température de fonctionnement<span> </span>: 45 °C/113 °F <p>Courant de veille<span> </span>: &lt; 70 mA <p>Courant de fonctionnement<span> </span>: ≤ 683 mA <p>Longueur d'onde<span> </span>: Lumière rouge ≈ 625 nm<span> </span>; lumière bleue ≈ 450 nm</p></p></p></p>

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit. Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

## 6. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

 Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou

batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vos défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

## 7. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.