

cecotec

BAMBA SKINCARE IPL GUN

Depiladora de luz pulsada de pistola compacta con lámpara de cuarzo/

Compact IPL epilator with quartz lamp



BAMBA

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

Instrucciones de seguridad	4
Safety instructions	9
Instructions de sécurité	14
Sicherheitshinweise	19
Istruzioni di sicurezza	25
Instruções de segurança	30
Veiligheidsinstructies	36
Instrukcje bezpieczeństwa	41
Bezpečnostní pokyny	47

ÍNDICE

1. Contraindicaciones y precauciones	52
2. Piezas y componentes	54
3. Antes de usar	54
4. Funcionamiento	55
5. Limpieza y mantenimiento	62
6. Resolución de problemas	62
7. Especificaciones técnicas	65
8. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos	66
9. Garantía y SAT	66
10. Copyright	67

INDEX

1. Contraindications and precautions	68
2. Parts and components	70
3. Before use	70
4. Operation	71
5. Cleaning and maintenance	77
6. Troubleshooting	77
7. Technical specifications	79
8. Disposal of old electrical and electronic appliances	81
9. Technical support and warranty	81
10. Copyright	81

SOMMAIRE

1. Contre-indications et précautions	82
2. Pièces et composants	84
3. Avant utilisation	84
4. Fonctionnement	85
5. Nettoyage et entretien	92
6. Résolution de problèmes	92
7. Spécifications techniques	94
8. Recyclage des équipements électriques et électroniques	96
9. Garantie et SAV	96
10. Copyright	96

INHALT

1. Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen	97
2. Teile und Komponenten	99
3. Vor dem Gebrauch	99
4. Bedienung	100
5. Reinigung und Wartung	107
6. Problembehebung	107
7. Technische Spezifikationen	110
8. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten	111
9. Garantie und Kundendienst	111
10. Copyright	112

INDICE

1. Controindicazioni e precauzioni	113
2. Parti e componenti	115
3. Prima dell'uso	115
4. Funzionamento	116
5. Pulizia e manutenzione	122
6. Risoluzione dei problemi	123
7. Specifiche tecniche	125
8. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche	126
9. Garanzia e supporto tecnico	126
10. Copyright	126

ÍNDICE

1. Contraindicações e precauções	127
2. Peças e componentes	129
3. Antes de usar	129
4. Funcionamento	130
5. Limpeza e manutenção	136
6. Resolução de problemas	137
7. Especificações técnicas	139
8. Reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos	140
9. Garantia e SAT	140
10. Copyright	141

INHOUD

1. Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen	142
2. Onderdelen en componenten	144
3. Vóór gebruik	144
4. Werking	145
5. Schoonmaak en onderhoud	151
6. Probleemoplossing	152
7. Technische specificaties	154
8. Recycling van elektrische en elektronische apparatuur	155
9. Garantie en technische ondersteuning	155
10. Copyright	156

SPIS TREŚCI

1. Przeciwwskazania i środki ostrożności	157
2. Części i komponenty	159
3. Przed użyciem	159
4. Funkcjonowanie	160
5. Czyszczenie i konserwacja	166
6. Rozwiązywanie problemów	167
7. Specyfikacja techniczna	169
8. Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych	170
9. Gwarancja i Serwis Pomocy Technicznej	170
10. Prawa autorskie	171

OBSAH

1. Kontraindikace a bezpečnostní opatření	172
2. Díly a součásti	174
3. Před použitím	174
4. Provoz	175
5. Čištění a údržba	181
6. Řešení problémů	181
7. Technické specifikace	183
8. Recyklace elektrických a elektronických zařízení	184
9. Záruka a technický servis	185
10. Copyright	185

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Siga atentamente estas instrucciones de seguridad cuando use el producto para optimizar el uso del dispositivo, y prevenir o minimizar el riesgo de lesiones, reacciones cutáneas y efectos secundarios..
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Este aparato debe estar alimentado a muy baja tensión de seguridad establecida en el mercado del producto.
- Este aparato debe ser usado con la unidad de alimentación suministrada, con referencia TAP60-120S500E1.
- ADVERTENCIA: mantener seco el aparato.
- Si va a utilizar el dispositivo en un cuarto de baño, asegúrese de desconectarlo de la toma de corriente siempre ya que la proximidad del agua presenta un peligro aún cuando el secador esté apagado.
- Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30 mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a un instalador para que le aconseje.
- Inspeccione el cable en busca de daños visibles. No use el dispositivo si el cable, el enchufe o la estructura presentan daños, no funcionan correctamente o han sufrido una caída y contacte lo antes posible con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Cecotec. Si el cable de alimentación está

dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Cecotec. El cable de alimentación dañado deberá ser desechado.

- No utilice el dispositivo si el filtro UV de la ventana de salida de luz o el accesorio están rotos, ya que no se puede garantizar que el funcionamiento resulte seguro en estas condiciones.
- No mire directamente a la luz.
- Utilice el dispositivo en una habitación bien iluminada para que la luz no moleste a los ojos. Puede usar gafas de sol o gafas protectoras por comodidad si la luz le resulta incómoda o demasiado brillante.
- ADVERTENCIA: No se permite modificación del equipo.
- No intente desmontar, modificar o reparar el dispositivo. Si intenta desmontar este producto, podría dañarlo. Abrir el dispositivo anulará la garantía. Póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica de Cecotec si el aparato está roto o dañado y necesita reparación. Si abre el dispositivo puede quedar expuesto a componentes eléctricos peligrosos y a energía de luz pulsada, lo que podría causar lesiones corporales u oculares. La reparación realizada por personal no cualificado puede provocar situaciones extremadamente peligrosas para el usuario.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del aparato y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- No bloquee las aperturas del aparato ni obstruya el flujo de aire. Mantenga las aberturas libres de objetos, y no las tapone con ropa o los dedos.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las

conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el aparato.

- Revise siempre el dispositivo antes de utilizarlo. Asegúrese de que la ventana de salida de luz esté limpia cuando utilice el dispositivo para evitar un funcionamiento incorrecto.
- No deje nunca el dispositivo desatendido mientras esté enchufado.
- No utilice el dispositivo si tiene menos de 18 años o más de 65 años.
- Este dispositivo no deben usarlo personas (adultos o niños) con capacidades físicas, psíquicas o sensoriales reducidas, ni quienes carezcan de los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les indique cómo utilizarlo.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo. Se requiere supervisión para evitar riesgos, como la exposición a la salida de luz, electrocución, estrangulación con los cables o asfixia con los accesorios.

Explicación de los símbolos

-  Este símbolo identifica al fabricante del producto: Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Lt No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China.
-  Este símbolo significa que debes leer atentamente el manual de usuario antes de utilizar el dispositivo. Conserva este manual de usuario para consultarlo en el futuro.
-  Este símbolo indica el número de serie del dispositivo.
-  Este símbolo indica el número de lote.

-  Este símbolo indica la fecha de fabricación del dispositivo.
-  Este símbolo identifica que el equipo cumple con los requisitos de seguridad especificados para equipos de clase II.
-  Este símbolo indica que el equipo solo puede usarse con corriente continua.
-  Este símbolo indica que el equipo solo puede usarse con corriente alterna.
-  Este símbolo indica la protección frente a la entrada de objetos extraños sólidos de $\geq 12,5$ mm de tamaño y contra efectos nocivos debidos a la entrada vertical de agua por goteo cuando está inclinado a 15 grados.
-  Este símbolo significa que el dispositivo está diseñado para utilizarse en interiores.
-  Este símbolo indica el nivel de eficiencia energética.
-  Este símbolo indica que se trata de RAEE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los residuos de productos eléctricos no se deben desechar con la basura doméstica sin clasificar. Recíclelo en un centro adecuado. Pida consejo sobre reciclaje al distribuidor o las autoridades locales (consulte el apartado de "Reciclaje de productos eléctricos y electrónicos").
-  Este símbolo se aplica a los productos para indicar que se ajustan a las directivas pertinentes de la UE en materia de salud y seguridad o de protección del medio ambiente.
-  Este símbolo indica una referencia a una persona o cuerpo humano. En los equipos médicos, este símbolo gráfico se utiliza para indicar una referencia a un paciente normal.
-  Este símbolo sirve para identificar las conexiones positivas y negativas (la polaridad) de una fuente de

alimentación de c.c., o las conexiones positivas y negativas de un equipo al que se puede conectar una fuente de alimentación de c.c.

Uso y descripción del producto

- Este producto está clasificado como producto sanitario clase IIa.
- Este producto se utiliza para eliminar el exceso de vello y el vello corporal y, además, reduce la reaparición del vello. Está diseñado para tratar las axilas, las ingles, los brazos y las piernas.
- La tecnología de luz pulsada intensa es capaz de lograr resultados de depilación a largo plazo utilizando una cantidad de energía muy inferior a la empleada en otros dispositivos de depilación similares. La baja energía utilizada por este producto reduce la posibilidad de provocar daños o complicaciones, y contribuye a su seguridad general.
- La depiladora aplica suaves pulsos de luz a la piel que las raíces del vello absorben. Cuanto más clara es la piel y más oscuro es el vello, mejor se absorben los pulsos de luz.
- Los pulsos de luz estimulan el folículo piloso para que entre en una fase de reposo. Como consecuencia, el vello desaparece de forma natural y se evita el crecimiento.
- El ciclo de crecimiento del vello consta de diferentes etapas. La tecnología IPL solo es efectiva cuando el vello se encuentra en su etapa de crecimiento. No todos los vellos se encuentran en la fase de crecimiento al mismo tiempo. Por este motivo le recomendamos que siga el tratamiento completo para asegurarse de que todo el vello se haya tratado eficazmente durante la fase de crecimiento.
- La depiladora dispone de una protección para los ojos.

Póngase las gafas de protección cuando utilice la depiladora.

- Está diseñado de modo que la ventana de luz requiera un contacto total con la piel para funcionar (flash). El flash no funcionará si alguno de los lados no toca la piel.
- Este producto cuenta con una función de enfriamiento: Cooling Function. Puede alcanzar una temperatura de 10 °C. Después de activar la función de enfriamiento (Cooling function), es posible reducir el calor generado durante la depilación. La función de enfriamiento (Cooling function) permite proteger la piel, aliviar la sensación de dolor y de calor y mejorar la comodidad durante el proceso de depilación.
- Después de 10 minutos de inactividad, el producto se apagará automáticamente.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Carefully follow these safety instructions when using the appliance to optimise its use, and to prevent or minimise the risk of injury, skin reactions and side effects.
- This appliance is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- The appliance must be powered at a low safety voltage as stated on the marking.
- This appliance must be used with the power supply unit included, reference TAP60-120S500E1.
- WARNING: keep the appliance dry.
- If you use the appliance in a bathroom, always make sure to

unplug it from the power supply, as proximity to water is a hazard even when the appliance is switched off.

- As additional protection, it is recommended that a Residual Current Device (RCD) having a rated operating fault current not exceeding 30 mA be installed in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.
- Inspect the cable for visible damage. Do not use the device if its cable, socket, or structure are damaged, do not work properly, or have fallen, and contact the official Cecotec Technical Support Service immediately. If the power cable is damaged, it must be replaced with a special cable or set to be supplied by the official Cecotec Technical Support Service. The damaged power cord must be properly discarded.
- Do not use the appliance if the UV filter of the light exit window or the accessory are broken, as safe operation under these conditions cannot be guaranteed.
- Do not look directly at the light.
- Use the appliance in a well-lit room so that the light does not disturb the eyes. You can wear sunglasses or goggles for comfort if the light is uncomfortable or too bright.
- **WARNING:** do not modify the appliance.
- Do not try to disassemble, modify, or repair the appliance. Doing so may damage it. Opening the appliance voids the warranty. Please contact the official Cecotec Technical Support Service if the appliance is broken or damaged and needs to be repaired. Opening the appliance may expose you to hazardous electrical components and pulsed light energy, which could cause bodily injury or eye damage. Repairs carried out by unqualified personnel can lead to extremely dangerous situations for the user.
- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is earthed.

- Do not block the appliance openings or airflow. Keep openings free of any objects, and do not block them with clothes or your fingers.
- Do not immerse the cable, plug, or any other part of the appliance in water or any other liquid or expose electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
- Always check the appliance before use. Make sure that the light exit window is clean when using the appliance to avoid malfunction.
- Never leave the appliance unattended while it is plugged in.
- Do not use the appliance if you are under 18 years of age or over 65 years of age.
- This appliance must not be used by people with reduced physical, mental, or sensory capabilities, or lack of knowledge and experience, unless they are supervised or instructed in its use by a person responsible for their safety.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Make sure that children do not play with this appliance. Supervision is required to avoid hazards, such as exposure to the light exit window, electrocution, strangulation with cables, or choking on accessories.

Symbols description

-  This symbol identifies the manufacturer of the appliance: Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd
- No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China.
-  This symbol means that you must read the instruction manual carefully before using the appliance. Keep this manual for future reference.
-  This symbol indicates the serial number of the appliance.

-  This symbol indicates the batch number.
-  This symbol indicates the date of manufacture of the appliance.
-  This symbol identifies that the appliance complies with the safety requirements specified for Class II equipment.
-  This symbol indicates that the appliance can only be used with direct current.
-  This symbol indicates that the equipment can only be used with alternating current.
-  This symbol indicates protection against ingress of solid foreign objects ≥ 12.5 mm in size and against harmful effects due to vertical ingress of dripping water when inclined at 15 degrees.
-  This symbol means that the appliance is designed for indoor use.
-  This symbol indicates the level of energy efficiency.
-  This symbol indicates that it is WEEE, waste electrical and electronic equipment. Waste electrical products must not be disposed of with unsorted household waste. Recycle it at an appropriate centre. Ask local authorities for advice on recycling (see section "Disposal of old electrical and electronic appliances").
-  This symbol is applied to products to indicate that they comply with the relevant EU health and safety or environmental protection directives.
-  This symbol indicates a reference to a person or human body. In medical equipment, this graphic symbol is used to indicate a reference to a normal patient.
-  This symbol is used to identify the positive and negative connections (polarity) of a DC power supply, or the positive and negative connections of equipment to which a DC power supply can be connected.

Appliance use and description

- This appliance is classified as a class IIa medical appliance.
- This appliance is used to remove excess hair and body hair and reduce hair regrowth. It is designed to treat armpits, groins, arms, and legs.
- Intense Pulsed Light technology is able to achieve long-term hair removal results using much less energy than other similar hair removal appliances. The low energy used by the appliance reduces the possibility of damage or complications and contributes to its overall safety.
- The epilator applies gentle pulses of light to the skin which are absorbed by the hair roots. The lighter the skin and the darker the hair, the better the light pulses are absorbed.
- The light pulses stimulate the hair follicle into a resting phase. As a result, the hair disappears naturally, and hair growth is prevented.
- The hair growth cycle consists of different stages. IPL technology is only effective when the hair is in its growth stage. Not all hairs are in the growth phase at the same time. For this reason, we recommend that you follow the entire treatment to ensure that all hair has been effectively treated during the growth phase.
- The epilator is equipped with eye protection. Wear protective glasses when using the epilator.
- The appliance is designed so that the light exit window requires full skin contact to operate (flash). The light will not work if one of the sides of the light exit window does not touch the skin.
- The appliance features a Cooling function. Cooling function. It can reach a temperature of 10 °C. The Cooling function allows to reduce the heat generated during epilation. The

Cooling function protects the skin, relieves the sensation of pain and heat, and improves comfort during epilation.

- After 10 minutes of inactivity, the appliance will automatically switch off.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Suivez attentivement ces consignes de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil afin d'optimiser l'utilisation de l'appareil et d'éviter ou de minimiser les risques de blessures, de réactions cutanées et d'effets secondaires.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.
- Cet appareil doit être alimenté à une très basse tension de sécurité indiquée sur le produit.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil, avec référence TAP60-120S500E1.
- AVERTISSEMENT : gardez l'appareil au sec.
- Si vous allez utiliser l'appareil dans une salle de bain, veillez à toujours le débrancher de la prise de courant, car la proximité de l'eau présente un danger même si l'appareil est éteint.
- Comme protection supplémentaire, il est recommandé d'installer sur le circuit électrique alimentant la salle de bain un dispositif à courant résiduel (RCD) dont le courant de défaut nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 mA. Demandez conseil à un installateur.

- Inspectez le câble pour rechercher des dommages visibles. N'utilisez pas l'appareil si le câble, la prise ou la structure sont endommagés, fonctionnent mal ou s'ils sont tombés et contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial qui sera fourni par le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec. Le câble doit être éliminé correctement.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre UV de la fenêtre de sortie de la lumière ou de l'accessoire est cassé, car la sécurité de fonctionnement dans ces conditions n'est pas garantie.
- Ne regardez pas directement dans la lumière.
- Utilisez l'appareil dans une pièce bien éclairée afin que la lumière ne dérange pas les yeux. Vous pouvez porter des lunettes de soleil ou des lunettes de protection si la lumière est trop intense ou inconfortable.
- AVERTISSEMENT : Aucune modification de l'appareil n'est autorisée.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier vous-même l'appareil. Si vous essayez de démonter l'appareil, vous risquez de l'endommager. L'ouverture de l'appareil annulera la garantie. Veuillez contacter le Service d'Assistance Technique de Cecotec si l'appareil est cassé ou endommagé et doit être réparé. L'ouverture de l'appareil peut entraîner une exposition à des composants électriques dangereux et à de l'énergie lumineuse pulsée, ce qui peut provoquer des blessures corporelles ou des lésions oculaires. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent entraîner des situations extrêmement dangereuses pour l'utilisateur.
- Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification de l'appareil et que la prise possède une connexion à terre.

- Ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil et n'obstruez pas le flux d'air. Maintenez les ouvertures dégagées : sans objets et ne le recouvrez pas avec des vêtements ni avec les doigts.
- Ne submergez ni le câble, ni la fiche ni aucune autre partie de l'appareil dans de l'eau ni dans aucun autre liquide, ni n'exposez les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la fiche ou d'allumer l'appareil.
- Vérifiez toujours l'appareil avant de l'utiliser. Veillez à ce que la fenêtre de sortie de la lumière soit propre lorsque vous utilisez l'appareil afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec cet appareil. Une surveillance est nécessaire pour éviter les risques, tels que l'exposition à la lumière, l'électrocution, l'étranglement par les câbles ou l'étouffement par les accessoires.

Explication des symboles

-  Ce symbole identifie le fabricant de l'appareil: Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd
- No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, Chine.

-  Ce symbole signifie que vous devez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.
-  Ce symbole indique le numéro de série de l'appareil.
-  Ce symbole indique le numéro de lot.
-  Ce symbole indique la date de fabrication de l'appareil.
-  Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux exigences de sécurité spécifiées pour les appareils de classe II.
-  Ce symbole indique que l'appareil ne peut être utilisé qu'avec du courant continu.
-  Ce symbole indique que l'appareil ne peut être utilisé qu'avec du courant alternatif.
-  Ce symbole indique la protection contre la pénétration d'objets solides étrangers d'une taille $\geq 12,5$ mm et contre les effets nocifs dus à la pénétration verticale de gouttes d'eau en cas d'inclinaison de 15 degrés.
-  Ce symbole signifie que l'appareil est conçu pour une utilisation à l'intérieur.
-  Ce symbole indique le niveau d'efficacité énergétique.
-  Ce symbole indique qu'il s'agit d'un DEEE, c'est-à-dire d'un déchet d'équipement électrique et électronique.
Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères non triées. Ils doivent être recyclés dans un point de collecte approprié. Demandez aux autorités locales des conseils sur le recyclage (voir la section « Recyclage des équipements électriques et électroniques »).
-  Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux directives européennes en matière de santé et de sécurité ou de protection de l'environnement.
-  Ce symbole indique une référence à une personne ou à

un corps humain. Dans les équipements médicaux, ce symbole graphique est utilisé pour indiquer une référence à un patient normal.

-  Ce symbole est utilisé pour identifier les connexions positives et négatives (polarité) d'une alimentation en courant continu, ou les connexions positives et négatives d'un équipement auquel une alimentation en courant continu peut être connectée.

Utilisation et description de l'appareil

- Cet appareil est classé comme dispositif médical de classe IIa.
- Ce produit est utilisé pour éliminer les poils du corps et réduit également la repousse des poils. Il est conçu pour traiter les aisselles, la zone du maillot, les bras et les jambes.
- La technologie de la lumière pulsée intense permet d'obtenir des résultats d'épilation à long terme en utilisant beaucoup moins d'énergie que d'autres appareils d'épilation similaires. La faible énergie utilisée par ce produit réduit la possibilité de dommages ou de complications et contribue à la sécurité générale.
- L'épilateur applique sur la peau des flashes qui sont absorbés par les racines des poils. Les flashes lumineux sont mieux absorbés lorsque la peau est plus claire et les poils plus foncés.
- Les flashes lumineux stimulent le follicule pileux pour qu'il entre dans une phase de repos. Par conséquent, le poil disparaît naturellement en empêchant sa repousse.
- Le cycle de croissance des poils se compose de différentes étapes. La technologie IPL n'est efficace que lorsque le poil est en phase de croissance. Tous les poils ne sont pas en phase de croissance en même temps. C'est pourquoi il est

recommandé de suivre l'intégralité du traitement afin de s'assurer que tous les poils ont été traités efficacement pendant la phase de croissance.

- Cet épilateur est équipé d'une protection oculaire. Portez les lunettes de protection lorsque vous utilisez cet épilateur.
- Il est conçu de telle sorte que la fenêtre de lumière nécessite un contact complet avec la peau pour fonctionner (flash). L'épilateur n'émettra pas de flash si aucun des deux côtés n'est en contact avec la peau.
- Cet appareil possède une fonction de refroidissement : Cooling Function. Il peut atteindre une température de 10 °C. Après avoir activé la fonction de refroidissement (Cooling function), il est possible de réduire la chaleur générée pendant l'épilation. La fonction refroidissement (Cooling function) protège la peau, soulage la sensation de douleur et de chaleur pour améliorer le processus d'épilation.
- Après 10 minutes d'inactivité, l'appareil s'éteint automatiquement.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

- Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Produkts sorgfältig, um die Verwendung des Geräts zu optimieren und das Risiko von Verletzungen, Hautreaktionen und Nebenwirkungen zu vermeiden oder zu minimieren.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht in Bars, Restaurants, Bauernhöfen, Hotels, Motels und Büros verwendet werden.

- Dieses Gerät muss mit der auf der Produktkennzeichnung angegebenen sehr niedrigen Sicherheitsspannung betrieben werden.
- Dieses Gerät muss mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden, Referenz TAP60-120S500E1.
- WARNUNG: Halten Sie das Gerät trocken.
- Wenn Sie das Gerät in einem Badezimmer verwenden, müssen Sie es immer vom Stromnetz trennen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird empfohlen, in den Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA einzubauen. Bitten Sie einen Installateur um Rat.
- Überprüfen Sie das Kabel auf sichtbare Schäden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel, der Stecker oder der Rahmen beschädigt ist, eine Fehlfunktion aufweist oder heruntergefallen ist, und wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder Set ersetzt werden, das vom offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec geliefert wird. Das beschädigte Netzkabel muss entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der UV-Filter oder das Zubehör defekt ist, da ein sicherer Betrieb unter diesen Bedingungen nicht gewährleistet werden kann.
- Blicken Sie nicht direkt ins Licht.
- Verwenden Sie das Gerät in einem gut beleuchteten Raum, damit das Licht die Augen nicht stört. Sie können eine Sonnenbrille oder eine Schutzbrille tragen, wenn das Licht unangenehm oder zu hell ist.
- HINWEIS: Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu verändern oder zu reparieren. Der Versuch, dieses Produkt zu zerlegen, kann es beschädigen. Das Öffnen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie. Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Cecotec, wenn das Gerät defekt oder beschädigt ist und repariert werden muss. Wenn Sie das Gerät öffnen, können Sie gefährlichen elektrischen Bauteilen und gepulster Lichtenergie ausgesetzt sein, was zu Verletzungen oder Augenschäden führen kann. Reparaturen, die von unqualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu äußerst gefährlichen Situationen für den Benutzer führen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
- Blockieren Sie nicht die Öffnungen des Geräts und behindern Sie nicht den Luftstrom. Halten Sie die Öffnungen frei von Gegenständen und blockieren Sie sie nicht mit Kleidung oder Fingern.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder jegliche nicht entfernbaren Teile des Geräts nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und lassen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht mit Wasser in Berührung kommen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände völlig trocken sind, bevor Sie die Steckdose berühren oder das Gerät einschalten.
- Überprüfen Sie das Gerät immer vor der Verwendung. Achten Sie darauf, dass das Lichtaustrittsfenster sauber ist, wenn Sie das Gerät benutzen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter 18 Jahre oder über 65 Jahre alt sind.

- Dieses Gerät darf nicht von Personen (Erwachsene oder Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Gerätes eingewiesen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Gerät spielen. Eine Beaufsichtigung ist erforderlich, um Gefahren zu vermeiden, wie z. B. Exposition gegenüber der Lichtleistung, Stromschlag, Strangulierung mit Kabeln oder Verschlucken von Zubehör.

Erklärung der Symbole

-  Dieses Symbol kennzeichnet den Hersteller des Produkts: Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd
- No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China.
-  Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig lesen müssen, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
-  Dieses Symbol zeigt die Seriennummer des Geräts an.
-  Dieses Symbol zeigt die Chargennummer an.
-  Dieses Symbol gibt das Herstellungsdatum des Geräts an.
-  Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät die Sicherheitsanforderungen für Geräte der Klasse II erfüllt.
-  Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden kann.

-  Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät nur mit Wechselstrom betrieben werden kann.
-  Dieses Symbol zeigt den Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern $\geq 12,5$ mm und gegen schädliche Auswirkungen durch senkrechtetes Eindringen von Tropfwasser bei einer Neigung von 15 Grad an.
-  Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen ist.
-  Dieses Symbol gibt den Grad der Energieeffizienz an.
-  Dieses Symbol steht für WEEE, elektrische und elektronische Altgeräte. Elektroaltgeräte dürfen nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie es in einem geeigneten Zentrum. Bitten Sie Ihren Händler oder die örtlichen Behörden um Ratschläge zum Recycling (siehe Abschnitt „Recycling von elektrischen und elektronischen Produkten“).
-  Dieses Symbol wird auf Produkten angebracht, um anzuzeigen, dass sie den einschlägigen EU-Richtlinien über Gesundheit und Sicherheit oder Umweltschutz entsprechen.
-  Dieses Symbol weist auf eine Person oder einen menschlichen Körper hin. In der Medizintechnik wird dieses grafische Symbol verwendet, um einen Hinweis auf einen normalen Patienten zu geben.
-  Dieses Symbol wird verwendet, um die positiven und negativen Anschlüsse (Polarität) eines Gleichstromnetzteils oder die positiven und negativen Anschlüsse von Geräten zu kennzeichnen, an die ein Gleichstromnetzteil angeschlossen werden kann.
- Verwendung und Beschreibung des Produkts

- Dieses Produkt ist als Medizinprodukt der Klasse IIa eingestuft.
- Dieses Produkt wird verwendet, um überschüssige Haare und Körperhaare zu entfernen und reduziert auch das Nachwachsen von Haaren. Dieses Gerät ist für die Behandlung von Achselhöhlen, Leisten, Armen und Beinen konzipiert.
- Mit der Intense Pulsed Light-Technologie lassen sich langfristige Haarentfernungsergebnisse mit viel weniger Energie erzielen als mit anderen ähnlichen Haarentfernungsgescherten. Die geringe Energie, die dieses Produkt verbraucht, verringert die Möglichkeit von Schäden oder Komplikationen und trägt zur allgemeinen Sicherheit bei.
- Der Epilierer gibt sanfte Lichtimpulse auf die Haut ab, die von den Haarwurzeln absorbiert werden. Je heller die Haut und je dunkler das Haar, desto besser werden die Lichtimpulse absorbiert.
- Die Lichtimpulse stimulieren den Haarfollikel in einer Ruhephase. Dadurch verschwinden die Haare auf natürliche Weise und das Haarwachstum wird verhindert.
- Der Haarwuchszyklus besteht aus verschiedenen Phasen. Die IPL-Technologie ist nur wirksam, wenn sich das Haar in der Wachstumsphase befindet. Nicht alle Haare befinden sich zur gleichen Zeit in der Wachstumsphase. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, die gesamte Behandlung zu verfolgen, um sicherzustellen, dass alle Haare in der Wachstumsphase wirksam behandelt wurden.
- Der Epilierer ist mit einem Augenschutz ausgestattet. Tragen Sie bei der Verwendung des Epilierers eine Schutzbrille.
- Es ist so konzipiert, dass das Lichtaustrittsfenster vollen Hautkontakt benötigt, um zu funktionieren (Blitzlicht). Der

Blitz funktioniert nicht, wenn eine der beiden Seiten nicht die Haut berührt.

- Dieses Produkt hat eine Kühlfunktion: Cooling Function (Kühlfunktion). Sie kann eine Temperatur von 10°C erreichen. Nach dem Aktivieren der Cooling Function (Kühlfunktion) kann die beim Epilieren entstehende Hitze reduziert werden. Die Cooling Function (Kühlfunktion) schützt die Haut, lindert das Schmerz- und Hitzegefühl und verbessert den Komfort während der Epilation.
- Nach 10 Minuten Inaktivität schaltet sich das Gerät automatisch ab.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Seguire attentamente le presenti istruzioni di sicurezza quando si utilizza il prodotto per ottimizzare l'uso del dispositivo e per prevenire o ridurre al minimo il rischio di lesioni, reazioni cutanee ed effetti collaterali.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per uso domestico e non può essere utilizzato in bar, ristoranti, aziende agricole, alberghi, motel e uffici.
- Questo apparecchio deve essere alimentato a una tensione molto bassa come indicato sulla marcatura.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato con l'alimentatore in dotazione, riferimento TAP60-120S500E1.
- ATTENZIONE: mantenere l'apparecchio asciutto.
- Se si ha intenzione di utilizzare l'apparecchio in un bagno, assicurarsi di scollegarlo sempre dalla presa di corrente, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche se l'apparecchio è spento.

- Come protezione aggiuntiva, si raccomanda di installare nel circuito elettrico che alimenta il bagno un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente nominale di funzionamento non superiore ai 30 mA. Chiedere consiglio al proprio elettricista.
- Ispezionare regolarmente il cavo in cerca di danni visibili. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo, la spina o il telaio sono danneggiati, malfunzionanti o sono caduti e contattare il prima possibile il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un set speciale fornito dal Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec. Smaltire adeguatamente il cavo di alimentazione se danneggiato.
- Non utilizzare il dispositivo se il filtro UV della finestra di trattamento o l'accessorio sono rotti, poiché in tali condizioni non è possibile garantire un funzionamento sicuro.
- Non guardare direttamente la luce.
- Utilizzare il dispositivo in una stanza ben illuminata, in modo che la luce non disturbi gli occhi. Se la luce risulta fastidiosa o troppo intensa, è possibile indossare occhiali da sole o occhiali di protezione.
- **ATTENZIONE:** Non è consentita alcuna modifica dell'apparecchio.
- Non tentare di smontare, modificare o riparare il dispositivo. Smontare il prodotto per conto proprio potrebbe danneggiarlo. Aprire il dispositivo annullerà la garanzia. Se l'apparecchio è rotto o danneggiato e deve essere riparato, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec. Se si apre il dispositivo si rischia di esporre l'utente a componenti elettrici pericolosi e all'energia della luce pulsata, che potrebbero causare lesioni fisiche o danni agli occhi. Le riparazioni effettuate da personale non qualificato

possono causare situazioni estremamente pericolose per l'utente.

- Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'etichetta dell'apparecchio e che la presa di corrente sia dotata di messa a terra.
- Non bloccare le aperture dell'apparecchio né ostruire il flusso dell'aria. Tenere le aperture libere da oggetti e non bloccarle con vestiti o dita.
- Non sommergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio in acqua o all'interno di qualsiasi altro liquido, né esporre i componenti elettrici all'acqua. Verificare di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la presa o accendere l'apparecchio.
- Prima dell'uso, controllare sempre il dispositivo. Assicurarsi che la finestra di trattamento sia pulita quando si utilizza il dispositivo per evitare malfunzionamenti.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito mentre è collegato.
- Non utilizzare il dispositivo se si hanno meno di 18 anni o più di 65 anni.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone (adulti o bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o con scarsa conoscenza ed esperienza, a meno che non siano sorvegliate o istruite all'uso da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. È necessaria la supervisione per evitare rischi quali l'esposizione all'emissione di luce, l'elettrocuzione, lo strangolamento con i cavi o il soffocamento con gli accessori.

Significato dei simboli

-  Questo simbolo identifica il produttore del prodotto:

Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd

- No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China.
-  Questo simbolo indica che è necessario leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il dispositivo. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
-  Questo simbolo indica il numero di serie del dispositivo.
-  Questo simbolo indica il numero di lotto.
-  Questo simbolo indica la data di fabbricazione del dispositivo.
-  Questo simbolo identifica che l'apparecchiatura è conforme ai requisiti di sicurezza specificati per le apparecchiature di Classe II.
-  Questo simbolo indica che l'apparecchiatura può essere utilizzata solo con corrente continua.
-  Questo simbolo indica che l'apparecchiatura può essere utilizzata solo con corrente alternata.
-  Questo simbolo indica la protezione contro l'ingresso di corpi estranei solidi di dimensioni $\geq 12,5$ mm e contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso verticale di acqua gocciolante se inclinato di 15 gradi.
-  Questo simbolo indica che il dispositivo è progettato per l'uso in ambienti interni.
-  Questo simbolo indica il livello di efficienza energetica.
-  Questo simbolo indica che si tratta di RAEE, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. Riciclarlo presso un centro appropriato. Chiedere al rivenditore o alle autorità locali consigli sul riciclaggio (vedere la sezione "Riciclaggio di prodotti elettrici ed elettronici").

-  Questo simbolo viene applicato ai prodotti per indicare che sono conformi alle direttive UE in materia di salute e sicurezza o di protezione ambientale.
-  Questo simbolo indica un riferimento a una persona o a un corpo umano. Nelle apparecchiature mediche, questo simbolo grafico viene utilizzato per indicare un riferimento a un paziente normale.
-  Questo simbolo viene utilizzato per identificare i collegamenti positivi e negativi (polarità) di un alimentatore CC o i collegamenti positivi e negativi delle apparecchiature a cui può essere collegato un alimentatore CC.

Uso e descrizione del prodotto

- Questo prodotto è classificato come dispositivo medico di classe IIa.
- Questo prodotto viene utilizzato per rimuovere i peli in eccesso e i peli del corpo, oltre a ridurre la ricrescita. È stato progettato per il trattamento di ascelle, inguine, braccia e gambe.
- La tecnologia a luce pulsata intensa offre risultati di depilazione duraturi con un consumo energetico minore rispetto ad altri dispositivi di depilazione simili. Il basso consumo energetico riduce il rischio di danni o complicazioni e contribuisce alla sicurezza generale del prodotto.
- L'epilatore applica sulla pelle delicati impulsi di luce che vengono assorbiti dalle radici dei peli. Più chiara è la pelle e più scuri sono i peli, meglio vengono assorbiti gli impulsi luminosi.
- Gli impulsi di luce stimolano il follicolo pilifero in una fase di riposo. Di conseguenza, i peli scompaiono naturalmente e la loro crescita viene impedita.

- Il ciclo di crescita dei peli è composto da diverse fasi. La tecnologia IPL è efficace solo quando il pelo è in fase di crescita. Non tutti i peli sono in fase di crescita nello stesso momento. Per questo motivo si consiglia di seguire l'intero trattamento per assicurarsi che tutti i peli siano stati trattati efficacemente durante la fase di crescita.
- L'epilatore viene fornito con una protezione per gli occhi. Indossare gli occhiali di protezione quando si utilizza l'epilatore.
- È progettato in modo da garantire il corretto funzionamento della finestra di trattamento solo se a diretto contatto con la pelle (flash). Il flash non funziona se uno dei due lati non tocca la pelle.
- Questo prodotto include una funzione di raffreddamento: Cooling Function. Può raggiungere una temperatura di 10 °C. Dopo aver attivato la funzione di raffreddamento (Cooling function), è possibile ridurre il calore generato durante l'epilazione. La funzione di raffreddamento protegge la pelle, allevia la sensazione di dolore e calore e migliora il comfort durante l'epilazione.
- Dopo 10 minuti di inattività, il prodotto si spegne automaticamente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções seguintes antes de utilizar o produto. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

- Siga cuidadosamente estas instruções de segurança quando utilizar o produto para otimizar a utilização do dispositivo e para evitar ou minimizar o risco de lesões, reações cutâneas e efeitos secundários.

- Este produto foi desenhado apenas para uso doméstico e não para uso em cafés, restaurantes, quintas, hotéis, motéis e escritórios.
- Este produto deve ser alimentado com a tensão de segurança muito baixa indicada na marcação do produto.
- Este dispositivo tem de ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida, com referência TAP60-120S500E1.
- ADVERTÊNCIA: mantenha o produto seco.
- Se vai utilizar o produto numa casa de banho, certifique-se de que o desliga sempre da tomada, pois a proximidade de água representa um perigo, mesmo que o secador esteja desligado.
- Como proteção adicional, recomenda-se que um produto de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal de falha de funcionamento não superior a 30 mA seja instalado no circuito elétrico que alimenta a casa de banho. Peça dicas ao seu instalador.
- Inspeção o cabo de alimentação em busca de danos visíveis. Não utilize o produto se o cabo, a ficha ou a armação estiver danificado, avariados ou tiver caído e contacte com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec o mais rapidamente possível. Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído por um cabo ou por um conjunto especial a ser fornecido pelo Serviço Oficial de Assistência Técnica da Cecotec ou pelo seu serviço pós-venda para evitar qualquer perigo. O cabo de alimentação danificado deverá ser descartado.
- Não utilize o produto se o filtro UV da janela de saída de luz ou o acessório estiver avariado, uma vez que o funcionamento seguro nestas condições não pode ser garantido.
- Não olhe diretamente para a luz.
- Utilize o produto numa sala bem iluminada para que a

luz não perturbe os olhos. Pode usar óculos de sol ou de proteção para maior conforto se a luz for desconfortável ou demasiado intensa.

- ADVERTÊNCIA: Não é permitida qualquer modificação do dispositivo.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo por si próprio. Se tentar desmontar o produto, pode danificá-lo. Se abrir o produto, anulará a garantia. Contacte com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec se o produto estiver quebrado ou danificado e precisar de reparação. Se abrir o dispositivo, poderá ficar exposto a componentes elétricos perigosos e a energia de luz pulsada, o que poderá causar lesões corporais ou lesões oculares. As reparações efetuadas por pessoal não qualificado podem conduzir a situações extremamente perigosas para o utilizador.
- Certifique-se de que a tensão de rede coincida com a tensão especificada na etiqueta de classificação do produto e de que a tomada tenha ligação à terra.
- Não bloqueie as aberturas do produto nem obstrua o fluxo de ar. Mantenha as aberturas livres de objetos, e não os cubra com roupa ou dedos.
- Não imerja o cabo, a ficha ou qualquer outra parte elétrica do produto na água ou qualquer outro líquido nem exponha as conexões elétricas à água. Certifique-se de ter as mãos completamente secas antes de tocar na tomada ou ligar o produto.
- Verifique sempre o produto antes de o utilizar. Certifique-se de que a janela de saída da luz está limpa quando utilizar o dispositivo para evitar avarias.
- Nunca deixe o produto sem vigilância enquanto estiver ligado à corrente.
- Não utilize o dispositivo se tiver menos de 18 anos de idade

ou mais de 65 anos de idade.

- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, mentais, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- Certifique-se de que as crianças não brincam com este dispositivo. É necessária supervisão para evitar riscos, como a exposição à luz, eletrocussão, estrangulamento com cabos ou asfixia com acessórios.

Explicação dos símbolos

-  Este símbolo identifica o fabricante do produto: Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd
- No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China.
-  Este símbolo significa que deve ler atentamente o manual do utilizador antes de utilizar o dispositivo. Guarde este manual do utilizador para referência futura.
-  Este símbolo indica o número de série do dispositivo.
-  Este símbolo indica o número do lote.
-  Este símbolo indica a data de fabrico do aparelho.
-  Este símbolo indica que o dispositivo está em conformidade com os requisitos de segurança especificados para equipamentos da Classe II.
-  Este símbolo indica que o dispositivo só pode ser utilizado com corrente contínua.
-  Este símbolo indica que o dispositivo só pode ser utilizado com corrente alternada.
-  Este símbolo indica a proteção contra a entrada de

objetos sólidos estranhos de tamanho $\geq 12,5$ mm e contra efeitos nocivos devido à entrada vertical de gotas de água quando inclinado a 15°.

-  Este símbolo significa que o aparelho foi concebido para utilização em interiores.
-  Este símbolo indica o nível de eficiência energética.
-  Este símbolo indica REEE, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico indiferenciado. Recicle-o num centro adequado. Peça conselhos ao fornecedor ou às autoridades locais sobre a reciclagem (consulte a secção "Reciclagem de produtos elétricos e eletrónicos").
-  Este símbolo é aplicado aos produtos para indicar que estão em conformidade com as diretivas comunitárias da UE relevantes em matéria de saúde e segurança ou de proteção ambiental.
-  Este símbolo indica uma referência a uma pessoa ou a um corpo humano. No equipamento médico, este símbolo gráfico é utilizado para indicar uma referência a um doente normal.
-  Este símbolo é utilizado para identificar as ligações positivas e negativas (polaridade) de uma fonte de alimentação CC, ou as ligações positivas e negativas do equipamento ao qual pode ser ligada uma fonte de alimentação CC.

Uso e descrição do produto

- Este produto está classificado como um dispositivo médico da classe IIa.
- Este dispositivo utiliza-se para remover o excesso de pelo

corporal. Está concebida para usar nas axilas, a linha do biquíni, os braços e as pernas.

- A tecnologia de luz pulsada intensa consegue resultados de depilação de longo prazo utilizando uma quantidade de energia mais inferior do que a utilizada em outros dispositivos de depilação similares. A baixa energia utilizada por este dispositivo reduz a possibilidade de provocar danos ou complicações, e contribui à segurança geral.
- A depiladora aplica impulsos suaves de luz na pele que são absorvidos pelas raízes dos pelos. Quanto mais clara for a pele e mais escuro for o pelo, melhor serão absorvidos os impulsos de luz.
- Os impulsos de luz estimulam o folículo piloso a entrar numa fase de repouso. Como resultado, o pelo desaparece naturalmente e o crescimento do pelo é impedido.
- O ciclo de crescimento do pelo é composto por diferentes fases. A tecnologia IPL só é eficaz quando o pelo está na sua fase de crescimento. Nem todos os pelos estão na fase de crescimento ao mesmo tempo. Por este motivo, recomenda-se que siga todo o tratamento para garantir que todos os pelos foram tratados eficazmente durante a fase de crescimento.
- A depiladora dispõe duma proteção para os olhos. Use óculos de proteção quando utilizar a depiladora.
- Está concebida de modo que a janela de tratamento requeira contacto total com a pele para funcionar (flash). O flash não funcionará se algum dos lados não toca a pele.
- O produto tem uma função de arrefecimento: Cooling Function. Pode atingir uma temperatura de 10 °C. Após ativar a Função de arrefecimento (Cooling Function), é possível reduzir o calor gerado durante a depilação. Esta função (Cooling Function) permite proteger a pele, aliviar a sensação

de dor e calor e melhorar o conforto durante o processo de depilação.

- Depois de 10 minutos de inatividade, o dispositivo desligará automaticamente.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig(e) gebruik of gebruikers.

- Volg deze veiligheidsinstructies zorgvuldig op bij het gebruik van het product om het gebruik van het apparaat te optimaliseren en het risico op letsel, huidreacties en bijwerkingen te voorkomen of te minimaliseren.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en is niet bestemd voor gebruik in bars, restaurants, boerderijen, hotels, motels en kantoren.
- Het apparaat moet worden gevoed met de zeer lage veiligheidsspanning die op de productmarkering staat vermeld.
- Dit apparaat moet worden gebruikt met de meegeleverde voedingseenheid, referentie TAP60-120S500E1.
- WAARSCHUWING: houd het apparaat droog.
- Als u het apparaat in een badkamer gaat gebruiken, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen, omdat de nabijheid van water gevaar oplevert, zelfs als de droger is uitgeschakeld.
- Als extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale foutstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit dat de badkamer voedt, te installeren. Vraag een installateur om advies.

- Controleer de kabel op zichtbare schade. Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker of het frame beschadigd of defect is of als het gevallen is en neem zo snel mogelijk contact op met de Technische Dienst van Cecotec. Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door een speciale kabel of set die door de officiële technische hulpdienst van Cecotec moet worden geleverd. De beschadigde stroomkabel moet worden weggegooid.
- Gebruik het apparaat niet als het Uv-filter van het lichtemissie venster of de accessoire kapot is, omdat een veilige werking onder deze omstandigheden niet kan worden gegarandeerd.
- Kijk niet direct in het licht.
- Gebruik het apparaat in een goed verlichte kamer zodat het licht de ogen niet stoort. U kunt een zonnebril of veiligheidsbril dragen als het licht onprettig of te fel is.
- WAARSCHUWING: De apparatuur mag niet worden aangepast.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, aan te passen of te repareren. Pogingen om dit product te demonteren kunnen het beschadigen. Als u het apparaat opent, vervalt de garantie. Neem contact op met de Technische Dienst van Cecotec als het apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden. Als u het apparaat opent, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische onderdelen en intens gepulseerd licht, die lichamelijk letsel of oogletsel kunnen veroorzaken. Reparaties die worden uitgevoerd door ongekwificeerd personeel kunnen leiden tot zeer gevaarlijke situaties voor de gebruiker.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning vermeld op het classificatielabel van het apparaat en dat het stopcontact geaard is.
- Zorg ervoor dat de openingen van het apparaat en de

luchtstroom niet geblokkeerd raken. Houd de openingen vrij van objecten en bedek ze niet met kleding of uw vingers.

- Dompel de voedingskabel, de stekker of andere onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel de elektrische verbindingen niet bloot aan water. Zorg dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker aanraakt of het apparaat inschakelt.
- Controleer het apparaat altijd voor gebruik. Zorg ervoor dat het venster van de lichtemissie schoon is wanneer u het apparaat gebruikt om storingen te voorkomen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het is aangesloten.
- Gebruik het apparaat niet als u jonger bent dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (volwassenen of kinderen) met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke vermogens, of een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen. Toezicht is vereist om gevaren te voorkomen, zoals blootstelling aan licht, elektrocutie, wurging door snoeren of verstikking door accessoires.

Uitleg van de symbolen

-  Dit symbool identificeert de fabrikant van het product: Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd
- No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China.
-  Dit symbool betekent dat u de handleiding zorgvuldig

moet lezen voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

-  Dit symbool geeft het serienummer van het apparaat aan.
-  Dit symbool geeft het batchnummer aan.
-  Dit symbool geeft de productiedatum van het apparaat aan.
-  Dit symbool geeft aan dat de apparatuur voldoet aan de veiligheidseisen voor apparatuur van klasse II.
-  Dit symbool geeft aan dat de apparatuur alleen kan worden gebruikt met gelijkstroom.
-  Dit symbool geeft aan dat de apparatuur alleen kan worden gebruikt met wisselstroom.
-  Dit symbool duidt op bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq 12,5$ mm en tegen schadelijke effecten door verticaal binnendringend druppelend water bij een hellingshoek van 15 graden.
-  Dit symbool betekent dat het apparaat is ontworpen voor gebruik binnenshuis.
-  Dit symbool geeft het niveau van energie-efficiëntie aan.
-  Dit symbool staat voor WEEE, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met ongesorteerd huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle het in een geschikt centrum. Vraag uw distributeur of de plaatselijke autoriteiten om advies over recycling (zie het gedeelte "Recycling van elektrische en elektronische producten").
-  Dit symbool wordt op producten aangebracht om aan te geven dat ze voldoen aan de relevante EU-richtlijnen voor gezondheid en veiligheid of milieubescherming.
-  Dit symbool verwijst naar een persoon of menselijk lichaam. In medische apparatuur wordt dit symbool

gebruikt om een verwijzing naar een normale patiënt aan te geven.

-  Dit symbool wordt gebruikt om de positieve en negatieve aansluitingen (polariteit) van een gelijkstroomvoeding of de positieve en negatieve aansluitingen van apparatuur waarop een gelijkstroomvoeding kan worden aangesloten, te identificeren.

Gebruik en beschrijving van het product

- Dit product is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel van klasse IIa.
- Dit product wordt gebruikt om overtollig haar en lichaamshaar te verwijderen en vermindert ook de haargroei. Het is ontworpen om de oksels, liezen, armen en benen te behandelen.
- De Intense Pulsed Light-technologie kan met veel minder energie dan andere soortgelijke ontharingsapparaten langdurige ontharingsresultaten bereiken. Het lage energieverbruik van dit product vermindert de kans op schade of complicaties en draagt bij tot de algemene veiligheid.
- Het ontharingsapparaat geeft zachte lichtflitsen af op de huid die door de haarwortels worden geabsorbeerd. Hoe lichter de huid en hoe donkerder het haar, hoe beter de lichtflitsen worden geabsorbeerd.
- Stuurt zachte lichtflitsen naar de haarwortel en stimuleert deze om naar een rustfase te gaan. Hierdoor verdwijnt het haar op natuurlijke wijze en wordt haargroei voorkomen.
- De haargroei-cyclus bestaat uit verschillende stadia. IPL-technologie is alleen effectief wanneer het haar in de groeifase is. Niet alle haren zijn op hetzelfde moment in de

groeifase. Daarom raden we u aan om de gehele behandeling te volgen om er zeker van te zijn dat al het haar tijdens de groeifase effectief behandeld is.

- Het ontharingsapparaat is uitgerust met oogbescherming. Draag een veiligheidsbril als u het apparaat gebruikt.
- Het is zo ontworpen dat het behandelingsvenster volledig huidcontact vereist om te werken (flash). De flits werkt niet als beide kanten de huid niet raken.
- Dit product heeft een Koelfunctie: Cooling Function. Het kan een temperatuur van 10°C bereiken. Na het activeren van de Koelfunctie (Cooling Function) is het mogelijk om de hitte die tijdens het epilieren ontstaat te verminderen. De koelfunctie (Cooling Function) beschermt de huid, verlicht het gevoel van pijn en warmte en verbetert het comfort tijdens het epilieren.
- Het apparaat schakelt automatisch uit na 10 minuten inactiviteit.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.

- Podczas korzystania z produktu należy dokładnie przestrzegać niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, aby zoptymalizować korzystanie z urządzenia oraz zapobiec lub zminimalizować ryzyko obrażeń, reakcji skórnych i skutków ubocznych.
- To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku w barach, restauracjach, gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach i biurach.
- To urządzenie musi być zasilane bardzo niskim napięciem

bezpiecznym określonym w oznakowaniu produktu.

- To urządzenie musi być używane z dostarczonym zasilaczem o numerze TAP60-120S500E1.
- OSTRZEŻENIE: urządzenie musi być suche.
- Jeśli zamierzasz korzystać z urządzenia w łazience, zawsze odłączaj je od gniazdka elektrycznego, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznika nadprądowego o znamionowym roboczym prądzie zwarciovym nieprzekraczającym 30 mA. Poproś instalatora o poradę.
- Sprawdź przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód, wtyczka lub struktura są uszkodzone, nie działają prawidłowo lub uległy upadkowi i jak najszybciej skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zestaw dostarczony przez Oficjalny Serwis Pomocy Technicznej Cecotec. Uszkodzony przewód zasilający należy zutylizować.
- Nie używaj urządzenia, jeśli filtr UV okna emisji światła lub akcesorium są uszkodzone, ponieważ w tych warunkach nie można zagwarantować bezpiecznego działania urządzenia.
- Nie kieruj wzroku bezpośrednio na światło wydobywające się z urządzenia.
- Z urządzenia należy korzystać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, aby emitowane światło nie raziło w oczy. Możesz nosić okulary przeciwsłoneczne lub gogle dla wygody, jeśli światło jest nadmiernie jasne lub uciążliwe.
- OSTRZEŻENIE: Modyfikacja urządzenia jest niedozwolona.

- Nie próbuj demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia. Jeśli spróbujesz zdemontować ten produkt, możesz go uszkodzić. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Skontaktuj się z Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec, jeśli urządzenie jest zepsute lub uszkodzone i wymaga naprawy. Otwarcie urządzenia może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi elementami elektrycznymi i pulsującym światłem, co może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie wzroku. Naprawy przeprowadzane przez niewykwalifikowane osoby mogą narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia i że wtyczka jest uziemiona.
- Nie blokuj otworów urządzenia ani nie utrudniaj przepływu powietrza. Otwory należy utrzymywać odblokowane i nie zatykać ich ubraniem ani palcami.
- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej części urządzenia w wodzie lub innej cieczy ani nie wystawiaj połączeń elektrycznych na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem urządzenia należy upewnić się, że ręce są całkowicie suche.
- Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem. Podczas korzystania z urządzenia należy upewnić się, że okienko emisji światła jest czyste, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz mniej niż 18 lat lub więcej niż 65 lat.
- To urządzenie nie może być używane przez osoby (dzieci lub dorosłych) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane i instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się tym urządzeniem. Wymagany jest nadzór w celu uniknięcia zagrożeń, takich jak ekspozycja na strumień światła, porażenie prądem, uduszenie przewodami lub zadławienie się akcesoriami.

Objaśnienie symboli

-  Ten symbol identyfikuje producenta produktu: Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd
- No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China.
-  Ten symbol oznacza, że przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość.
-  Ten symbol oznacza numer seryjny urządzenia.
-  Ten symbol oznacza numer partii.
-  Ten symbol wskazuje datę produkcji urządzenia.
-  Ten symbol oznacza, że urządzenie spełnia wymagania bezpieczeństwa określone dla urządzeń klasy II.
-  Ten symbol oznacza, że urządzenie może być używane wyłącznie z prądem stałym.
-  Ten symbol oznacza, że urządzenie może być używane wyłącznie z prądem zmiennym.
-  IP22 Ten symbol oznacza ochronę przed przedostaniem się stałych ciał obcych o wielkości $\geq 12,5$ mm oraz przed szkodliwymi skutkami pionowego przedostania się kapiącej wody przy nachyleniu pod kątem 15 stopni.
-  Ten symbol oznacza, że urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.

-  Ten symbol oznacza poziom efektywności energetycznej.
-  Ten symbol oznacza WEEE, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zużytych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami domowymi. Poddać go recyklingowi w odpowiednim punkcie. Zapytaj dostawcę lub lokalne władze o porady dotyczące recyklingu (patrz sekcja „Recykling produktów elektrycznych i elektronicznych”).
-  Ten symbol jest umieszczany na produktach w celu wskazania, że są one zgodne z odpowiednimi dyrektywami UE dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa lub ochrony środowiska.
-  Ten symbol oznacza odniesienie do osoby lub ludzkiego ciała. W sprzęcie medycznym ten symbol graficzny jest używany do wskazania odniesienia do zwykłego pacjenta.
-  Ten symbol służy do identyfikacji dodatnich i ujemnych połączeń (polaryzacji) zasilacza prądu stałego lub dodatnich i ujemnych połączeń urządzeń, do których można podłączyć zasilacz prądu stałego.

Zastosowanie i opis produktu

- Ten produkt jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIa.
- Produkt służy do usuwania nadmiaru owłosienia na ciele, a także ogranicza odrastanie włosów. Jest przeznaczony do zabiegów pod pachami, w pachwinach, na ramionach i nogach.
- Technologia intensywnego światła impulsowego jest w stanie zapewnić długotrwałe rezultaty usuwania owłosienia przy użyciu znacznie mniejszej ilości energii niż inne podobne urządzenia do usuwania włosów. Niska

energia zużywana przez ten produkt zmniejsza możliwość spowodowania obrażeń lub komplikacji i przyczynia się do ogólnego bezpieczeństwa.

- Depilator emituje na skórę delikatne impulsy światła, które są absorbowane przez cebulki włosów. Im jaśniejsza skóra i ciemniejsze włosy, tym lepiej absorbowane są impulsy świetlne.
- Impulsy światła stymulują mieszki włosowe i wprowadzają go w fazę spoczynku. W rezultacie włosy znikają naturalnie, a ich wzrost zostaje zahamowany.
- Cykl wzrostu włosa składa się z różnych etapów. Technologia IPL jest skuteczna tylko wtedy, gdy włosy znajdują się w fazie wzrostu. Nie wszystkie włosy są w fazie wzrostu w tym samym czasie. Z tego powodu zalecamy przeprowadzenie pełnego procesu, aby upewnić się, że wszystkie włosy zostały poddane procesowi w fazie wzrostu.
- Depilator posiada ochronę oczu. Podczas korzystania z depilatora należy nosić okulary ochronne.
- Został zaprojektowany tak, aby okno świetlne wymagało pełnego kontaktu ze skórą do działania (błysk). Błysk nie zadziała, jeśli któraś ze stron nie dotyka skóry.
- Ten produkt ma funkcję chłodzenia: Cooling Function. Może osiągnąć temperaturę 10°C. Po uruchomieniu funkcji chłodzenia (Cooling Function) możliwe jest zmniejszenie ciepła wytwarzanego podczas depilacji. Funkcja chłodzenia (Cooling Function) pozwala chronić skórę, łagodzić uczucie bólu i ciepła oraz poprawiać komfort podczas procesu depilacji.
- Po 10 minutach bezczynności produkt automatycznie się wyłączy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pozorně následující pokyny před použitím výrobku. Uchovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Dodržujte pečlivě tyto bezpečnostní pokyny při používání výrobku, abyste optimalizovali používání přístroje a předešli nebo minimalizovali riziko poranění, kožních reakcí a vedlejších účinků.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a je vyloučen z použití v barech, restauracích, farmách, hotelech, motelech a kancelářích.
- Toto zařízení musí být napájeno velmi nízkým bezpečnostním napětím uvedeným na označení výrobku.
- Tento přístroj je nutné používat s dodanou napájecí jednotkou, s referenčním číslem TAP60-120S500E1.
- VAROVÁNÍ: Udržujte přístroj v suchu.
- Pokud budete přístroj používat v koupelně, nezapomeňte ho vždy vytáhnout ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je epilátor vypnutý.
- Jako dodatečná ochrana se doporučuje, aby byl v elektrickém obvodu napájejícím koupelnu instalován proudový chránič (RCD) se jmenovitým provozním poruchovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu instalačního technika.
- Zkontrolujte kabel, zda není viditelně poškozen. Nepoužívejte zařízení, pokud je kabel, zástrčka nebo konstrukce poškozená, nefunkční nebo došlo k jeho pádu, a co nejdříve se obraťte na Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sadou, kterou vám dodá Oficiální technická asistenční služba společnosti Cecotec. Poškozený napájecí kabel musí být zlikvidován.

- Nepoužívejte přístroj, pokud je UV filtr okénka výstupu záblesků nebo nástavec poškozen, protože za těchto podmínek nelze zaručit bezpečný provoz.
- Nedívejte se přímo do světla.
- Používejte přístroj v dobře osvětlené místnosti, aby záblesky neobtěžovaly oči. Můžete si nasadit sluneční brýle nebo ochranné brýle pro větší pohodlí, pokud je světlo nepříjemné nebo příliš ostré.
- VAROVÁNÍ: Nejsou povoleny žádné úpravy tohoto zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, upravovat nebo opravovat. Pokud se pokusíte tento výrobek rozebrat, můžete jej poškodit. Rozebrání zařízení snižuje jeho záruku. Pokud je zařízení rozbité nebo poškozené a potřebuje opravu, obraťte se na Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec. Otevřením přístroje se můžete vystavit nebezpečným elektrickým součástem a zábleskům, které mohou způsobit poranění těla nebo poškození zraku. Opravy prováděné nekvalifikovaným personálem mohou vést k mimořádně nebezpečným situacím pro uživatele.
- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče a že je síťová zástrčka uzemněná.
- Neblokujte otvory spotřebiče ani nebraňte proudění vzduchu. Udržujte otvory volné, bez překážek, a taky je nezakrývejte oblečením nebo prsty.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou část spotřebiče do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte elektrické přípojky vodě. Ujistěte se, že máte zcela suché ruce, než se dotknete zástrčky nebo zapnete spotřebič.
- Před použitím zařízení vždy zkontrolujte. Ujistěte se, že okénko pro vyzařování světla je čisté během používání zařízení, aby se zabránilo nesprávnému provozu.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je zapojeno do sítě.

- Nepoužívejte přístroj, pokud jste mladší 18 let nebo starší 65 let.
- Toto zařízení nesmí používat osoby (dospělí nebo děti) se sníženými fyzickými, mentálními nebo smyslovými schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o jeho používání osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že si děti s tímto zařízením nehrají. Je nutný dohled, aby se zabránilo nebezpečí, jako je vystavení vyzařování světla, úraz elektrickým proudem, uškrcení kabely nebo udušení příslušenstvím.

Vysvětlení symbolů

-  Tento symbol označuje výrobce výrobku: Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd
- No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China.
-  Tento symbol znamená, že si před použitím zařízení musíte pečlivě přečíst návod k použití. Uchovejte si tento návod k použití pro budoucí použití.
-  Tento symbol označuje sériové číslo zařízení.
-  Tento symbol označuje číslo šarže.
-  Tento symbol označuje datum výroby zařízení.
-  Tento symbol označuje, že zařízení splňuje bezpečnostní požadavky stanovené pro zařízení třídy II.
-  Tento symbol označuje, že zařízení lze používat pouze se stejnosměrným proudem.
-  Tento symbol označuje, že zařízení lze používat pouze se střídavým proudem.
-  Tento symbol označuje stupeň ochrany proti vstupu

pevných částic $\geq 12,5$ mm a proti škodlivým účinkům v důsledku vniknutí vertikálně kapající vody ve svislém směru při naklonění v úhlu 15 stupňů.

-  Tento symbol znamená, že zařízení je určeno pro vnitřní použití.
-  Tento symbol označuje úroveň energetické účinnosti.
-  Tento symbol označuje RAEE, odpadní elektrické a elektronické zařízení. Elektroodpad nesmí být likvidován společně s netříděným komunálním odpadem. Recyklujte ho ve vhodném sběrném centru. Poradte se s prodejcem nebo místními úřady ohledně recyklace (viz kapitola „Recyklace elektrických a elektronických výrobků“).
-  Tímto symbolem jsou označeny výrobky, které splňují příslušné směrnice EU o ochraně zdraví a bezpečnosti
-  o ochraně životního prostředí.
-  Tento symbol označuje odkaz na osobu nebo lidské tělo. Ve zdravotnickém vybavení se tento grafický symbol používá k označení běžného pacienta.
-  Tento symbol se používá k označení kladného a záporného připojení (polarity) stejnosměrného napájecího zdroje nebo kladného a záporného připojení zařízení, ke kterému lze připojit stejnosměrný napájecí zdroj.

Použití a popis výrobku

- Tento výrobek je klasifikován jako zdravotnický prostředek třídy IIa.
- Tento výrobek se používá k odstranění přebytečných chloupků a ochlupení a také omezuje opětovný růst chloupků. Je určen k ošetření podpaží, třísel, paží a nohou.
- Technologie intenzivního pulzního světla je schopna dosáhnout dlouhodobých výsledků při epilaci chloupků za

použití mnohem menšího množství energie než jiné podobné přístroje na epilaci chloupků. Nízká spotřeba energie tohoto výrobku snižuje možnost poškození nebo komplikací a přispívá k jeho celkové bezpečnosti.

- Epilátor působí na pokožku jemnými světelnými pulzy, které jsou absorbovány kořínky chloupků. Čím světlejší je pokožka a čím tmavší jsou chloupky, tím lépe jsou světelné impulzy absorbovány.
- Světelné pulzy stimulují vlasový folikul do klidové fáze. Výsledkem je přirozené zmizení chloupků a zabránění jejich růstu.
- Růstový cyklus chloupků se skládá z různých fází. Technologie IPL je účinná pouze ve fázi růstu chloupků. Ne všechny chloupky jsou ve stejnou dobu ve fázi růstu. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste absolvovali celou kúru, a tak se ujistili, že všechny chloupky byly během růstové fáze účinně ošetřeny.
- Epilátor disponuje senzorem na ochranu očí. Při používání epilátoru používejte ochranné brýle
- Je navržen tak, že okénko pro vyzařování záblesků vyžaduje plný kontakt s pokožkou (flash). Flash nebude fungovat, pokud se ani jedna strana nedotýká kůže.
- Tento výrobek má funkci chlazení: Cooling Function. Může dosáhnout teploty až 10 °C. Po aktivaci funkce chlazení (Cooling function) je možné snížit teplo vznikající při epilaci. Funkce chlazení (Funkce chlazení) umožňuje chránit pokožku, zmírnit pocit bolesti a tepla a zlepšit pohodlí během procesu epilace.
- Po uplynutí 10 minut nečinnosti se výrobek automaticky vypne.

1. CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

Aviso

Evite la exposición al sol durante 4 semanas antes de utilizar el dispositivo.

No utilice el dispositivo:

- Si su piel es fototipo V o VI (Fig. 1). Corre el riesgo de desarrollar quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel (hiperpigmentación o hipopigmentación).
- Si está embarazada o dando el pecho.
- Si ha expuesto su piel a la luz solar directa o la ha bronceado artificialmente durante las últimas 2 semanas.
- Si su pelo natural es blanco, gris, dorado o pelirrojo. (Fig. 2)
- En un tatuaje o maquillaje permanente.
- En manchas oscuras, como pecas grandes, marcas de nacimiento, lunares o verrugas.
- Si tiene eccemas, psoriasis, quemaduras, lesiones, hematomas, heridas abiertas o infecciones activas en la zona que va a tratar.
- Si tiene antecedentes de desorden de colágeno, incluida la formación de queloides o la mala cicatrización.
- Si tiene sensibilidad conocida a la luz o está tomando medicación que hace que la piel esté más sensible a la luz. Los medicamentos que sabe que tienen este efecto incluyen agentes antiinflamatorios no esteroideos (por ejemplo, aspirina, ibuprofeno o paracetamol), tetraciclinas, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureas, sulfamidas, DTIC, fluorouracil, vinblastina y griseofulvina.
- Si tiene una enfermedad que provoque sensibilidad a la luz, como porfiria, erupción lumínica polimórfica, lupus, urticaria solar, etc.
- Si está en tratamiento o se ha tratado recientemente con alfa-hidroxiácidos (AHA) o beta-hidroxiácidos (BHA), Retin-A®, Accutane®, Roaccutane® (isotretinoína), retinoides tópicos, ácido azelaico o esteroides.
- Si toma sustancias o medicamentos fotosensibilizantes, consulte el prospecto del medicamento y no use el dispositivo si se indica que puede causar reacciones fotoalérgicas, fototóxicas o si tiene que evitar la luz solar durante el tratamiento con esta medicación.
- Si toma anticoagulantes o toma aspirinas de forma sistemática, sin que pueda suspender la medicación durante un mínimo de una semana antes de cada tratamiento.
- Si toma analgésicos que reducen la sensibilidad de la piel al calor.
- Si tiene estados de la piel anormales debido a diabetes u otra enfermedad sistémica o metabólica.
- Si tiene antecedentes de brotes de herpes en la zona que va a tratar, a menos que haya consultado a un médico y haya recibido tratamiento preventivo.
- Si padece epilepsia con sensibilidad a la luz parpadeante.
- Si tiene una enfermedad cardíaca congénita.

- Si tiene una enfermedad relacionada con la fotosensibilidad, como erupción lumínica polimórfica (ELP), urticaria solar, porfiria, etc.
- Si tiene antecedentes de trastornos vasculares, como presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas que se van a tratar.
- Si sufre algún trastorno sanguíneo.
- Si tiene antecedentes de enfermedad inmunodepresiva (incluida la infección por VIH o SIDA).
- Si toma inmunodepresivos.
- Si tiene un trastorno de pigmentación cutánea como el vitiligo.
- Si tiene antecedentes de cáncer de piel o posibles tumores de piel en la zona que va a tratar.
- Si ha recibido radioterapia o quimioterapia en los últimos 3 meses.
- Si tiene un implante activo, como un marcapasos o una bomba de insulina, en la zona que va a tratar.
- Si tiene alguna otra condición por la que su médico considera que el dispositivo podría perjudicarlo.
- No utilice el aparato en los pezones, las areolas, los labios menores, la vagina, el ano y el interior de los orificios nasales y las orejas.
- Los hombres no deben utilizarlo en la cara ni en el escroto.

No utilice la depiladora en zonas sensibles como:

- Alrededor de los ojos y cerca de las cejas. Este dispositivo solo puede utilizarse en el cuerpo y en el rostro femenino (por debajo de los pómulos).
- En los labios, los pezones, las areolas, los labios menores, la vagina, el ano y el interior de los orificios nasales y las orejas.
- En zonas en las que haya tenido alguna operación en las 3 semanas anteriores al tratamiento.
- Los hombres no deben utilizar el dispositivo en la cara y el cuello, ni en toda la zona genital. El vello de estas zonas tiene características diferentes. La piel puede quemarse (con dolor, enrojecimiento prolongado y cambios de pigmentación)
- En zonas donde use desodorantes de acción prolongada. Puede ocasionar reacciones cutáneas.
- Sobre o cerca de ningún implante artificial de silicona, vías de inyección subcutánea (dosificadores de insulina) o piercings.

Cuándo consultar a un médico

Si está tomando medicación que le han recetado o recibe supervisión médica regular debido a una determinada enfermedad, consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo. También debería consultar con su médico si no está seguro de si puede utilizar el aparato.

Para evitar efectos adversos

- No trate la misma zona de la piel más de una vez durante una sesión.

- Afeite siempre la zona que va a tratar antes del tratamiento y asegúrese de que la piel de esa zona está limpia y seca.
- No limpie la piel con líquidos inflamables, como alcohol o acetona, antes de utilizar el aparato.

2. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 3

1. Conector del adaptador de corriente
2. Botón de emisión de pulsos de luz
3. Ventana de salida de luz
4. Panel de enfriamiento / Superficie de contacto con la piel
5. Salida de aire
6. Entrada de aire
7. Pantalla LCD
8. Indicador luminoso
9. Botón de función de enfriamiento (Cooling function)
10. Botón de encendido/apagado/nivel de intensidad

Nota:
Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y pueden no coincidir exactamente con el producto.

3. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja

- Bamba SkinCare IPL Gun
- Adaptador de corriente
- Gafas de protección
- Cuchilla

- Estuche
- Este manual de instrucciones

Condiciones óptimas de funcionamiento

Temperatura	De +10 °C a +35 °C
Humedad relativa	3% a 75%
Presión atmosférica	700 a 1060 hPa

Condiciones óptimas de almacenamiento

Temperatura	De -40 °C a +70 °C
Humedad relativa	10% a 90%
Presión atmosférica	500 a 1060 hPa

4. FUNCIONAMIENTO

AVISO:

- No bloquee la entrada y salida de aire con objetos. De lo contrario, el aparato podría dañarse.
- Si el ventilador de enfriamiento deja de girar, deje de utilizar el dispositivo de inmediato. De lo contrario, podría romperse la ventana de luz debido a altas temperaturas y podría dañarle la piel.

Antes del uso

- Antes de utilizar este producto, se recomienda rasurar el vello de la zona a tratar.
- Esto permite que la porción de vello que permanece en la superficie de la piel absorba la luz para garantizar un mayor efecto.
- Limpie la piel para asegurarse de que no quedan restos de vello de la depilación previa. Asegúrese de que la piel está completamente seca y sin restos de sustancias grasas.

Nota:

Si la depilación le provoca alguna alergia cutánea, detenga la depilación y consulte con su médico.

Prueba previa al uso

- Si utiliza el aparato por primera vez, realice primero una prueba para determinar que el nivel elegido sea adecuado a su tipo de piel.
- Para ello, emita un pulso de luz en una zona cercana a la que va a tratar. Empiece por el nivel más bajo y aumente el nivel de intensidad siempre y cuando no sienta molestias en

la piel.

- Tenga en cuenta que el aparato no puede ser utilizado en pieles oscuras ni en vellos rubios, pelirrojos o blancos. (Fig. 1-2)
- Después de la prueba de piel, espere 24 horas para comprobar si su piel reacciona. Si su piel reacciona negativamente, repita la prueba de piel con un nivel de intensidad más bajo. Seleccione un nivel de intensidad que no le cause reacción en la piel cuando utilice la depiladora.

Instrucciones de uso

Precaución:

El uso de controles o ajustes o ejecución de procedimientos distintos a los especificados aquí puede resultar en exposición a radiación peligrosa.

Uso con modo manual:

1. Conecte el adaptador de corriente a la depiladora y enchúfela a la red eléctrica. El indicador luminoso se iluminará de color azul claro.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado /nivel de intensidad durante unos segundos para encender el dispositivo. La pantalla mostrará el número de pulsos restantes, una barra que indica el nivel 1 de intensidad y una flecha que indica el modo manual de uso. El indicador luminoso se iluminará en azul oscuro mientras el dispositivo está en preparación y cambiará a verde cuando esté listo para usarse. (Fig. 4)
3. Seleccione el nivel de intensidad deseado pulsando repetidamente el botón de encendido/apagado/nivel de intensidad. El número de barras en la pantalla irá aumentando de 1 a 5. Empezar siempre por el nivel de intensidad más bajo para evitar daños en la piel.

NOTA:

A medida que aumenta el nivel de intensidad, aumenta también el riesgo de aparición de efectos secundarios. Para obtener instrucciones detalladas sobre el ajuste del nivel de intensidad, consulte el apartado "Selección del nivel de intensidad adecuado".

4. Coloque la depiladora sobre la piel en un ángulo de 90°. (Fig. 5) La única parte del producto que debe entrar en contacto con la piel a tratar es la ventana de salida de luz y el panel de enfriamiento.
5. Cuando el indicador luminoso parpadee en color verde, pulse el botón de emisión de pulsos de luz una vez para emitir un pulso de luz.
6. Mueva la depiladora a la zona contigua y repita los pasos 4 y 5. Repita este proceso hasta cubrir toda el área a tratar.

Uso con modo de pulsos continuos:

1. Siga los pasos 1, 2 y 3 del uso con modo manual.

2. Una vez seleccionado el nivel de intensidad y con el aparato alejado de la piel, mantenga pulsado el botón de emisión de pulsos durante unos segundos. La pantalla mostrará 5 flechas para indicar que el modo de pulsos continuos está activo. (Fig. 6)
3. Coloque la depiladora sobre la piel en un ángulo de 90°. (Fig. 5)
4. Cuando el aparato detecte que está bien situado sobre la piel, emitirá un pulso de luz cada dos segundos. Deslice la depiladora a la zona contigua entre pulso y pulso, hasta cubrir toda el área a depilar.

Nota:

- Si retira la depiladora de la piel durante más de 10 segundos, ésta volverá al modo manual. También puede volver al modo manual pulsando una vez el botón de emisión de pulsos de luz cuando la depiladora esté alejada de la piel.
- La depiladora tiene un sistema de detección de piel. Si no está bien posicionada sobre la piel, el indicador luminoso permanecerá fijo en color verde y el aparato no emitirá pulsos.

Para evitar efectos adversos:

- No trate la misma zona de la piel más de una vez durante una sesión. Evite repetir un pulso de luz en la misma zona.
- Si aparecen ampollas o quemaduras en la piel, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.
- Para evitar complicaciones después de utilizar el dispositivo no exponga la piel al sol en las 48h anteriores y posteriores a la depilación. La exposición al sol incluye tanto exposición directa y constante durante 15 minutos sin protección, como exposición sin protección a luz solar difusa durante 1 hora. En las dos semanas siguientes al tratamiento, utilice un factor de protección 30 o superior.

Selección del nivel de intensidad adecuado

- El nivel de intensidad determina la intensidad de la luz que llega a su piel. Con un total de cinco niveles, el número de barras que aparece en la pantalla muestra la intensidad seleccionada. A medida que aumenta el nivel de intensidad, aumenta el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones durante la depilación. Utilice siempre este producto empezando por el nivel más bajo de intensidad.
- Elija la intensidad adecuada para cada zona. Si no tiene molestias durante la primera sesión utilizando el nivel de intensidad mínimo, puede aumentar el nivel de intensidad en 1 en la próxima sesión. Si siente molestias, reduzca el nivel de intensidad. Para ello, utilice el botón del nivel de intensidad para seleccionar el nivel deseado.
- Si cambia de parte del cuerpo o ha tomado el sol recientemente, deberá realizar pruebas en la piel para determinar el nivel de intensidad adecuado.

Nota:

Debido a que el color de la piel de cada parte del cuerpo puede ser diferente, deberá seleccionar

el nivel de intensidad adecuado para cada zona. Este aparato no selecciona automáticamente el nivel de intensidad adecuado.

Tipo de piel. Fig. 1

Tipo de piel	Nivel de intensidad
Muy blanca; siempre se quema con facilidad, nunca se broncea.	4-5
Blanca; se quema fácilmente, se broncea mínimamente y con dificultad.	3-4
Marrón claro; se quema mínimamente, bronceado lento.	2-3
Marrón; rara vez se quema, bronceado lento.	1-2
Marrón oscuro; rara vez se quema con el sol, se broncea con facilidad.	No puede utilizar el dispositivo
Negra o más oscura, nunca se quema.	No puede utilizar el dispositivo

Función de enfriamiento (Cooling function)

- La función de enfriamiento activa una placa fría para aliviar la sensación de calor al usar la depiladora en zonas delicadas o si usa el dispositivo durante mucho tiempo. Para activar la función de enfriamiento durante la depilación, pulse una vez el botón de función de enfriamiento. En la pantalla aparecerá un icono de copo de nieve, indicando que esta función está activa. (Fig. 7) Para desactivar la función, vuelva a pulsar el botón de función de enfriamiento.
- También puede usar la función de enfriamiento después del tratamiento, para aliviar la piel. Para ello mantenga pulsado el botón de enfriamiento durante unos segundos. En la pantalla se mostrará "ICE" y el icono del copo de nieve; y el indicador luminoso se apagará. (Fig. 8) Mientras esta función esté activa, el aparato no emitirá pulsos de luz. Para volver a la función de depilación, mantenga pulsado de nuevo el botón de la función de enfriamiento durante unos segundos.

Después de utilizar este dispositivo

1. Cuando termine una sesión de depilación, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado/nivel de intensidad hasta que el aparato se apague.
2. Desenchufe el adaptador de la toma de corriente y el cable del aparato.
3. Vuelva a guardarlo en su caja original y manténgalo alejado del agua.

Cuidado de la piel después del tratamiento de eliminación de vello

No exponga la zona tratada al sol. Para proteger la piel recién tratada cuando se exponga a la

luz solar, asegúrese de aplicarse un protector solar con un factor de protección 30 o superior durante 2 semanas después de cada sesión de depilación.

Efectos secundarios y complicaciones

Normalmente, no se producen complicaciones durante el uso de la depiladora. Sin embargo, el uso de dispositivos de luz pulsada implica un riesgo de que se produzca alguna complicación. Por lo tanto, es importante que comprenda los posibles riesgos y complicaciones durante el uso del dispositivo.

Reacción adversa	Posibilidad de sufrir reacciones adversas
Leves molestias en la piel	Escasa
Enrojecimiento de la piel	Escasa
Alergia cutánea	Escasa
Herida o quemadura en la piel	Poco frecuente
Marca o cicatriz	Poco frecuente
Cambio de pigmentación	Poco frecuente
Enrojecimiento excesivo o inflamación	Poco frecuente
Infecciones	Muy rara
Hematomas	Muy rara

Leves molestias en la piel

Aunque la depilación IPL no suele producir molestias, algunos usuarios experimentan ligeras molestias durante su uso. Estas leves molestias suelen describirse como una ligera sensación de calor y hormigueo, normalmente después de la emisión de pulsos de luz. Una molestia excesiva significa que no debería seguir utilizando el dispositivo porque su piel no tolera este método de eliminación del vello o porque el nivel de intensidad establecido es demasiado alto.

Enrojecimiento de la piel

Su piel puede enrojecerse hasta 24 horas después de utilizar este producto. Si el enrojecimiento de la piel no desaparece en 2 o 3 días, consulte a su médico.

Sensibilidad de la piel o alergia

La piel de la zona tratada puede quedar más sensible, por lo que puede que note sequedad o descamación en la piel.

Herida o quemadura en la piel

Con muy poca frecuencia pueden aparecer quemaduras o heridas como consecuencia del uso

de este dispositivo. Esto suele ser debido al uso de un nivel de intensidad demasiado alto, o el uso del dispositivo en zonas no adecuadas como pieles muy oscuras o sobre tatuajes. Si aparecen heridas o quemaduras en la piel, detenga el proceso de depilación y consulte a su médico.

Marcas o cicatrices

Aunque muy improbable, el uso de la depiladora puede dejar cicatrices. Normalmente, cuando se produce una cicatriz, se presenta en forma de una herida lisa y blanca en la piel (hipotrófica). Sin embargo, esta puede ser de gran tamaño y de color rojo (hipertrófica) y extenderse más allá de los márgenes de la propia lesión (queloide). En este caso, pueden ser necesarios tratamientos cosméticos posteriores para mejorar el aspecto de la cicatriz. Si observa cualquier tipo de cicatriz, detenga el proceso de depilación y consulte a su médico

Cambio de pigmentación

Este método de depilación actúa sobre el tallo piloso, en particular sobre las células pigmentadas del folículo piloso y sobre el propio folículo piloso. No obstante, existe el riesgo de hiperpigmentación temporal (aumento del pigmento o decoloración marrón) o hipopigmentación (blanqueamiento) de la piel de alrededor. Los cambios en la pigmentación de la piel son más frecuentes en las personas con piel más oscura. Por lo general, la decoloración o los cambios en el pigmento de la piel son temporales y rara vez se produce hiperpigmentación o hipopigmentación.

Enrojecimiento e inflamación excesiva

En raras ocasiones, la piel tratada puede enrojecerse e inflamarse. Esto es más común en zonas más sensibles del cuerpo. El enrojecimiento y la inflamación deberían desaparecer en un plazo de 2 a 7 días. Enfriar la zona con hielo puede ayudar a reducir la inflamación. Puede limpiar la piel con cuidado, pero debe evitar la exposición a la luz solar.

Ciclo de utilización y efectividad

Resultado esperado del tratamiento de depilación

Color del vello	Intensidad de la luz	Zona de depilación	Sesiones recomendadas	Efectividad
Marrón claro-marrón	Máx. 5	Parte inferior o superior de la pierna	Aproximadamente 10 - 12 veces, 4 sesiones cada 2 semanas y 6-8 sesiones cada 4 semanas	60 % de eliminación del vello
		Brazos		50 % de eliminación del vello
		Línea del bikini		60 % de eliminación del vello
		Axilas		55 % de eliminación del vello

Color del vello	Intensidad de la luz	Zona de depilación	Sesiones recomendadas	Efectividad
Marrón oscuro- negro	Máx. 5	Parte inferior o superior de la pierna	Aproximadamente 8 - 10 veces, 4 sesiones cada 2 semanas y 4-6 sesiones cada 4 semanas	70 % de eliminación del vello
		Brazos		60 % de eliminación del vello
		Línea del bikini		70 % de eliminación del vello
		Axilas		65 % de eliminación del vello

Nota:

Si en cualquiera de las sesiones no se ha tratado durante los 3 días posteriores a la fecha planificada, repita el tratamiento completo. Si no lo hace, es posible que no observe una reducción efectiva del vello.

Tenga en cuenta que los resultados pueden variar en función del tiempo que tarde el vello en volver a crecer y de cada zona del cuerpo.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Después de cada uso, se recomienda limpiar el dispositivo, en especial si su superficie ha entrado en contacto con la piel.

- 1. Apague el dispositivo y desenchúfelo.
- 2. Utilice un paño limpio para limpiar la superficie del aparato y la superficie de contacto con la piel. Limpie adecuadamente la ventana de salida de luz.
- 3. Guarde el dispositivo en su estuche original y siguiendo las condiciones óptimas de almacenamiento indicadas en este manual.

Nota:
El cabezal de esta depiladora no es desmontable. Al terminarse los pulsos predeterminados, no es posible cambiarlo para recargar los pulsos.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	POSIBLES SOLUCIONES
La depiladora no se enciende	El cable de alimentación no está enchufado	Enchufe el cable de alimentación
	El adaptador no está correctamente conectado	Conecte el adaptador
La depiladora no emite pulsos de luz al pulsar el botón de emisión de pulsos	El dispositivo no está bien colocado sobre la piel	Coloque el dispositivo sobre la piel en un ángulo de 90°. Asegúrese de que el indicador luminoso parpadea en color blanco
	Tiene activada la función de enfriamiento, en la pantalla aparece la palabra "ICE"	Desactive la función de enfriamiento

La depiladora o el adaptador se calientan durante el uso	Es normal que el dispositivo o el adaptador se calienten ligeramente durante el uso	Utilice la depiladora en un ambiente fresco o deje que se enfríe antes de seguir usándola
	El flujo de aire del ventilador está bloqueado	Compruebe que no hay nada obstruyendo el flujo de aire
	El ventilador no funciona	Si el ventilador no funciona, contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Cecotec
La depiladora produce un olor extraño	La ventana de salida de luz está sucia	Limpie la ventana de salida de luz
	No ha eliminado correctamente el vello de la zona que se va a tratar. El vello puede quemarse y provocar olor	Rasure el vello antes de usar la depiladora
El dispositivo hace ruido	El ventilador emite un ruido parecido al de un secador durante el uso	Estos ruidos son normales en el funcionamiento normal de la depiladora
	Al emitir pulsos de luz, el dispositivo emite un suave sonido de chasquido	

Nota molestias durante el tratamiento o la reacción posterior de la piel dura más de lo normal	Ha utilizado un nivel de intensidad demasiado alto	Utilice un nivel adecuado para cada zona a tratar. Realice siempre una prueba de piel antes del tratamiento en cada una de las zonas
	Ha utilizado la depiladora en una zona contraindicada	No utilice el dispositivo en las zonas especificadas en el apartado "Contraindicaciones"
	El filtro UV de la ventana de luz está roto	Si el filtro UV está roto deje de utilizar el dispositivo y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Cecotec
Los resultados del tratamiento no son satisfactorios	Ha utilizado un nivel de intensidad demasiado bajo	Utilice un nivel adecuado para cada zona a tratar
	No aplicó el pulso a un área adyacente al área antes tratada	Aplique cada pulso al lado del anterior pero sin solaparse
	El color de su vello no es apto para el uso del dispositivo	El tratamiento no es eficaz en vellos claros, rubios, grises, pelirrojos o blancos
	No ha usado el dispositivo con la frecuencia recomendada	Siga las instrucciones de frecuencia indicadas. Puede adelantar las sesiones pero no exceda el tiempo recomendado entre una sesión y la siguiente
	Su cuerpo responde de manera más lenta a la depilación IPL	Continúe el tratamiento durante al menos 6 meses para reducir eficazmente el crecimiento del vello

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto: Bamba SkinCare IPL Gun

Referencia del producto: 04430

Tecnología utilizada: Luz pulsada intensa

Nombre o marca y dirección del fabricante	Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China
Identificador del modelo	A-3588
Condiciones de transporte y almacenamiento	El producto seguirá funcionando con arreglo a sus especificaciones en un USO NORMAL después de transportarse o almacenarse en las condiciones ambientales siguientes: -40 °C a 70 °C 10% a 90% R.H. 500 hPa a 1060 hPa
Condiciones de funcionamiento	El producto cumple sus especificaciones cuando se utiliza para un USO NORMAL en las condiciones ambientales siguientes: +10 °C a +35 °C 3% a 75% R.H. 700 hPa a 1060 hPa
Tamaño de la lámpara	0.35 * 1.18 in [0.42 sq. in.] / 0.9 * 3 cm [2.7 cm²]
Longitudes de onda emitidas	475-1200 nm ±20 nm
Duración del pulso	500-800 µs
Intervalo de pulsos	1 s-6 s
Exposición óptica	2.5 J/cm² - 5.0 J/cm²
Entrada del adaptador	100-240 V~, 50/60 Hz, 2 A
Salida del adaptador	12 V  , 5 A, 60 W

Eficiencia media en activo	88.39% para 115V/60Hz 88.81% para 230V/50Hz
Eficiencia a baja carga (10 %)	87.75% para 115V/60Hz 87.03% para 230V/50Hz
Consumo eléctrico en vacío	0.162 W para 115V/60Hz 0.133 W para 230V/50Hz
Modelo del adaptador	TAP60-120S500E1

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

Compatibilidad electromagnética: Información de cumplimiento

Este dispositivo cumple con todas las normas y regulaciones aplicables sobre la exposición a campos electromagnéticos.

8. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

9. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final por las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos establecidos por la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones sean realizadas por personal cualificado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. CONTRAINDICATIONS AND PRECAUTIONS

Note

Avoid exposure to sun for 4 weeks before using the appliance.

Do not use the appliance:

- If your skin phototype is V or VI (Fig. 1). You are at risk of developing burns, blisters, and changes in skin colour (hyperpigmentation or hypopigmentation).
- If you are pregnant or nursing.
- If your skin was exposed to strong sunlight or artificial tanning during the past 2 weeks.
- If your natural hair is white, grey, blonde, or red. (Fig. 2)
- On tattoos or permanent make-up
- On dark spots, such as large freckles, birthmarks, moles, or warts.
- If you have eczema, psoriasis, burns, injuries, bruises, open wounds, or active infections in the area to be treated.
- If you have a history of collagen disorder, including keloidal scar formation or poor wound healing.
- If you have a known sensitivity to light or take medication that makes your skin more sensitive to light. Medicines known to have this effect include non-steroidal anti-inflammatory agents (e.g. aspirin, ibuprofen, or paracetamol), tetracyclines, phenothiazines, thiazides, diuretics, sulphonylureas, sulphonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine and griseofulvin.
- If you have a disease that causes light sensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, lupus, solar urticaria, etc.
- If you are being treated or have recently been treated with alpha hydroxy acids (AHA) or beta hydroxy acids (BHA), Retin-A®, Accutane®, Roaccutane® (isotretinoin), topical retinoids, azelaic acid or steroids.
- If you are taking photosensitising substances or medicines, consult the package leaflet of the medication and do not use the appliance if it is indicated that it may cause photoallergic, phototoxic reactions or if you have to avoid sunlight during treatment with this medication.
- If you take anticoagulants or aspirin on a regular basis, without being able to stop the medication for at least one week before each treatment.
- If you take painkillers that reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you have abnormal skin conditions due to diabetes or another systemic or metabolic disease.
- If you have a history of herpes outbreaks in the treatment area unless you have consulted your doctor and received preventive treatment.
- If you suffer from epilepsy with flashing-light sensitivity.
- If you have congenital heart disease.
- If you have a photosensitivity-related disease, such as polymorphic light eruption (PLE), solar urticaria, porphyria, etc.

- If you have a history of vascular disorders, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If you have a blood disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).
- If you are taking immunosuppressants.
- If you have a skin pigmentation disorder such as vitiligo.
- If you have a history of skin cancer or potential malignancies in the treatment area.
- If you have received radiotherapy or chemotherapy in the last 3 months.
- If you have an active implant, such as a pacemaker or insulin pump, in the area to be treated.
- If you have any other condition that may be worsened by using the appliance according to your doctor's advice.
- Do not use the appliance on nipples, areolas, labia minora, vagina, anus, and the inside of nostrils and ears.
- Men must not use it on the face or on the scrotum.

Do not use the epilator on sensitive areas such as:

- Around the eyes and near the eyebrows. This appliance can only be used on the female body and face (below the cheekbones).
- On labia, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus, and inside the nostrils and ears.
- On areas that were surgically treated in the 3 weeks prior to epilation treatment.
- Men should not use the appliance on face and neck, nor on the entire genital area. The hair in these areas has different characteristics. The skin may burn (with pain, prolonged redness, and pigmentation changes).
- On areas where long-acting deodorants are applied. This can cause skin reactions.
- On or near any artificial silicone implants, subcutaneous injection sites, (insulin dispensers) or piercings.

When to consult your doctor

If you take prescribed medication or receive regular medical monitoring because of a certain condition, consult your doctor before you use the device. You should also consult your doctor if you are unsure whether the appliance is suitable for you.

To avoid adverse effects

- Do not treat the same area of skin more than once during a session.
- Always shave the treatment area before treatment and make sure that the skin in the treatment area is clean and dry.
- Do not clean the skin with flammable liquids, such as alcohol or acetone, before using the appliance.

2. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 3

1. Power-adapter connector
2. Pulsed-light emission button
3. Light exit window
4. Cooling plate / Skin contact surface
5. Air outlet
6. Air inlet
7. LCD display
8. Indicator light
9. Cooling function button
10. Power/intensity button

Note:

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

3. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the appliance when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box content

- Bamba SkinCare IPL Gun
- Power adapter
- Protective glasses
- Razor
- Pouch
- Instruction manual

Optimum operation conditions

Temperature	Between +10 °C and +35 °C
Relative humidity	Between 3% and 75%
Atmospheric pressure	Between 700 and 1060 hPa

Optimum storage conditions

Temperature	From -40 °C to +70 °C
Relative humidity	From 10% to 90%
Atmospheric pressure	From 500 to 1060 hPa

4. OPERATION

NOTE:

- Do not block the air outlet with objects. Failure to do so may cause irreparable damage to the appliance.
- If the cooling fan stops rotating, stop using the appliance immediately. Otherwise, the light exit window may break due to high temperatures and may damage the skin.

Before use

- Before using the appliance, it is advisable to shave the body area to be treated.
- This allows the remaining layer of hair on the skin to absorb the pulsed light, thus ensuring better results.
- Cleanse the skin to ensure that no hair remains from previous epilation. Make sure that the skin is completely dry and free from greasy substances.

Note:

If epilation causes any skin allergy, stop using the epilator and refer to your doctor.

Pre-use test

- If you are using the appliance for the first time, you must first perform a test to determine the intensity level most suited to your skin type.
- To do this, apply pulsed light on an area close to the area to be treated. Start at the lowest level and, if no skin discomfort is noticed, gradually increase the intensity.
- Please note that the appliance cannot be used on dark skin or on blonde, red, or white hair. (Fig. 1-2)
- After the skin test, wait 24 hours to see if your skin reacts. If your skin reacts negatively, repeat the skin test at a lower intensity level. Select an intensity level that does not cause a reaction on your skin after using the epilator.

Operating instructions

Caution:

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Manual mode use

1. Connect the power adapter to the epilator and plug the latter to the mains. The indicator light will light up light blue.
2. Hold down the power/intensity button for a few seconds to switch on the appliance. The display will show the number of remaining light pulses, a bar indicating intensity level 1, and an arrow indicating Manual mode use. The indicator light will light up dark blue when the appliance is in preparation and will change to green when ready for use (Fig. 4).
3. Select the desired intensity level by repeatedly pressing the power/intensity button. The number of bars on the display will increase from 1 to 5. Always start at the lowest intensity level to avoid skin damage.

NOTE:

As the intensity level increases, so do the results as well as the risk of side effects. For detailed instructions on setting the intensity level, see the section "Choosing the appropriate intensity level".

4. Place the epilator on the skin at a 90° angle (Fig. 5) The only part of the appliance that should come into contact with the skin to be treated is the light exit window and the cooling plate.
5. When the indicator light flashes green, press the pulsed-light emission button once to emit a light pulse.
6. Move the epilator to the adjacent area and repeat steps 4 and 5. Repeat this process until fully covering the treatment area.

Continuous Light Pulse mode use

1. Follow steps 1, 2, and 3 of Manual mode use.
2. After selecting the intensity level and with the appliance away from the skin, press and hold the pulsed-light emission button for a few seconds. The display will show 5 arrows to indicate that the Continuous Light Pulse mode is active (Fig. 6).
3. Place the epilator on the skin at a 90° angle (Fig. 5)
4. When the appliance detects it is correctly placed on the skin, it will emit a light pulse every two seconds. Slide the epilator to the adjacent area between pulses, until covering the entire treatment area.

Note:

- If you remove the epilator from the skin for more than 10 seconds, the epilator will return to Manual mode. You can also return to Manual mode by pressing the pulsed-light emission button once when the epilator is away from the skin.
- The epilator features a skin detection system. If not properly positioned on the skin, the epilator indicator light will light up steady green and the appliance will not emit pulsed light.

To avoid adverse effects:

- Do not treat the same area of skin more than once during a session. Avoid applying a light pulse more than once on the same area.
- If your skin blisters or burns, stop using the device immediately.
- To avoid complications after use, do not expose the skin to the sun for 48 hours before and after epilation. Sun exposure includes both direct and constant exposure for 15 minutes without protection and unprotected exposure to diffuse sunlight for 1 hour. In the two weeks following treatment, use SPF 30 or higher.

Choosing the appropriate intensity level

- The intensity level determines the intensity of the light reaching your skin. With a total of five levels, the number of bars on the display shows the selected intensity. As the intensity level increases, the risk of possible side effects and complications during epilation increases as well. Always start using the product at the lowest intensity level.
- Choose the appropriate intensity for each body area. If no discomfort is noticed using the minimum intensity level on first use, you can increase the intensity level by 1 in the next epilation session. In case of discomfort, reduce the intensity level. To do so, use the intensity button to select the desired intensity level.
- If you epilate other areas or have recently been in the sun, you should have your skin tested to determine the appropriate intensity level.

Note:

Because the skin colour of each body area may be different, you will need to select the appropriate intensity level for each area. The appliance does not automatically select the appropriate intensity level.

Skin type Fig. 1

Skin type	Intensity level
Pale white; always burns easily, never tans.	4-5
White; burns easily, tans minimally and with difficulty.	3-4
Light brown; minimal burning, slow tanning.	2-3

Brown; rarely burns, slow tanning.	1-2
Dark brown; rarely burns, tans easily.	Do not use the appliance
Black or darker, never burns.	Do not use the appliance

Cooling function

- The Cooling function activates a cooling plate to alleviate the sensation of heat when using the epilator on sensitive areas or if you use the device for a long time.
To activate the Cooling function during epilation, press the Cooling function button once. A snowflake indicator light will appear on the display, indicating that the function is active (Fig. 7).
To deactivate the function, press the Cooling function button again.
- You can also use the Cooling function after treatment to soothe the skin. To do this, press and hold the Cooling function button for a few seconds. The display will show "ICE" and the snowflake indicator light, and the indicator light will switch off (Fig. 8).
When this function is active, the appliance will not emit pulsed light.
To return to the epilation function, press and hold the Cooling function button again for a few seconds.

After using the appliance

1. When you finish an epilation session, press, and hold the power/intensity button until the appliance switches off.
2. Unplug the adapter from the power socket and the cord from the appliance.
3. Store it in its original box and keep it away from water.

Skin care after an epilation session

Do not expose the treated skin to the sun. To protect newly treated skin when exposed to sunlight, be sure to apply a sunscreen with SPF 30 or higher for 2 weeks after each epilation session.

Side effects and complications

Normally, no complications occur during use of the epilator. However, the use of pulsed-light devices carries risk of complications. It is therefore important that you understand the possible risks and complications during use of the device.

Adverse reaction	Chance of adverse reactions
Slight skin discomfort	Low
Skin redness	Low
Skin allergy	Low
Skin injury or burn	Rare
Marks or scars	Rare
Change in pigmentation	Rare
Excessive redness or swelling	Rare
Infection	Very rare
Bruising	Very rare

Slight skin discomfort

Although IPL epilation does not usually cause discomfort, some users may experience slight discomfort during use. This mild discomfort is often described as a slight warmth and tingling sensation, usually following the emission of pulsed light. Excessive discomfort means that you should no longer use the device, as your skin cannot tolerate this epilation method, or the intensity level set is too high.

Skin redness

Your skin may become red for up to 24 hours after using the product. If skin redness does not disappear in 2 to 3 days, refer to your doctor.

Skin sensitivity or allergy

The area-of-treatment skin may become more sensitive, so you may notice dryness or flaking of the skin.

Skin injury or burn

Very rarely, burns or wounds to the skin can occur following use of the device. This is often due to using too high an intensity level, or using the device on unsuitable areas such as very dark skin or on tattoos. If wounds or burns appear on the skin, stop using the appliance and refer to your doctor.

Marks or scars

Although rarely, using the epilator can leave scars. Possible scars left by the epilator are often in the form of a smooth, white wound on the skin (hypotrophic). However, it can be large and red (hypertrophic) and extend beyond the margins of the wound itself (keloid). In this case, subsequent cosmetic treatments may be necessary to improve the appearance of the scar. If you notice any scar, stop using the epilator and refer to your doctor.

Change in pigmentation

Pulsed-light epilation acts on the hair shaft, particularly on the pigmented cells of the hair follicle and on the hair follicle itself. However, there is a risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discolouration) or hypopigmentation (whitening) of the surrounding skin. Changes in skin pigmentation are more common in people with darker skin. Discolouration or changes in skin pigment are usually temporary and hyperpigmentation or hypopigmentation rarely occurs.

Excessive redness and swelling

In rare cases, the treated skin may become red and swelled. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days. Applying ice on the area may help reduce swelling. Gentle cleaning of the skin is allowed, but exposure to the sun should be avoided.

Use frequency and effectiveness

Expected result of the epilation treatment

Hair colour	Pulsed-light intensity	Treatment area	Recommended use frequency	Effectiveness
Light brown-brown	Max. 5	Lower or upper legs	Approximately 10-12 times, 4 sessions every 2 weeks, and 6-8 sessions every 4 weeks	60% hair removal
		Holding clamps		50% hair removal
		Bikini line		60% hair removal
		Underarms		55% hair removal

Hair colour	Pulsed-light intensity	Treatment area	Recommended use frequency	Effectiveness
Dark brown-black	Max. 5	Lower or upper legs	Approximately 8-10 times, 4 sessions every 2 weeks, and 4-6 sessions every 4 weeks	70% hair removal
		Holding clamps		60% hair removal
		Bikini line		70% hair removal
		Underarms		65% hair removal

Note:

If you did not properly follow the recommended use frequency, restart from the last epilation session. If you don't, you may not see effective hair removal results.

Please note that results may vary depending on the time it takes for the hair to grow back and on each area of the body.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

It is recommended to always clean the appliance after use, especially if its surface touched the skin.

1. Turn off and unplug the device.
2. Use a clean cloth to clean the surface of the device and the skin contact surface. Clean the light exit window properly.

Never immerse the appliance or any of its parts in water.

3. Store the appliance in its original case and according to the optimal storage conditions indicated in this manual.

Note:

The head of this epilator is not removable. When the preset pulses are finished, it is not possible to change it to reload the pulses.

6. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	POSSIBLE SOLUTIONS
The epilator does not turn on	The power cord is not plugged in.	Plug in the power cord.
	The adapter is not properly connected.	Connect the adapter.
The epilator does not emit pulsed light when the pulsed-light emission button is pressed	The device is not properly placed on the skin.	Place the device at a 90° angle on the skin. Make sure the indicator light is flashing white.
	The Cooling Function is enabled and the display shows "ICE".	Disable the Cooling Function.

The epilator or adapter becomes hot during use	It is normal for the device or adapter to slightly heat up during use.	Use the epilator in a cool environment or allow it to cool down before further use.
	Fan airflow is obstructed.	Make sure that nothing is obstructing the airflow.
	The fan does not work.	If the fan does not work, contact Cecotec Customer Service.
The epilator produces a strange smell	The light exit window is dirty.	Clean the light exit window.
	You have not properly removed the hair on the area to be treated. Hair can burn and cause odour.	Shave the hair before using the epilator.
The device makes noise	The fan emits a noise similar to that of a hair dryer during use.	These noises are normal.
	When emitting light pulses, the device emits a soft clicking sound.	
You notice discomfort during treatment, or the subsequent skin reaction lasts longer than normal	You have used too high an intensity level.	Use an appropriate intensity level for each area to be treated. Always perform a skin test prior to treatment on each area.
	You have used the epilator on a contraindicated area.	Do not use the device on the areas specified under "Contraindications and precautions".
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter is broken, stop using the device and contact the official Cecotec Technical Support Service.

Epilation results are unsatisfactory	You have used too low an intensity level.	Use an appropriate intensity level for each area to be treated
	You did not apply the light pulse to an area adjacent to the previously treated area.	Apply each light pulse next to the previous one without overlapping.
	The colour of your hair is not suitable for use of the device.	Pulsed-light treatment is not effective on light, blonde, grey, red, or white hair.
	You have not followed the recommended frequency of use.	Follow the instructions on frequency of use. You can advance the sessions, but do not exceed the recommended time between one session and the next.
	Your body responds slower to IPL epilation.	Continue treatment for at least 6 months to effectively reduce hair growth.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product name: Bamba SkinCare IPL Gun

Product reference: 04430

Used technology: Intense Pulsed Light

Name or trademark and address of manufacturer	Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China
Model identifier	A-3588
Transport and storage conditions	The appliance shall continue to perform according to its specifications in NORMAL USE after transportation or storage under the following environmental conditions: -40 °C to 70 °C 10% to 90% R.H. 500 hPa to 1060 hPa

Operating conditions	The appliance meets its specifications when used for NORMAL USE under the following environmental conditions: +10 °C to +35 °C 3% to 75% R.H. 700 hPa to 1060 hPa
Lamp size	0.35 * 1.18 in [0.42 sq. in.] / 0.9 * 3 cm [2.7 cm ²]
Emitted wavelengths	475-1200 nm ±20 nm
Pulse duration	500-800 µs
Pulse interval	1 s-6 s
Optical exposure	2.5 J/cm ² - 5.0 J/cm ²
Adapter input	100-240 V~; 50/60 Hz; 2 A
Adapter output	12 V  , 5 A, 60 W
Average active efficiency	88.39% for 115V/60Hz 88.81% for 230V/50Hz
Efficiency at low load (10 %)	87.75% for 115V/60Hz 87.03% for 230V/50Hz
No-load power consumption	0.162 W for 115V/60Hz 0.133 W for 230V/50Hz
Adapter model	TAP60-120S500E1

Technical specifications may change without prior notice to improve product quality.
Made in China | Designed in Spain

Electromagnetic compatibility: Compliance information

This appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

9. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs are carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

Avertissement

Évitez l'exposition au soleil pendant 4 semaines avant d'utiliser l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil :

- Si votre peau est du type V ou VI (Img. 1). Vous risquez de souffrir de brûlures, d'ampoules et de changements de couleur de la peau (hyperpigmentation ou hypopigmentation).
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez ;
- Si vous avez exposé votre peau à la lumière directe du soleil ou l'avez bronzée artificiellement au cours des deux dernières semaines ;
- Si vos cheveux naturels sont blancs, gris, blondes ou roux ; (Img. 2)
- Sur un tatouage ou un maquillage permanent.
- Sur des taches sombres, telles que les grosses taches de rousseur, les taches de naissance, les grains de beauté ou les verrues.
- Si vous avez de l'eczéma, du psoriasis, des brûlures, des lésions, des hématomes, des plaies ouvertes ou des infections actives dans la zone à traiter.
- Si vous avez des antécédents de collagénopathies, y compris la formation de chéloïdes ou une mauvaise cicatrisation ;
- Si vous êtes photosensible ou si vous prenez des médicaments qui rendent votre peau plus sensible à la lumière ; Les médicaments connus pour avoir cet effet comprennent les anti-inflammatoires non stéroïdiens (par exemple, l'aspirine, l'ibuprofène ou l'acétaminophène), les tétracyclines, les phénothiazines, les thiazides, les diurétiques, les sulfonamides, les sulfamides, les DTIC, le fluorouracyle, la vinblastine et la griséofulvine.
- Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une sensibilité à la lumière, telle que la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, le lupus, l'urticaire solaire, etc. ;
- Si vous êtes ou avez été récemment traité avec des acides alpha- ou bêta-hydroxy (AHA), Retin-A®, Accutane®, Roaccutane® (isotrétinoïne), des rétinoïdes topiques, de l'acide azélaïque ou des stéroïdes.
- Si vous prenez des substances ou des médicaments photosensibilisants, consultez la notice du médicament et n'utilisez pas l'appareil s'il est indiqué qu'il peut provoquer des réactions photoallergiques, phototoxiques ou si vous devez éviter la lumière du soleil pendant le traitement avec ce médicament.
- Si vous prenez régulièrement des anticoagulants ou de l'aspirine, sans pouvoir arrêter les médicaments pendant au moins une semaine avant chaque traitement.
- Si vous prenez des analgésiques qui réduisent la sensibilité de la peau à la chaleur.
- Si vous avez des problèmes de peau anormaux dus au diabète ou à une autre maladie systémique ou métabolique ;
- Si vous avez des antécédents d'herpès dans la région que vous allez traiter, sauf si vous

avez consulté un médecin et avez reçu un traitement préventif ;

- Si vous souffrez d'épilepsie avec sensibilité à la lumière clignotante ;
- Si vous souffrez d'une maladie cardiaque congénitale.
- Si vous souffrez d'une maladie liée à la photosensibilité, telle que l'éruption lumineuse polymorphe (ELP), l'urticaire solaire, la porphyrie, etc.
- Si vous avez des antécédents de troubles vasculaires, tels que la présence de varices ou d'ectasies vasculaires dans les zones à traiter.
- Si vous souffrez d'une maladie du sang.
- Si vous avez des antécédents de maladie immunosuppressive (y compris l'infection par le VIH ou le SIDA).
- Si vous prenez des immunosuppresseurs.
- Si vous souffrez d'un trouble de la pigmentation de la peau tel que le vitiligo.
- Si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou de possibles tumeurs cutanées dans la région à traiter ;
- Si vous avez subi une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours des trois derniers mois ;
- Si vous avez un implant actif, tel qu'un pacemaker ou une pompe à insuline, dans la zone à traiter.
- Si vous souffrez de toute autre affection qui, selon votre médecin, pourrait rendre l'appareil dangereux pour vous ;
- N'utilisez pas l'appareil sur les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et à l'intérieur des narines et des oreilles ;
- Les hommes ne doivent pas l'utiliser sur le scrotum ou le visage.

N'utilisez pas l'épilateur sur des zones sensibles telles que :

- Autour des yeux et près des sourcils. Cet appareil ne peut être utilisé que sur le corps (et le visage de la femme, sous les pommettes).
- Sur les lèvres, les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et à l'intérieur des narines et des oreilles.
- Sur les zones où vous avez subi une opération dans les 3 semaines précédant le traitement.
- Les hommes ne doivent pas utiliser l'appareil sur le visage et le cou, ni sur la zone génitale. Les poils de ces zones ont des caractéristiques différentes. La peau peut brûler (douleur, rougeur prolongée et changements de pigmentation).
- Sur les zones où des déodorants à action prolongée sont utilisés. Cela pourrait provoquer des réactions cutanées.
- Sur ou à proximité de tout implant artificiel en silicone, de voies d'injection sous-cutanée (distributeurs d'insuline) ou de piercings.

Quand faut-il consulter un médecin ?

Si vous prenez des médicaments qui vous ont été prescrits ou si vous êtes sous surveillance médicale régulière en raison d'une certaine maladie, veuillez consulter votre médecin avant

d'utiliser l'appareil. Vous devez également consulter votre médecin si vous n'êtes pas sûr(e) de pouvoir utiliser l'appareil.

Afin d'éviter de possibles effets indésirables

- Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois au cours d'une même séance.
- Rasez toujours la zone à traiter avant le traitement et assurez-vous que la peau de cette zone est propre et sèche ;
- Ne nettoyez pas la peau avec des liquides inflammables, tels que l'alcool ou l'acétone, avant d'utiliser l'appareil.

2. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img. 3

1. Connecteur de l'adaptateur de courant
2. Bouton d'émission des flashes
3. Fenêtre de sortie de la lumière
4. Panneau de refroidissement / Surface de contact avec la peau
5. Sortie d'air
6. Entrée d'air
7. Écran LCD
8. Témoin lumineux
9. Bouton de fonction de refroidissement (Cooling function)
10. Bouton de connexion/déconnexion/niveau d'intensité

Note :

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

3. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte

- Bamba SkinCare IPL Gun
- Adaptateur de courant
- Lunettes de protection
- Rasoir
- Trousse
- Manuel d'instructions

Conditions optimales de fonctionnement

Température	De +10 °C à +35 °C
Humidité relative	De 3 % à 75 %
Pression atmosphérique	De 700 à 1060 hPa

Conditions optimales de stockage

Température	De -40 °C à +70 °C
Humidité relative	De 10 % à 90 %
Pression atmosphérique	De 500 à 1060 hPa

4. FONCTIONNEMENT

NOTES :

- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air avec des objets. Dans le cas contraire, l'appareil risque d'être endommagé.
- Si le ventilateur de refroidissement cesse de tourner, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Sinon, la fenêtre de la lumière pourrait se casser à cause des températures élevées et pourrait endommager votre peau.

Avant utilisation

- Avant d'utiliser ce produit, il est recommandé de raser les poils de la zone à traiter.
- Cela permet à la partie du poil qui reste à la surface de la peau d'absorber la lumière pour garantir un meilleur effet.
- Nettoyez la peau pour vous assurer qu'il ne reste pas de poils d'un rasage précédent. Veillez à ce que la peau soit complètement sèche et exempte de substances grasses.

Note :

Si l'épilation provoque des allergies cutanées, arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.

Test avant utilisation

- Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, effectuez d'abord un test pour déterminer si le niveau d'intensité choisi est adapté à votre type de peau.
- Pour ce faire, émettez un flash sur une zone proche de la zone à traiter. Commencez par le niveau d'intensité le plus bas et augmentez le niveau si vous ne ressentez pas de douleur sur la peau.
- Veuillez noter que l'appareil ne peut pas être utilisé sur les peaux foncées ou sur les poils blonds, roux ou blancs. (Img. 1-2)
- Après le test cutané, attendez 24 heures pour vérifier si votre peau réagit. Si votre peau réagit négativement, répétez le test cutané à un niveau d'intensité plus faible. Sélectionnez un niveau d'intensité qui ne provoque pas de réaction sur votre peau lorsque vous utilisez l'épilateur.

Instructions d'utilisation**Avertissement**

Toute utilisation ou procédure autre que celles spécifiées dans le présent manuel peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.

Utilisation en mode Manuel

1. Branchez l'adaptateur à l'épilateur et branchez-le sur une prise. Le témoin lumineux s'allumera en bleu clair.
2. Maintenez appuyé le bouton de connexion/déconnexion/niveau d'intensité pendant quelques secondes pour allumer l'appareil. L'écran affichera le nombre de flashes restants, une barre indiquant le niveau 1 d'intensité et une flèche indiquant le mode manuel. Le témoin lumineux s'allumera en bleu foncé pendant que l'appareil est en préparation et passera au vert lorsqu'il sera prêt à être utilisé. (Img. 4)
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de connexion/déconnexion/niveau d'intensité pour sélectionner le niveau d'intensité souhaité. Le nombre de barres sur l'écran passera de 1 à 5. Commencez toujours par le niveau d'intensité le plus faible pour éviter d'endommager la peau.

NOTE :

Plus le niveau d'intensité augmente, plus le risque d'effets secondaires augmente. Pour des instructions détaillées sur le réglage du niveau d'intensité, consultez le paragraphe « Choisir le niveau d'intensité approprié ».

4. Placez l'épilateur sur la peau à un angle de 90°. (Img. 5) La seule partie de l'appareil qui doit entrer en contact avec la peau à traiter est la fenêtre de sortie de la lumière et la plaque froide.
5. Lorsque le témoin lumineux clignote en vert, appuyez une fois sur le bouton d'émission des flashes pour émettre un flash.

6. Faites glisser l'épilateur vers la zone suivante et répétez les étapes 4 et 5. Répétez ce processus jusqu'à ce que toute la zone à traiter soit couverte.

Utilisation avec le mode des flashes en continu

1. Suivez les étapes 1, 2 et 3 de l'utilisation en mode Manuel.
2. Après avoir sélectionné le niveau d'intensité et avec l'appareil éloigné de la peau, appuyez sur le bouton d'émission des flashes et maintenez-le appuyé pendant quelques secondes. L'écran affichera 5 flèches pour indiquer que le mode des flashes en continu est actif. (Img. 6)
3. Placez l'épilateur sur la peau à un angle de 90°. (Img. 5)
4. Lorsque l'appareil détecte qu'il est correctement positionné sur la peau, il émet un flash toutes les deux secondes. Faites glisser l'épilateur vers la zone suivante entre chaque flash, jusqu'à ce que toute la zone à épiler soit couverte.

Note :

- Si vous retirez l'épilateur de la peau pendant plus de 10 secondes, l'épilateur revient en mode Manuel. Vous pouvez également revenir au mode Manuel en appuyant une fois sur le bouton d'émission des flashes lorsque l'épilateur est éloigné de la peau.
- L'épilateur est doté d'un système de détection de la peau. S'il n'est pas correctement positionné sur la peau, le témoin lumineux restera vert fixe et l'appareil n'émettra pas de flashes.

Afin d'éviter de possibles effets indésirables

- Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois au cours d'une même séance. Évitez de flasher la même zone.
- Si des cloques ou des brûlures apparaissent sur la peau, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Pour éviter les complications après l'utilisation de l'appareil, n'exposez pas la peau au soleil pendant 48 heures avant et après l'épilation. L'exposition au soleil comprend à la fois une exposition directe et constante pendant 15 minutes sans protection, et une exposition non protégée à la lumière du soleil diffuse pendant 1 heure. Dans les deux semaines qui suivent le traitement, utilisez un facteur de protection solaire de 30 ou plus.

Choisir le niveau d'intensité approprié

- Le niveau d'intensité détermine l'intensité de la lumière qui atteint votre peau. Cet épilateur dispose de cinq niveaux d'intensité. Le nombre de barres sur l'écran indique l'intensité sélectionnée. Plus le niveau d'intensité augmente, plus le risque d'effets secondaires et de complications possibles pendant l'épilation augmente. Utilisez toujours ce produit en commençant par le niveau d'intensité le plus faible.
- Choisissez l'intensité appropriée pour chaque zone. Si vous ne ressentez aucune gêne lors de la première séance en utilisant le niveau d'intensité le plus faible, vous pouvez

augmenter le niveau d'intensité de 1 pour la séance suivante. Si vous ressentez une gêne, réduisez le niveau d'intensité. Pour ce faire, utilisez le bouton du niveau d'intensité pour sélectionner le niveau souhaité.

- Si vous changez de partie du corps ou si vous avez récemment été au soleil, vous devez tester votre peau pour déterminer le niveau d'intensité approprié.

Note :

Comme la couleur de la peau de chaque partie du corps peut être différente, vous devrez sélectionner le niveau d'intensité approprié pour chaque zone. Cet appareil ne sélectionne pas automatiquement le niveau d'intensité approprié.

Type de peau. Img. 1

Type de peau	Niveau d'intensité
Très blanche ; brûle toujours facilement, ne bronze jamais.	4-5
Blanche ; brûle facilement, bronze peu et difficilement.	3-4
Brun clair ; brûle peu, bronze lentement.	2-3
Brun ; brûle rarement, bronze lentement.	1-2
Brun foncé ; brûle rarement, bronze facilement.	Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil
Noire ou plus foncée, elle ne brûle jamais.	

Fonction de refroidissement (Cooling function)

La fonction de refroidissement active une plaque froide pour soulager la sensation de chaleur lorsque vous utilisez l'épilateur sur des zones sensibles ou si vous utilisez l'appareil pendant une longue période.

- Pour activer la fonction de refroidissement pendant l'épilation, appuyez une fois sur le bouton de la fonction de refroidissement. Une icône en forme de flocon de neige apparaîtra sur l'écran, indiquant que cette fonction est active. (Img. 7)
- Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur le bouton de la fonction de refroidissement.
- Vous pouvez également utiliser la fonction de refroidissement après le traitement pour apaiser la peau. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de refroidissement et maintenez-le appuyé pendant quelques secondes. L'écran affichera « ICE » et l'icône en forme de flocon de neige ; le témoin lumineux s'éteindra. (Img. 8)
- Lorsque cette fonction est active, l'appareil n'émet pas de flashes.
- Pour revenir à la fonction d'épilation, appuyez à nouveau sur le bouton de la fonction de refroidissement et maintenez-le appuyé pendant quelques secondes.

Après utilisation

1. Lorsque vous avez terminé une séance d'épilation, appuyez sur le bouton de connexion/déconnexion/niveau d'intensité et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
2. Débranchez l'adaptateur de la prise de courant et le câble de l'appareil.
3. Remettez-le dans sa boîte d'origine et gardez-le à l'abri de l'eau.

Soins de la peau après un traitement d'épilation

N'exposez pas la zone traitée à la lumière directe du soleil. Pour protéger la peau récemment traitée lorsqu'elle est exposée au soleil, veillez à appliquer un écran solaire avec un facteur de protection de 30 ou plus pendant deux semaines après chaque séance d'épilation.

Effets secondaires et complications

Normalement, aucune complication ne survient pendant l'utilisation de l'épilateur. Cependant, l'utilisation d'appareils à lumière pulsée entraîne des risques. Il est donc important que vous compreniez les risques et les complications possibles pendant l'utilisation de l'appareil.

Réaction adverse	Possibilité de subir des réactions adverses
Gêne légère sur la peau	Rarement
Rougeur de la peau	Rarement
Allergies cutanée	Rarement
Blessure ou brûlure de la peau	Peu fréquent
Marque ou cicatrice	Peu fréquent
Changement de pigmentation	Peu fréquent
Rougeur et inflammation excessives	Peu fréquent
Infections	Très rarement
Hématomes	Très rarement

Gêne légère sur la peau

Bien que l'épilation à la lumière pulsée ne provoque généralement pas de gêne, certains utilisateurs ressentent une légère gêne pendant l'utilisation. Cette gêne est souvent décrite comme une légère sensation de chaleur et de fourmillement, qui suit généralement l'émission de flashes. Une gêne excessive signifie que vous ne devez plus utiliser l'appareil parce que votre peau ne tolère pas cette méthode d'épilation ou parce que le niveau d'intensité réglé est trop élevé.

Rougeur de la peau

Votre peau peut devenir rouge jusqu'à 24 heures après l'utilisation de cet appareil. Si la rougeur de la peau ne disparaît pas en 2 à 3 jours, consultez votre médecin.

Sensibilité de la peau ou rougeur

La peau de la zone traitée peut devenir plus sensible, vous pouvez donc remarquer une sécheresse ou une desquamation de la peau.

Blessure ou brûlure de la peau

Très rarement, des brûlures ou des blessures peuvent survenir suite à l'utilisation de cet appareil. Cela est souvent dû à l'utilisation d'un niveau d'intensité trop élevé, ou à l'utilisation de l'appareil sur des zones inappropriées, comme une peau très foncée ou sur des tatouages. Si des plaies ou des brûlures apparaissent sur la peau, arrêtez le processus d'épilation et consultez votre médecin.

Marques ou cicatrices

Bien que peu probable, l'utilisation de cet appareil peut laisser des cicatrices. Normalement, lorsqu'une cicatrice apparaît, elle se présente sous la forme d'une plaie lisse et blanche sur la peau (hypotrophique). Cependant, elle peut être grande et rouge (hypertrophique) et s'étendre au-delà des marges de la lésion (chéloïde). Dans ce cas, des traitements cosmétiques peuvent être nécessaires pour améliorer l'apparence de la cicatrice. Si vous remarquez des cicatrices, arrêtez le processus d'épilation et consultez votre médecin.

Changement de pigmentation

Cette méthode d'épilation agit sur la tige du poil, en particulier sur les cellules pigmentées du follicule pileux et sur celui-ci. Cependant, il existe un risque d'hyperpigmentation (augmentation de la pigmentation ou coloration brune) ou d'hypopigmentation (blanchiment) temporaire de la peau autour. Les changements de la pigmentation de la peau sont plus fréquents chez les personnes dont la peau est plus foncée. Les décolorations ou les changements de la pigmentation de la peau sont généralement temporaires et une hyperpigmentation ou une hypopigmentation se produit rarement.

Rougeur et inflammation excessives

Dans de rares cas, la peau traitée peut devenir rouge et s'enflammer. Ce phénomène est plus fréquent dans les zones plus sensibles du corps. La rougeur et l'inflammation devraient disparaître dans les 2 à 7 jours. Refroidir la zone avec de la glace peut aider à réduire l'inflammation. Vous pouvez nettoyer la peau avec soin, mais vous devez éviter de vous exposer au soleil.

Cycle d'utilisation et efficacité

Résultat attendu

Couleur du poil	Intensité du flash	Zone d'épilation	Séances recommandées	Efficacité
Brun clair - brun	Max. 5	Partie inférieure et supérieure de la jambe	Environ 10 - 12 fois, 4 séances toutes les 2 semaines, 6-8 séances toutes les 4 semaines	60 % de réduction des poils
		Bras		50 % de réduction des poils
		Maillot		60 % de réduction des poils
		Aisselles		55 % de réduction des poils

Couleur du poil	Intensité du flash	Zone d'épilation	Séances recommandées	Efficacité
Brun foncé - noir	Max. 5	Partie inférieure et supérieure de la jambe	Environ 8 - 10 fois, 4 séances toutes les 2 semaines, 4-6 séances toutes les 4 semaines	70 % de réduction des poils
		Bras		60 % de réduction des poils
		Maillot		70 % de réduction des poils
		Aisselles		65 % de réduction des poils

Note :

Si l'une des séances n'a pas été effectuée dans les 3 jours suivant la date prévue, recommencez la séance. Si vous ne le faites pas, la réduction des poils risque de ne pas être efficace.

Veuillez noter que les résultats peuvent varier en fonction du temps nécessaire à la repousse des poils et de chaque zone du corps.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Après chaque utilisation, il est recommandé de nettoyer l'appareil, surtout si sa surface est entrée en contact avec la peau.

- 1. Éteignez et débranchez l'appareil.
 - 2. Utilisez un chiffon propre pour nettoyer la surface de l'appareil et la surface qui est en contact avec la peau. Nettoyez correctement la fenêtre de sortie de la lumière.
- Ne submergez pas l'appareil ni aucune de ses parties non démontables dans l'eau.
- 3. Conservez l'appareil dans sa trousse d'origine et conformément aux conditions de stockage optimales indiquées dans ce manuel.

Note :

La tête de cet épilateur n'est pas détachable. Lorsque les flashes sont épuisés, ils ne peuvent pas être rechargés en changeant la tête.

6. RÉOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME	Possibles causes	POSSIBLES SOLUTIONS
L'épilateur ne s'allume pas	Le câble d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le câble d'alimentation.
	L'adaptateur de courant n'est pas correctement branché.	Branchez l'adaptateur.
L'épilateur n'émet pas de flashes lorsque vous appuyez sur le bouton d'émission des flashes	L'appareil n'est pas correctement positionné sur la peau.	Placez le dispositif sur la peau à un angle de 90°. Assurez-vous que le témoin lumineux clignote en blanc.
	La fonction de refroidissement est activée, l'écran affiche « ICE ».	Désactivez la fonction de refroidissement.

L'épilateur ou l'adaptateur deviennent chauds pendant utilisation	Il est normal que l'appareil ou l'adaptateur devienne légèrement chaud pendant l'utilisation.	Utilisez l'épilateur dans un environnement frais ou laissez-le refroidir avant toute autre utilisation.
	Le flux d'air du ventilateur est bloqué.	Vérifiez que rien n'obstrue le flux d'air.
	Le ventilateur ne fonctionne pas	Si le ventilateur ne fonctionne pas, veuillez contacter le Service Après-Vente de Cecotec.
L'épilateur dégage une odeur étrange	La fenêtre de la lumière est sale.	Nettoyez fenêtre de sortie de la lumière.
	Les poils de la zone à traiter n'ont pas été correctement rasés. Les poils peuvent brûler et provoquer des odeurs	Rasez les poils avant d'utiliser l'épilateur.
L'appareil fait du bruit	Le ventilateur émet un son similaire à celui d'un sèche-cheveux pendant son utilisation.	Ces bruits sont normaux lors du fonctionnement de l'épilateur.
	Lorsqu'il émet des flashes, l'appareil émet un bruit léger.	
Vous ressentez une gêne pendant le traitement ou la réaction cutanée postérieure dure plus longtemps que d'habitude.	Vous avez utilisé un niveau d'intensité trop élevé.	Utilisez un niveau approprié pour chaque zone à traiter. Effectuez toujours un test cutané avant de traiter chaque zone.
	Vous avez utilisé l'épilateur sur une zone inappropriée.	N'utilisez pas l'appareil dans les zones spécifiées dans le paragraphe « Contre-indications ».
	Le filtre UV de la fenêtre de lumière est cassé.	Si le filtre UV est cassé, cessez d'utiliser l'appareil et contactez le Service Après-Vente de Cecotec.

Les résultats du traitement ne sont pas satisfaisants	Vous avez utilisé un niveau d'intensité trop faible.	Utilisez un niveau approprié pour chaque zone à traiter
	Vous n'avez pas flashé sur une zone proche de la zone précédemment traitée.	Flashez à côté de la zone précédente, mais sans répéter les flashes.
	La couleur de vos poils n'est pas adaptée à l'utilisation de l'appareil.	Le traitement n'est pas efficace sur les poils clairs, blonds, gris, roux ou blancs.
	Vous n'avez pas utilisé l'appareil aussi souvent que recommandé.	Suivez les instructions de fréquence indiquées. Vous pouvez avancer les sessions, mais ne dépassez pas le délai recommandé entre une session et la suivante.
	Votre peau réagit plus lentement à l'épilation à la lumière pulsée.	Poursuivez le traitement pendant au moins 6 mois pour réduire efficacement la pousse des poils.

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit : Bamba SkinCare IPL Gun

Référence : 04430

Technologie utilisée : Lumière intense pulsée

Nom ou marque et adresse du fabricant	Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, Chine
Identificateur du modèle	A-3588
Conditions de transport et de stockage	L'appareil doit continuer à fonctionner conformément à ses spécifications dans le cadre d'une utilisation normale, après avoir été transporté ou stocké dans les conditions environnementales suivantes : De -40 °C à 70 °C De 10% à 90% R.H. De 500 hPa à 1060 hPa

Conditions de fonctionnement	L'appareil est conforme aux spécifications lorsqu'il est utilisé de manière normale dans les conditions environnementales suivantes : De +10 °C à +35 °C De 3% à 75% R.H. De 700 hPa à 1060 hPa
Taille de la lampe	0.35 * 1.18 in [0.42 sq. in.] / 0.9 * 3 cm [2.7 cm²]
Longueurs d'onde émises	475-1200 nm ±20 nm
Durée du flash	500-800 µs
Intervalle des flashes	1 s - 6 s
Exposition optique	2.5 J/cm² - 5.0 J/cm²
Entrée de l'adaptateur	100-240 V~, 50/60 Hz, 2 A
Sortie de l'adaptateur	12 V  5 A, 60 W
Rendement moyen en mode actif	88.39% pour 115V/60Hz 88.81% pour 230V/50Hz
Rendement à faible charge (10 %)	87.75% pour 115V/60Hz 87.03% pour 230V/50Hz
Consommation électrique à vide	0.162 W pour 115V/60Hz 0.133 W pour 230V/50Hz
Modèle de l'adaptateur	TAP60-120S500E1

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

Compatibilité électromagnétique : Informations sur la conformité

Cet appareil est conforme à toutes les normes et réglementations applicables en matière d'exposition aux champs électromagnétiques.

8. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Le respect des lignes directrices susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

9. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

10. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. KONTRAINDIKATIONEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Hinweis

Vermeiden Sie es, sich 4 Wochen lang der Sonne auszusetzen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- Wenn Sie den Hautfototyp V oder VI haben (Abb. 1). Es besteht die Gefahr von Verbrennungen, Blasenbildung und Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentierung).
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Wenn Sie Ihre Haut in den letzten 2 Wochen dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt oder künstlich gebräunt haben.
- Wenn Ihr natürliches Haar weiß, grau, gold oder rot ist. (Abb. 2)
- In einer Tätowierung oder einem Permanent Make-up.
- Auf dunklen Flecken, wie großen Sommersprossen, Muttermalen, Leberflecken oder Warzen.
- Wenn Sie Ekzeme, Schuppenflechte, Verbrennungen, Läsionen, Blutergüsse, offene Wunden oder aktive Infektionen in dem zu behandelnden Bereich haben.
- Wenn Sie in der Vergangenheit an einer Kollagenstörung, einschließlich Keloidbildung oder schlechter Heilung, gelitten haben.
- Wenn Sie eine bekannte Lichtempfindlichkeit haben oder Medikamente einnehmen, die Ihre Haut lichtempfindlicher machen. Zu den Medikamenten, von denen diese Wirkung bekannt ist, gehören nichtsteroidale entzündungshemmende Mittel (z. B. Aspirin, Ibuprofen oder Paracetamol), Tetracycline, Phenothiazine, Thiazide, Diuretika, Sulfonharnstoffe, Sulfonamide, DTIC, Fluorouracil, Vinblastin und Griseofulvin.
- Wenn Sie an einer Krankheit leiden, die Lichtempfindlichkeit verursacht, wie z.B. Porphyrie, polymorphe Lichtausbrüche, Lupus, Sonnenbienenstöcke usw.
- Wenn Sie mit Alphahydroxysäuren (AHA) oder Betahydroxysäuren (BHA), Retin-A®, Accutane®, Roaccutane® (Isotretinoin), topischen Retinoiden, Azelainsäure oder Steroiden behandelt werden oder kürzlich behandelt wurden.
- Wenn Sie photosensibilisierende Substanzen oder Medikamente einnehmen, konsultieren Sie die Packungsbeilage des Medikaments und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn darauf hingewiesen wird, dass es photoallergische oder phototoxische Reaktionen hervorrufen kann oder wenn Sie während der Behandlung mit diesem Medikament Sonnenlicht meiden müssen.
- Wenn Sie regelmäßig gerinnungshemmende Mittel oder Aspirin einnehmen, ohne die Medikamente mindestens eine Woche vor jeder Behandlung absetzen zu können.
- Wenn Sie Schmerzmittel einnehmen, die die Wärmeempfindlichkeit der Haut verringern.
- Wenn Sie aufgrund von Diabetes oder einer anderen System- oder Stoffwechselerkrankung anormale Hauterkrankungen haben.
- Wenn Sie eine Vorgeschichte von Herpesausbrüchen in dem Gebiet haben, das Sie

behandeln, es sei denn, Sie haben einen Arzt konsultiert und eine vorbeugende Behandlung erhalten.

- Wenn Sie Epilepsie mit Blitzlichtempfindlichkeit haben.
- Wenn Sie eine angeborene Herzerkrankung haben.
- Wenn Sie an einer mit der Photosensibilität zusammenhängenden Krankheit leiden, wie z. B. polymorphe Lichteruption (PLE), solare Urtikaria, Porphyrie, usw.
- Wenn Sie eine Vorgeschichte von Gefäßstörungen haben, wie z. B. das Vorhandensein von Krampfadern oder Gefäßektasien in den zu behandelnden Bereichen.
- Wenn Sie eine Blutkrankheit haben.
- Wenn Sie an einer immunsuppressiven Erkrankung leiden (einschließlich HIV-Infektion oder AIDS).
- Wenn Sie Immunsuppressiva einnehmen.
- Wenn Sie eine Pigmentstörung der Haut haben, wie z. B. Vitiligo.
- Wenn Sie in der Vorgeschichte Hautkrebs oder mögliche Hauttumore in dem zu behandelnden Gebiet haben.
- Wenn Sie in den letzten 3 Monaten eine Strahlen- oder Chemotherapie erhalten haben.
- Wenn Sie ein aktives Implantat, wie z. B. einen Herzschrittmacher oder eine Insulinpumpe, in dem zu behandelnden Bereich haben.
- Wenn Sie andere Krankheiten haben, von denen Ihr Arzt meint, dass das Gerät für Sie schädlich sein könnte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Brustwarzen, Brustwarzenhöfen, inneren Schamlippen, Vagina, Anus und an der Innenseite der Nasenlöcher und Ohren.
- Männer sollten es nicht im Gesicht oder am Hodensack anwenden.

Verwenden Sie den Epilierer nicht an empfindlichen Stellen wie z. B.:

- Um die Augen und in der Nähe der Augenbrauen. Dieses Gerät kann nur am weiblichen Körper und im Gesicht (unterhalb der Wangenknochen) verwendet werden.
- Auf den Schamlippen, Brustwarzen, Warzenhöfen, inneren Schamlippen, der Vagina, dem Anus und im Inneren der Nasenlöcher und Ohren.
- In Bereichen, in denen Sie in den letzten 3 Wochen vor der Behandlung operiert worden sind.
- Männer sollten das Gerät weder im Gesicht und am Hals noch im gesamten Genitalbereich anwenden. Das Haar in diesen Bereichen hat unterschiedliche Eigenschaften. Die Haut kann brennen (mit Schmerzen, langanhaltender Rötung und Pigmentveränderungen).
- In Gebieten, in denen lang wirkende Deodorants verwendet werden. Dies kann zu Hautreaktionen führen.
- Auf oder in der Nähe von künstlichen Silikonimplantaten, subkutanen Injektionsstellen (Insulinspender) oder Piercings.

Wann Sie einen Arzt aufsuchen sollten

Wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihnen verschrieben wurden, oder wenn Sie aufgrund einer bestimmten Erkrankung regelmäßig ärztlich überwacht werden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden. Sie sollten auch Ihren Arzt konsultieren, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das Gerät verwenden können.

Um nachteilige Wirkungen zu vermeiden

- Behandeln Sie dieselbe Hautstelle nicht mehr als einmal während einer Epilationssitzung.
- Rasieren Sie den zu behandelnden Bereich immer vor der Behandlung und stellen Sie sicher, dass die Haut in diesem Bereich sauber und trocken ist.
- Reinigen Sie die Haut vor der Anwendung des Geräts nicht mit brennbaren Flüssigkeiten wie Alkohol oder Aceton.

2. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb. 3

1. Anschluss für Netzadapter
2. Lichtimpulstaste
3. Lichtaustrittsfenster
4. Kühlplatte / Hautkontaktfläche
5. Luftauslass
6. Lufteinlass
7. LCD-Display
8. Betriebsanzeiger
9. Taste für die Cooling Function (Kühlfunktion)
10. Ein/Aus-Taste/Intensitätsstufe

Hinweis:

Die Grafiken in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen und stimmen möglicherweise nicht genau mit dem Produkt überein.

3. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie es später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwerten.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung

fehlt oder nicht in gutem Zustand ist, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.

Vollständiger Inhalt

- Bamba SkinCare IPL Gun
- Netzstecker
- Schutzbrille
- Klinge
- Tragetasche
- Diese Bedienungsanleitung

Optimale Betriebsbedingungen

Temperatur	Von +10 °C bis +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Von 3% bis 75%
Atmosphärischer Druck	Von 700 bis 1060 hPa

Optimale Lagerungsbedingungen

Temperatur	Von -40 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Von 10% bis 90%
Atmosphärischer Druck	Von 500 bis 1060 hPa

4. BEDIENUNG

HINWEIS:

- Blockieren Sie den Luftein- und -auslass nicht mit Gegenständen. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Wenn sich das Kühlgebläse nicht mehr dreht, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Andernfalls könnte das Lichtaustrittsfenster aufgrund der hohen Temperaturen brechen und Ihre Haut beschädigen.

Vor dem Gebrauch

- Vor der Anwendung dieses Produkts wird empfohlen, die Haare in dem zu behandelnden Bereich zu rasieren.
- Dadurch kann der Teil des Haares, der auf der Hautoberfläche verbleibt, das Licht absorbieren, um eine größere Wirkung zu erzielen.
- Reinigen Sie die Haut, um sicherzustellen, dass keine Haare von der vorherigen Epilation zurückbleiben. Achten Sie darauf, dass die Haut vollständig trocken und frei von fettigen Substanzen ist.

Hinweis:

Wenn die Epilation eine Hautallergie auslöst, sollten Sie die Epilation abbrechen und Ihren Arzt aufsuchen.

Test vor der Verwendung

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, führen Sie zunächst einen Test durch, um festzustellen, ob die gewählte Stufe für Ihren Hauttyp geeignet ist.
- Zu diesem Zweck geben Sie einen Lichtimpuls in einem Bereich in der Nähe der zu behandelnden Stelle ab. Beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe und steigern Sie die Intensität, solange die Haut nicht schmerzt.
- Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht auf dunkler Haut oder auf blondem, rotem oder weißem Haar verwendet werden kann. (Abb. 1-2)
- Warten Sie nach der Hautprobe 24 Stunden, um zu sehen, ob Ihre Haut reagiert. Wenn Ihre Haut negativ reagiert, wiederholen Sie den Hautprobe mit einer geringeren Intensität. Wählen Sie eine Intensitätsstufe, die bei der Verwendung des Epilierers keine Hautreaktionen hervorruft.

Anweisungen für die Verwendung

Achtung:

Die Durchführung anderer als der hier angegebenen Verfahren kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

Verwendung im manuellen Modus:

1. Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Epilierer und schließen Sie ihn an das Stromnetz an. Der Betriebsanzeiger muss hellblau beleuchtet sein.
2. Halten Sie die Ein/Aus/Intensitätsstufe-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Auf dem Display werden die Anzahl der verbleibenden Impulse, ein Balken für die Intensitätsstufe 1 und ein Pfeil für den manuellen Betrieb angezeigt. Der Betriebsanzeiger leuchtet dunkelblau, während das Gerät vorbereitet wird, und wechselt zu grün, wenn es einsatzbereit ist. (Abb.4)
3. Wählen Sie die gewünschte Intensitätsstufe durch wiederholtes Drücken der Taste Ein/Aus/Intensitätsstufe. Die Anzahl der Balken auf dem Display erhöht sich von 1 auf 5. Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Intensitätsstufe, um Hautschäden zu vermeiden.

HINWEIS:

Mit zunehmender Intensität steigt auch das Risiko von Nebenwirkungen. Detaillierte Anweisungen zur Einstellung der Intensitätsstufe finden Sie im Abschnitt „Auswahl der geeigneten Intensitätsstufe“.

4. Setzen Sie den Epilierer in einem 90°-Winkel auf die Haut. (Abb. 5) Der einzige Teil

des Gerätes, der mit der zu behandelnde Haut in Berührung kommen sollte, ist das Lichtaustrittsfenster und die Kühlplatte.

- 5. Wenn der Betriebsanzeiger grün blinkt, drücken Sie einmal die Lichtimpulstaste, um einen Lichtimpuls abzugeben.
- 6. Bewegen Sie den Epilierer zum benachbarten Bereich und wiederholen Sie die Schritte 4 und 5. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gesamte zu behandelnde Fläche bedeckt ist.

Verwendung mit kontinuierlichem Impulsmodus:

- 1. Befolgen Sie die Schritte 1, 2 und 3 für die Verwendung des manuellen Modus.
- 2. Sobald die Intensitätsstufe ausgewählt wurde und das Gerät von der Haut weggehalten wird, halten Sie die Pulstaste einige Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display erscheinen 5 Pfeile, um anzuzeigen, dass der kontinuierliche Impulsmodus aktiv ist. (Abb.6)
- 3. Setzen Sie den Epilierer in einem 90°-Winkel auf die Haut. (Abb.5)
- 4. Wenn das Gerät erkennt, dass es korrekt auf der Haut positioniert ist, gibt es alle zwei Sekunden einen Lichtimpuls ab. Deslice la depiladora a la zona contigua entre pulso y pulso, hasta cubrir toda el área a depilar.

Hinweis:

- Wenn Sie den Epilierer länger als 10 Sekunden von der Haut entfernen, kehrt der Epilierer in den manuellen Modus zurück. Sie können auch in den manuellen Modus zurückkehren, indem Sie die Lichtimpulstaste einmal drücken, wenn der Epilierer von der Haut entfernt ist.
- Der Epilierer ist mit einem Hauterkennungssystem ausgestattet. Liegt er nicht richtig auf der Haut, bleibt der Betriebsanzeiger in grüner Farbe stehen und das Gerät gibt keine Lichtimpulse ab.

Um nachteilige Wirkungen zu vermeiden:

- Behandeln Sie dieselbe Hautstelle nicht mehr als einmal während einer Epilationssitzung. Vermeiden Sie die Wiederholung eines Lichtimpulses in demselben Bereich.
- Wenn Blasen oder Verbrennungen auf der Haut auftreten, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.
- Um Komplikationen nach der Anwendung des Geräts zu vermeiden, sollten Sie die Haut vor und nach der Epilation 48 Stunden lang nicht der Sonne aussetzen. Sonnenexposition umfasst sowohl direkte als auch konstante Exposition für 15 Minuten ohne Schutz und ungeschützte Exposition gegenüber diffusem Sonnenlicht für 1 Stunde. Verwenden Sie in den zwei Wochen nach der Behandlung ein Sonnenschutzmittel mit einem Lichtschutzfaktor von 30 oder höher.

Auswahl der geeigneten Intensitätsstufe

- Die Intensitätsstufe bestimmt die Intensität des Lichts, das Ihre Haut erreicht. Bei

insgesamt fünf Stufen zeigt die Anzahl der Balken auf dem Display die gewählte Intensität an. Mit zunehmender Intensität steigt auch das Risiko möglicher Nebenwirkungen und Komplikationen bei der Epilation. Verwenden Sie dieses Produkt immer von der niedrigsten Intensitätsstufe an.

- Wählen Sie für jede Zone die entsprechende Intensität. Wenn Sie bei der ersten Sitzung mit der Mindestintensität keine Beschwerden haben, können Sie die Intensität bei der nächsten Sitzung um 1 erhöhen. Wenn Sie sich unwohl fühlen, reduzieren Sie die Intensität. Verwenden Sie dazu die Ein/Aus/Intensitätsstufe-Taste, um die gewünschte Stufe zu wählen.
- Wenn Sie die zu epilierende Körperpartie wechseln oder sich kürzlich in der Sonne aufgehalten haben, sollten Sie Hauttests durchführen, um die geeignete Intensitätsstufe für diese Körperpartie zu bestimmen.

Hinweis:

Da die Hautfarbe der einzelnen Körperteile unterschiedlich sein kann, müssen Sie für jeden Bereich die passende Intensitätsstufe wählen. Dieses Gerät wählt nicht automatisch die geeignete Intensitätsstufe.

Hauttyp. Abb. 1

Hauttyp	Intensitätsstufe
Sehr helle Haut; immer leicht sonnenverbrannt, wird nie braun.	4-5
Helle Haut; leicht sonnenverbrannt, nur wenig und schwer bräunt.	3-4
Braune Haut; minimal sonnenverbrannt und langsam bräunt.	2-3
Hellbraune Haut; seltener sonnenverbrannt und langsam bräunt.	1-2
Dunkelbraune Haut; seltener sonnenverbrannt, leicht bräunt.	Das Gerät kann nicht verwendet werden
Schwarze oder dunklere Haut, die nie sonnenverbrannt ist	Das Gerät kann nicht verwendet werden

Die Cooling Function (Kühlfunktion)

- Die Cooling Function (Kühlfunktion) aktiviert eine Kühlplatte, um das Hitzegefühl zu lindern, wenn Sie den Epilierer an empfindlichen Stellen verwenden oder das Gerät über einen längeren Zeitraum benutzen.
Um die Cooling Function (Kühlfunktion) während der Epilation zu aktivieren, drücken Sie

einmal auf die Taste für die Cooling Function. Auf dem Display erscheint ein Schneeflocken-Anzeiger, das anzeigt, dass diese Funktion aktiv ist. (Abb. 7)
Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste für die Cooling Function erneut.

- Sie können auch die Cooling Function (Kühlfunktion) nach der Behandlung nutzen, um die Haut zu beruhigen. Halten Sie dazu die Taste für die Cooling Function ein paar Sekunden lang gedrückt. „ICE“ und der Anzeiger der Schneeflocke werden auf dem Display angezeigt. Der Betriebsanzeiger schaltet sich dann aus. (Abb.2)
Während diese Funktion aktiv ist, gibt das Gerät keine Lichtimpulse ab.
Um erneut zu epilieren, halten Sie die Taste für die Cooling Function erneut einige Sekunden lang gedrückt.

Nach der Verwendung dieses Geräts

1. Wenn Sie eine Epilationssitzung beendet haben, halten Sie die Taste Ein/Aus/ Intensitätsstufe so lange gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.
2. Ziehen Sie den Stecker des Adapters aus der Steckdose und das Kabel aus dem Gerät.
3. Legen Sie es in den Originalkarton zurück und halten Sie es von Wasser fern.

Hautpflege nach Haarentfernungsbehandlung

Setzen Sie die behandelte Stelle nicht der Sonne aus. Um die frisch behandelte Haut zu schützen, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, sollten Sie nach jeder Epilationssitzung 2 Wochen lang einen Sonnenschutz mit LSF 30 oder höher auftragen.

Nebenwirkungen und Komplikationen

Normalerweise treten bei der Anwendung des Epilierers keine Komplikationen auf. Der Einsatz von Pulslichtgeräten birgt jedoch das Risiko von Komplikationen. Daher ist es wichtig, dass Sie sich über die möglichen Risiken und Komplikationen bei der Verwendung des Geräts informieren.

Unerwünschte Reaktion	Möglichkeit unerwünschter Reaktionen
Leichtes Unbehagen der Haut	Niedrig
Rötung der Haut	Niedrig
Hautallergie	Niedrig
Verletzung oder Verbrennung der Haut	Unregelmäßig
Markierung oder Narbe	Unregelmäßig
Veränderung der Pigmentierung	Unregelmäßig
Übermäßige Rötung oder Schwellung	Unregelmäßig

Infektionen	Sehr selten
Blutergüsse	Sehr selten

Leichtes Unbehagen der Haut

Obwohl die IPL-Haarentfernung in der Regel nicht unangenehm ist, empfinden manche Anwender während der Anwendung ein leichtes Unbehagen. Diese leichten Beschwerden werden häufig als leichtes Wärme- und Kribbelgefühl beschrieben, das in der Regel auf die Aussendung von Lichtimpulsen folgt. Übermäßiges Unbehagen bedeutet, dass Sie das Gerät nicht mehr verwenden sollten, weil Ihre Haut diese Methode der Haarentfernung nicht verträgt oder weil die eingestellte Intensität zu hoch ist.

Rötung der Haut

Ihre Haut kann bis zu 24 Stunden nach der Anwendung dieses Produkts gerötet sein. Wenn die Hautrötung nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen verschwindet, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Hautempfindlichkeit oder Allergie

Die Haut im behandelten Bereich kann empfindlicher werden, so dass Sie möglicherweise Trockenheit oder Schuppenbildung der Haut bemerken.

Verletzung oder Verbrennung der Haut

Sehr selten kann es zu Verbrennungen oder Verletzungen als Folge der Verwendung dieses Geräts kommen. Dies liegt oft an einer zu hohen Intensität oder an der Verwendung des Geräts an ungeeigneten Stellen wie sehr dunkler Haut oder über Tätowierungen. Wenn Wunden oder Verbrennungen auf der Haut auftreten, brechen Sie den Epiliervorgang ab und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Markierungen oder Narben

Obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, kann die Verwendung des Epilierers Narben hinterlassen. Normalerweise entsteht eine Narbe in Form einer glatten, weißen Wunde auf der Haut (hypotroph). Sie kann jedoch auch groß und rot sein (hypertroph) und über die Ränder der Läsion selbst hinausgehen (Keloid). In diesem Fall können weitere kosmetische Behandlungen erforderlich sein, um das Aussehen der Narbe zu verbessern. Wenn Sie eine Narbenbildung bemerken, brechen Sie die Epilation ab und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Veränderung der Pigmentierung

Diese Methode der Haarentfernung wirkt auf den Haarschaft, insbesondere auf die pigmentierten Zellen des Haarfollikels und auf den Haarfollikel selbst. Es besteht jedoch das Risiko einer vorübergehenden Hyperpigmentierung (verstärkte Pigmentierung oder braune Verfärbung) oder Hypopigmentierung (Aufhellung) der umgebenden Haut. Veränderungen der Hautpigmentierung treten häufiger bei Menschen mit dunklerer Haut auf. Verfärbungen

oder Pigmentveränderungen der Haut sind in der Regel vorübergehend und Hyper- oder Hypopigmentierung treten selten auf.

Übermäßige Rötung und Schwellung

In seltenen Fällen kann sich die behandelte Haut rötten und entzünden. Dies ist in empfindlicheren Körperbereichen häufiger der Fall. Die Rötung und Schwellung sollte in ungefähr 2-7 Tagen abklingen. Die Kühlung des Bereichs mit Eis kann helfen, Entzündungen zu reduzieren. Sie können die Haut vorsichtig reinigen, aber Sie sollten die Sonneneinstrahlung vermeiden.

Zyklus der Nutzung und Wirksamkeit

Erwartetes Ergebnis der Haarentfernungsbehandlung

Haarfarbe	Lichtintensität	Enthaarungsbereich	Empfohlene Sitzungen	Effektivität
Hellbraun - braun	Max. 5	Unter- oder Oberschenkel	Ungefähr 10 - 12 Mal, 4 Sitzungen alle 2 Wochen, 6-8 Sitzungen alle 4 Wochen	60 % Haarentfernung
		Arme		50 % Haarentfernung
		Bikinizone		60 % Haarentfernung
		Achselhöhlen		55 % Haarentfernung

Haarfarbe	Lichtintensität	Enthaarungsbereich	Empfohlene Sitzungen	Effektivität
Dunkelbraun - schwarz	Max. 5	Unter- oder Oberschenkel	Ungefähr 8 - 10 Mal, 4 Sitzungen alle 2 Wochen, 4-6 Sitzungen alle 4 Wochen	70 % Haarentfernung
		Arme		60 % Haarentfernung
		Bikinizone		70 % Haarentfernung
		Achselhöhlen		65 % Haarentfernung

Hinweis:

Wenn eine der Haarentfernungssitzungen nicht innerhalb von 3 Tagen nach dem geplanten Termin durchgeführt wurde, muss die gesamte Behandlung wiederholt werden. Wenn Sie das nicht tun, kann es sein, dass Sie keine effektive Haarreduzierung sehen.

Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse je nach Dauer des Haarwachstums und je nach Körperregion variieren können.

5. REINIGUNG UND WARTUNG

Es wird empfohlen, das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen, vor allem, wenn seine Oberfläche mit der Haut in Berührung gekommen ist.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um die Oberfläche des Geräts und die Hautkontaktfläche zu reinigen. Reinigen Sie das Lichtaustrittsfenster richtig.
Tauchen Sie das Gerät oder einen seiner Teile nicht in Wasser ein.
3. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf und beachten Sie die in dieser Anleitung angegebenen optimalen Lagerbedingungen.

Hinweis:

Der Epilierkopf ist nicht abnehmbar. Wenn die voreingestellten Lichtimpulse zu Ende sind, ist es nicht möglich, sie zu ändern, um die Impulse wieder aufzuladen.

6. PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNGEN
Das Gerät schaltet sich nicht an	Netzkabel ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie das Netzkabel ein.
	Der Adapter ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie den Adapter an.
Der Epilierer gibt keine Lichtimpulse ab, wenn Sie die Lichtimpulstaste drücken	Das Gerät ist nicht richtig auf der Haut positioniert.	Legen Sie das Gerät in einem 90°-Winkel auf die Haut. Vergewissern Sie sich, dass der Betriebsanzeiger weiß blinkt.
	Die Kühlfunktion ist aktiviert, im Display erscheint „ICE“.	Deaktivieren Sie die Kühlfunktion.

Epilierer oder Adapter wird während des Gebrauchs heiß	Es ist normal, dass sich das Gerät oder der Adapter während des Gebrauchs leicht erwärmt.	Verwenden Sie den Epilierer in einer kühlen Umgebung oder lassen Sie ihn vor der weiteren Verwendung abkühlen.
	Gebläseluftstrom ist blockiert.	Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom nicht behindert wird.
	Der Ventilator funktioniert nicht	Wenn der Ventilator nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Cecotec.
Der Epilierer erzeugt einen seltsamen Geruch	Das Lichtaustrittsfenster ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Lichtaustrittsfenster.
	Sie haben die Haare in dem zu behandelnden Bereich nicht richtig entfernt. Haare können brennen und Geruch verursachen.	Rasieren Sie die Haare, bevor Sie den Epilierer benutzen.
Das Gerät macht Geräusche	Der Ventilator gibt während des Betriebs ein Geräusch ab, das dem eines Haartrockners ähnelt.	Diese Geräusche sind für den normalen Betrieb des Epilierers normal.
	Bei der Abgabe von Lichtimpulsen gibt das Gerät einen leisen Ton ab.	

Sie verspüren Unbehagen während der Behandlung oder die anschließende Hautreaktion dauert länger als normal.	Sie haben eine zu hohe Intensitätsstufe verwendet.	Verwenden Sie für jeden zu behandelnden Bereich eine geeignete Stufe. Führen Sie vor der Behandlung immer einen Hauttest an jeder Stelle durch.
	Sie haben den Epilierer in einem kontraindizierten Bereich verwendet.	Verwenden Sie das Gerät nicht in den unter „Kontraindikationen“ genannten Bereichen.
	Der UV-Filter des Lichtaustrittsfensters ist kaputt	Wenn der UV-Filter defekt ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an den Cecotec-Kundendienst.
Die Behandlungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend.	Sie haben eine zu niedrige Intensitätsstufe verwendet.	Verwenden Sie für jeden zu behandelnden Bereich eine geeignete Stufe.
	Sie haben den Impuls nicht auf eine Fläche angewendet, die an die zuvor behandelte Fläche angrenzt.	Wenden Sie jeden Impuls neben dem vorherigen an, aber ohne Überlappung.
	Die Farbe Ihres Haares ist für die Verwendung des Geräts nicht geeignet.	Die Behandlung ist nicht wirksam bei hellem, blondem, grauem, rotem oder weißem Haar.
	Sie haben das Gerät nicht so oft wie empfohlen benutzt.	Befolgen Sie die angegebenen Frequenzangaben. Sie können Ihre Haarentfernungssitzungen vorverlegen, aber überschreiten Sie nicht die empfohlene Zeit zwischen einer Sitzung und der nächsten.
	Ihr Körper reagiert langsamer auf die IPL-Haarentfernung	Setzen Sie die Behandlung mindestens 6 Monate lang fort, um das Haarwachstum wirksam zu reduzieren.

7. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produktname: Bamba SkinCare IPL Gun

Referenz des Gerätes: 04430

Verwendete Technologie: Intensives gepulstes Licht

Name oder Marke und Anschrift des Herstellers	Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China
Modellbezeichnung	A-3588
Transport- und Lagerbedingungen	Das Produkt muss bei NORMALEM GEBRAUCH nach dem Transport oder der Lagerung unter den folgenden Umgebungsbedingungen weiterhin gemäß seinen Spezifikationen funktionieren: Von -40 °C bis 70 °C Von 10% bis 90% R.H. Von 500 hPa bis 1060 hPa
Optimale Betriebsbedingungen	Das Produkt erfüllt seine Spezifikationen, wenn es bei NORMALEM GEBRAUCH unter den folgenden Umgebungsbedingungen verwendet wird: Von +10 °C bis +35 °C Von 3% bis 75% R.H. Von 700 hPa bis 1060 hPa
Lampengröße	0.35 * 1.18 in [0.42 sq. in.] / 0.9 * 3 cm [2.7 cm²]
Emittierte Wellenlängen	475-1200 nm ±20 nm
Impulsdauer	500-800 µs
Impulsintervall	1 s-6 s
Optische Belichtung	2.5 J/cm² - 5.0 J/cm²
Adaptiereingang	100-240 V~, 50/60 Hz, 2 A
Ausgangsadapter	12 V  , 5 A, 60 W

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	88.39% für 115V/60Hz 88.81% für 230V/50Hz
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%)	87.75% für 115V/60Hz 87.03% für 230V/50Hz
Leistungsaufnahme ohne Last	0.162 W für 115V/60Hz 0.133 W für 230V/50Hz
Modell des Adapters	TAP60-120S500E1

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

Elektromagnetische Verträglichkeit: Informationen zur Einhaltung

Dieses Gerät erfüllt alle geltenden Normen und Vorschriften bezüglich der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

8. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und / oder ihre Akkus zu erhalten.

Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

9. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Benutzer oder Endverbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsanleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Wiederherstellungssystem gespeichert, übertragen oder verbreitet werden (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung oder ähnliches).

1. CONTROINDICAZIONI E PRECAUZIONI

Avviso

Evitare l'esposizione al sole per 4 settimane prima di usare il dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo:

- Se si ha un fototipo cutaneo V o VI (Fig. 1). Si rischia di incorrere in ustioni, vesciche e alterazioni del colore della pelle (iperpigmentazione o ipopigmentazione).
- Se in stato di gravidanza o allattamento.
- In caso di esposizione della pelle alla luce solare o con abbronzatura artificiale nelle ultime 2 settimane.
- Se si hanno peli naturali bianchi, grigi, biondi o rossi. (Fig. 2)
- Su zone con tatuaggi o trucco permanente.
- Su macchie scure, come lentiggini grandi, voglie, nei o verruche.
- In caso di eczema, psoriasi, ustioni, lesioni, lividi, ferite aperte o infezioni attive nella zona da trattare.
- Se si ha un passato di disturbi del collagene, tra cui formazione di cheloidi o scarsa guarigione.
- In caso di sensibilità alla luce o consumo di farmaci che rende più sensibile la pelle alla luce. I farmaci noti per avere questo effetto includono gli agenti antinfiammatori non steroidei (ad esempio aspirina, ibuprofene o paracetamolo), le tetracicline, le fenotiazine, i tiazidici, i diuretici, le sulfoniluree, le sulfonamidi, la DTIC, il fluorouracile, la vinblastina e la griseofulvina.
- In caso di malattia che provoca sensibilità alla luce, come porfiria, eruzione polimorfa alla luce, lupus, orticaria solare, ecc.
- Se si è stati in cura o si è in cura con alfa-idrossiacidi (AHA) o beta-idrossiacidi (BHA), Retin-A®, Accutane®, Roaccutane® (isotretinoina), retinoidi topici, acido azelaico o steroidi.
- Se si assumono sostanze o farmaci fotosensibilizzanti, consultare il foglietto illustrativo del farmaco e non utilizzare il dispositivo se è indicato che può causare reazioni fotoallergiche e fototossiche o se si deve evitare la luce solare durante il trattamento con questo farmaco.
- Se si assumono regolarmente anticoagulanti o aspirina, senza poter sospendere i farmaci per almeno una settimana prima di ogni trattamento.
- Se si assumono antidolorifici che riducono la sensibilità della pelle al calore.
- In caso di condizioni cutanee anormali dovute a diabete o altre malattie sistemiche o del metabolismo.
- In caso di precedenti sfoghi di herpes nella zona da trattare, a meno che non venga consultato un medico e ricevuto un trattamento preventivo.

- In caso di epilessia con sensibilità alla luce lampeggiante.
- In caso di cardiopatia congenita.
- In caso di malattie legate alla fotosensibilità, come l'eruzione luminosa polimorfa (PLE), l'orticaria solare, la porfiria, ecc.
- In caso di anamnesi di disturbi vascolari, come la presenza di vene varicose o di ectasie vascolari nelle aree da trattare.
- In caso di disturbi o malattie del sangue.
- In caso di anamnesi di malattia immunosoppressiva (compresa l'infezione da HIV o l'AIDS).
- In caso di assunzione di immunosoppressori.
- In caso di disturbi della pigmentazione cutanea, come la vitiligine.
- In caso di precedenti di tumore alla pelle o eventuali forme tumorali alla pelle nella zona da trattare.
- In cura di radioterapia o chemioterapia negli ultimi 3 mesi.
- In caso di impianto attivo, come un pacemaker o una pompa di insulina, nella zona da trattare.
- In caso di altre condizioni il cui stato potrebbe peggiorare con l'uso dell'apparecchio sotto consiglio del proprio medico.
- Non utilizzare l'apparecchio su capezzoli, labbra inferiori, vagina, ano, interni delle fessure nasali e orecchie.
- Gli uomini non devono usarlo sul viso o scroto.

Non utilizzare l'epilatore su aree sensibili come:

- Intorno agli occhi e vicino alle sopracciglia. Questo dispositivo può essere utilizzato solo sul corpo e sul viso femminile (sotto gli zigomi).
- Su labbra, capezzoli, areole, piccole labbra, vagina, ano e all'interno di narici e orecchie.
- Su zone in cui si è subito un intervento chirurgico nelle 3 settimane precedenti il trattamento.
- Gli uomini non devono utilizzare il dispositivo su viso e collo, né sull'intera area genitale. I peli di queste aree hanno caratteristiche diverse. La pelle può ustionarsi (con dolore, arrossamento prolungato e alterazioni della pigmentazione).
- Su aree in cui si utilizzano deodoranti a lunga durata. Ciò può provocare reazioni cutanee.
- Su o in prossimità di impianti artificiali in silicone, vie di iniezione sottocutanea (infusori di insulina) o piercing.

Quando è consigliato rivolgersi a un medico

Se si stanno assumendo farmaci prescritti o si è sottoposti a regolare controllo medico per una particolare condizione medica, consultare il proprio dottore prima di utilizzare il dispositivo. Consultare il medico se non si è sicuri circa la sicurezza dell'apparecchio per uso personale.

Per evitare effetti collaterali:

- Non trattare la stessa zona della pelle per più di una volta durante una sessione.

- Rasare sempre la zona prima del trattamento e verificare che la pelle di tale zona sia pulita e asciutta.
- Non lavare la pelle con liquidi infiammabili come alcool o acetone prima di utilizzare l'apparecchio.

2. PARTI E COMPONENTI

Fig. 3

1. Connettore dell'adattatore di alimentazione
2. Pulsante di emissione degli impulsi luminosi
3. Finestra di trattamento
4. Pannello di raffreddamento / Superficie di contatto cutaneo
5. Uscita dell'aria
6. Ingresso dell'aria
7. Display LCD
8. Spia
9. Pulsante Cooling Function (funzione di raffreddamento)
10. Pulsante di accensione/spegnimento/intensità

Nota:

I grafici di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

3. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio qualora fosse necessario trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e i componenti siano compresi e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Contenuto della scatola

- Bamba SkinCare IPL Gun
- Adattatore di corrente
- Occhiali di protezione
- Lametta

- Custodia
- Il presente manuale di istruzioni

Condizioni ideali di funzionamento

Temperatura	Da +10 °C a +35 °C
Umidità relativa	3% a 75%
Pressione atmosferica	700 a 1060 hPa

Condizioni ideali di conservazione

Temperatura	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	Da 10 % a 90 %
Pressione atmosferica	500 a 1060 hPa

4. FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE:

- Non bloccare l'ingresso o l'uscita dell'aria con oggetti. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
- Se la ventola di raffreddamento smette di ruotare, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo. In caso contrario, la finestra di trattamento potrebbe rompersi a causa dell'alta temperatura e provocare ferite cutanee.

Prima dell'uso

- Radere l'area da trattare prima dell'uso.
- In questo modo la porzione di peli che rimane sulla superficie della pelle assorbe la luce per garantire un maggiore effetto.
- Pulire la pelle per assicurarsi che non vi siano residui di peli di una precedente epilazione. Assicurarsi che la pelle sia completamente asciutta e priva di sostanze grasse.

Nota:

Se l'epilazione provoca un'allergia cutanea, interrompere l'epilazione e consultare il medico.

Test preliminare all'uso

- Se si utilizza l'apparecchio per la prima volta, eseguire prima un test per verificare che l'intensità scelta sia adatta al proprio tipo di pelle.
- A tal fine, emettere un impulso di luce su un'area vicina a quella da trattare. Iniziare con il livello più basso e aumentare l'intensità fino a quando non si avverte alcun fastidio sulla pelle.
- Si noti che l'apparecchio non può essere utilizzato su pelle scura o su peli biondi, rossi o bianchi. (Fig. 1-2)

- Dopo il test cutaneo, attendere 24 ore per vedere se la pelle reagisce. Se la pelle reagisce negativamente, ripetere il test cutaneo a un livello di intensità inferiore. Selezionare un livello di intensità che non provochi reazioni cutanee all'utilizzo dell'epilatore.

Istruzioni d'uso

Attenzione:

L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento possono comportare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Uso in modalità manuale:

1. Collegare l'adattatore di corrente all'epilatore e quest'ultimo alla corrente. La spia s'illuminerà di azzurro chiaro.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento/intensità per alcuni secondi per accendere il dispositivo. Il display mostrerà il numero di impulsi rimanenti, una barra che indica il livello di intensità 1 e una freccia che indica la modalità manuale. La spia si illumina di blu scuro mentre il dispositivo è in fase di preparazione e diventa verde quando è pronto per l'uso. (Fig. 4).
3. Selezionare il livello di intensità desiderato premendo ripetutamente il pulsante di accensione/spegnimento/intensità. Il numero di tacche sul display aumenterà gradualmente da 1 a 5. Iniziare sempre con il livello di intensità più basso per evitare lesioni cutanee.

NOTA:

Con l'aumentare del livello di intensità, aumenta anche il rischio di effetti collaterali. Per istruzioni dettagliate sull'impostazione del livello di intensità, vedere la sezione "Selezione del livello di intensità appropriato".

4. Posizionare l'epilatore sulla pelle con un angolo di 90°. (Fig. 5) L'unica parte del prodotto che deve entrare in contatto con la pelle da trattare è la finestra di trattamento e il pannello di raffreddamento.
5. Quando la spia lampeggia in verde, premere una volta il pulsante di emissione degli impulsi luminosi per emettere un impulso luminoso.
6. Spostare l'epilatore sull'area adiacente e ripetere le fasi 4 e 5. Ripetere fino ad epilare l'intera area di trattamento.

Uso in modalità a impulsi continui:

1. Seguire i passaggi 1, 2 e 3 della modalità manuale.
2. Dopo aver selezionato il livello di intensità e con l'apparecchio lontano dalla pelle, tenere premuto il pulsante di emissione di luce pulsata per alcuni secondi. Il display mostrerà 5 frecce per indicare che la modalità a impulsi continui è attiva. (Fig. 6).

- 3. Posizionare l'epilatore sulla pelle con un angolo di 90°. (Fig. 5).
- 4. Dopo aver rilevato che è correttamente posizionato sulla pelle, l'epilatore emette un impulso di luce ogni due secondi. Far scorrere l'epilatore sull'area adiacente tra un impulso e l'altro, fino a coprire l'intera area da epilare.

Nota:

- Se si rimuove dalla pelle per più di 10 secondi, l'epilatore tornerà in modalità manuale. È inoltre possibile tornare alla modalità manuale premendo una volta il pulsante di emissione di luce pulsata quando l'epilatore è lontano dalla pelle.
- L'epilatore è dotato di un sistema di rilevamento della pelle. Se non è posizionato correttamente sulla pelle, la spia rimane verde fissa e il dispositivo non emette impulsi.

Per evitare effetti collaterali:

- Non trattare la stessa zona della pelle per più di una volta durante una sessione. Evitare di emettere un impulso di luce ripetutamente sulla stessa area.
- In caso di vesciche o scottature sulla pelle, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.
- Per evitare complicazioni dopo l'uso, non esporre la pelle al sole per 48 ore prima e dopo l'epilazione. L'esposizione al sole include sia l'esposizione diretta e costante per 15 minuti senza protezione, nonché l'esposizione non protetta alla luce solare diffusa per 1 ora. Nelle due settimane successive al trattamento, utilizzare un SPF 30 o superiore.

Selezione del livello di intensità appropriato

- Il livello di intensità determina l'intensità della luce che raggiunge la pelle. Con un totale di cinque livelli, il numero di barre sul display indica l'intensità selezionata. Con l'aumento del livello di intensità, aumenta il rischio di possibili effetti collaterali e complicazioni durante l'epilazione. Usare il prodotto partendo sempre dal livello d'intensità più basso.
- Scegliere l'intensità appropriata per ogni area. Se selezionato il livello d'intensità più basso non si avvertono disturbi durante la prima epilazione, si può aumentare il livello di intensità di 1 grado nell'epilazione successiva. Se si avverte disagio, ridurre il livello di intensità. Per ridurlo, usare il pulsante d'intensità e selezionare il livello desiderato.
- Se si vuole epilare un'altra area del corpo o ci si è abbronzati da poco, è necessario sottoporre la propria pelle a un test per determinare il livello di intensità adeguato.

Nota:

Poiché il colore della pelle può variare a seconda dell'area corporale, è necessario selezionare il livello di intensità appropriato per ogni area. Questo apparecchio non regola automaticamente il livello d'intensità.

Tipo di pelle. Fig. 1

Tipo di pelle	Livello di intensità
Molto bianca; si brucia sempre facilmente, non si abbronzia mai.	4-5
Bianca; si brucia facilmente, si abbronzia poco e difficilmente.	3-4
Marrone chiaro; si brucia poco e si abbronzia lentamente.	2-3
Marrone; si brucia di rado e si abbronzia lentamente.	1-2
Marrone scuro; si brucia di rado e si abbronzia facilmente.	Non è possibile utilizzare il dispositivo
Nera o più oscura, non si brucia mai.	Non è possibile utilizzare il dispositivo

Cooling Function (funzione di raffreddamento)

- Questa funzione attiva il pannello di raffreddamento per attenuare la sensazione di calore quando si utilizza l'epilatore su aree sensibili o se si usa il dispositivo per lungo tempo.
- Per attivare la funzione di raffreddamento durante l'epilazione, premere una volta il pulsante Cooling Function. Sul display apparirà l'icona di un fiocco di neve, a indicare che la funzione è attiva. (Fig. 7)
- Per disattivare la funzione, premere nuovamente il pulsante della funzione di raffreddamento.
- Questa funzione può anche essere attivata dopo il trattamento per lenire la pelle. A tal fine, tenere premuto il pulsante Cooling Function per alcuni secondi. Il display mostrerà "ICE" e l'icona del fiocco di neve; poi, la spia corrispondente si spegnerà. (Fig. 8)
- Quando questa funzione è attiva, l'epilatore non emette impulsi luminosi.
- Per tornare alla funzione di epilazione, tenere nuovamente premuto il pulsante Cooling Function per alcuni secondi.

Dopo l'uso

1. Al termine di una sessione di epilazione, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento/intensità finché l'apparecchio non si spegne.
2. Scollegare l'adattatore dalla presa di corrente e il cavo dall'apparecchio.
3. Conservare l'apparecchio nella scatola originale e tenerlo lontano dall'acqua.

Cura della pelle post-epilazione

Non esporre la pelle trattata al sole. Per proteggere la pelle appena trattata quando viene esposta alla luce solare, assicurarsi di applicare una protezione solare con SPF 30 o superiore per 2 settimane dopo ogni sessione di epilazione.

Effetti collaterali e complicazioni

Di norma, non si verificano complicazioni durante l'uso dell'epilatore. Tuttavia, l'uso di dispositivi a luce pulsata comporta un rischio di complicazioni. È quindi importante comprendere i possibili rischi e complicazioni durante l'uso del dispositivo.

Evento avverso	Possibilità di reazioni avverse
Leggero fastidio alla pelle	Scarsa
Arrossamento della pelle	Scarsa
Allergia cutanea	Scarsa
Ferite o ustioni della pelle	Poco frequente
Segno o cicatrice	Poco frequente
Alterazione della pigmentazione	Poco frequente
Arrossamento o infiammazione eccessiva	Poco frequente
Infezioni	Rara
Ematomi	Rara

Leggero fastidio alla pelle

Sebbene l'epilazione IPL non causi generalmente problemi, alcuni utenti possono avvertire un lieve disagio durante l'uso. Questo lieve disagio è spesso descritto come una sensazione di leggero calore e formicolio, di solito in seguito all'emissione di impulsi luminosi. Se si avverte un disagio eccessivo, significa che questo metodo di epilazione è incompatibile con il proprio tipo di pelle o che il livello d'intensità selezionato è troppo alto. Se fosse il caso, smettere di usare il dispositivo o ridurre il livello d'intensità.

Arrossamento della pelle

La pelle può arrossarsi fino a 24 ore dopo l'uso del prodotto. Se l'arrossamento della pelle non scompare entro 2 o 3 giorni, consultare il medico.

Pelle sensibile o allergia cutanea

La pelle dell'area trattata può diventare più sensibile, per cui è possibile che si secchi o desquami.

Ferite o ustioni della pelle

Molto raramente, l'uso di questo dispositivo può provocare ustioni o ferite. Ciò è spesso dovuto all'utilizzo di un livello di intensità troppo elevato o all'uso del dispositivo su aree non adatte, come su pelle molto scura o tatuaggi. Se sulla pelle compaiono ferite o ustioni, interrompere l'epilazione e rivolgersi a un medico.

Segni o cicatrici

Anche se molto improbabile, l'uso dell'epilatore può lasciare cicatrici. Normalmente, quando si verifica una cicatrice, questa si presenta sotto forma di una ferita bianca e liscia sulla pelle (ipotrofica). Tuttavia, può essere grande e di colore rosso (ipertrofica) e può estendersi oltre i margini della lesione stessa (cheloide). In questo caso, potrebbe essere necessario sottomettersi ad eventuali trattamenti cosmetici per migliorare l'aspetto della cicatrice. In caso di cicatrici, interrompere l'epilazione e consultare il medico.

Alterazione della pigmentazione

Questo metodo di depilazione agisce sul fusto del pelo, in particolare sulle cellule pigmentate del follicolo pilifero e sul follicolo stesso. Tuttavia, esiste il rischio di una temporanea iperpigmentazione (aumento del pigmento o colorazione marrone) o ipopigmentazione (sbiancamento) della pelle circostante. Le alterazioni della pigmentazione cutanea sono più comuni nelle persone dalla pelle più scura. Le discromie o le alterazioni del pigmento cutaneo sono generalmente temporanee e raramente si verificano iperpigmentazioni o ipopigmentazioni.

Arrossamento e infiammazione eccessiva

In rari casi, la pelle trattata può arrossirsi e infiammarsi. Questo è più comune nelle aree più sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero scomparire in 2 o 7 giorni. È possibile raffreddare la zona con ghiaccio per ridurre l'infiammazione. È possibile pulire la pelle con cura, ma si dovrebbe evitare l'esposizione alla luce solare.

Ciclo d'uso ed efficacia

Risultato previsto dall'epilazione

Colore dei peli	Intensità della luce	Area di epilazione	Frequenza di epilazione consigliata	Efficacia
Marrone chiaro-marrone	Max. 5	Parte inferiore o superiore della gamba	Circa 10-12 volte, 4 sessioni ogni 2 settimane, 6-8 sessioni ogni 4 settimane.	60 % di rimozione dei peli
		Braccia		50 % di rimozione dei peli
		Inguine		60 % di rimozione dei peli
		Ascelle		55 % di rimozione dei peli

Colore dei peli	Intensità della luce	Area di epilazione	Frequenza di epilazione consigliata	Efficacia
Marrone scuro- nero	Max. 5	Parte inferiore o superiore della gamba	Circa 8-10 volte, 4 sessioni ogni 2 settimane, 4-6 sessioni ogni 4 settimane.	70 % di rimozione dei peli
		Braccia		60 % di rimozione dei peli
		Inguine		70 % di rimozione dei peli
		Ascelle		65 % di rimozione dei peli

Nota:

Se non si è seguita adeguatamente la frequenza di epilazione prevista, ricominciare il trattamento. In caso contrario, è possibile che non si ottengano buoni risultati di epilazione.

Si noti che i risultati possono variare a seconda del tempo necessario per la ricrescita dei peli in base all'area del corpo.

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

Dopo ogni utilizzo, si consiglia di pulire il dispositivo, soprattutto se ha toccato la pelle.

1. Spegner e scollegare il dispositivo.
2. Utilizzare un panno pulito per pulire la superficie dell'apparecchio e la superficie di contatto cutaneo. Pulire accuratamente la finestra di trattamento.

Non immergere il dispositivo o una delle sue parti in acqua.

3. Conservare il dispositivo nella sua custodia originale e secondo le condizioni di conservazione ottimali indicate in questo manuale.

Nota:

La testina di questo epilatore non è smontabile. Al termine degli impulsi preimpostati, non è possibile modificarlo per ricaricare gli impulsi.

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILI SOLUZIONI
L'epilatore non si accende.	Il cavo di alimentazione non è collegato.	Collegare il cavo di alimentazione.
	L'adattatore non è ben collegato.	Collegare l'adattatore.
L'epilatore non emette impulsi di luce quando si preme il pulsante di emissione di luce pulsata.	Il dispositivo non è posizionato correttamente sulla pelle.	Posizionare il dispositivo sulla pelle con un angolo di 90°. Assicurarsi che la spia lampeggi di bianco.
	La funzione di raffreddamento è attivata, il display mostra "ICE".	Disattivare la funzione di raffreddamento.
L'epilatore o l'adattatore si surriscaldano durante l'uso.	È normale che il dispositivo o l'adattatore si riscaldino leggermente durante l'uso.	Utilizzare l'epilatore in un ambiente fresco o lasciarlo raffreddare prima di riprendere l'uso.
	La ventola è ostruita.	Verificare che la ventola non sia ostruita.
	La ventola non funziona.	Se la ventola non funziona con normalità, contattare il Servizio di Assistenza Clienti di Cecotec.
L'epilatore produce uno strano odore.	La finestra di trattamento è sporca.	Pulire la finestra di trattamento.
	I peli dell'area da trattare non sono stati rasi correttamente. I peli possono bruciare e causare cattivi odori.	Radere i peli prima di usare l'epilatore.

Il dispositivo fa rumore.	Durante l'uso, la ventola emette un rumore simile a quello di un asciugacapelli.	Ciò indica un funzionamento normale dell'epilatore.
	Quando emette impulsi luminosi, il dispositivo produce un rumore simile a dei "clic".	
Disagio durante il trattamento o la reazione cutanea che ne consegue si protrae più a lungo del normale.	Livello di intensità troppo elevato.	Utilizzare un livello appropriato all'area da trattare. Eseguire sempre un test cutaneo su ogni area da trattare prima dell'uso.
	L'epilatore è stato utilizzato su un'area controindicata.	Non utilizzare il dispositivo sulle aree specificate in "Controindicazioni e precauzioni".
	Il filtro UV della finestra di trattamento è rotto.	Se il filtro UV è rotto, interrompere l'uso del dispositivo e contattare il Servizio di Assistenza Clienti di Cecotec.
I risultati del trattamento sono insoddisfacenti.	Livello di intensità troppo basso.	Utilizzare un livello appropriato all'area da trattare.
	Non si è applicato l'impulso su un'area adiacente a quella precedentemente trattata.	Applicare ogni impulso accanto al precedente, ma senza sovrapporlo.
	Il colore dei peli è incompatibile con l'uso del dispositivo.	Il trattamento è incompatibile con peli chiari, biondi, grigi, rossi o bianchi.
	Non si è seguita la frequenza di epilazione indicata.	Seguire la frequenza di epilazione indicata. È possibile anticipare le sessioni di epilazione, ma non superare il tempo consigliato tra una sessione e l'altra.
	Il corpo risponde più lentamente all'epilazione IPL.	Continuare il trattamento per almeno 6 mesi per ridurre efficacemente la crescita dei peli.

7. SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto: Bamba SkinCare IPL Gun
Codice prodotto: 04430
Tecnologia d'uso: Luce pulsata intensa

Nome o marca e indirizzo del produttore	Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China
Codice identificativo del modello	A-3588
Condizioni di trasporto e conservazione	Il prodotto continuerà a funzionare secondo le sue specifiche in USO NORMALE dopo il trasporto o lo stoccaggio nelle seguenti condizioni ambientali: -40 °C a 70 °C 10% a 90% R.H. 500 hPa a 1060 hPa
Condizioni di funzionamento	Il prodotto è conforme alle sue specifiche quando viene utilizzato per un USO NORMALE nelle seguenti condizioni ambientali: +10 °C a +35 °C 3% a 75% R.H. 700 hPa a 1060 hPa
Dimensioni della lampada	0.35 * 1.18 in [0.42 sq. in.] / 0.9 * 3 cm [2.7 cm²]
Lunghezze d'onda emesse	475-1200 nm ±20 nm
Durata dell'impulso	500-800 µs
Intervallo di impulsi	1 s - 6 s
Esposizione ottica	2.5 J/cm² - 5.0 J/cm²
Ingresso dell'adattatore	100-240 V~, 50/60 Hz, 2 A
Uscita dell'adattatore	12 V  , 5 A, 60 W
Rendimento medio in modo attivo	88.39% per 115V/60Hz 88.81% per 230V/50Hz
Rendimento con batteria scarica (10%)	87.75% per 115V/60Hz 87.03% per 230V/50Hz

Consumo energetico nella condizione a vuoto	0.162 W per 115V/60Hz 0.133 W per 230V/50Hz
Modello di adattatore	TAP60-120S500E1

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previo avviso per migliorare la qualità del prodotto.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

Compatibilità elettromagnetica: Informazioni sulla conformità

Questo dispositivo è conforme a tutti gli standard e alle normative vigenti in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

8. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o le pile/batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.

Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le pile/batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

Il rispetto di queste linee guida aiuterà a proteggere l'ambiente.

9. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per difetti di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale qualificato.

Se si riscontra un problema con il prodotto o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES

Aviso

Evite a exposição ao sol durante 4 semanas antes de utilizar o dispositivo.

Não utilize o dispositivo:

- Se a sua pele é fotótipo V ou VI (Fig. 1). Corre o risco de desenvolver queimaduras, borbulhas e alterações na cor da pele (hiperpigmentação e hipopigmentação).
- Se estiver grávida ou a amamentar.
- Se expôs a sua pele à luz direta do sol ou a bronzear artificialmente durante as últimas 2 semanas.
- Se o seu pelo natural for branco, cinzento, loiro ou ruivo. (Fig. 2)
- Em uma tatuagem ou maquilhagem permanente.
- Em manchas escuras, tais como sardas grandes, marcas de nascença, sinais ou verrugas.
- Se tiver eczema, psoríase, queimaduras, lesões, hematomas, feridas abertas ou infeções ativas na área a ser tratada.
- Se tiver um histórico de perturbações do colagénio, incluindo a formação de cicatrizes queloides ou um histórico de cicatrização de feridas deficiente.
- Se tiver sensibilidade conhecida à luz ou estiver a tomar medicamentos que tornem a sua pele mais sensível à luz. Os medicamentos conhecidos por terem este efeito incluem agentes anti-inflamatórios não esteroides (por exemplo, aspirina, ibuprofeno ou paracetamol), tetraciclina, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureias, sulfonamidas, DTIC, fluorouracil, vinblastina e griseofulvina.
- Se tiver uma doença que cause sensibilidade à luz, como porfiria, erupção de luz polimórfica, lúpus, urticária solar, etc.
- Se estiver a ser ou tiver sido recentemente tratado com Alfa-Hidroxiácidos (AHA) ou Hidroxibeta (BHA), Roaccutane® (isotretinoína), Accutane®, retinoides tópicos, ácido azelaico ou esteroides.
- Se estiver a tomar substâncias ou medicamentos fotossensibilizantes, consulte o folheto informativo do medicamento e não utilize o dispositivo se for indicado que pode causar reações fotoalérgicas, fototóxicas ou se tiver de evitar a luz solar durante o tratamento com este medicamento.
- Se toma anticoagulantes ou aspirina regularmente, sem poder suspender a medicação durante pelo menos uma semana antes de cada tratamento.
- Se tomar analgésicos que reduzem a sensibilidade da pele ao calor.
- Se tiver condições de pele anormais devido a diabetes ou outra doença sistémica ou metabólica.
- Se tiver um historial de surtos de herpes na área que está a tratar, a menos que tenha consultado um médico e recebido tratamento preventivo.
- Se tiver epilepsia com sensibilidade à luz intermitente.

- Se tiver uma doença cardíaca congénita.
- Se tiver uma doença que cause sensibilidade à luz, como porfiria, erupção de luz polimórfica, lúpus, urticária solar, etc.
- Se tiver antecedentes de doenças vasculares, como a presença de varizes ou ectasia vascular nas zonas a tratar.
- Se sofre de uma doença do sangue.
- Se tem um historial de doença imunossupressora (incluindo infeção por VIH ou SIDA).
- Se estiver a tomar imunossupressores.
- Se tiver uma doença de pigmentação da pele, como o vitiligo.
- Se tiver um historial de cancro de pele ou possíveis tumores de pele na área a ser tratada.
- Se tiver feito radioterapia ou quimioterapia nos últimos 3 meses.
- Se tiver um implante, tal como um pacemaker ou uma bomba de insulina, na área a ser tratada.
- Se tiver quaisquer outras condições que o seu médico considere que possam tornar o dispositivo prejudicial para si.
- Não utilize o dispositivo nos mamilos, aréolas, lábios, vagina, ânus, e dentro das narinas e orelhas.
- Os homens não devem usá-lo na cara ou no escroto.

Não utilize a depiladora em áreas sensíveis como:

- Ao redor dos olhos e perto das sobrancelhas. Este dispositivo só pode ser utilizado no corpo (masculino e feminino) e no rosto (feminino) abaixo das maçãs do rosto.
- Nos mamilos, aréolas, lábios, vagina, ânus, e dentro das narinas e orelhas.
- Em áreas onde tenha tido uma operação nas 3 semanas anteriores ao tratamento.
- Os homens não devem utilizar o dispositivo perto do rosto, pescoço nem área genital. Os pelos destas zonas têm características diferentes. A pele pode arder (com dor, vermelhidão prolongada e alterações da pigmentação).
- Em áreas onde use desodorantes de ação prolongada. Pode ocasionar reações cutâneas.
- Sobre ou perto de nenhum implante artificial de silicone, injeções subcutâneas (bomba de insulina) ou piercing.

Quando consultar um médico

Se estiver a tomar medicamentos que lhe tenham sido prescritos ou se estiver a receber supervisão médica regular devido a uma determinada condição, consulte o seu médico antes de utilizar o dispositivo. Deve também verificar com o seu médico se não tiver a certeza de poder utilizar o dispositivo.

Para evitar efeitos adversos

- Não trate a mesma área de pele mais do que uma vez durante uma sessão.
- Barbeie sempre a área a tratar antes do tratamento e certifique-se de que a pele nessa área está limpa e seca.

- Não limpe a pele com líquidos inflamáveis, tais como álcool ou acetona, antes de utilizar o dispositivo.

2. PEÇAS E COMPONENTES

Fig. 3

1. Conector de energia
2. Botão de flash
3. Janela de saída da luz
4. Pannel de arrefecimento / Superfície de contacto com a pele
5. Saída de ar
6. Entrada de ar
7. Ecrã LCD
8. Indicador luminoso
9. Botão de Função de arrefecimento (Cooling Function)
10. Botão Ligar/Desligar/Nível de intensidade

Nota:

Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao aparelho.

3. ANTES DE USAR

- Este aparelho é acondicionado em embalagens concebidas para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de embalagem. Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no aparelho, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os itens corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se algum deles faltar ou não estiver em boas condições, contactar imediatamente o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec.

Conteúdo da caixa

- Bamba SkinCare IPL Gun
- Adaptador de corrente
- Óculos de proteção
- Lâmina depiladora
- Base de armazenamento
- Manual de instruções

Condições ótimas de funcionamento

Temperatura	De +10 °C a +35 °C
Humidade relativa	3 % a 75 %
Pressão atmosférica	700 a 1060 hPa

Condições ótimas de armazenamento

Temperatura	De -40 °C a +70 °C
Humidade relativa	10 % a 90 %
Pressão atmosférica	500 a 1060 hPa

4. FUNCIONAMENTO

AVISO:

- Não bloqueie a entrada nem a saída de ar com objetos. Isto pode causar danos irreparáveis ao dispositivo.
- Se o ventilador de arrefecimento parar de girar, pare imediatamente de utilizar o dispositivo. Caso contrário, a janela da luz poderia ser quebrada devido às altas temperaturas e poderia danificar a sua pele.

Antes de usar

- Antes de utilizar este dispositivo, recomenda-se barbear primeiro a área.
- Isto permite que a parte do pelo que fica na superfície da pele absorva a luz para garantir um maior efeito.
- Limpe a pele para assegurar que não haja restos de pelo da depilação prévia. Certifique-se que esteja completamente seca e sem restos de substâncias gordas.

Nota:

Se a depilação lhe provocar alguma alergia cutânea, detenha-a e consulte um médico.

Teste prévio ao uso

- Se e está a utilizar o dispositivo pela primeira vez, faça um teste para determinar o nível de intensidade adequado para o seu tipo de pele.
- Para isto, emita um impulso numa área perto à área a tratar. Comece pelo nível mais baixo e aumente-o sempre que não sinta nenhum incómodo na pele.
- Tenha em conta que o dispositivo não pode ser utilizado em peles escuras nem pelos loiros, ruivos ou brancos. (Fig. 1-2)
- Após o teste, aguarde 24 horas para verificar se a sua pele reage. Se a sua pele reage negativamente, repita o teste na pele com um nível de intensidade mais baixo. Selecione um nível de intensidade que não cause reações na pele.

Instruções de uso

Precaução

A utilização de controlos ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos aqui especificados pode resultar em exposição perigosa a radiações.

Uso do Modo Manual

1. Conecte o conector de energia à depiladora e ligue-a à rede elétrica. O indicador luminoso acender-se-á a cor azul.
2. Mantenha premido o botão de Ligar/Desligar/Nível de intensidade durante uns segundos para ligar o aparelho. O ecrã mostrará o número de impulsos restantes, uma barra que indica o nível 1 de intensidade e uma seta que indica que está a usar o modo Manual. O indicador luminoso acender-se-á a azul-escuro enquanto o dispositivo estiver a preparar-se e mudará para verde quando estiver pronto para usar. (Fig. 4)
3. Selecione o nível de intensidade premindo repetidamente no botão de Ligar/Desligar/Nível de intensidade. O número de barras no ecrã irá aumentar de 1 a 5. Comece sempre pelo nível de intensidade mais baixo para evitar danos na pele.

NOTA:

À medida que o nível de intensidade aumenta, aumenta também o risco de efeitos secundários. Para obter instruções detalhadas sobre o ajuste do nível de intensidade, veja a secção "Seleção do nível de intensidade adequado".

7. Coloque a depiladora sobre a pele a um ângulo de 90°. (Fig. 5) A única parte do dispositivo que deve entrar em contacto com a pele a tratar é a janela de saída da luz e o painel de arrefecimento.
8. Quando o indicador piscar em cor verde, prima o botão de flash uma vez para emitir um impulso de luz.
9. Mova a depiladora pela área e repita os passos 4 e 5. Repita este processo até cobrir toda a área a tratar.

Uso do Modo Impulsos contínuos:

1. Siga os passos 1, 2 e 3 do "Uso do Modo Manual".
2. Uma vez selecionado o nível de intensidade e com o dispositivo afastado da pele, mantenha premido o botão de flash durante uns segundos. O ecrã mostrará 5 setas para indicar que o Modo Impulsos contínuos está ativo. (Fig. 6)
3. Coloque a depiladora sobre a pele a um ângulo de 90°. (Fig. 5)
4. Quando o dispositivo detetar que está bem colocado sobre a pele, emitirá um impulso de luz cada dois segundos. Deslize a depiladora pela área entre impulsos até cobrir toda a área a depilar.

Nota:

- Se retirar a depiladora da pele durante mais de 10 segundos, regressará ao Modo Manual. Também pode regressar ao Modo Manual premindo uma vez no botão de flash quando a depiladora estiver afastada da pele.
- A depiladora tem um sistema de deteção da pele. Se não estiver bem colocada sobre a pele, o indicador ficará fixo em cor verde e o dispositivo não emitirá impulsos.

Para evitar efeitos adversos:

- Não trate a mesma área de pele mais do que uma vez durante uma sessão. Evite repetir o impulso de luz na mesma área.
- Se aparecerem bolhas ou queimaduras na pele, pare imediatamente de usar o dispositivo.
- Para evitar complicações após utilizar o dispositivo, não exponha a pele à luz solar nas 48h anteriores e posteriores à depilação. A exposição solar inclui tanto a exposição direta e constante durante 15 minutos sem proteção, como a exposição sem proteção à luz solar difusa durante 1 hora. Nas duas semanas seguintes ao tratamento, utilize um fator de proteção 30 ou superior.

Seleção do nível de intensidade adequado

- O nível de intensidade determina a intensidade da luz que chega a sua pele. Com um total de cinco níveis, o número de barras no ecrã indica a intensidade selecionada. À medida que aumenta o nível de intensidade, aumenta o risco de possíveis efeitos secundários e complicações durante a depilação. Utilize sempre o dispositivo começando pelo nível de intensidade mais baixo.
- Escolha a intensidade adequada para cada área. Se não tiver incómodos durante a primeira sessão com o nível de intensidade mínimo, pode aumentá-lo em 1 na próxima sessão. Se sentir incómodo, diminua o nível de intensidade. Para isto, utilize o botão de nível de intensidade para selecionar o nível desejado.
- Se mudar de parte do corpo ou tiver apanhado sol recentemente, tem de realizar testes sobre a pele para determinar o nível de intensidade adequado.

Nota:

Devido a que a cor da pele pode variar segundo a parte do corpo, deverá selecionar o nível de intensidade adequado para cada área. Este dispositivo não seleciona o nível de intensidade adequado automaticamente.

Tipo de pele. Fig. 1

Tipo de pele	Nível de intensidade
Muito branca; queima sempre com facilidade, não bronzeia.	4-5
Branca; queima facilmente, bronzeia minimamente e com dificuldade.	3-4
Castanho-claro; queima minimamente, bronzeia devagar.	2-3
Castanho; raramente queima, bronzeia devagar.	1 - 2
Castanho-escuro; raramente queima, bronzeia com facilidade.	Não pode utilizar o dispositivo
Negra ou escuras; nunca queima.	Não pode utilizar o dispositivo

Função de arrefecimento (Cooling Function)

- A Função de arrefecimento ativa uma placa fria para aliviar a sensação de calor ao usar a depiladora em áreas delicadas ou se usar o dispositivo durante muito tempo. Para ativar a Função de arrefecimento durante a depilação, prima uma vez o botão de Função de arrefecimento. No ecrã aparecerá um ícone de floco de neve que indica que a função está ativa. Fig. 7
Para desativar a função, prima novamente o botão da função Arrefecimento.
- Também pode usar a Função de arrefecimento após o tratamento para aliviar a pele. Para isto, mantenha premido o botão de arrefecimento durante uns segundos. O ecrã mostrará “ICE” e o ícone do floco de neve e o indicador luminoso desligará. (Fig. 8)
Enquanto esta função esteja ativa, o dispositivo não emitirá impulsos de luz.
Para regressar á função de depilação, mantenha premido novamente o botão de Função de arrefecimento durante uns segundos.

Após utilizar o dispositivo

1. Quando finalizar uma sessão de depilação, mantenha premido o botão de Ligar/Desligar/ Nível de intensidade até o dispositivo desligar.
2. Desconecte o conector de energia do dispositivo e da corrente elétrica.
3. Armazene-o na sua caixa original e mantenha-o afastado da água.

Cuidado da pele após o tratamento de eliminação do pelo

Não exponha a pele tratada ao sol. Para proteger a pele recém tratada, certifique-se de aplicar um protetor solar com SPF 30 ou superior quando se exponha à luz solar durante duas semanas depois de cada sessão de depilação.

Efeitos secundários e complicações

Normalmente, não se produzem complicações durante o uso da depiladora. No entanto, o uso de dispositivos de luz pulsada implica um risco de produzir alguma complicação. Por isto, é importante que compreenda os possíveis riscos e complicações durante o uso do dispositivo.

Reações adversas	Probabilidade de sofrer reações adversas
Leve incómodo na pele	Escassa
Vermelhidão da pele	Escassa
Alergias cutâneas	Escassa
Ferida ou queimadura na pele	Pouco frequente
Marca ou cicatriz	Pouco frequente
Alterações de pigmentação	Pouco frequente
Vermelhidão excessiva ou inflamação	Pouco frequente
Infeções	Muito rara
Hematomas	Muito rara

Leves incómodos na pele

Embora a depilação IPL não costuma produzir incómodo, alguns utilizadores experimentam leves incómodos durante o uso. Este incómodo é muitas vezes descrito como uma ligeira sensação de calor e formiguento, geralmente após a emissão de impulsos de luz. O incómodo excessivo significa que não deve continuar a utilizar o dispositivo porque a sua pele não pode tolerar este método de depilação ou porque o nível de intensidade definido é demasiado elevado.

Vermelhidão da pele

A sua pele pode ficar vermelha por até 24 horas após a utilização deste produto. Se a vermelhidão cutânea não desaparecer em 2 a 3 dias, consulte o seu médico.

Sensibilidade da pele ou alergia

A pele da área tratada pode ficar sensível pelo que pode notar desidratação ou descamação na pele.

Ferida ou queimadura na pele

Muito raramente, podem ocorrer queimaduras ou ferimentos como resultado da utilização deste dispositivo. Isto costuma acontecer devido ao uso de um nível de intensidade demasiado alto ou pelo uso do dispositivo em áreas não adequadas como peles muito escuras ou em tatuagens. Se aparecer feridas ou queimaduras na pele, detenha o processo de depilação e consulte ao seu médico.

Marcas ou cicatrizes

Embora muito improvável, pode deixar cicatrizes. Normalmente, quando se produz uma cicatriz, apresenta-se na forma de ferida lisa e branca na pele (hipotrofia). No entanto, esta pode ser de grande tamanho e de cor vermelha (hipertrofia) e estender-se para além das margens da própria lesão (queloide). Neste caso, podem ser necessários tratamentos cosméticos posteriores para melhorar o aspeto da cicatriz. Se observar qualquer tipo de cicatriz, detenha o processo de depilação e consulte ao seu médico.

Alterações de pigmentação

Este método de depilação atua sobre as células pigmentada do folículo piloso e sobre o próprio folículo. No entanto, existe o risco de hiperpigmentação temporal (aumento do pigmento ou descoloração castanha) ou hipopigmentação (clareamento) da pele de ao redor. As alterações de pigmentação da pele são mais frequentes em pessoas com pele mais escura. Geralmente, a descoloração ou as alterações no pigmento da pele são temporais e raramente produzem hiperpigmentação ou hipopigmentação.

Vermelhidão e inflamação excessiva

Raramente, a pele tratada pode ficar vermelha e inflamada. Isto é mais comum em áreas mais sensíveis do corpo. A vermelhidão e a inflamação devem desaparecer em 2-7 dias. O arrefecimento da área com gelo pode ajudar a reduzir a inflamação. Pode limpar cuidadosamente a pele, mas deve evitar a exposição à luz solar.

Ciclo de utilização e eficácia

Resultado previsto do tratamento de depilação

Cor do pelo	Intensidade da luz	Área de depilação	Sessões recomendadas	Efetividade
Castanho-claro - castanho	Max. 5	Parte inferior ou superior da perna	Aproximadamente 10-12 vezes, 4 sessões cada 2 semanas e 6-8 sessões cada 4 semanas.	60 % de remoção dos pelos
		Suporte de fixação		50 % de remoção dos pelos
		Linha do biquíni		60 % de remoção dos pelos
		Axilas		55 % de remoção dos pelos

Cor do pelo	Intensidade da luz	Área de depilação	Sessões recomendadas	Efetividade
Castanho-escuro - preto	Max. 5	Parte inferior ou superior da perna	Aproximadamente 8-10 vezes, 4 sessões cada 2 semanas e 4-6 sessões cada 4 semanas.	70 % de remoção dos pelos
		Suporte de fixação		60 % de remoção dos pelos
		Linha do biquíni		70 % de remoção dos pelos
		Axilas		65 % de remoção dos pelos

Nota:

Se alguma das sessões não tiver sido concluída no prazo de 3 dias após a data agendada, repita a sessão inteira. Se não o fizer, poderá não ver uma redução eficaz do pelo.

Tenha em conta que os resultados podem variar de acordo com o tempo que o pelo tardar em crescer de novo e a área do corpo.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após cada utilização, recomenda-se limpar o dispositivo, especialmente se a sua superfície tem entrado em contacto com a pele.

1. Desligue o aparelho e desconecta-o da tomada.
2. Utilize um pano limpo para limpar a superfície do dispositivo e a superfície em contacto com a pele. Limpe corretamente a janela de saída da luz.

Não submerja o dispositivo nem nenhuma das suas partes na água.

3. Guarde o dispositivo na sua caixa original e de acordo com as condições de armazenamento ótimas indicadas neste manual.

Nota:

A cabeça desta depiladora não é amovível. Quando os impulsos predefinidos estão terminados, não é possível alterá-la para recarregar os impulsos.

6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES POSSÍVEIS
A depiladora não liga.	O cabo de alimentação não está ligado	Ligue o cabo de alimentação
	O conector de energia não está conectado corretamente	Conecte o conector
A depiladora não emite impulsos de luz ao pulsar o botão de flash	O dispositivo não está colocado corretamente sobre a pele.	Coloque o dispositivo sobre a pele a um ângulo de 90° Certifique-se de que o indicador luminoso pisca em cor branca
	Tem ativada a Função de arrefecimento, no ecrã aparece a palavra "ICE"	Desative a Função de arrefecimento
A depiladora ou conector aquecem durante o uso	É normal que o dispositivo ou o conector aqueçam ligeiramente durante o uso	Utilize a depiladora em um ambiente fresco ou deixe que arrefeça antes de seguir com o uso
	O caudal de ar do ventilador está bloqueado.	Verifique se não há nada a obstruir o caudal de ar.
	O ventilador não funciona	Se o ventilador não funcionar, contacte o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.
A depiladora produz um odor estranho	A janela de saída da luz está suja	Limpe a janela de saída de luz.
	Não tem removido corretamente o pelo da área a tratar. O pelo pode queimar-se e provocar odor	Barbeie o pelo antes de usar a depiladora

O dispositivo faz muito ruído	O ventilador emite um ruído similar ao de um secador durante o uso	Estes ruídos são normais no funcionamento normal da depiladora
	Quando emitir impulsos de luz, o dispositivo emite um ligeiro som de estalo	
Nota incómodos durante o tratamento ou a reação posterior da pele dura mais do normal	Tem utilizado um nível de intensidade demasiado alto	Utilize um nível adequado para cada área a tratar. Realize sempre um teste na pele antes do tratamento em cada área
	Tem utilizado a depiladora numa área contraindicada	Não utilize o dispositivo nas áreas especificadas na secção "Contraindicações e precauções".
	O filtro UV da janela de tratamento está quebrado.	Se o filtro UV estiver quebrado, deixe de utilizar o dispositivo e contacte com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.
Os resultados do tratamento não são satisfatórios	Tem utilizado um nível de intensidade demasiado baixo	Utilize um nível adequado para cada área a tratar
	Não aplicou o impulso numa área adjacente à área antes tratada	Aplique cada impulso ao lado do anterior, mas sem o sobrepor.
	A cor do seu pelo não é adequado para o uso do dispositivo	O tratamento não é eficaz em pelos claros, loiros, cinzentos, ruivos ou brancos
	Não tem utilizado o dispositivo com a frequência recomendada	Siga as instruções de frequência indicadas. Pode adiantar as sessões, mas não exceda o tempo recomendado entre uma sessão e a seguinte.
	O seu corpo responde de forma mais devagar á depilação IPL.	Continue o tratamento durante pelo menos 6 meses para reduzir eficazmente o crescimento do pelo.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome: Bamba SkinCare IPL Gun

Referência: 04430

Tecnologia utilizada: Luz intensa pulsada

Nome ou marca e endereço do fabricante	Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China
Identificador do modelo:	A-3588
Condições de transporte e armazenamento	O produto deve continuar a funcionar de acordo com as suas especificações em condições de UTILIZAÇÃO NORMAL após o transporte ou armazenamento nas seguintes condições ambientais: -40 °C a 70 °C 10 % a 90 % R.H. 500 hPa a 1060 hPa
Condições de funcionamento	O produto cumpre as suas especificações quando utilizado para UTILIZAÇÃO NORMAL nas seguintes condições ambientais: +10 °C a +35 °C 3 % a 75 % R.H. 700 hPa a 1060 hPa
Tamanho da lâmpada	0.35 * 1.18 in [0.42 sq. in.] / 0,9 * 3 cm [2,7 cm²]
Comprimentos de onda emitidos	475-1200 nm ±20 nm
Duração do impulso	500-800 µs
Intervalo de impulsos	1 s - 6 s
Exposição ótica	2,5 J/cm² - 5,0 J/cm²
Entrada do adaptador	100-240 V~, 50/60 Hz, 2 A
Saída do adaptador	12 V  , 5 A, 60 W

Eficiência média no modo ativo:	88,39 % para 115 V / 60 Hz 88,81 % para 230 V / 50 Hz
Eficiência a carga baixa (10 %)	87,75 % para 115 V / 60 Hz 87,03 % para 230 V / 50 Hz
Consumo energético em vazio:	0,162 W para 115 V / 60 Hz 0,133 W para 230 V / 50 Hz
Modelo de adaptador	TAP60-120S500E1

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia para melhorar a qualidade do produto.
Fabricado na China | Desenhado na Espanha

Compatibilidade eletromagnética: Informações de conformidade
Este dispositivo está em conformidade com todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

8. RECICLAGEM DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

A conformidade com as diretivas acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

9. GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador ou consumidor final por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.

Manter crianças e animais de estimação afastados da máquina durante a sua utilização.

Se detetar um incidente com o produto ou tiver alguma dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec através do número +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. CONTRA-INDICATIES EN VOORZORGSMATREGELEN

Let op

Vermijd blootstelling aan de zon gedurende 4 weken voor het gebruik van het apparaat.

Gebruik het apparaat niet:

- Als u huid fototype V of VI heeft (Fig. 1). U loopt kans op brandwonden, blaren en veranderingen in de huidskleur (hyperpigmentatie of hypopigmentatie).
- Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Als u uw huid de afgelopen 2 weken hebt blootgesteld aan direct zonlicht of kunstmatig hebt gebruikt.
- Als u natuurlijk haar wit, grijs, blond of rood is. (Fig. 2)
- In een tatoeage of permanente make-up.
- Op donkere plekken, zoals grote moedervlekken of wratten.
- Als u eczeem, psoriasis, brandwonden, laesies, kneuzingen, open wonden of actieve infecties heeft in het te behandelen gebied.
- Als u een geschiedenis heeft van collageenaandoeningen, inclusief keloïdevorming of slechte genezing.
- Als u gevoelig bent voor licht of medicatie gebruikt die uw huid gevoeliger maakt voor licht. Geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze dit effect hebben, zijn niet-steroïde ontstekingsremmers (bijv. aspirine, ibuprofen of paracetamol), tetracyclinen, fenothiazinen, thiaziden, diuretica, sulfonamiden, DTIC, fluorouracil, vinblastine en griseofulvine.
- Als u een ziekte heeft die gevoeligheid voor licht veroorzaakt, zoals porfyrie, polymorfe lichtuitbarsting, lupus, enz.
- Als u wordt behandeld of onlangs bent behandeld met alfahydroxizuren (AHA) of bètahydroxizuren (BHA), Retin-A®, Accutane®, Roaccutane® (isotretinoïne), lokale retinoïden, azelaïnezuur of steroïden.
- Als u fotosensibiliserende stoffen of medicijnen gebruikt, raadpleeg dan de bijsluiter van de medicatie en gebruik het apparaat niet als wordt aangegeven dat het fotoallergische, fototoxische reacties kan veroorzaken of als u zonlicht moet vermijden tijdens de behandeling met dit medicijn.
- Als u regelmatig anticoagulantia of aspirine gebruikt, zonder dat u minstens een week voor elke behandeling kunt stoppen met het innemen van de medicatie.
- Als u pijnstillers neemt die de gevoeligheid van de huid voor warmte verminderen.
- Als u een abnormale huidaandoening heeft als gevolg van diabetes of een andere systemische of stofwisselingsziekte.
- Als u een geschiedenis heeft van herpes uitbraken in het gebied dat u behandelt, tenzij u een dokter heeft geraadpleegd en een preventieve behandeling heeft gekregen.

- Als u epilepsie heeft met gevoeligheid voor knipperlicht.
- Als u een aangeboren hartafwijking heeft.
- Als u een aan lichtgevoeligheid gerelateerde ziekte heeft, zoals polymorfe lichteruptie (PLE), zonne-urticaria, porfyrie, enz.
- Als u een voorgeschiedenis heeft van vaataandoeningen, zoals de aanwezigheid van spataderen of vasculaire ectasie in de te behandelen gebieden.
- Als u een bloedziekte heeft.
- Als u een voorgeschiedenis heeft van een immunosuppressieve ziekte (inclusief Hiv-infectie of AIDS).
- Als u immunosuppressiva gebruikt.
- Als u een huidpigmentatiestoornis heeft zoals vitiligo.
- Als u een geschiedenis van huidkanker of mogelijke huidtumoren in het te behandelen gebied heeft.
- Als u de afgelopen 3 maanden bestraling of chemotherapie heeft ondergaan.
- Als u een implantaat heeft, zoals een pacemaker of insulinepomp, in het te behandelen gebied.
- Als u andere aandoeningen heeft waarvan uw arts denkt dat ze het apparaat schadelijk voor u kan zijn.
- Gebruik het apparaat niet op de tepels, de schaamlippen, de vagina, de anus of in de neusgaten en oren.
- Mannen moeten het niet gebruiken op het gezicht of de testikels.

Gebruik het ontharingsapparaat niet op gevoelige plekken zoals:

- Rond de ogen en bij de wenkbrauwen. Dit apparaat kan alleen worden gebruikt op het lichaam en gezicht van de vrouw (onder de jukbeenderen).
- In gebieden waar u een operatie heeft ondergaan in de 3 weken voorafgaand aan de behandeling.
- Mannen mogen het apparaat niet gebruiken op het gezicht en de hals, noch op het hele genitale gebied. Het haar in deze gebieden heeft verschillende kenmerken. De huid kan verbranden (met pijn, langdurige roodheid en pigmentatieveranderingen).
- In gebieden waar langwerkende deodorant worden gebruikt. Kan huidreacties veroorzaken.
- Op of nabij kunstmatige siliconenimplantaten, onderhuidse injectieplaatsen (insulinedispensers) of piercings.

Wanneer een arts raadplegen

Als u medicijnen gebruikt die voor u zijn voorgeschreven of als u vanwege een bepaalde aandoening regelmatig medisch toezicht krijgt, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt. U moet ook uw arts raadplegen als u niet zeker weet of u het apparaat kunt gebruiken.

Om negatieve effecten te voorkomen

- Behandel hetzelfde gebied van de huid niet meer dan één keer tijdens een sessie.
- Scheer het te behandelen gebied altijd voor de behandeling en zorg ervoor dat de huid in dat gebied schoon en droog is.
- Maak de huid niet schoon met ontvlambare vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld aceton of alcohol, voor u het apparaat gebruikt.

2. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Fig. 3

1. Aansluiting voor voedingsadapter
2. Lichtflits knop
3. Lichtemissie venster
4. Koelpaneel/ huidcontactoppervlak
5. Luchtuitgang
6. Luchtingang
7. Lcd-display
8. Lichtindicator
9. Koelfunctieknop (Cooling function)
10. Aan/uit/intensiteitsniveau knop

OPMERKING:

De figuren in deze handleiding zijn schematische weergaven en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

3. VÓÓR GEBRUIK

- Dit apparaat heeft een verpakking die ontworpen is om het tijdens het transport te beschermen. Haal het apparaat uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. U kunt de originele doos en andere verpakking op een veilige plaats bewaren om beschadiging van het apparaat te voorkomen als u het in de toekomst moet vervoeren. Als u de verpakking toch weggooit, zorg er dan voor een correcte recyclage.
- Controleer of alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn. Als een van deze ontbreekt of niet in goede staat is, neem dan onmiddellijk contact op met de Technische Dienst van Cecotec.

Inhoud van de doos

- Bamba SkinCare IPL Gun
- Voedingsadapter

- Veiligheidsbril
- Scheermesje
- Opbergtas
- Handleiding

Optimale bedrijfsomstandigheden

Temperatuur	Van +10 °C tot +35 °C
Relatieve vochtigheid	3% tot 75%
Atmosferische druk	700 tot 1060 hPa

Optimale opslagomstandigheden

Temperatuur	Van -40 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheid	10% tot 90%
Atmosferische druk	500 tot 1060 hPa

4. WERKING

OPMERKING:

- Blokkeer de luchtinlaat en -uitlaat niet met voorwerpen. Anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Als de koelventilator stopt met draaien, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. Anders kan het lichtvenster door de hoge temperaturen breken en uw huid beschadigen.

Vóór gebruik

- Alvorens dit product te gebruiken, wordt aanbevolen het haar op de te behandelen plaats te scheren.
- Hierdoor kan het deel van het haar dat op het huidoppervlak blijft liggen het licht absorberen om een groter effect te garanderen.
- Maak de huid schoon om er zeker van te zijn dat er geen haartjes overblijven van de vorige epilatie. Zorg ervoor dat de huid volledig droog is en geen vette substanties bevat.

OPMERKING:

Als epilatie een huidallergie veroorzaakt, stop dan met epileren en raadpleeg uw arts.

Test vóór gebruik

- Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, voer dan eerst een test uit om te bepalen of het gekozen niveau geschikt is voor uw huidtype.

- Hiertoe wordt een lichtpuls uitgezonden in een gebied dicht bij het te behandelen gebied. Begin op het laagste niveau en verhoog de intensiteit zolang er geen huidongemakken zijn.
- Het apparaat kan niet worden gebruikt op een donkere huid of op blond, rood of wit haar. (Fig. 1-2)
- Wacht na de huidtest 24 uur om te zien of uw huid reageert. Als uw huid negatief reageert, herhaalt u de huidtest met een lagere intensiteit. Kies een intensiteitsniveau dat geen reactie op uw huid veroorzaakt wanneer u het ontharingsapparaat gebruikt.

Instructies voor gebruik

Let op:

Het gebruik van bedieningselementen, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hierin gespecificeerd, kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

Gebruik met Handmatige Modus:

1. Sluit de netadapter aan op het ontharingsapparaat en steek de stekker in het stopcontact. Het indicatielampje moet lichtblauw oplichten.
2. Houd de Aan/uit/intensiteitsniveau knop enkele seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het display toont het aantal resterende pulsen, een balk die intensiteitsniveau 1 aangeeft en een pijl die de handmatige gebruikswijze aangeeft. Het indicatielampje brandt donkerblauw terwijl het apparaat in voorbereiding is en wordt groen wanneer het klaar is voor gebruik. (Fig. 4)
3. Selecteer het gewenste intensiteitsniveau door herhaaldelijk op de knop aan/uit/intensiteitsniveau te drukken. Het aantal balken op het scherm neemt toe van 1 tot 5. Begin altijd op het laagste intensiteitsniveau om beschadiging van de huid te voorkomen.

OPMERKING:

Naarmate de intensiteit toeneemt, neemt ook het risico op bijwerkingen toe. Voor gedetailleerde instructies over het instellen van het intensiteitsniveau, zie hoofdstuk "Selectie van het juiste intensiteitsniveau".

4. Plaats het ontharingsapparaat op de huid in een hoek van 90°. (Fig. 5) Het enige deel van het product dat in contact mag komen met de te behandelen huid is het venster met de lichtemissie en het koelpaneel.
5. Wanneer het indicatielampje groen knippert, drukt u eenmaal op de lichtflits knop om een lichtflits uit te zenden.
6. Verplaats het ontharingsapparaat naar het aangrenzende gebied en herhaal stap 4 en 5. Herhaal dit proces totdat het hele te behandelen gebied bedekt is.

Gebruik met Continue Puls Mode:

1. Volg de stappen 1, 2 en 3 van de Handmatige Modus.

2. Na het selecteren van het intensiteitsniveau en met het apparaat van de huid af, houdt u de flits knop enkele seconden ingedrukt. Op het display verschijnen 5 pijlen om aan te geven dat de continue flits modus actief is. (Fig.6)
3. Plaats het ontharingsapparaat op de huid in een hoek van 90°. (Fig. 5)
4. Wanneer het apparaat detecteert dat het correct op de huid is geplaatst, geeft het om de twee seconden een lichtpuls. Schuif het ontharingsapparaat tussen de bewegingen door naar het aangrenzende gebied, totdat het hele te epileren gebied bedekt is.

OPMERKING:

- Als u het ontharingsapparaat langer dan 10 seconden van de huid verwijdert, keert het apparaat terug naar de handmatige modus. U kunt ook terugkeren naar de handmatige modus door eenmaal op de lichtflits knop te drukken wanneer het ontharingsapparaat van de huid af is.
- Het ontharingsapparaat heeft een huiddetectiesysteem. Als het niet goed op de huid is geplaatst, blijft het indicatielampje groen branden en geeft het apparaat geen lichtflitsen af.

Om negatieve effecten te voorkomen:

- Behandel hetzelfde gebied van de huid niet meer dan één keer tijdens een sessie. Vermijd het herhalen van een lichtpuls in hetzelfde gebied.
- Als er blaren of brandwonden op de huid verschijnen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.
- Om complicaties na gebruik van het apparaat te voorkomen, mag de huid 48 uur voor en na het epileren niet aan de zon worden blootgesteld. De blootstelling aan de zon omvat zowel directe als constante blootstelling gedurende 15 minuten zonder bescherming, en onbeschermde blootstelling aan direct zonlicht gedurende 1 uur. Gebruik in de twee weken na de behandeling SPF 30 of hoger.

Selectie van het juiste intensiteitsniveau

- Het intensiteitsniveau bepaalt de intensiteit van het licht dat uw huid bereikt. Met in totaal vijf niveaus geeft het aantal balken op het display de geselecteerde intensiteit aan. Naarmate de intensiteit toeneemt, neemt het risico op mogelijke bijwerkingen en complicaties bij het epileren toe. Gebruik dit product altijd vanaf het laagste intensiteitsniveau.
- Kies de juiste intensiteit voor elke zone. Als u tijdens de eerste sessie met het minimale intensiteitsniveau geen ongemak ondervindt, kunt u het intensiteitsniveau in de volgende sessie met 1 verhogen. Als u ongemak voelt, vermindert u de intensiteit. Selecteer daartoe met de toets voor het intensiteitsniveau het gewenste niveau.
- Als u van lichaamsdeel verandert of onlangs in de zon bent geweest, moet u uw huid laten testen om het juiste intensiteitsniveau te bepalen.

OPMERKING:

Omdat de huidskleur van elk lichaamsdeel anders kan zijn, moet u voor elk gebied het juiste intensiteitsniveau kiezen. Dit apparaat kiest niet automatisch het juiste intensiteitsniveau.

Soort huid Fig. 1

Soort huid	Intensiteitsniveau
Zeer wit; verbrandt altijd gemakkelijk, wordt nooit bruin.	4-5
Wit; verbrandt gemakkelijk, bruint minimaal en met moeite.	3-4
Lichtbruin; minimale verbranding, langzame bruining.	2-3
Bruin; verbrandt zelden, langzame bruining.	1-2
Donkerbruin; verbrandt zelden, bruint gemakkelijk.	Kan het apparaat niet gebruiken
Zwart of donkerder, het brandt nooit.	Kan het apparaat niet gebruiken

Koelfunctie (Cooling function)

- De koelfunctie activeert een koelplaat om het gevoel van warmte te verlichten wanneer u het ontharingsapparaat gebruikt op gevoelige gebieden of wanneer u het apparaat lange tijd gebruikt.
- Om de Koelfunctie te activeren tijdens het epileren, drukt u eenmaal op de Koelfunctieknop. Op het display verschijnt een sneeuwvlukicoon dat aangeeft dat deze functie actief is. (Fig. 7)
- Druk nogmaals op de knop voor de koelfunctie om de functie uit te schakelen.
- U kunt ook de koelfunctie na de behandeling gebruiken om de huid te kalmeren. Om dit te doen houdt u de afkoelingsknop enkele seconden ingedrukt. Het display toont "ICE" en het sneeuwvlukicoon en het indicatielampje gaat uit. (Fig. 8)
- Zolang deze functie actief is, mag het apparaat geen lichtflitsen afgeven.
- Om terug te keren naar de epileerfunctie houdt u de knop van de koelfunctie opnieuw enkele seconden ingedrukt.

Na gebruik van dit apparaat

1. Wanneer u klaar bent met epileren, houdt u de Aan/uit/intensiteitsniveau knop ingedrukt totdat het apparaat uitschakelt.
2. Haal de adapter uit het stopcontact en de kabel uit het apparaat.
3. Doe het terug in de originele doos en houd het uit de buurt van water.

Huidverzorging na een ontharingsbehandeling

Stel de behandelde zone niet bloot aan de zon. Om de pas behandelde huid te beschermen

bij blootstelling aan zonlicht, moet u gedurende 2 weken na elke epilatiesessie een zonnebrandcrème met SPF 30 of hoger aanbrengen.

Bijwerkingen en complicaties

Normaal gesproken treden er geen complicaties op bij het gebruik van het ontharingsapparaat. Het gebruik van gepulseerde lichtapparaten brengt echter een risico op complicaties met zich mee. Daarom is het belangrijk dat u de mogelijke risico's en complicaties tijdens het gebruik van het apparaat begrijpt.

Bijwerking	Mogelijkheid van bijwerkingen
Licht ongemak voor de huid	Laag
Rood worden van de huid	Laag
Huidallergie	Laag
Verwonding of brandwond op de huid	Onregelmatig
Merktkenen of littekenen	Onregelmatig
Pigmentatie verandering	Onregelmatig
Overmatige roodheid of zwelling	Onregelmatig
Infecties	Zeer zeldzaam
Hematomen	Zeer zeldzaam

Licht ongemak voor de huid

Hoewel IPL-ontharing meestal geen ongemak veroorzaakt, ervaren sommige gebruikers een licht ongemak tijdens het gebruik. Dit lichte ongemak wordt vaak beschreven als een lichte warmte en tinteling, meestal na het uitzenden van lichtflitsen. Overmatig ongemak betekent dat u het apparaat niet meer mag gebruiken omdat uw huid deze ontharingsmethode niet verdraagt of omdat het ingestelde intensiteitsniveau te hoog is.

Rood worden van de huid

Uw huid kan tot 24 uur na gebruik van dit product rood worden. Als de roodheid van de huid niet binnen 2 tot 3 dagen verdwijnt, raadpleeg dan uw arts.

Huidgevoeligheid of allergie

De huid in het behandelde gebied kan gevoeliger worden, zodat u droogheid of schilfering van de huid kunt opmerken.

Verwonding of brandwond op de huid

Zeer zelden kunnen door het gebruik van dit apparaat brandwonden of verwondingen ontstaan.

Dit is vaak te wijten aan een te hoog intensiteitsniveau of aan het gebruik van het apparaat op ongeschikte plaatsen zoals een zeer donkere huid of over tatoeages. Als er wondjes of brandwonden op de huid ontstaan, stop dan met epileren en raadpleeg uw arts.

Merktekens of littekens

Hoewel zeer onwaarschijnlijk, kan het gebruik van het ontharingsapparaat littekens achterlaten. Normaal gesproken heeft een litteken de vorm van een gladde, witte wond op de huid. Het kan echter groot en rood zijn en verder reiken dan de randen van de laesie zelf (keloïd). In dat geval kunnen latere cosmetische behandelingen nodig zijn om het uiterlijk van het litteken te verbeteren. Als u littekens opmerkt, stop dan met epileren en raadpleeg uw arts.

Pigmentatie verandering

Deze ontharingsmethode werkt in op de haarschacht, met name op de gepigmenteerde cellen van het haarzakje en op het haarzakje zelf. Er bestaat echter een risico op tijdelijke hyperpigmentatie (verhoogd pigment of bruine verkleuring) of hypopigmentatie (wit worden) van de omliggende huid. Veranderingen in huidpigmentatie komen vaker voor bij mensen met een donkere huid. Verkleuring of veranderingen in het huidpigment zijn meestal tijdelijk en hyperpigmentatie of hypopigmentatie komt zelden voor.

Overmatige roodheid en zwelling

In zeldzame gevallen kan de behandelde huid rood en ontstoken worden. Dit komt vaker voor in meer gevoelige gebieden van het lichaam. Roodheid en zwelling moeten binnen 2 tot 7 dagen verdwijnen. Het koelen van het gebied met ijs kan helpen de ontsteking te verminderen. U kunt de huid voorzichtig schoonmaken, maar u moet blootstelling aan zonlicht vermijden.

Gebruikscyclus en doeltreffendheid

Verwacht resultaat van de ontharingsbehandeling

Haarkleur	Lichtintensiteit	Ontharingszone	Aanbevolen sessies	Effectiviteit
Lichtbruin - bruin	Max. 5	Onder- of bovenbeen	Ongeveer 10-12 keer, 4 sessies per 2 weken en 6-8 sessies per 4 weken.	60 % ontharing
		Armen		50 % ontharing
		Bikinilijn		60 % ontharing
		Oksels		55 % ontharing

Haarkleur	Lichtintensiteit	Ontharingszone	Aanbevolen sessies	Effectiviteit
Donkerbruin - zwart	Max. 5	Onder- of bovenbeen	Ongeveer 8 - 10 keer, 4 sessies om de 2 weken en 4-6 sessies om de 4 weken.	70 % ontharing
		Armen		60 % ontharing
		Bikinilijn		70 % ontharing
		Oksels		65 % ontharing

OPMERKING:

Als een van de sessies niet binnen 3 dagen na de geplande datum is behandeld, herhaalt u de gehele behandeling. Als u dat niet doet, ziet u misschien geen effectieve haarvermindering.

Houd er rekening mee dat de resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de tijd die het duurt voordat het haar teruggroeit en op elk gebied van het lichaam.

5. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Het verdient aanbeveling het apparaat na elk gebruik te reinigen, vooral als het oppervlak in contact is geweest met de huid.

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Gebruik een schone doek om het oppervlak van het apparaat en het huidcontactoppervlak te reinigen. Maak het lichtemissie venster goed schoon.
3. Bewaar het apparaat in de originele doos en volgens de optimale bewaarcondities zoals aangegeven in deze handleiding.

OPMERKING:

De kop van dit ontharingsapparaat is niet verwijderbaar. Wanneer de vooraf ingestelde flitsen afgelopen zijn, is het niet mogelijk om deze te wijzigen om de flitsen opnieuw te laden.

6. PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Het ontharingsapparaat gaat niet aan	De stroomkabel is niet aangesloten	Sluit de voedingskabel aan
	De adapter is niet correct aangesloten	Sluit de adapter aan
Het ontharingsapparaat zendt geen lichtflitsen uit wanneer de lichtflits knop wordt ingedrukt.	Het apparaat is niet goed op de huid geplaatst.	Plaats het apparaat op de huid onder een hoek van 90°. Controleer of het indicatielampje wit knippert.
	De koelfunctie is geactiveerd, het display toont "ICE".	Deactiveer de koelfunctie
Ontharingsapparaat of adapter wordt heet tijdens gebruik	Het is normaal dat het apparaat of de adapter tijdens het gebruik enigszins warm wordt.	Gebruik het ontharingsapparaat in een koele omgeving of laat hem afkoelen voor verder gebruik.
	De luchtstroom van de ventilator is geblokkeerd	Controleer of er niets de luchtstroom belemmert.
	De ventilator werkt niet	Als de ventilator niet werkt, neem contact op met de Technische Dienst van Cecotec.
Het ontharingsapparaat produceert een vreemde geur	Het lichtemissie venster is vuil	Maak het lichtemissie venster schoon
	U heeft het haar in het te behandelen gebied niet goed verwijderd. Haar kan branden en geur veroorzaken	Scheer de haren voordat u het ontharingsapparaat gebruikt.

Het apparaat maakt lawaai	De ventilator maakt tijdens het gebruik een geluid dat lijkt op dat van een haardroger.	Deze geluiden zijn normaal bij de normale werking van het ontharingsapparaat.
	Bij het uitzenden van lichtflitsen maakt het apparaat een zacht klikkend geluid.	
U merkt ongemak tijdens de behandeling of de daaropvolgende huidreactie duurt langer dan normaal.	U heeft een te hoog intensiteitsniveau gebruikt	Gebruik een passend niveau voor elk te behandelen gebied. Doe altijd een huidtest vóór de behandeling op elk gebied.
	U heeft het ontharingsapparaat gebruikt in een gecontra-indiceerd gebied.	Gebruik het apparaat niet in de onder "Contra-indicaties" aangegeven gebieden.
	Het UV-filter van het lichtvenster is kapot.	Als de UV-filter kapot is, moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met de Technische Dients van Cecotec.
De resultaten van de behandeling zijn niet bevredigend	U heeft een te laag intensiteitsniveau gebruikt	Gebruik een passend niveau voor elk te behandelen gebied
	Heeft de puls niet toegepast op een gebied dat grenst aan het eerder behandelde gebied	Breng elke flits aan naast de vorige, maar zonder te overlappen.
	De kleur van uw haar is niet geschikt voor het gebruik van het apparaat.	De behandeling is niet effectief op licht, blond, grijs, rood of wit haar.
	U heeft het apparaat niet zo vaak gebruikt als aanbevolen.	Volg de gegeven frequentie instructies. U kunt de sessies vervroegen, maar overschrijd de aanbevolen tijd tussen de sessies niet.
	Uw lichaam reageert trager op IPL-ontharing	Zet de behandeling minstens 6 maanden voort om de haargroei effectief te verminderen.

7. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam: Bamba SkinCare IPL Gun

Referentie van het product: 04430

Gebruikte technologie: Intense gepulseerd licht

Naam of merk en adres van de fabrikant	Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China
Model identificatie:	A-3588
Transport en opslagomstandigheden	Het product moet blijven presteren volgens zijn specificaties bij NORMAAL GEBRUIK na transport of opslag onder de volgende omgevingscondities: -40 °C tot 70 °C 10% tot 90% R.V. 500 hPa tot 1060 hPa
Gebruiksomstandigheden	Het product voldoet aan de specificaties wanneer het wordt gebruikt voor NORMAAL GEBRUIK onder de volgende omgevingsomstandigheden: +10 °C tot +35 °C 3% tot 75% R.H. 700 hPa tot 1060 hPa
Afmeting lamp	0,35 * 1,18 in [0,42 sq. in.] / 0,9 * 3 cm [2,7 cm²].
Uitgezonden golflengten	475-1200 nm ±20 nm
Flitsduur	500-800 µs
Flits interval	1 s-6 s
Optische belichting	2,5 J/cm² - 5,0 J/cm²
Ingang adapter	100-240 V~, 50/60 Hz, 2 A
Adapteruitgang	12 V  , 5 A, 60 W

Gemiddelde efficiëntie in actieve modus	88,39% voor 115V/60Hz 88,81% voor 230V/50Hz
Rendement bij lage belasting (10 %)	87,75% voor 115V/60Hz 87,03% voor 230V/50Hz
Leeg belasting stroomverbruik	0.162 W voor 115V/60Hz 0.133 W voor 230V/50Hz
Model adapter	TAP60-120S500E1

Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit van het product te verbeteren.

Gemaakt in China / Ontworpen in Spanje

Elektromagnetische compatibiliteit: Informatie over het voldoen aan de voorschriften

Dit apparaat voldoet aan alle toepasselijke normen en regelgeving met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

8. RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Dit symbool geeft aan dat, volgens de geldende voorschriften, het product en/of de accu gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de batterijen/accumulatoren te verwijderen en het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.

Voor gedetailleerde informatie over hoe elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen op de juiste manier kunnen worden weggegooid, moeten consumenten contact opnemen met hun plaatselijke autoriteiten. Naleving van de bovenstaande richtlijnen helpt het milieu te beschermen.

9. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Cecotec is aansprakelijk tegenover de gebruiker of eindconsument voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het moment van levering van het product onder de voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Het wordt aanbevolen reparaties te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen heeft, neem dan contact op met de officiële Technische Assistentie van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, doorgegeven of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen en dergelijke) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Uwaga

Unikaj ekspozycji na słońce przez 4 tygodnie przed użyciem urządzenia.

Nie używaj urządzenia:

- Jeśli Twój fototyp skóry to V lub VI (Rys. 1). Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia oparzeń, pęcherzy i zmian w kolorze skóry (hiperpigmentacja lub hipopigmentacja).
- Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
- Jeśli skóra była wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub sztucznie opalona w ciągu ostatnich 2 tygodni.
- Jeśli naturalny kolor Twoich włosów to biały, szary, złoty lub rudy. (Rys. 2)
- Jeśli w miejscu poddanym zabiegowi posiadasz tatuaż lub permanentny makijaż.
- Jeśli posiadasz ciemne plamy, takie jak duże piegi, znamiona, pieprzyki lub brodawki.
- Jeśli cierpisz na egzemę, łuszczycę, poparzenia, zmiany zapalne, krwinki, otwarte rany lub infekcje na skórze poddawanej zabiegowi.
- Jeśli wcześniej występowały zaburzenia kolagenowe, łącznie z przypadkami utworzenia blizn keloidowych lub problemów z gojeniem ran.
- Jeśli cierpisz na nadwrażliwość na światło lub przyjmujesz leki powodujące zwiększoną wrażliwość skóry na światło. Leki znane z takiego działania obejmują niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. aspirynę, ibuprofen lub paracetamol), tetracykliny, pochodne fenotiazyny, tiazydy, leki moczopędne, pochodne sulfonilomocznika, sulfonamidy, DTIC, fluorouracyl, winblastynę i gryzeofulwinę.
- Jeśli cierpisz na chorobę powodującą nadwrażliwość na światło, taką jak porfiria, polimorficzna erupcja świetlna, toczeń, pokrzywka słoneczna itp.
- Jeśli podlegasz lub przeprowadzono leczenie alfa-hydroksykwasami (AHA) lub beta-hydroksykwasami (BHA), Retin-A®, Accutane®, Roaccutane® (izotretynoina), miejscowymi retinoidami, kwasem azelainowym lub sterydami.
- W przypadku przyjmowania substancji lub leków fotouczulających należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania leku i nie używać urządzenia, jeśli wskazano, że może ono powodować reakcje fotoalergiczne, fototoksyczne lub jeśli podczas leczenia tym lekiem należy unikać światła słonecznego.
- W przypadku regularnego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych lub aspiryny, bez możliwości odstawienia leków na co najmniej tydzień przed każdym zabiegiem.
- W przypadku przyjmowania leków przeciwbólowych, które zmniejszają wrażliwość skóry na ciepło.
- W przypadku nieprawidłowego stanu skóry spowodowanego cukrzycą lub inną chorobą ogólnoustrojową lub metaboliczną.
- Jeśli w przeszłości występowały ogniska opryszczki w obszarze, który ma być poddany

- zabiegowi, chyba że skonsultowano się z lekarzem i zastosowano leczenie zapobiegawcze.
- Jeśli cierpisz na epilepsję z wrażliwością na migoczące światło.
 - Jeśli masz wrodzoną wadę serca.
 - Jeśli cierpisz na chorobę związaną z nadwrażliwością na światło, taką jak polimorficzna erupcja świetlna, pokrzywka słoneczna, porfiria itp.
 - W przypadku występowania w przeszłości zaburzeń naczyniowych, takich jak obecność żylaków lub malformacji naczyniowej w obszarach, które mają być poddane zabiegowi.
 - Jeśli cierpisz na zaburzenia krwi.
 - Jeśli w przeszłości występowała choroba immunosupresyjna (w tym zakażenie wirusem HIV lub AIDS).
 - Jeśli przyjmujesz leki immunosupresyjne.
 - W przypadku zaburzeń pigmentacji skóry, takich jak bielactwo.
 - W przypadku raka skóry w wywiadzie lub możliwych nowotworów skóry w obszarze, który ma być poddany zabiegowi.
 - Jeśli poddano Cię radioterapii lub chemioterapii w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
 - Jeśli w obszarze poddawanych zabiegowi znajduje się aktywny implant, taki jak rozrusznik serca lub pompa insulinowa.
 - Jeśli masz jakiegokolwiek inne schorzenia, w przypadku których lekarz uważa, że urządzenie może Ci zaszkodzić.
 - Nie używaj urządzenia na brodawkach sutkowych, otoczkach sutkowych, wargach sromowych mniejszych, pochwie, odbycie, wewnątrz nozdrzy i uszu.
 - Mężczyźni nie powinni używać go na twarzy ani w okolicach genitaliów.

Nie używaj depilatora na wrażliwych obszarach, takich jak:

- Wokół oczu i w pobliżu brwi. To urządzenie może być używane wyłącznie na kobiecym ciele i twarzy (poniżej kości policzkowych).
- Na wargach, brodawkach sutkowych, otoczkach sutkowych, wargach sromowych mniejszych, pochwie, odbycie oraz wewnątrz nozdrzy i uszu.
- W obszarach, w których przeprowadzono operację w ciągu ostatnich 3 tygodni.
- Mężczyźni nie powinni używać urządzenia na twarzy i szyi ani w okolicy narządów płciowych. Włosy w tych obszarach mają inne właściwości. Skóra może ulec poparzeniu (z bólem, długotrwałym zaczerwienieniem i zmianami pigmentacyjnymi).
- W obszarach, w których stosowane są dezodoranty o przedłużonym działaniu. Może powodować reakcje skórne.
- Na lub w pobliżu sztucznych implantów silikonowych, linii do wstrzyknięć podskórnych (dozowników insuliny) lub kolczyków.

Kiedy poradzić się lekarza

Jeśli zażywasz przepisane leki lub jesteś objęty regularną opieką lekarską z powodu określonej choroby, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem. Należy również skonsultować się z lekarzem, jeśli nie ma pewności, czy można korzystać z urządzenia.

Aby uniknąć niepożądanych skutków

- Nie należy poddawać zabiegowi tego samego obszaru skóry więcej niż raz podczas jednej sesji.
- Przed zabiegiem należy zawsze golić miejsce, które ma zostać poddane zabiegowi i upewnić się, że skóra w tym miejscu jest czysta i sucha.
- Nie oczyszczaj skóry płynami łatwopalnymi, tj. alkohol, aceton, przed używaniem urządzenia.

2. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rys. 3

1. Złącze zasilacza
2. Przycisk emisji pulsującego światła
3. Okno emisji światła
4. Panel chłodzący / powierzchnia styku ze skórą
5. Wyjście powietrza
6. Wlot powietrza
7. Wyświetlacz LCD
8. Lampka kontrolna
9. Przycisk funkcji chłodzenia (Cooling Function)
10. Przycisk włączania/wyłączania/poziomu intensywności

Ważne:

Grafika tej instrukcji obsługi jest schematyczna i możliwe, że nie będzie całkowicie zgodna z produktem.

3. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania można przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone, i są w dobrym stanie. Jeśli któregoś z nich brakuje lub nie są w dobrym stanie, należy niezwłocznie skontaktować się z oficjalnym Serwisem Technicznym Cecotec.

Zawartość opakowania

- Bamba SkinCare IPL Gun
- Zasilacz
- Okulary ochronne
- Maszynka jednorazowa
- Pokrowiec
- Ta instrukcja obsługi

Optymalne warunki pracy

Temperatura	Od +10°C do +35°C
Wilgotność względna	3% do 75%
Ciśnienie atmosferyczne	700 do 1060 hPa

Optymalne warunki przechowywania

Temperatura	Od -40 °C do +70 °C
Wilgotność względna	10% do 90%
Ciśnienie atmosferyczne	500 do 1060 hPa

4. FUNKCJONOWANIE**UWAGA:**

- Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza przedmiotami. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Jeśli wentylator chłodzący przestanie działać, natychmiast zaprzestań używania urządzenia. W przeciwnym razie okienko świetlne może pęknąć pod wpływem wysokiej temperatury i uszkodzić skórę.

Przed użyciem

- Przed użyciem tego urządzenia zaleca się ogolenie włosów w obszarze, który ma być poddany zabiegowi.
- Dzięki temu część włosów, która pozostaje na powierzchni skóry, pochłania światło, zapewniając lepszy efekt.
- Oczyść skórę, aby upewnić się, że nie pozostały na niej żadne włoski po wcześniejszej depilacji. Upewnij się, że skóra jest całkowicie sucha i wolna od tłustych substancji.

Ważne:

Jeśli depilacja powoduje jakiegokolwiek alergię skórne, przerwij depilację i skonsultuj się z lekarzem.

Test przed użyciem

- Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, najpierw przeprowadź test, aby określić, czy wybrany poziom jest odpowiedni dla Twojego rodzaju skóry.
- W tym celu należy wyemitować impuls światła w obszarze blisko obszaru, który ma zostać poddany zabiegowi. Zaczynaj od najniższego poziomu i zwiększaj poziom intensywności tak długo, jak długo nie odczuwasz dyskomfortu na skórze.
- Należy pamiętać, że urządzenie nie może być używane na ciemnej skórze ani na włosach blond, rudych lub białych. (Rys. 1-2)
- Po teście skórnym odczekaj 24 godziny, aby sprawdzić, czy Twoja skóra zareaguje. Jeśli Twoja skóra zareaguje negatywnie, powtórz test skórną z mniejszą intensywnością. Wybierz poziom intensywności, który nie powoduje reakcji skóry podczas używania depilatora.

Instrukcje użytkowania**Uwaga:**

Użycie elementów sterujących, regulacji lub wykonanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może spowodować niebezpieczne narażenie na promieniowanie.

Używanie w trybie ręcznym:

1. Podłącz zasilacz do depilatora i podłącz go do sieci elektrycznej. Kontrolka powinna świecić się na kolor jasnoniebieski.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania/poziomu intensywności przez kilka sekund, aby włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się liczba pozostałych impulsów, pasek wskazujący poziom intensywności 1 i strzałka wskazująca tryb ręczny. Kontrolka będzie świecić na ciemnoniebiesko podczas przygotowywania urządzenia i zmieni kolor na zielony, gdy urządzenie będzie gotowe do użycia. (Rys. 4)
3. Wybierz żądany poziom intensywności, naciskając kilkakrotnie przycisk włączania/wyłączania/poziomu intensywności. Liczba pasków na ekranie będzie wzrastać od 1 do 5. Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu intensywności, aby uniknąć uszkodzenia skóry.

WAŻNE:

Wraz ze wzrostem poziomu intensywności zwiększa się również ryzyko wystąpienia efektów ubocznych. Szczegółowe instrukcje dotyczące dostosowywania poziomu intensywności znajdują się w części „Wybór odpowiedniego poziomu intensywności”.

4. Umieść depilator na skórze pod kątem 90°. (Rys. 5) Jedyną częścią urządzenia, która powinna mieć kontakt z poddawaną zabiegowi skórą, jest okienko emisji światła i panel chłodzący.
5. Gdy kontrolka miga na zielono, naciśnij przycisk emisji impulsu świetlnego jeden raz, aby wyemitować impuls świetlny.

6. Przenieś depilator do sąsiedniego obszaru i powtórz kroki 4 i 5. Powtarzaj ten proces, aż zostanie pokryty cały obszar, który ma być poddany zabiegowi.

Użycie w trybie impulsu ciągłego:

1. Wykonaj kroki 1, 2 i 3 w trybie ręcznym.
2. Po wybraniu poziomu intensywności i oddaleniu urządzenia od skóry, przytrzymaj przez kilka sekund wciśnięty przycisk emisji pulsu. Na wyświetlaczu pojawi się 5 strzałek wskazujących, że tryb ciągłego pulsu jest aktywny. (Rys. 6)
3. Umieść depilator na skórze pod kątem 90°. (Rys. 5)
4. Gdy urządzenie wykryje, że jest dobrze umieszczone na skórze, co dwie sekundy będzie emitować impuls światła. Między kolejnymi pulsami światła przesuwaj depilator do sąsiedniego obszaru, aż cały depilowany obszar zostanie pokryty.

Ważne:

- Jeśli odsuniesz depilator od skóry na dłużej niż 10 sekund, depilator powróci do trybu ręcznego. Możesz także powrócić do trybu ręcznego, naciskając raz przycisk emisji światła, gdy depilator znajduje się z dala od skóry.
- Depilator posiada system wykrywania skóry. Jeśli urządzenie nie zostanie prawidłowo umieszczone na skórze, kontrolka będzie świecić stałym zielonym światłem, a urządzenie nie będzie emitować pulsów.

Aby uniknąć skutków ubocznych:

- Nie należy poddawać zabiegowi tego samego obszaru skóry więcej niż raz podczas jednej sesji. Unikaj powtarzania impulsu świetlnego w tym samym obszarze.
- Jeśli na skórze pojawią się pęcherze lub oparzenia, natychmiast przestań używać urządzenia.
- Aby uniknąć komplikacji po użyciu urządzenia, nie wystawiaj skóry na słońce przez 48 godzin przed i po depilacji. Ekspozycja na słońce obejmuje zarówno bezpośrednią, jak i stałą ekspozycję przez 15 minut bez ochrony oraz ekspozycję bez ochrony na rozproszone światło słoneczne przez 1 godzinę. W ciągu dwóch tygodni po zabiegu należy stosować filtr SPF 30 lub wyższy.

Wybór odpowiedniego poziomu intensywności

- Poziom intensywności określa intensywność światła docierającego do skóry. Łącznie z pięcioma poziomami, liczba pasków na wyświetlaczu pokazuje wybraną intensywność. Wraz ze wzrostem poziomu intensywności zwiększa się ryzyko wystąpienia ewentualnych skutków ubocznych i powikłań podczas depilacji. Zawsze używaj tego urządzenia zaczynając od najniższego poziomu intensywności.
- Wybierz odpowiednią intensywność dla każdego obszaru. Jeśli podczas pierwszej sesji przy minimalnym poziomie intensywności nie odczuwasz dyskomfortu, podczas następnej sesji możesz zwiększyć poziom intensywności o 1. Jeśli czujesz dyskomfort,

zmniejsz poziom intensywności. Aby to zrobić, użyj przycisku poziomu intensywności, aby wybrać żądany poziom.

- W przypadku zmiany części ciała lub niedawnego przebywania na słońcu należy wykonać testy skórne w celu określenia odpowiedniego poziomu intensywności.

Ważne:

Ponieważ kolor skóry każdej części ciała może być inny, należy wybrać odpowiedni poziom intensywności dla każdego obszaru. To urządzenie nie wybiera automatycznie odpowiedniego poziomu intensywności.

Rodzaj skóry. Rys. 1

Rodzaj skóry	Poziom intensywności
Bardzo jasna; bardzo łatwo ulega poparzeniom, trudno się opala	4-5
Jasna; łatwo ulega poparzeniom, opala się minimalnie i trudno	3-4
Jasnobrązowa; minimalnie ulega poparzeniom, opala się powoli	2-3
Brązowa; rzadko ulega oparzeniom, opala się powoli	1-2
Ciemny brąz; rzadko ulega oparzeniom słonecznym, łatwo się opala.	Nie można użyć urządzenia
Czarna lub ciemniejsza, nigdy nie ulega oparzeniom.	Nie można używać urządzenia

Funkcja chłodzenia (Cooling Function)

- Funkcja chłodzenia aktywuje chłodny panel, aby złagodzić uczucie ciepła podczas korzystania z depilatora na wrażliwych obszarach lub w przypadku korzystania z urządzenia przez długi czas.
Aby włączyć funkcję chłodzenia podczas depilacji, naciśnij raz przycisk funkcji chłodzenia. Na ekranie pojawi się ikona płatka śniegu, wskazująca, że ta funkcja jest aktywna. (Rys. 7)
Aby wyłączyć tę funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk funkcji chłodzenia.
- Funkcji chłodzenia można również użyć po zabiegu, aby ukoić skórę. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przycisk chłodzenia przez kilka sekund. Na ekranie pojawi się ikona „ICE” i płatka śniegu; a kontrolka zgaśnie. (Rys. 8)
Gdy ta funkcja jest aktywna, urządzenie nie będzie emitować impulsów świetlnych.
Aby powrócić do funkcji depilacji, ponownie naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk funkcji chłodzenia.

Po użyciu tego urządzenia

1. Po zakończeniu sesji depilacji naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania/ poziomu intensywności, aż urządzenie się wyłączy.
2. Odtłącz zasilacz od gniazdka ściennego i przewód od urządzenia.
3. Przechowuj go z powrotem w oryginalnym opakowaniu i trzymaj z dala od wody.

Pielęgnacja skóry po zabiegu depilacji

Nie wystawiać obszaru poddanego zabiegowi na działanie promieni słonecznych. Aby chronić niedawno poddaną zabiegowi skórę podczas ekspozycji na światło słoneczne, należy stosować krem przeciwsłoneczny z filtrem SPF 30 lub wyższym przez 2 tygodnie po każdej sesji depilacji.

Skutki uboczne i powikłania

Zwykle nie ma żadnych komplikacji podczas używania depilatora. Stosowanie urządzeń emitujących światło pulsacyjne niesie jednak ze sobą ryzyko powikłań. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć potencjalne ryzyko i komplikacje podczas korzystania z urządzenia.

Działanie niepożądane	Możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych
Lekki dyskomfort skóry	Niska
Zaczerwienienie skóry	Niska
Alergia skórna	Niska
Rana lub oparzenie na skórze	Niezbyt częsta
Ślad lub blizna	Niezbyt częsta
Zmiana pigmentacji	Niezbyt częsta
Nadmierne zaczerwienienie lub obrzęk	Niezbyt częsta
Infekcje	Bardzo rzadka
Krwiaki	Bardzo rzadka

Łagodny dyskomfort skóry

Chociaż depilacja IPL zwykle nie powoduje dyskomfortu, niektórzy użytkownicy odczuwają lekki dyskomfort podczas użytkowania. Te niewielkie dolegliwości są zwykle opisywane jako lekkie uczucie ciepła i mrowienia, zwykle po emisji impulsów świetlnych. Nadmierny dyskomfort oznacza, że nie należy dalej korzystać z urządzenia, ponieważ skóra nie toleruje tej metody depilacji lub ustawiony poziom intensywności jest zbyt wysoki.

Zaczerwienienie skóry

Twoja skóra może stać się czerwona do 24 godzin po użyciu tego produktu. Jeśli zaczerwienienie skóry nie zniknie w ciągu 2-3 dni, skonsultuj się z lekarzem.

Wrażliwość skóry lub alergia

Skóra w obszarze poddanym zabiegowi może stać się bardziej wrażliwa, dlatego może pojawić się suchość lub łuszczenie się skóry.

Rana lub oparzenie na skórze

W wyniku korzystania z tego urządzenia bardzo rzadko mogą wystąpić oparzenia lub obrażenia skóry. Jest to zwykle spowodowane stosowaniem zbyt wysokiego poziomu intensywności lub używaniem urządzenia w nieodpowiednich miejscach, takich jak bardzo ciemna skóra lub tatuaże. Jeśli na skórze pojawią się rany lub oparzenia, przerwij proces depilacji i skonsultuj się z lekarzem.

Ślady lub blizny

Chociaż jest to bardzo mało prawdopodobne, użycie depilatora może pozostawić blizny. Zwykle, gdy pojawia się blizna, pojawia się jako gładka, biała rana na skórze (hipotroficzna). Może być jednak duża i czerwona (hipertroficzna) i wykraczać poza granice samej zmiany (keloid). W takim przypadku konieczne mogą być dodatkowe zabiegi kosmetyczne w celu poprawy wyglądu blizny. Jeśli zauważysz jakikolwiek rodzaj blizny, przerwij proces usuwania włosów i skonsultuj się z lekarzem.

Zmiana pigmentacji

Ta metoda usuwania włosów działa na łodygę włosa, w szczególności na komórki pigmentowe mieszka włosowego i na sam mieszek włosowy. Istnieje jednak ryzyko przejściowej hiperpigmentacji (zwiększonego pigmentu lub brązowego zabarwienia) lub hipopigmentacji (wybielenia) otaczającej skóry. Zmiany w pigmentacji skóry są częstsze u osób o ciemniejszej karnacji. Przebarwienia lub zmiany pigmentu skóry są zwykle przejściowe, a hiperpigmentacja lub hipopigmentacja występuje rzadko.

Zaczerwienienie i nadmierny obrzęk

W rzadkich przypadkach skóra poddana zabiegowi może stać się zaczerwieniona i objęta stanem zapalnym. Jest to bardziej powszechne w bardziej wrażliwych obszarach ciała. Zaczerwienienie i obrzęk powinny zniknąć w ciągu 2-7 dni. Chłodzenie tego obszaru lodem może pomóc zmniejszyć stan zapalny. Możesz dokładnie oczyścić skórę, ale unikaj ekspozycji na światło słoneczne.

Cykl stosowania i skuteczność

Oczekiwany efekt zabiegu depilacji

Kolor włosów	Natężenie światła	Obszar depilacji	Zalecane sesje	Skuteczność
Jasny brąz-brąz	Max. 5	Dolna lub górna część nogi	Okolo 10-12 razy, 4 sesje co 2 tygodnie i 6-8 sesji co 4 tygodnie	60% usuniętego owłosienia
		Ramiona		50% usuniętego owłosienia
		Linia bikini		60% usuniętego owłosienia
		Pachy		55% usuniętego owłosienia

Kolor włosów	Natężenie światła	Obszar depilacji	Zalecane sesje	Skuteczność
Ciemnobrązowo-czarny	Max. 5	Dolna lub górna część nogi	Okolo 8-10 razy, 4 sesje co 2 tygodnie i 4-6 sesji co 4 tygodnie	70% usuniętego owłosienia
		Ramiona		60% usuniętego owłosienia
		Linia bikini		70% usuniętego owłosienia
		Pachy		65% usuniętego owłosienia

Ważne:

Jeśli którakolwiek z sesji nie została wykonana w ciągu 3 dni od planowanej daty, należy powtórzyć cały proces. Jeśli tego nie zrobisz, możesz nie zobaczyć skutecznej redukcji włosów.

Należy pamiętać, że wyniki mogą się różnić w zależności od czasu potrzebnego do odrastania włosów i każdego obszaru ciała.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po każdym użyciu zaleca się oczyszczenie urządzenia, zwłaszcza jeśli jego powierzchnia miała kontakt ze skórą.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je.
2. Do czyszczenia powierzchni urządzenia i powierzchni stykającej się ze skórą używaj czystej ściereczki. Prawidłowo wyczyść okienko emisji światła.

Nie zanurzaj urządzenia ani żadnej jego części w wodzie.

3. Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu i w optymalnych warunkach wskazanych w niniejszej instrukcji.

Ważne:

Głowica tego depilatora nie jest odtaczana. Po zakończeniu zaprogramowanych impulsów nie ma możliwości ich zmiany w celu ponownego załadowania impulsów.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
Depilator nie włącza się	Przewód zasilający nie jest podłączony	Podłącz przewód zasilający
	Zasilacz nie jest prawidłowo podłączony	Podłącz zasilacz
Depilator nie emituje impulsów świetlnych po naciśnięciu przycisku emisji impulsów	Urządzenie nie jest dobrze umieszczone na skórze	Umieść urządzenie na skórze pod kątem 90°. Upewnij się, że wskaźnik miga na biało
	Funkcja chłodzenia jest włączona, na wyświetlaczu pojawia się napis „ICE”.	Wyłączyć funkcję chłodzenia
Depilator lub zasilacz nagrzewają się podczas użytkowania	Depilator lub zasilacz nagrzewają się podczas użytkowania	Używaj depilatora w chłodnym otoczeniu lub pozwól mu ostygnąć przed dalszym użyciem
	Przepływ powietrza wentylatora jest zablokowany	Sprawdź, czy nic nie blokuje przepływu powietrza
	Wentylator nie działa	Jeśli wentylator nie działa, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Cecotec
Depilator wydziela dziwny zapach	Okienko emisji światła jest brudne	Wyczyść okienko emisji światła
	Niewłaściwie usunięto włosy z obszaru, który ma być poddany zabiegowi. Włosy mogą się palić i powodować nieprzyjemny zapach	Przed użyciem depilatora należy zgolić włoski.

Urządzenie jest głośne	Podczas użytkowania wentylator wydaje dźwięk podobny do hałasu suszarki	Te odgłosy są normalne podczas normalnej pracy depilatora
	Emitując impulsy świetlne, urządzenie wydaje cichy dźwięk kliknięcia	
Podczas zabiegu odczuwasz dyskomfort lub późniejsza reakcja skórna trwa dłużej niż normalnie	Użyto zbyt wysokiego poziomu intensywności	Użyj odpowiedniego poziomu dla każdego obszaru, który ma być leczony. Zawsze wykonaj test skórny przed zabiegiem na każdym z obszarów
	Użyto depilatora w miejscu, w którym jest to przeciwwskazane	Nie używaj urządzenia w obszarach określonych w sekcji „Przeciwwskazania”.
	Filtr UV okienka światła jest uszkodzony	Jeśli filtr UV jest uszkodzony, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Cecotec
Wyniki zabiegu nie są zadowalające	Użyto zbyt niskiego poziomu intensywności	Użyj odpowiedniego poziomu dla każdego obszaru, który ma być leczony
	Nie zastosowano impulsu na obszarze sąsiadującym z obszarem poddanym poprzedniemu zabiegowi.	Zastosuj każdy impuls obok poprzedniego, ale bez nakładania się.
	Kolor Twoich włosów nie jest odpowiedni do użytkowania urządzenia	Kuracja nie jest skuteczna w przypadku włosów jasnych, blond, siwych, rudych lub białych
	Nie korzystano z urządzenia tak często, jak jest to zalecane	Postępuj zgodnie ze wskazanymi instrukcjami dotyczącymi częstotliwości. Możesz przyspieszyć sesję, ale nie przekraczaj zalecanego czasu między jedną sesją a następną
	Twoje ciało wolniej reaguje na usuwanie włosów IPL	Kontynuuj kurację przez co najmniej 6 miesięcy, aby skutecznie ograniczyć wzrost włosów

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu: Bamba SkinCare IPL Gun

Referencja produktu: 04430

Zastosowana technologia: Intensywne pulsujące światło

Nazwa lub marka i adres producenta	Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China
Identyfikator modelu	A-3588
Warunki przewozu i przechowywania	Produkt powinien nadal działać zgodnie ze swoimi specyfikacjami w NORMALNYM UŻYTKOWANIU po transporcie lub przechowywaniu w następujących warunkach środowiskowych: Od -40°C do +70°C 10% do 90% R.H. 500 hPa do 1060 hPa
Optymalne warunki pracy	Produkt spełnia swoje specyfikacje, gdy jest używany do NORMALNEGO UŻYTKOWANIA w następujących warunkach środowiskowych: +10°C do +35°C 3% do 75% R.H. 700 hPa do 1060 hPa
Rozmiar lampy	0.35 * 1.18 in [0.42 sq. in.] / 0.9 * 3 cm [2,7 cm²]
Emitowane długości fal	475-1200 nm ±20 nm
Czas trwania impulsu:	500-800 µs
Odstęp między impulsami	1 s-6 s
Ekspozycja optyczna	2.5 J/cm² - 5.0 J/cm²
Wejście zasilacza	100-240 V~, 50/60 Hz, 2 A
Wyjście zasilacza	12 V  5 A, 60 W

Średnia wydajność w trybie aktywnym	88.39% dla 115V/60Hz 88.81% dla 230V/50Hz
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	87.75% dla 115V/60Hz 87.03% dla 230V/50Hz
Pobór mocy bez obciążenia	0.162 W dla 115V/60Hz 0.133 W dla 230V/50Hz
Model zasilacza	TAP60-120S500E1

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.
 Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

Kompatybilność elektromagnetyczna: Informacje dotyczące zgodności
 To urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne.

8. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/ lub baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/ akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych i/lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

9. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika lub konsumenta końcowego za brak zgodności istniejący w momencie dostawy produktu na warunkach, zasadach i terminach określonych przez obowiązujące przepisy.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wykwalifikowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

10. PRAWA AUTORSKIE

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być, w całości lub w części, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek środków (elektrycznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub podobnych) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. KONTRAINDIKACE A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Upozornění

Vyhňte se slunečnímu záření po dobu 4 týdnů před použitím přístroje.

Nepoužívejte zařízení:

- Pokud máte fototyp kůže V nebo VI (Obr. 1). Hrozí vám vznik popálenin, puchýřů a změny barvy kůže (hyperpigmentace nebo hypopigmentace).
- Pokud jste těhotná nebo kojíte.
- Pokud jste v posledních 2 týdnech vystavili pokožku přímému slunečnímu záření nebo jste ji uměle opálili.
- Pokud jsou vaše přírodní vlasy bílé, šedé, zlaté nebo ryzavé. (Obr. 2)
- V místě tetování nebo permanentního make-upu.
- Na tmavé skvrny, jako jsou velké pihy, mateřská znaménka, pigmentová znaménka nebo bradavice.
- Pokud máte v ošetřované oblasti ekzém, lupénku, popáleniny, poranění, modřiny, otevřené rány nebo probíhající infekce.
- Pokud máte v anamnéze poruchu kolagenu, včetně tvorby keloidů nebo špatného hojení.
- Pokud máte známou citlivost na světlo nebo užíváte léky, díky nimž je vaše pokožka citlivější na světlo. Mezi léky, o nichž je známo, že mají tento účinek, patří nesteroidní protizánětlivé látky (např. aspirin, ibuprofen nebo paracetamol), tetracykliny, fenothiaziny, thiazidy, diuretika, sulfonamidy, DTIC, fluorouracil, vinblastin a griseofulvin.
- Pokud máte nemoc, která způsobuje citlivost na světlo, jako je porfyrie, polymorfni světlá vyrážka, lupus, sluneční kopřivka atd.
- Pokud se léčíte nebo jste se nedávno léčili alfa-hydroxykyselinami (AHA) nebo beta-hydroxykyselinami (BHA), Retin-A®, Accutane®, Roaccutane® (isotretinoin), lokálními retinoidy, kyselinou azelaovou nebo steroidy.
- Pokud užíváte fotosenzibilizující látky nebo léky, prostudujte si příbalový leták léku a přístroj nepoužívejte, pokud je uvedeno, že může způsobit fotoalergické nebo fototoxické reakce, nebo pokud se během léčby tímto lékem musíte vyhnout slunečnímu záření.
- Pokud pravidelně užíváte antikoagulanty nebo aspirin, aniž byste mohli/a léky vysadit alespoň jeden týden před každou procedurou.
- Pokud užíváte léky proti bolesti, které snižují citlivost kůže na teplo.
- Pokud máte abnormální stav kůže způsobený cukrovkou nebo jiným systémovým či metabolickým onemocněním.
- Pokud máte v anamnéze výskyt herpesu v oblasti, která má být ošetřena, pokud jste se neporadili s lékařem a nepodstoupili preventivní léčbu.
- Pokud trpíte epilepsií s citlivostí na blikající světlo.

- Pokud máte vrozenou srdeční vadu.
- Pokud trpíte onemocněním souvisejícím s fotosenzitivitou, jako je polymorfni světlá erupce (PLE), solární kopřivka, porfyrie atd.
- Pokud máte v anamnéze cévní poruchy, například přítomnost křečových žil nebo cévní ektázie v oblastech, které mají být ošetřeny.
- Pokud trpíte poruchou srážlivosti krve.
- Pokud máte v anamnéze imunosupresivní onemocnění (včetně HIV infekce nebo AIDS).
- Pokud užíváte imunosupresiva.
- Pokud máte poruchu pigmentace kůže, například vitiligo.
- Pokud máte v anamnéze rakovinu kůže nebo možné kožní nádory v oblasti, která má být ošetřena.
- Pokud jste v posledních 3 měsících podstoupili radioterapii nebo chemoterapii.
- Pokud máte v ošetřované oblasti implantovaný implantát, například kardiostimulátor nebo inzulinovou pumpu.
- Pokud trpíte jakýmkoli jiným onemocněním, u kterého se lékař domnívá, že by vám přístroj mohl uškodit.
- Nepoužívejte přístroj na bradavky, stydké pysky, malé stydké pysky, vagínu, konečník, nosní dírký a uši.
- Muži by jej neměli používat na obličej nebo šourek.

Nepoužívejte epilátor na citlivých místech, jako jsou:

- Oblast kolem očí a v blízkosti obočí. Tento přístroj lze používat pouze na tělo a obličej žen (pod lícními kostmi).
- Na rtech, bradavkách, dvorcích, malých stydkých pyscích, vagíně, konečníku a uvnitř nosních dírek a uší.
- V oblastech, kde jste během 3 týdnů před ošetřením podstoupili operaci.
- Muži by neměli přístroj používat na obličej a krk ani na celou oblast genitálií. Ochlupení v těchto oblastech je odlišné. Kůže se může spálit (je bolestivá, má dlouhodobé zarudnutí a změny pigmentace).
- V oblastech, kde se používají deodoranty s dlouhodobým účinkem. Může vyvolat kožní reakce.
- Na nebo v blízkosti umělých silikonových implantátů, míst podkožní injekce (inzulinových dávkovačů) nebo piercingu.

Kdy se poradit s lékařem

Pokud užíváte předepsané léky nebo jste pod pravidelným lékařským dohledem kvůli konkrétnímu onemocnění, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem. Také byste se měli poradit se svým lékařem, pokud si nejste jisti, zda můžete přístroj používat.

Pro zamezení nežádoucích účinků

- Neošetřujte stejnou oblast kůže vícekrát během jednoho cyklu.

- Před ošetřením si vždy oholte ošetřovanou oblast a ujistěte se, že je pokožka v této oblasti čistá a suchá.
- Nečistěte pokožku před použitím spotřebiče hořlavými kapalinami, jako je alkohol nebo aceton.

2. DÍLY A SOUČÁSTI

Obr. 3

1. Konektor napájecího adaptéru
2. Tlačítko pro vyzařování světelných pulzů
3. Okénko pro vyzařování světla
4. Chladicí panel/Povrch přicházející do kontaktu s kůží
5. Výstup vzduchu
6. Vstup vzduchu
7. LCD displej
8. Světelný indikátor
9. Tlačítko pro funkci chlazení (Cooling function)
10. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí/úroveň intenzity

Poznámka:

Grafika v tomto návodu je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

3. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je zabalen v obalu určeném k ochraně při přepravě. Vyjměte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Můžete uschovat originální krabici a další obaly na bezpečném místě pro zabránění poškození spotřebiče, pokud byste jej v budoucnu potřebovali přepravovat. Pokud chcete zlikvidovat originální obal, ujistěte se, že všechny části recyklujete správně.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly a komponenty součástí balení a v dobrém stavu. Pokud některý z nich chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec.

Obsah krabice

- Bamba SkinCare IPL Gun
- Napájecí adaptér
- Ochranné brýle
- Žiletka
- Pouzdro
- Tento návod k použití

Optimální provozní podmínky

Teplota	Od +10 °C do +35 °C
Relativní vlhkost	3% do 75%
Atmosférický tlak	700 do 1060 hPa

Optimální skladovací podmínky

Teplota	Od -40 °C do +70 °C
Relativní vlhkost	10% do 90%
Atmosférický tlak	500 do 1060 hPa

4. PROVOZ

UPOZORNĚNÍ:

- Neblokujte vstup a výstup vzduchu předměty. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Pokud se chladicí ventilátor přestane točit, okamžitě přestaňte zařízení používat. V opačném případě by se okénko pro vyzařování světla mohlo rozbít kvůli vysokým teplotám a mohlo by dojít k poškození pokožky.

Před použitím

- Před použitím tohoto výrobku se doporučuje oholit chloupky v ošetřované oblasti.
- To umožňuje, aby část chloupků, která zůstává na povrchu pokožky, absorbovala světlo a zajistila tak lepší účinek.
- Očistěte pokožku, abyste se ujistili, že na ní nezůstaly žádné chloupky z předchozí epilace. Ujistěte se, že je pokožka zcela suchá a zbavená mastných látek.

Poznámka:

Pokud epilace způsobuje jakoukoli kožní alergii, přestaňte s epilací a poraďte se s lékařem.

Test před použitím

- Pokud přístroj používáte poprvé, nejprve proveďte test, abyste zjistili, zda je zvolená úroveň vhodná pro váš typ pokožky.
- Za tímto účelem vyzařujte světelný puls do oblasti v blízkosti ošetřované oblasti. Začněte na nejnižší úrovni a zvyšujte intenzitu tak dlouho, dokud se neobjeví nepříjemné pocity na kůži.
- Upozorňujeme, že přístroj nelze používat na tmavé pokožce ani na světlém, zrzavém nebo bílém ochlupení. (Obr. 1-2)
- Po provedení kožního testu počkejte 24 hodin, abyste zjistili, zda vaše kůže nezareaguje. Pokud vaše pokožka reaguje negativně, opakujte kožní test při nižší úrovni intenzity. Zvolte úroveň intenzity, která při použití epilátoru nezpůsobí kožní reakci.

Návod k použití

Pozor:

Používání jiných ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění jiných postupů, než jsou zde uvedeny, může vést k nebezpečnému ozáření.

Použití s manuálním režimem:

1. Připojte síťový adaptér k epilátoru a zapojte jej do elektrické sítě. Světelný indikátor se rozsvítí světle modře.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí/úroveň intenzity na několik sekund pro zapnutí zařízení. Na displeji se zobrazí počet zbývajících impulzů, sloupec označující úroveň intenzity 1 a šipka označující manuální režim používání. Světelný indikátor bude během přípravy zařízení svítit tmavě modře a po připravení k použití se změní na zelený. (Obr. 4)
3. Vyberte požadovanou úroveň intenzity opakovaným stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí/úroveň intenzity. Počet sloupců na displeji se zvýší z 1 na 5. Vždy začínejte na nejnižší úrovni intenzity, aby nedošlo k poškození pokožky.

POZNÁMKA:

Se zvyšující se úrovní intenzity se zvyšuje i riziko nežádoucích účinků. Pro podrobnější pokyny k nastavení úrovně intenzity si přečtěte část „Výběr vhodné úrovně intenzity“.

4. Umístěte epilátor na pokožku pod úhlem 90°. (Obr. 5) Jediná část výrobku, která by měla přijít do kontaktu s ošetřovanou pokožkou, je okénko pro vyzařování světla a chladič panel.
5. Když světelný indikátor bliká zeleně, stiskněte jednou tlačítko světelného impulsu pro vyzařování světelného impulsu.
6. Přesuňte epilátor na nejbližší oblast a opakujte kroky 4 a 5. Tento postup opakujte, dokud nebude pokryta celá oblast, která má být ošetřena.

Použití s nepřetržitým pulzním režimem:

1. Postupujte podle kroků 1, 2 a 3 použití v manuálním režimu.
1. Po zvolení úrovně intenzity a s přístrojem vzdáleným od pokožky stiskněte a několik sekund podržte tlačítko spouště pulsů. Na displeji se zobrazí 5 šipek, které označují, že je aktivní nepřetržitý režim pulsů. (Obr. 6)
2. Umístěte epilátor na pokožku pod úhlem 90°. (Obr. 5)
3. Když zařízení rozpozná, že je správně umístěno na pokožce, začne každé dvě sekundy vyzařovat světelný puls. Posouvejte epilátor na sousední oblast mezi jednotlivými pulsy, dokud nepokryjete celou epilovanou oblast.

Poznámka:

- Pokud epilátor sejmete z pokožky na více než 10 sekund, vrátí se do manuálního režimu. Můžete se také vrátit do manuálního režimu jedním stisknutím tlačítka spouště pulsů, když je epilátor vzdálen od pokožky.
- Epilátor má systém detekce pokožky. Pokud není správně umístěn na pokožce, světelný indikátor zůstane trvale zelený a přístroj nebude vyzařovat pulsy.

Aby se předešlo nežádoucím účinkům:

- Neošetřujte stejnou oblast kůže vícekrát během jednoho cyklu. Vyvarujte se opakování světelného pulzu ve stejné oblasti.
- Pokud se na kůži objeví puchýře nebo popáleniny přestaňte zařízení ihned používat.
- Abyste předešli komplikacím po použití přístroje, nevystavujte pokožku slunci 48 hodin před a po epilaci. Sluneční expozice zahrnuje přímou i stálou expozici po dobu 15 minut bez ochrany a nechráněné vystavení rozptýlenému slunečnímu záření po dobu 1 hodiny. Během dvou týdnů po ošetření používejte ochranný faktor 30 nebo vyšší.

Výběr vhodné úrovně intenzity

- Úroveň intenzity určuje intenzitu světla, které dopadá na vaši pokožku. Celkem pět úrovní, počet sloupců, které se zobrazují na displeji, zobrazuje zvolenou intenzitu. Se zvyšující se úrovní intenzity se zvyšuje riziko možných vedlejších účinků a komplikací při odstraňování chloupků. Vždy používejte tento výrobek od nejnižší úrovně intenzity.
- Zvolte vhodnou intenzitu pro každou oblast. Pokud během prvního ošetřování s minimální intenzitou nepocítíte žádné potíže, můžete při dalším ošetření zvýšit intenzitu o 1. Pokud pociťujete nepohodlí, snižte intenzitu. K tomu použijte tlačítko úrovně intenzity a vyberte požadovanou úroveň.
- Pokud změníte části těla nebo jste nedávno byli na slunci, měli byste provést test kůže, abyste určili vhodnou úroveň intenzity.

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že barva pokožky každé části těla se může lišit, budete muset pro každou oblast zvolit vhodnou úroveň intenzity. Tento spotřebič automaticky nezvolí správnou úroveň intenzity.

Typ pleti. Obr. 1

Typ pleti	Úroveň intenzity
Velmi bílá; vždy se snadno spálí, nikdy se neopálí.	4-5
Bílá; snadno se spálí, opaluje se minimálně a s obtížemi.	3-4
Světle hnědá; minimální spálení, pomalu se opaluje.	2-3
Hnědá; zřídka se spálí, pomalu se opaluje.	1-2

Tmavě hnědá; zřídka se spálí, snadno se opálí.	Nelze použít zařízení
Tmavá nebo tmavší, nikdy se nespálí.	Nelze použít zařízení

Funkce chlazení (Cooling function)

- Funkce chlazení aktivuje studenou desku, aby se zmírnil pocit tepla při použití epilátoru na choulostivých místech nebo při dlouhodobém používání zařízení.
Pro aktivaci funkce chlazení během epilace stiskněte jednou tlačítko pro funkci chlazení. Na displeji se zobrazí ikona sněhové vločky, která signalizuje, že je tato funkce aktivní. (Obr. 7)
Pro deaktivaci funkce znovu stiskněte tlačítko pro funkci chlazení.
- Funkci chlazení můžete použít i po ošetření pro zklidnění pokožky. Za tímto účelem stiskněte a několik sekund podržte tlačítko chlazení. Na displeji se zobrazí „ICE“ a ikona sněhové vločky a světelný indikátor zhasne. (Obr. 8)
Když je tato funkce aktivní, zařízení nebude vyzařovat světelné impulsy.
Pro návrat k funkci epilace znovu stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko funkce chlazení.

Po použití tohoto zařízení

1. Po dokončení odstraňování chloupků stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí/úroveň intenzity, dokud se přístroj nevypne.
2. Odpojte adaptér ze zásuvky a kabel ze zařízení.
3. Uložte ho zpět do jeho originální krabice a chraňte ho před namočením vodou.

Péče o pleť po odstranění chloupků

Nevystavujte ošetřovanou oblast slunci. Chcete-li chránit čerstvě ošetřenou pokožku při vystavení slunečnímu záření, naneste opalovací krém s SPF 30 nebo vyšším po dobu 2 týdnů po každé depilaci voskem.

Vedlejší účinky a komplikace

Během používání epilátoru obvykle nedochází k žádným komplikacím. Nicméně používání přístrojů s pulzním světlem s sebou nese riziko komplikací. Proto je důležité, abyste pochopili možná rizika a komplikace při používání zařízení.

Nežádoucí reakce	Možnost výskytu nežádoucích reakcí
Mírné kožní potíže	Nízká
Zčervenání kůže	Nízká

Kožní alergie	Nízká
Rána nebo popálenina na kůži	Zřídka
Znaménko nebo jizva	Zřídka
Změna pigmentace	Zřídka
Nadměrné zčervenání nebo otok	Zřídka
Infekce	Velmi zřídka
Hematomy	Velmi zřídka

Mírné kožní potíže

Přestože odstranění chloupků IPL obvykle nezpůsobuje potíže, někteří uživatelé pociťují během používání mírné potíže. Tyto mírné potíže jsou obvykle popisovány jako mírný pocit tepla a brnění, obvykle po emisi světelných pulzů. Nadměrné potíže znamenají, že byste přístroj neměli dále používat, protože vaše pokožka tento způsob epilace nesnáší nebo protože nastavená intenzita je příliš vysoká.

Zčervenání kůže

Vaše pokožka může zčervenat až 24 hodin po použití tohoto produktu. Pokud zčervenání kůže nezmizí do 2 nebo 3 dnů, navštivte svého lékaře.

Citlivost kůže nebo alergie

Kůže v ošetřované oblasti může být citlivější, takže si můžete všimnout suchosti nebo odlupování kůže.

Rána nebo popálenina na kůži

V důsledku používání tohoto zařízení může velmi vzácně dojít k popálení nebo zranění. To je obvykle způsobeno použitím příliš vysoké úrovně intenzity nebo používáním zařízení na nevhodných místech, jako je velmi tmavá pokožka nebo tetování. Pokud se na kůži objeví rány nebo popáleniny, zastavte proces odstraňování chloupků a poraďte se se svým lékařem.

Znaménka nebo jizvy

I když je to velmi nepravděpodobné, použití epilátoru může zanechat jizvy. Normálně, když se objeví jizva, vypadá jako hladká bílá rána na kůži (hypotrofická). To však může být velké a červené (hypertrofické) a přesahovat okraje samotné léze (keloidní). V tomto případě může být nutné následné kosmetické ošetření ke zlepšení vzhledu jizvy. Pokud si všimnete jakéhokoli typu jizvy, zastavte proces odstraňování chloupků a navštivte svého lékaře.

Změna pigmentace

Tato metoda odstraňování chloupků působí na vlasový stvol, zejména na pigmentové buňky

vlasového folikulu a na vlasový folikul samotný. Hrozí však dočasná hyperpigmentace (zvýšení pigmentu nebo hnědé zbarvení) nebo hypopigmentace (vybělení) okolní kůže. Změny pigmentace kůže jsou častější u lidí s tmavší pletí. Změna barvy nebo změny kožního pigmentu jsou obvykle dočasné a zřídka se objeví hyperpigmentace nebo hypopigmentace.

Nadměrné zčervenání nebo otok

Ve výjimečných případech může být ošetřená kůže zarudlá a zanícená. To je častější v citlivějších oblastech těla. Zčervenání a otok by měly zmizet do 2-7 dnů. Chlazení oblasti ledem může pomoci snížit zánět. Kůže můžete opatrně čistit, ale měli byste se vyhnout slunečnímu záření.

Cyklus použití a účinnost

Očekávaný výsledek epilace ošetření

Barva ochlupení	Intenzita světla	Oblast epilace	Doporučené ošetření	Účinnost
Světle hnědohnědá	Max. 5	Dolní nebo horní část nohy	Přibližně 10–12krát, 4 ošetření každé 2 týdny a 6–8 ošetření každé 4 týdny	60% odstranění chloupků
		Ruce		50% odstranění chloupků
		Oblast Bikin		60% odstranění chloupků
		Podpaží		55% odstranění chloupků

Barva ochlupení	Intenzita světla	Oblast epilace	Doporučené ošetření	Účinnost
Tmavě hnědo-černá	Max. 5	Dolní nebo horní část nohy	Přibližně 8–10krát, 4 ošetření každé 2 týdny a 4–6 ošetření každé 4 týdny	55% odstranění chloupků
		Ruce		60% odstranění chloupků
		Oblast Bikin		55% odstranění chloupků
		Podpaží		65% odstranění chloupků

Poznámka:

Pokud některé ošetřování nebylo provedeno do 3 dnů od plánovaného termínu, opakujte celé ošetření. Pokud tak neučiníte, možná se nedočkáte účinné redukce chloupků.

Mějte na paměti, že výsledky se mohou lišit v závislosti na době potřebné k opětovnému růstu chloupků a na každé oblasti těla.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití se doporučuje přístroj vyčistit, zvláště pokud se jeho povrch dostal do kontaktu s pokožkou.

1. Vypněte zařízení a odpojte jej.
 2. Použijte čistý hadřík k očištění povrchu zařízení a povrchu, který se dotýká pokožky. Řádně vyčistěte okénko pro vyzařování světla.
 3. Neponořujte zařízení ani žádné jeho části do vody.
- Skladujte přístroj v originálním pouzdře a v souladu s optimálními skladovacími podmínkami uvedenými v tomto návodu.

Poznámka:

Nástavec tohoto epilátoru není odnímatelný. Po skončení přednastavených impulzů ji nelze změnit a impulzy znovu načíst.

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Epilátor se nezapíná	Napájecí kabel není zapojen	Zapojte napájecí kabel
	Adaptér není správně zapojen	Zapojte adaptér
Epilátor nevyzařuje světelné pulzy, když je stisknuto tlačítko spouště pulsů	Zařízení není správně přiloženo na kůži	Umístěte zařízení na kůži pod úhlem 90°. Ujistěte se, že světelný indikátor bliká bíle
	Je aktivována funkce chlazení, na displeji se zobrazí slovo „ICE“.	Deaktivujte funkci chlazení
Epilátor nebo adaptér se během používání zahřívají	Je normální, že se zařízení nebo adaptér během používání mírně zahřejí.	Epilátor používejte v chladném prostředí nebo jej před dalším použitím nechte vychladnout
	Proud vzduchu ventilátoru je blokován	Zkontrolujte, zda nic nebrání proudění vzduchu
	Ventilátor nefunguje	Pokud ventilátor nefunguje, obraťte se na Zákaznický servis společnosti Cecotec

Epilátor vydává zvláštní zápach	Okénko pro vyzařování světla je špinavé	Vyčistěte okénko pro vyzařování světla
	Neodstranili jste správně chloupky z oblasti, která má být ošetřena. Chloupky se mohou spálit a způsobit zápach	Před použitím epilátoru chloupky oholte
Zařízení je hlučné	Ventilátor během používání vydává hluk podobný fénu	Tyto zvuky jsou při normálním provozu epilátoru normální
	Při vyzařování světelných pulsů zařízení vydává tiché cvaknutí	
Pocítujete během ošetření nepříjemné pocity nebo následná kožní reakce trvá déle než obvykle.	Použili jste příliš vysokou úroveň intenzity	Použijte vhodnou úroveň pro každou ošetřovanou oblast. Před ošetřením na každé z oblastí vždy proveďte kožní test
	Použili jste epilátor v kontraindikované oblasti	Nepoužívejte zařízení v oblastech uvedených v části „Kontraindikace“.
	UV filtr okénka pro vyzařování světla je rozbitý	Pokud je UV filtr poškozený, přestaňte zařízení používat a kontaktujte Zákaznický servis společnosti Cecotec

Výsledky ošetřování nejsou uspokojivé	Použili jste příliš nízkou úroveň intenzity	Pro každou ošetřovanou oblast použijte vhodnou úroveň
	Nepoužili jste puls na oblast sousedící s dříve ošetřenou oblastí	Každý puls aplikujte vedle předchozího, ale bez překrývání
	Barva vašich chloupků není pro použití přístroje vhodná.	Ošetření není účinné na světlé, blond, šedé, červené nebo bílé vlasy
	Nepoužili jste zařízení tak často, jak je doporučeno	Postupujte podle uvedených pokynů k četnosti používání. Ošetřování můžete posunout, ale nepřekračujte doporučenou dobu mezi jedním a dalším ošetřením.
	Vaše tělo reaguje na IPL epilaci pomaleji	Pro účinné omezení růstu chloupků pokračujte v ošetřování po dobu nejméně 6 měsíců

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu: Bamba SkinCare IPL Gun

Referenční číslo výrobku: 04430

Použitá technologie: Intenzivní pulzní světlo

Název nebo značka a adresa výrobce	Zhongshan Aimanfun Intelligent Technology Co., Ltd No.2 Hengfeng Two Road, Pujin Industrial, Konghou Town, Zhongshan, Guangdong, China
Identifikátor modelu	A-3588
Podmínky přepravy a skladování	Výrobek musí při NORMÁLNÍM POUŽITÍ fungovat v souladu se svými specifikacemi i po přepravě nebo skladování za následujících podmínek prostředí: -40 °C a 70 °C 10% a 90% R.H. 500 hPa a 1060 hPa

Provozní podmínky	Výrobek splňuje své specifikace při NORMÁLNÍM POUŽITÍ za následujících podmínek prostředí: +10 °C a +35 °C 3% a 75% R.H. 700 hPa a 1060 hPa
Velikost světla	0.35 * 1.18 in [0.42 sq. in.] / 0.9 * 3 cm [2.7 cm²]
Vyzařované vlnové délky	475-1200 nm ±20 nm
Doba trvání pulzu	500-800 µs
Pulzní interval	1 s-6 s
Optické vystavení	2.5 J/cm² - 5.0 J/cm²
Adaptér vstup	100-240 V~, 50/60 Hz, 2 A
Adaptér výstup	12 V  5 A, 60 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	88.39% pro 115 V/60 Hz 88.81% pro 230 V/50 Hz
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	87.75% pro 115 V/60 Hz 87.03% pro 230 V/50 Hz
Spotřeba energie bez zátěže	0.162 W pro 115 V/60 Hz 0.133 W pro 230 V/50 Hz
Model adaptéru	TAP60-120S500E1

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

Elektromagnetická kompatibilita: Informace o dodržování předpisů
Toto zařízení splňuje všechny platné normy a předpisy týkající se vystavení elektromagnetickým polím.

8. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/nebo baterie zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku musíte články/baterie/akumulátory vyjmout a

odnést na sběrné místo určené místními úřady.
Pro podrobnější informace o nejvhodnějším způsobu likvidace elektrických a elektronických zařízení a/nebo příslušných baterií by se spotřebitelé měli obrátit na místní úřady.
Dodržování výše uvedených pokynů přispívá k ochraně životního prostředí.

9. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá uživateli nebo konečnému spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.
Pokud zjistíte problém s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v tomto návodu jsou majetkem společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, zčásti nebo jako celek, reprodukován, ukládán do systému obnovy, přenášen nebo distribuován žádnými prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobným způsobem) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Fig. / Img. / Rys. / Obr. 1



Fig. / Img. / Rys. / Obr. 2




Fig. / Img. / Rys. / Obr. 3



Fig. / Img. / Rys. / Obr. 4




Fig. / Img. / Rys. / Obr. 5



Fig. / Img. / Rys. / Obr. 6



Fig. / Img. / Rys. / Obr. 7



Fig. / Img. / Rys. / Obr. 8

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain