

cecotec

FACECARE LÜM FACECARE LÜM CHAMPAGNE

Máscaras LED/ LED mask



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kullanma kılavuzu
Οδηγίες χρήσης
Manual d'instruccions
Használati útmutató
تامی ل عتلا ل یل

Instrucciones de seguridad	5	9. Garantie et SAV	128
Safety instructions	11	10. Copyright	128
Instructions de sécurité	16	11. Déclaration de conformité simplifiée de l'UE128	
Sicherheitshinweise	22		
Istruzioni di sicurezza	29		
Instruções de segurança	35		
Veiligheidsinstructies	41		
Instrukcje bezpieczeństwa	47		
Bezpečnostní pokyny	53		
Güvenlik talimatları	59		
Οδηγίες ασφαλείας	65		
Instruccions de seguretat	72		
Biztonsági utasítások	78		
قامال سلا تاميلا عت	84		

ÍNDICE

1. Piezas y componentes	88
2. Antes de usar	88
3. Seguridad en el funcionamiento	88
4. Funcionamiento	89
5. Limpieza y mantenimiento	98
6. Resolución de problemas	99
7. Especificaciones técnicas	100
8. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos	100
9. Garantía y SAT	101
10. Copyright	101
11. Declaración UE de conformidad simplificada	101

INDEX

1. Parts and components	102
2. Before use	102
3. Operational safety	102
4. Operation	103
5. Cleaning and maintenance	112
6. Troubleshooting	112
7. Technical specifications	113
8. Recycling of electrical and electronic devices	114
9. Technical support and warranty	114
10. Copyright	114
11. Simplified EU Declaration of Conformity	114

SOMMAIRE

1. Pièces et composants	115
2. Avant utilisation	115
3. Sécurité de fonctionnement	115
4. Fonctionnement	116
5. Nettoyage et entretien	125
6. Résolution de problèmes	126
7. Spécifications techniques	127
8. Recyclage des équipements électriques et électroniques	127

INHALT

1. Teile und Komponenten	129
2. Vor dem Gebrauch	129
3. Sicherheit beim Betrieb	129
4. Bedienung	130
5. Reinigung und Wartung	140
6. Problembehebung	141
7. Technische Spezifikationen	142
8. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten	142
9. Garantie und Kundendienst	142
10. Copyright	143
11. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	143

INDICE

1. Parti e componenti	144
2. Prima dell'uso	144
3. Sicurezza durante il funzionamento	144
4. Funzionamento	145
5. Pulizia e manutenzione	154
6. Risoluzione dei problemi	155
7. Specifiche tecniche	156
8. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche	156
9. Garanzia e supporto tecnico	156
10. Copyright	157
11. Dichiarazione di conformità UE semplificata	157

ÍNDICE

1. Peças e componentes	158
2. Antes de utilizar	158
5. Limpeza e manutenção	168
6. Resolução de problemas	169
7. Especificações técnicas	170
8. Reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos	170
9. Garantia e Assistência Técnica	171
10. Direitos de autor	171
11. Declaração de conformidade simplificada da UE	171

INHOUD

1. Onderdelen en componenten	172
2. Voor gebruik	172
3. Bedrijfsveiligheid	172
4. Bediening	173
5. Reiniging en onderhoud	182
6. Probleemoplossing	183

7. Technische specificaties	184
8. Recycling van elektrische en elektronische apparatuur	184
9. Garantie en technische dienst	185
10. Copyright	185
11. Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring	185

SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty	186
2. Przed użyciem	186
3. Bezpieczeństwo podczas użytkowania	187
4. Obsługa	187
5. Czyszczenie i konserwacja	197
6. Rozwiązywanie problemów	197
7. Dane techniczne	198
8. Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych	199
9. Gwarancja i Serwis Pomocy Technicznej	199
10. Copyright	199
11. Uproszczona deklaracja zgodności UE	199

INDEX

1. Součásti a komponenty	200
2. Před použitím	200
3. Provozní bezpečnost	200
4. Provoz	201
5. Čištění a údržba	210
6. Řešení problémů	211
7. Technické specifikace	211
8. Recyklace elektrických a elektronických zařízení	212
9. Záruka a SAT	212
10. Autorská práva	213
11. Zjednodušené prohlášení EU o shodě	213

İNDEKS

1. Parçalar ve bileşenler	214
2. Kullanmadan önce	214
3. Operasyonel güvenlik	214
4. İşlem	215
5. Temizlik ve bakım	224
6. Problem çözme	224
7. Teknik özellikler	225
8. Elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü	226
9. Garanti ve SAT	226
10. Telif Hakkı	226
11. Basitleştirilmiş AB Uy conformity Beyanı	226

ΔΕΙΚΤΗΣ

1. Μέρη και εξαρτήματα	227
2. Πριν από τη χρήση	227
3. Λειτουργική ασφάλεια	227

4. Λειτουργία	228
5. Καθαρισμός και συντήρηση	238
6. Επίλυση προβλημάτων	239
7. Τεχνικές προδιαγραφές	239
8. Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	240
9. Εγγύηση και SAT	240
10. Πνευματικά δικαιώματα	241
11. Απλουστευμένη Δήλωση Συμμόρφωσης EE	241

ÍNDIX

1. Peces i components	242
2. Abans de fer servir	242
3. Seguretat en el funcionament	242
4. Funcionament	243
5. Neteja i manteniment	252
6. Resolució de problemes	253
7. Especificacions tècniques	253
8. Reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics	254
9. Garantia i SAT	254
10. Copyright	255
11. Declaració UE de conformitat simplificada	255

INDEX

1. Alkatrészek és részjegységek	256
2. Használat előtt	256
3. Üzemeltetési biztonság	256
4. Működés	257
5. Tisztítás és karbantartás	266
6. Problémamegoldás	267
7. Műszaki adatok	267
8. Elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása	268
9. Garancia és SAT	268
10. Szerzői jog	269
11. Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat	269

فہرِس

1. الأجزاء والمكونات	270
2. قبل الاستخدام	270
3. السلامة التشغيلية	270
4. التشغيل	271
5. التنظيف والصيانة	278
6. حل المشكلات	279
7. المواصفات الفنية	279
8. إعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية	280
9. SAT الضمان و	280
10. حقوق النشر	280
11. إعلان المطابقة المبسط للاتحاد الأوروبي	280

NOTA

EU01_124613 FaceCare LÜM

EU01_124613 FaceCare LÜM Champagne

ES • La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.

EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

FR • Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.

DE • Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.

IT • La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.

PT • A codificação apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de código do aparelho.

NL • De codering in deze handleiding is algemeen en geldt voor alle codevarianten van het apparaat.

PL • Kody podane w niniejszej instrukcji są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich wariantów kodowych urządzenia.

CZ • Kódování obsažené v tomto návodu je generické a platí pro všechny kódové varianty spotřebiče.

TR • Bu kılavuzdaki kodlama geneldir ve cihazın tüm kod varyantları için geçerlidir.

GR • Η κωδικοποίηση σε αυτό το εγχειρίδιο είναι γενική και ισχύει για όλες τις παραλλαγές κώδικα της συσκευής.

CAT • La codificació del manual és genèrica i s'aplica a totes les variants de codis de l'aparell.

HU • Ez a kézikönyv egységes kódolást használ, amely az eszköz minden típusára érvényes

عربي • الدليل علمًا وينطبق على جميع متغيرات التعليمات البرمجية الخاصة بالجهاز.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- **ADVERTENCIA.** Posible lesión ocular (que podría llevar a la pérdida de visión) o lesión en la piel si no se siguen las instrucciones. Lea y siga las instrucciones.
- **ADVERTENCIA.** Use solo materiales desechables y consumibles recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA.** Puede ocurrir daño en la piel después de una aplicación prolongada o repetida en una misma área.
- **ADVERTENCIA.** El mal uso puede causar daño ocular. Proteja los ojos de la exposición. No use el aparato sobre los párpados o cerca de los ojos.
- **ADVERTENCIA.** No anule los mecanismos de seguridad inherentes al dispositivo.
- **ADVERTENCIA.** Si está tomando medicamentos fotosensibilizantes o remedios herbales, consulte a un médico antes de usar el aparato, ya que su uso puede dañar la piel.
- **ADVERTENCIA.** Estos aparatos no deben ser utilizados por niños ni en niños.
- No use el aparato en áreas donde la integridad de la piel esté

comprometida (por ejemplo, en presencia de quemaduras, lesiones, ampollas, cicatrices, cortes, heridas abiertas, enfermedades activas de la piel, bronceado reciente o quemaduras solares, y/o infección).

- Este aparato no está destinado para el tratamiento de condiciones médicas. Se debe buscar asesoramiento médico para tratar, por ejemplo, lunares, erupciones cutáneas, picazón en la piel, hongos en la piel o infección, protuberancias en la piel o verrugas.
- Indicaciones sobre cómo usarlo en diversas pigmentaciones de la piel.
- Evitar el uso excesivo no superando los parámetros de uso indicados como la acumulación de pulsos y/o el aumento de la frecuencia de uso.
- Verificar que no haya daños visibles en la óptica de emisión o en la carcasa del aparato. Si hay daño, no use el aparato.

Contraindicaciones

- NO use la Máscara de Terapia LED si tiene antecedentes de convulsiones provocadas por la luz. Se recomienda probar en una pequeña área menos sensible de la piel (ver sección 5.2 - Prueba de sensibilidad a la luz).
- NO use la Máscara de Terapia LED para tratar otras condiciones distintas a las indicadas. No se ha probado para otras condiciones y el riesgo es desconocido.
- NO use la Máscara de Terapia LED si está embarazada, planea estarlo o está amamantando. No se ha probado en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y, por lo tanto, el riesgo para el feto, el neonato o las mujeres embarazadas es desconocido.
- NO use la Máscara de Terapia LED si sufre de lupus eritematoso, eczema fotosensible o albinismo. Si usa la

máscara para tratar estas condiciones, puede provocar una reacción cutánea severa.

- NO use la Máscara de Terapia LED si sufre de un trastorno de fotosensibilidad (sensibilización a la luz). Si usa la máscara y sufre de un trastorno fotosensible, puede causar una reacción cutánea severa.
- No insertes ningún objeto en las aberturas del dispositivo.
- NO use la Máscara de Terapia LED si está tomando medicamentos que puedan causar fotosensibilidad. Si usa la máscara y está tomando un medicamento que puede causar fotosensibilidad, puede provocar una reacción cutánea severa. La fotosensibilidad es un efecto secundario común de varios medicamentos. Estos pueden incluir ciertos antibióticos, medicamentos de quimioterapia, medicamentos para el corazón y diuréticos. Si no está seguro de algún medicamento que esté tomando, consulte a su proveedor de salud.

Seguridad General

ADVERTENCIAS:

- La Máscara LED de Terapia es un dispositivo eléctrico que, bajo ciertas circunstancias, podría presentar un riesgo de choque eléctrico para el usuario. Por favor, lea detenidamente el manual de usuario adjunto y siga las instrucciones indicadas para asegurar la máxima seguridad durante su operación.
- La correa de la Máscara LED de Terapia contiene una mezcla de poliéster, nylon y lycra. Si es alérgico a alguno de estos materiales, es posible que no pueda usar la correa.
- La Máscara LED de Terapia no puede usarse en modo de carga.

- Antes de cada uso, con el dispositivo apagado, limpie la máscara facial.
- NO use otros productos de limpieza que no sean los indicados en las instrucciones de limpieza. El uso de otros productos de limpieza puede dañar la Máscara LED de Terapia.
- Almacene la Máscara LED de Terapia a temperatura ambiente en condiciones secas, lejos de la luz solar directa.
- APAGUE y RETIRE la Máscara LED de Terapia de Luz inmediatamente si se siente caliente o si su piel se siente incómodamente cálida. Debido a la longitud del cable de carga, puede ocurrir estrangulamiento, así que mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- NO use la Máscara LED de Terapia de Luz sin quitarse el maquillaje ANTES del tratamiento. Algunos ingredientes en estos productos pueden causar sensibilización de la piel o reducir el efecto del tratamiento. Si usa la máscara sin quitar estos productos, puede causar una reacción cutánea o reducir el efecto del tratamiento. Este equipo no está destinado para uso por niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo para evitar el riesgo de incendio y quemaduras.
- NUNCA use la Máscara LED de Terapia de Luz cerca del agua o donde el agua pueda derramarse sobre el equipo. NO use la Máscara LED de Terapia de Luz si cree que ha estado en contacto con agua. No someta el equipo a golpes fuertes para evitar el riesgo de daño a la lámpara.
- Mantenga la Máscara LED de Terapia de Luz alejada de superficies CALIENTES.
- NO intente modificar la Máscara LED de Terapia de Luz de ninguna manera. Modificar la Máscara LED de Terapia de Luz anulará su garantía. Modificar la Máscara LED de






Terapia de Luz podría causar un choque eléctrico cuando el sistema se use nuevamente. El sistema no contiene partes reparables. Usar accesorios diferentes a los especificados o proporcionados por el fabricante de este equipo podría resultar en emisiones electromagnéticas aumentadas o disminución de la inmunidad electromagnética.

- NO use la Máscara LED de Terapia de Luz si la máscara, el mando a distancia o el cable están dañados de alguna manera. No deje el equipo desatendido cuando esté encendido para evitar el riesgo de incendio o quemaduras.
- Al retirar de la temperatura mínima/máxima de almacenamiento, se recomienda dejar reposar durante 2 horas antes de usar.
- No mire directamente ni dirija la luz a los ojos mientras está en funcionamiento.

Seguridad eléctrica

- NO almacene el dispositivo a temperaturas superiores a 60 °C/140 °F. Aumentar la temperatura interna puede causar un mal funcionamiento o incendio.
- Si hay humo o un olor extraño, deje de usarlo, apague el dispositivo y retire el adaptador de carga.
- NO dañe, procese, doble, tuerza o caliente el cable USB. El daño al cable puede causar incendio o choque eléctrico.

Significado de los símbolos

Símbolo	Significado
	Consulte el manual de instrucciones
	Equipo de clase II
	Señal de advertencia general
IP22	Clasificación IP
	Mantener alejado de la luz solar
	Precaución

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the following instructions carefully before using the product. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- This appliance can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- **WARNING.** Possible eye injury (which could lead to vision loss) or skin injury if instructions are not followed. Read and follow the instructions.
- **WARNING.** Use only disposable materials and consumables recommended by the manufacturer.
- **WARNING.** Skin damage may occur after prolonged or repeated application to the same area.
- **WARNING.** Misuse can cause eye damage. Protect eyes from exposure. Do not use the appliance on eyelids or near the eyes.
- **WARNING.** Do not disable the device's built-in safety features.
- **WARNING.** If you are taking photosensitising medication or herbal remedies, consult a doctor before using the device, as it may cause skin damage.
- **WARNING.** These devices must not be used by children or on children.
- Do not use the device on areas where the integrity of the skin is compromised (e.g. in the presence of burns, injuries, blisters, scars, cuts, open wounds, active skin conditions,

- recent tanning or sunburn, and/or infection).
- This device is not intended for the treatment of medical conditions. You should seek medical advice for conditions such as moles, rashes, itchy skin, fungal infections, skin growths or warts.
 - Instructions on how to use it on various skin pigmentations.
 - Avoid excessive use by not exceeding the specified usage parameters, such as the accumulation of pulses and/or increased frequency of use.
 - Check that there is no visible damage to the emission optics or the device housing. If there is any damage, do not use the device.

Contraindications

- DO NOT use the LED Therapy Mask if you have a history of light-induced seizures. It is recommended that you test the device on a small, less sensitive area of skin (see section 5.2 – Light sensitivity test).
- DO NOT use the LED Therapy Mask to treat conditions other than those indicated. It has not been tested for other conditions and the risks are unknown.
- DO NOT use the LED Therapy Mask if you are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding. It has not been tested on pregnant or breastfeeding women and, therefore, the risk to the fetus, newborn or pregnant women is unknown.
- DO NOT use the LED Therapy Mask if you suffer from lupus erythematosus, photosensitive eczema, or albinism. Using the mask to treat these conditions can lead to a severe skin reaction.
- DO NOT use the LED Therapy Mask if you suffer from a photosensitivity disorder (light sensitisation). If you use

the mask and suffer from a photosensitive disorder, it can cause a severe skin reaction.

- Do not insert any objects into the device openings.
- **DONOT** use the LED Therapy Mask if you are taking medication that may cause photosensitivity. If you use the mask and are taking medication that can cause photosensitivity, it can lead to a severe skin reaction. Photosensitivity is a common side effect of various medications. These may include certain antibiotics, chemotherapy drugs, heart medications, and diuretics. If you are unsure about any medication you are taking, consult your healthcare provider.

General safety

WARNINGS:

- The LED Therapy Mask is an electrical device that, under certain circumstances, could pose a risk of electric shock to the user. Please read the attached user manual carefully and follow the indicated instructions to ensure maximum safety during its operation.
- The strap of the LED Therapy Mask contains a blend of polyester, nylon, and lycra. If you are allergic to any of these materials, you may not be able to use the strap.
- The LED Therapy Mask cannot be used when charging.
- Before each use, with the device switched off, clean the face mask.
- **DO NOT** use cleaning products other than those indicated in the cleaning instructions. The use of other cleaning products may damage the LED Therapy Mask.
- Store the LED Therapy Mask at room temperature in dry conditions, away from direct sunlight.
- **SWITCH OFF** and **REMOVE** the LED Light Therapy Mask

immediately if it feels hot or if your skin feels uncomfortably warm. Due to the length of the charging cable, strangulation may occur, so keep the product out of reach of children.






- DO NOT use the LED Light Therapy Mask without removing make-up BEFORE treatment. Some ingredients in these products can cause skin sensitisation or reduce the effect of the treatment. If you use the mask without removing these products, it may cause a skin reaction or reduce the effect of the treatment. This equipment is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure they do not play with the equipment to avoid the risk of fire and burns.
- NEVER use the LED Light Therapy Mask near water or where water may spill onto the equipment. DO NOT use the LED Light Therapy Mask if you believe it has been in contact with water. Do not subject the equipment to strong impacts to avoid the risk of damage to the lamp.
- Keep the LED Light Therapy Mask away from HOT surfaces.
- DO NOT attempt to modify the LED Light Therapy Mask in any way. Modifying the LED Light Therapy Mask will void its warranty. Modifying the LED Light Therapy Mask could cause an electric shock when it is used again. It contains no serviceable parts. Using accessories other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity.
- DO NOT use the LED Light Therapy Mask if the mask, remote control, or cable are damaged in any way. Do not leave the equipment unattended when switched on to avoid the risk of fire or burns.
- When removing from minimum/maximum storage temperature, it is recommended to let it rest for 2 hours before use.

- Do not look directly at or direct the light into the eyes while in operation.

Electrical safety

- DO NOT store the device at temperatures above 60°C/140°F. Increasing the internal temperature can cause malfunction or fire.
- If there is smoke or a strange odour, stop using it, switch off the device, and remove the charger.
- DO NOT damage, process, bend, twist, or heat the USB cable. Damage to the cable can cause fire or electric shock.

Meaning of symbols

Symbol	Meaning
	Refer to the instruction manual
	Class II equipment
	General warning sign
IP22	IP rating
	Keep away from sunlight
	Caution

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne peuvent pas être menés à terme par les enfants.
- **AVERTISSEMENT.** Blessure oculaire possible (pouvant entraîner une perte de vision) ou lésion cutanée si les instructions ne sont pas suivies. Lisez et suivez les instructions.
- **AVERTISSEMENT.** Utilisez uniquement les matériaux jetables et les consommables recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT.** Des lésions cutanées peuvent survenir après une application prolongée ou répétée sur une même zone.
- **AVERTISSEMENT.** Une mauvaise utilisation peut provoquer des lésions oculaires. Protégez vos yeux de l'exposition. N'utilisez pas l'appareil sur les paupières ou près des yeux.
- **AVERTISSEMENT.** Ne contournez pas les mécanismes de sécurité inhérents à l'appareil.
- **AVERTISSEMENT.** Si vous prenez des médicaments photosensibilisants ou des remèdes à base de plantes, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil, car son utilisation peut endommager la peau.

- **AVERTISSEMENT.** Ces appareils ne doivent pas être utilisés par des enfants ni sur des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil sur des zones où l'intégrité de la peau est compromise (par exemple, en présence de brûlures, lésions, ampoules, cicatrices, coupures, plaies ouvertes, maladies cutanées actives, bronzage récent ou coups de soleil, et/ou infection).
- Cet appareil n'est pas destiné au traitement de conditions médicales. Un avis médical doit être sollicité pour traiter, par exemple, les grains de beauté, les éruptions cutanées, les démangeaisons cutanées, les champignons cutanés ou les infections, les bosses cutanées ou les verrues.
- Indications sur la façon de l'utiliser sur diverses pigmentations de la peau.
- Évitez une utilisation excessive en ne dépassant pas les paramètres d'utilisation indiqués, tels que l'accumulation d'impulsions et/ou l'augmentation de la fréquence d'utilisation.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles sur l'optique d'émission ou sur le boîtier de l'appareil. En cas de dommage, n'utilisez pas l'appareil.

Contre-indications

- N'utilisez PAS le masque de thérapie LED si vous avez des antécédents de crises d'épilepsie provoquées par la lumière. Il est recommandé de tester sur une petite zone moins sensible de la peau (voir section 5.2 - Test de sensibilité à la lumière).
- N'utilisez PAS le masque de thérapie LED pour traiter d'autres affections que celles indiquées. Il n'a pas été testé pour d'autres affections et le risque est inconnu.
- N'utilisez PAS le masque de thérapie LED si vous êtes

enceinte, si vous prévoyez de l'être ou si vous allaitez. Il n'a pas été testé sur des femmes enceintes ou allaitantes et, par conséquent, le risque pour le fœtus, le nouveau-né ou les femmes enceintes est inconnu.

- N'utilisez PAS le masque de thérapie LED si vous souffrez de lupus érythémateux, d'eczéma photosensible ou d'albinisme. Si vous utilisez le masque pour traiter ces affections, cela peut provoquer une réaction cutanée sévère.
- N'utilisez PAS le masque de thérapie LED si vous souffrez d'un trouble de photosensibilité (sensibilisation à la lumière). Si vous utilisez le masque et que vous souffrez d'un trouble photosensible, cela peut provoquer une réaction cutanée sévère.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
- N'utilisez PAS le masque de thérapie LED si vous prenez des médicaments pouvant provoquer une photosensibilité. Si vous utilisez le masque et que vous prenez un médicament pouvant provoquer une photosensibilité, cela peut entraîner une réaction cutanée sévère. La photosensibilité est un effet secondaire courant de plusieurs médicaments. Ceux-ci peuvent inclure certains antibiotiques, des médicaments de chimiothérapie, des médicaments pour le cœur et diurétiques. Si vous n'êtes pas sûr d'un médicament que vous prenez, consultez votre professionnel de la santé.

Sécurité générale

AVERTISSEMENTS :

- Le masque LED de thérapie est un appareil électrique qui, dans certaines circonstances, pourrait présenter un risque de choc électrique pour l'utilisateur. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation ci-joint et suivre les

instructions indiquées pour assurer une sécurité maximale pendant son fonctionnement.

- La sangle du masque LED de thérapie contient un mélange de polyester, de nylon et de lycra. Si vous êtes allergique à l'un de ces matériaux, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser la sangle.
- Le masque LED de thérapie ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- Avant chaque utilisation, lorsque l'appareil est éteint, nettoyez le masque facial.
- N'utilisez PAS d'autres produits de nettoyage que ceux indiqués dans les instructions de nettoyage. L'utilisation d'autres produits de nettoyage peut endommager le masque LED de thérapie.
- Rangez le masque LED de thérapie à température ambiante dans des conditions sèches, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- ÉTEIGNEZ et RETIREZ immédiatement le masque LED de thérapie lumineuse si vous ressentez une chaleur ou si votre peau est inconfortablement chaude. En raison de la longueur du câble de charge, un étranglement peut se produire, veuillez donc garder l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez PAS le masque LED de thérapie lumineuse sans vous démaquiller AVANT le traitement. Certains ingrédients de ces produits peuvent provoquer une sensibilisation de la peau ou réduire l'effet du traitement. Si vous utilisez le masque sans retirer ces produits, cela peut provoquer une réaction cutanée ou réduire l'effet du traitement. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie et de brûlures.

- N'utilisez JAMAIS le masque LED de thérapie lumineuse près de l'eau ou là où de l'eau pourrait se répandre sur l'appareil. N'utilisez PAS le masque LED de thérapie lumineuse si vous pensez qu'il a été en contact avec de l'eau. Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents pour éviter tout risque d'endommagement de la lumière.
- Gardez le masque LED de thérapie lumineuse éloigné des surfaces CHAUDES.
- N'essayez PAS de modifier le masque LED de thérapie lumineuse de quelque manière que ce soit. Modifier le masque LED de thérapie lumineuse annulera sa garantie. Modifier le masque LED de thérapie lumineuse pourrait provoquer un choc électrique lorsque le système sera réutilisé. Le système ne contient pas de pièces réparables. L'utilisation d'accessoires différents de ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement pourrait entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique.
- N'utilisez PAS le masque LED de thérapie lumineuse si le masque, la télécommande ou le câble sont endommagés de quelque manière que ce soit. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlures.
- Lors du retrait de la température de stockage minimale/ maximale, il est recommandé de laisser reposer pendant 2 heures avant utilisation.
- Ne regardez pas directement et ne dirigez pas la lumière vers les yeux pendant le fonctionnement.






Sécurité électrique

- NE stockez PAS l'appareil à des températures supérieures

à 60 °C/140 °F. L'augmentation de la température interne peut provoquer un dysfonctionnement ou un incendie.

- En cas de fumée ou d'odeur étrange, cessez de l'utiliser, éteignez l'appareil et retirez l'adaptateur de charge.
- N'endommagez PAS, ne traitez pas, ne pliez pas, ne tordez pas ou ne chauffez pas le câble USB. Les dommages au câble peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.

Signification des symboles

Symbole	Signification
	Consultez le manuel d'instructions
	Équipement de classe II
	Avertissement général
IP22	Classification IP
	Tenir à l'écart de la lumière du soleil
	Avertissement

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- **WARNUNG.** Bei Nichtbeachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von Augenverletzungen, die zum Verlust des Sehvermögens führen können, oder von Hautverletzungen. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen.
- **WARNUNG.** Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Einwegmaterialien und Verbrauchsmaterialien.
- **WARNUNG.** Nach längerer oder wiederholter Anwendung auf demselben Bereich können Hautschäden auftreten.
- **WARNUNG.** Eine unsachgemäße Verwendung kann Augenschäden verursachen. Schützen Sie die Augen vor Lichtexposition. Verwenden Sie das Gerät nicht auf den Augenlidern oder in der Nähe der Augen.
- **WARNUNG.** Setzen Sie die im Gerät integrierten Sicherheitsmechanismen nicht außer Kraft.
- **WARNUNG.** Wenn Sie photosensibilisierende Medikamente oder pflanzliche Heilmittel einnehmen, konsultieren Sie vor der Anwendung des Geräts einen Arzt, da die Anwendung die Haut schädigen kann.

- **WARNUNG.** Diese Geräte dürfen weder von Kindern noch an Kindern verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Bereichen, in denen die Hautintegrität beeinträchtigt ist, z. B. bei Verbrennungen, Verletzungen, Blasen, Narben, Schnittwunden, offenen Wunden, aktiven Hauterkrankungen, kürzlich erfolgter Bräunung oder Sonnenbrand und/oder Infektionen.
- Dieses Gerät ist nicht zur Behandlung medizinischer Zustände bestimmt. Für die Behandlung von beispielsweise Muttermalen, Hautausschlägen, Hautjucken, Hautpilz oder Infektionen, Hauterhebungen oder Warzen ist ärztlicher Rat einzuholen.
- Hinweise zur Anwendung bei verschiedenen Hautpigmentierungen.
- Vermeiden Sie eine übermäßige Anwendung, indem Sie die angegebenen Anwendungsparameter, wie die Ansammlung von Impulsen und/oder die Erhöhung der Anwendungshäufigkeit, nicht überschreiten.
- Überprüfen Sie, dass keine sichtbaren Schäden an der Lichtemissionsoptik oder am Gehäuse des Geräts vorhanden sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Schäden vorhanden sind.

Kontraindikationen

- Verwenden Sie die LED-Therapiemaske NICHT, wenn bei Ihnen in der Vergangenheit durch Licht ausgelöste Krampfanfälle aufgetreten sind. Es wird empfohlen, das Gerät an einer kleinen, weniger empfindlichen Hautstelle zu testen (siehe Abschnitt 5.2 – Test auf Lichtempfindlichkeit).
- Verwenden Sie die LED-Therapiemaske NICHT zur Behandlung anderer als der angegebenen Beschwerden. Sie wurde nicht für andere Beschwerden geprüft, und das Risiko ist unbekannt.

- Verwenden Sie die LED-Therapiemaske NICHT, wenn Sie schwanger sind, eine Schwangerschaft planen oder stillen. Sie wurde nicht bei schwangeren oder stillenden Frauen geprüft; daher ist das Risiko für den Fötus, das Neugeborene oder schwangere Frauen unbekannt.
- Verwenden Sie die LED-Therapiemaske NICHT, wenn Sie an Lupus erythematodes, photosensiblen Ekzem oder Albinismus leiden. Wenn Sie die Maske zur Behandlung dieser Beschwerden verwenden, kann dies eine schwere Hautreaktion hervorrufen.
- Verwenden Sie die LED-Therapiemaske NICHT, wenn Sie an einer Photosensibilitätsstörung bzw. Lichtempfindlichkeit leiden. Wenn Sie die Maske verwenden und an einer Photosensibilitätsstörung leiden, kann dies eine schwere Hautreaktion hervorrufen.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
- Verwenden Sie die LED-Therapiemaske NICHT, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Photosensibilität verursachen können. Wenn Sie die Maske verwenden und ein Medikament einnehmen, das Photosensibilität verursachen kann, kann dies eine schwere Hautreaktion hervorrufen. Photosensibilität ist eine häufige Nebenwirkung verschiedener Medikamente. Dazu können bestimmte Antibiotika, Chemotherapeutika, Herzmedikamente und Diuretika gehören. Wenn Sie sich bezüglich eines Medikaments, das Sie einnehmen, nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Gesundheitsdienstleister.

Allgemeine Sicherheit

WARNUNGEN:

- Die LED-Therapiemaske ist ein elektrisches Gerät, das unter bestimmten Umständen ein Risiko eines elektrischen Schlags für den Benutzer darstellen kann. Lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin angegebenen Anweisungen, um die maximale Sicherheit während des Betriebs zu gewährleisten.
- Das Band der LED-Therapiemaske besteht aus einer Mischung aus Polyester, Nylon und Lycra. Wenn Sie gegen eines dieser Materialien allergisch sind, können Sie das Band möglicherweise nicht verwenden.
- Die LED-Therapiemaske darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- Reinigen Sie die Gesichtsmaske vor jeder Anwendung bei ausgeschaltetem Gerät.
- Verwenden Sie KEINE anderen Reinigungsprodukte als die in den Reinigungsanweisungen angegebenen. Die Verwendung anderer Reinigungsprodukte kann die LED-Therapiemaske beschädigen.
- Bewahren Sie die LED-Therapiemaske bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort und fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.
- SCHALTEN Sie die LED-Lichttherapiemaske sofort aus und NEHMEN Sie sie ab, wenn sie sich heiß anfühlt oder wenn sich Ihre Haut unangenehm warm anfühlt. Aufgrund der Länge des Ladekabels besteht Strangulationsgefahr; bewahren Sie das Produkt daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie die LED-Lichttherapiemaske NICHT, ohne VOR der Behandlung Ihr Make-up zu entfernen. Einige

Inhaltsstoffe dieser Produkte können eine Sensibilisierung der Haut verursachen oder die Wirkung der Behandlung verringern. Wenn Sie die Maske verwenden, ohne diese Produkte zu entfernen, kann dies eine Hautreaktion verursachen oder die Wirkung der Behandlung verringern. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen, damit das Risiko von Brand und Verbrennungen vermieden wird.

- Verwenden Sie die LED-Lichttherapiemaske NIEMALS in der Nähe von Wasser oder an Orten, an denen Wasser auf das Gerät verschüttet werden könnte. Verwenden Sie die LED-Lichttherapiemaske NICHT, wenn Sie vermuten, dass sie mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen aus, um das Risiko einer Beschädigung der Lampe zu vermeiden.
- Halten Sie die LED-Lichttherapiemaske von HEISSEN Oberflächen fern.
- Versuchen Sie NICHT, die LED-Lichttherapiemaske in irgendeiner Weise zu verändern. Eine Veränderung der LED-Lichttherapiemaske führt zum Erlöschen Ihrer Garantie. Eine Veränderung der LED-Lichttherapiemaske kann bei erneuter Verwendung des Systems einen elektrischen Schlag verursachen. Das System enthält keine reparierbaren Teile. Die Verwendung von anderem Zubehör als dem vom Hersteller dieses Geräts angegebenen oder bereitgestellten kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder zu einer verminderten elektromagnetischen Störfestigkeit führen.
- Verwenden Sie die LED-Lichttherapiemaske NICHT, wenn die Maske, die Fernbedienung oder das Kabel in irgendeiner Weise beschädigt sind. Lassen Sie das Gerät nicht



unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist, um das Risiko von Brand oder Verbrennungen zu vermeiden.




- Wenn das Gerät aus Umgebungen mit der minimalen bzw. maximalen Lagertemperatur genommen wird, wird empfohlen, es vor der Verwendung 2 Stunden ruhen zu lassen.
- Blicken Sie während des Betriebs nicht direkt in das Licht und richten Sie es nicht auf die Augen.

Elektrische Sicherheit

- Lagern Sie das Gerät NICHT bei Temperaturen über 60 °C/140 °F. Ein Anstieg der Innentemperatur kann zu Fehlfunktionen oder Brand führen.
- Wenn Rauch oder ein ungewöhnlicher Geruch auftritt, verwenden Sie das Gerät nicht weiter, schalten Sie es aus und entfernen Sie den Ladeadapter.
- Beschädigen, bearbeiten, knicken, verdrehen oder erhitzen Sie das USB-Kabel NICHT. Eine Beschädigung des Kabels kann Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

Bedeutung der Symbole

Symbol	Bedeutung
	Bedienungsanleitung beachten
	Gerät der Klasse II

	Allgemeines Warnzeichen
IP22	IP-Schutzart
	Vor Sonnenlicht schützen
	Vorsicht

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Questo apparecchio può essere usato da bambini con età superiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotto sorveglianza o avendo ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendendo i rischi che lo stesso implica. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
- **AVVERTENZA.** Se non si seguono le istruzioni, si rischia di provocare lesioni agli occhi (che potrebbero causare la perdita della vista) o lesioni alla pelle. Leggere e seguire le istruzioni.
- **AVVERTENZA.** Utilizzare esclusivamente materiali monouso e materiali di consumo raccomandati dal produttore.
- **AVVERTENZA.** Un'applicazione prolungata o ripetuta sulla stessa zona può causare danni alla pelle.
- **AVVERTENZA.** Un uso improprio può causare lesioni agli occhi. Proteggere gli occhi dall'esposizione. Non utilizzare l'apparecchio sulle palpebre o in prossimità degli occhi.
- **AVVERTENZA.** Non disattivare i meccanismi di sicurezza integrati nel dispositivo.
- **AVVERTENZA.** Qualora si stiano assumendo farmaci fotosensibilizzanti o preparati a base di erbe, consultare un medico prima di utilizzare l'apparecchio, poiché il suo impiego potrebbe causare danni alla pelle.
- **AVVERTENZA.** Questi dispositivi non devono essere utilizzati dai bambini né sui bambini.

- Non utilizzare l'apparecchio su zone in cui l'integrità della pelle è compromessa (ad esempio in presenza di ustioni, lesioni, vesciche, cicatrici, tagli, ferite aperte, malattie cutanee in fase attiva, abbronzatura recente o scottature solari e/o infezioni).
- Questo dispositivo non è destinato al trattamento di patologie mediche. È necessario consultare un medico per trattare, ad esempio, nei, eruzioni cutanee, prurito, micosi o infezioni cutanee, protuberanze cutanee o verruche.
- Indicazioni sull'uso in presenza di diverse tonalità di pelle.
- Evitare un uso eccessivo, rispettando i parametri d'uso indicati, quali il numero massimo di impulsi e/o la frequenza d'uso.
- Verificare che non vi siano danni visibili sull'ottica di emissione o sull'involucro dell'apparecchio. In caso di danni, non utilizzare l'apparecchio.

Controindicazioni

- NON utilizzare la maschera LED se si ha una storia clinica di convulsioni provocate dalla luce. Si raccomanda di effettuare una prova su una piccola area meno sensibile della pelle (vedere la sezione 5.2 - Prova di sensibilità alla luce).
- NON utilizzare la maschera LED per trattare condizioni diverse da quelle indicate. Non è stato testato in altre condizioni e il rischio è sconosciuto.
- NON utilizzare la maschera LED in caso di gravidanza, se si sta pianificando una gravidanza o durante l'allattamento. Non è stato testato su donne in gravidanza o in allattamento e, pertanto, il rischio per il feto, il neonato o le donne in gravidanza è sconosciuto.
- NON utilizzare la maschera LED se soffre di lupus

eritematoso, eczema fotosensibile o albinismo. Se si utilizza la maschera per trattare queste patologie, si potrebbe provocare una grave reazione cutanea.

- NON utilizzare la maschera LED se si soffre di un disturbo di fotosensibilità (sensibilità alla luce). Se indossa la mascherina e soffre di un disturbo fotosensibile, potrebbe verificarsi una grave reazione cutanea.
- Non inserire alcun oggetto nelle fessure del dispositivo.
- NON utilizzare la maschera LED se sta assumendo farmaci che potrebbero causare fotosensibilità. Se si utilizza la maschera e si sta assumendo un farmaco che può causare fotosensibilità, si potrebbe verificare una grave reazione cutanea. La fotosensibilità è un effetto collaterale comune di diversi farmaci. Tra questi possono figurare alcuni antibiotici, farmaci chemioterapici, farmaci per il cuore e diuretici. Se si hanno dubbi su un farmaco che si sta assumendo, consultare il proprio medico.

Sicurezza generale

AVVERTENZE:

- La maschera LED è un dispositivo elettrico che, in determinate circostanze, potrebbe comportare un rischio di scossa elettrica per l'utente. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso allegato e di seguire le istruzioni riportate per garantire la massima sicurezza durante l'utilizzo.
- Il cinturino della maschera LED è realizzato in un misto di poliestere, nylon e lycra. Se si è allergici a uno di questi materiali, potrebbe non essere possibile utilizzare il cinturino.
- La maschera LED non può essere utilizzata durante la ricarica.

- Prima di ogni utilizzo, con il dispositivo spento, pulire la maschera per il viso.
- NON utilizzare prodotti per la pulizia diversi da quelli indicati nelle istruzioni per la pulizia. L'uso di altri prodotti per la pulizia può danneggiare la maschera LED.
- Conservare la maschera LED a temperatura ambiente in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
- SPEGNERE e RIMUOVERE immediatamente la maschera LED se si avverte calore o se la pelle risulta fastidiosamente calda. Data la lunghezza del cavo di ricarica, sussiste il rischio di strangolamento; si raccomanda quindi di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- NON utilizzare la maschera LED senza essersi struccati PRIMA del trattamento. Alcuni ingredienti contenuti in questi prodotti possono causare sensibilizzazione cutanea o ridurre l'efficacia del trattamento. Se si indossa la maschera senza aver prima rimosso questi prodotti, si potrebbe provocare una reazione cutanea o ridurre l'efficacia del trattamento. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte dei bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio, al fine di evitare il rischio di incendio e ustioni.
- Non utilizzare MAI la maschera LED in prossimità di acqua o in luoghi in cui l'acqua possa finire a contatto con l'apparecchio. NON utilizzare la maschera LED se si ritiene che sia entrata in contatto con l'acqua. Non sottoporre l'apparecchio a urti violenti per evitare il rischio di danneggiare la luce.
- Tenere la maschera LED lontana da superfici CALDE.
- NON tentare in alcun modo di modificare la maschera LED. La modifica della maschera LED invaliderà la garanzia. La modifica della maschera LED potrebbe causare una scossa elettrica al momento di riutilizzare il sistema. Il

sistema non contiene parti riparabili. L'uso di accessori diversi da quelli specificati o forniti dal produttore di questa apparecchiatura potrebbe comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica.

- NON utilizzare la maschera LED se la maschera, il telecomando o il cavo presentano segni di danneggiamento. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso per evitare il rischio di incendio o ustioni.
- Una volta tolta dalla temperatura minima/massima di conservazione, si consiglia di lasciarlo riposare per 2 ore prima dell'uso.
- Non guardare direttamente la luce né puntarla verso gli occhi mentre è in funzione.

Sicurezza elettrica

- NON conservare il dispositivo a temperature superiori a 60 °C/140 °F. Un aumento della temperatura interna può causare malfunzionamenti o incendi.
- Se si nota la presenza di fumo o di un odore insolito, interrompere l'uso, spegnere il dispositivo e scollegare l'adattatore di ricarica.
- Non danneggiare, piegare, torcere o riscaldare il cavo USB. Un danneggiamento del cavo può causare un incendio o una scossa elettrica.

Significato dei simboli

Simbolo	Significato
	Consultare il manuale d'istruzioni
	Apparecchiature di classe II
	Segnale di avvertimento generico
IP22	Grado di protezione IP
	Tenere al riparo dalla luce solare
	Attenzione

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as seguintes instruções antes de utilizar o produto. Guarde este manual para futuras consultas ou para novos utilizadores.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido a supervisão ou instruções adequadas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos que este implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- **AVISO.** Possível lesão ocular (que pode levar à perda de visão) ou lesão na pele se as instruções não forem seguidas. Leia e siga as instruções.
- **AVISO.** Utilize apenas materiais descartáveis e consumíveis recomendados pelo fabricante.
- **AVISO.** Podem ocorrer lesões cutâneas após uma aplicação prolongada ou repetida na mesma área.
- **AVISO.** A utilização incorreta pode causar lesões oculares. Proteja os olhos da exposição. Não utilize o aparelho nas pálpebras ou perto dos olhos.
- **AVISO.** Não desative os mecanismos de segurança inerentes ao dispositivo.
- **AVISO.** Se estiver a tomar medicamentos fotossensibilizantes ou remédios à base de plantas, consulte um médico antes de utilizar o aparelho, uma vez que a sua utilização pode causar danos na pele.
- **AVISO.** Estes aparelhos não devem ser utilizados por crianças nem em crianças.
- Não utilize o aparelho em áreas onde a integridade da

pele esteja comprometida (por exemplo, na presença de queimaduras, lesões, bolhas, cicatrizes, cortes, feridas abertas, doenças cutâneas ativas, bronzeamento recente ou queimaduras solares e/ou infecção).

- Este aparelho não se destina ao tratamento de condições médicas. Deve procurar aconselhamento médico para tratar, por exemplo, sinais, erupções cutâneas, comichão na pele, fungos na pele ou infecções, protuberâncias na pele ou verrugas.
- Indicações sobre como utilizar em diversas pigmentações da pele.
- Evite o uso excessivo, não excedendo os parâmetros de utilização indicados, tais como a acumulação de pulsos e/ou o aumento da frequência de utilização.
- Verifique se não existem danos visíveis na ótica de emissão ou na estrutura do aparelho. Se houver danos, não utilize o aparelho.

Contraindicações

- NÃO utilize a Máscara de Terapia LED se tiver antecedentes de convulsões provocadas pela luz. Recomenda-se testar numa pequena área menos sensível da pele (ver secção 5.2 - Teste de sensibilidade à luz).
- NÃO utilize a Máscara de Terapia LED para tratar outras condições que não as indicadas. Não foi testada para outras condições e o risco é desconhecido.
- NÃO utilize a Máscara de Terapia LED se estiver grávida, a planejar engravidar ou a amamentar. Não foi testada em mulheres grávidas ou a amamentar e, por conseguinte, o risco para o feto, o recém-nascido ou as mulheres grávidas é desconhecido.
- NÃO utilize a Máscara de Terapia LED se sofrer de lúpus

eritematoso, eczema fotossensível ou albinismo. Se utilizar a máscara para tratar estas condições, pode provocar uma reação cutânea grave.

- NÃO utilize a Máscara de Terapia LED se sofrer de um distúrbio de fotossensibilidade (sensibilização à luz). Se utilizar a máscara e sofrer de um distúrbio de fotossensibilidade, pode causar uma reação cutânea grave.
- Não insira nenhum objeto nas aberturas do dispositivo.
- NÃO utilize a Máscara de Terapia LED se estiver a tomar medicamentos que possam causar fotossensibilidade. Se utilizar a máscara e estiver a tomar um medicamento que possa causar fotossensibilidade, pode provocar uma reação cutânea grave. A fotossensibilidade é um efeito secundário comum de vários medicamentos. Estes podem incluir certos antibióticos, medicamentos de quimioterapia, medicamentos para o coração e diuréticos. Se não tiver a certeza sobre algum medicamento que esteja a tomar, consulte o seu médico.

Segurança Geral

AVISOS:

- A Máscara de Terapia LED é um dispositivo elétrico que, em determinadas circunstâncias, pode representar um risco de choque elétrico para o utilizador. Por favor, leia atentamente o manual do utilizador anexo e siga as instruções indicadas para garantir a máxima segurança durante a sua utilização.
- A tira da Máscara de Terapia LED contém uma mistura de poliéster, nylon e lycra. Se for alérgico a algum destes materiais, poderá não ser possível utilizar a tira.
- A Máscara LED de Terapia não pode ser utilizada no modo de carregamento.

- Antes de cada utilização, com o dispositivo desligado, limpe a máscara facial.
- NÃO utilize outros produtos de limpeza que não sejam os indicados nas instruções de limpeza. A utilização de outros produtos de limpeza pode danificar a Máscara de Terapia LED.
- Guarde a Máscara de Terapia LED à temperatura ambiente em condições secas, longe da luz solar direta.
- DESLIGUE e RETIRE a Máscara de Terapia LED imediatamente se sentir calor ou se a sua pele ficar desconfortavelmente quente. Devido ao comprimento do cabo de carregamento, pode ocorrer estrangulamento, por isso mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- NÃO utilize a Máscara de Terapia de Luz LED sem remover a maquiagem ANTES do tratamento. Alguns ingredientes destes produtos podem causar sensibilização da pele ou reduzir o efeito do tratamento. Se utilizar a máscara sem remover estes produtos, pode causar uma reação cutânea ou reduzir o efeito do tratamento. Este equipamento não se destina a ser utilizado por crianças. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o equipamento, a fim de evitar o risco de incêndio e queimaduras.
- NUNCA utilize a Máscara LED de Terapia de Luz perto de água ou em locais onde a água possa derramar-se sobre o equipamento. NÃO utilize a Máscara LED de Terapia de Luz se achar que esta esteve em contacto com água. Não submeta o equipamento a impactos fortes para evitar o risco de danos na lâmpada.
- Mantenha a Máscara LED de Terapia de Luz afastada de superfícies QUENTES.
- NÃO tente modificar a Máscara LED de Terapia de Luz



de forma alguma. Modificar a Máscara LED de Terapia de Luz anulará a sua garantia. Modificar a Máscara LED de Terapia de Luz poderá causar um choque elétrico quando o sistema for utilizado novamente. O sistema não contém peças reparáveis. A utilização de acessórios diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento poderá resultar em emissões eletromagnéticas aumentadas ou na diminuição da imunidade eletromagnética.

- NÃO utilize a Máscara LED de Terapia de Luz se a máscara, o comando à distância ou o cabo estiverem danificados de alguma forma. Não deixe o equipamento sem vigilância quando estiver ligado, para evitar o risco de incêndio ou queimaduras.
- Ao retirar do armazenamento à temperatura mínima/máxima, recomenda-se deixar repousar durante 2 horas antes de utilizar.
- Não olhe diretamente para a luz nem a direcione para os olhos enquanto estiver em funcionamento.

Segurança elétrica

- NÃO armazene o dispositivo a temperaturas superiores a 60 °C/140 °F. O aumento da temperatura interna pode causar mau funcionamento ou incêndio.
- Se notar fumo ou um cheiro estranho, pare de utilizar o dispositivo, desligue-o e retire o adaptador de carregamento.
- NÃO danifique, processe, dobre, torça ou aqueça o cabo USB. Danos no cabo podem causar incêndio ou choque elétrico.

Significado dos símbolos

Símbolo	Significado
	Consulte o manual de instruções
	Equipamento de classe II
	Sinal de aviso geral
IP22	Classificação IP
	Manter afastado da luz solar
	Precaução

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik of voor nieuwe gebruikers.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder passend toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- **WAARSCHUWING.** Mogelijk oogletsel (dat kan leiden tot blindheid) of huidletsel als de instructies niet worden opgevolgd. Lees en volg de instructies.
- **WAARSCHUWING.** Gebruik uitsluitend wegwerpmaterialen en verbruiksartikelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
- **WAARSCHUWING.** Huidbeschadiging kan optreden bij langdurig of herhaald gebruik op dezelfde plek.
- **WAARSCHUWING.** Onjuist gebruik kan oogbeschadiging veroorzaken. Bescherm uw ogen tegen blootstelling. Gebruik het apparaat niet op uw oogleden of in de buurt van uw ogen.
- **WAARSCHUWING.** Schakel de ingebouwde veiligheidsmechanismen van het apparaat niet uit.
- **WAARSCHUWING. Raadpleeg een arts voordat u dit apparaat gebruikt als u** lichtgevoelige medicijnen of kruidenpreparaten gebruikt, aangezien het gebruik ervan uw huid kan beschadigen.
- **WAARSCHUWING.** Deze apparaten mogen niet door of op

kinderen worden gebruikt.

- Gebruik het apparaat niet op plekken waar de huid beschadigd is (bijvoorbeeld bij brandwonden, verwondingen, blaren, littekens, snijwonden, open wonden, actieve huidaandoeningen, recente zonnebrand of een infectie).
- Dit apparaat is niet bedoeld voor de behandeling van medische aandoeningen. Raadpleeg een arts voor de behandeling van bijvoorbeeld moedervlekken, huiduitslag, jeukende huid, schimmel- of infectieuze huidaandoeningen, huidbultjes of wratten.
- Instructies voor gebruik op verschillende huidtypen en pigmentvlekken.
- Vermijd overmatig gebruik door de aangegeven gebruiksparemeters, zoals de accumulatie van pulsen en/of de verhoging van de gebruiksfrequentie, niet te overschrijden.
- Controleer of er geen zichtbare schade is aan de emissieoptiek of de behuizing van het apparaat. Gebruik het apparaat niet als er schade is.

Contra-indicaties

- Gebruik het LED-therapiemasker NIET als u in het verleden last heeft gehad van lichtgeïnduceerde epileptische aanvallen. Het wordt aanbevolen om het masker eerst te testen op een klein, minder gevoelig stukje huid (zie paragraaf 5.2 - Test op lichtgevoeligheid).
- Gebruik het LED-therapiemasker NIET voor de behandeling van andere aandoeningen dan die waarvoor het bedoeld is. Het is niet getest voor andere aandoeningen en het risico is onbekend.
- Gebruik het LED-therapiemasker NIET als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft. Het product

is niet getest op zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, waardoor het risico voor de foetus, pasgeborene of zwangere vrouw onbekend is.

- Gebruik het LED-therapiemasker NIET als u lijdt aan lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme. Het gebruik van het masker voor de behandeling van deze aandoeningen kan een ernstige huidreactie veroorzaken.
- Gebruik het LED-therapiemasker niet als u last heeft van een lichtgevoelighedsstoornis. Het gebruik van het masker bij een lichtgevoelighedsstoornis kan een ernstige huidreactie veroorzaken.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Gebruik het LED-therapiemasker niet als u medicijnen gebruikt die lichtgevoeligheid kunnen veroorzaken. Het gebruik van het masker tijdens het gebruik van medicijnen die lichtgevoeligheid kunnen veroorzaken, kan leiden tot een ernstige huidreactie. Lichtgevoeligheid is een veelvoorkomende bijwerking van verschillende medicijnen. Dit kunnen bepaalde antibiotica, chemotherapiemedicijnen, hartmedicijnen en diuretica zijn. Raadpleeg uw arts als u twijfelt over een medicijn dat u gebruikt.

Algemene veiligheid

WAARSCHUWINGEN:

- Het LED-therapiemasker is een elektrisch apparaat dat onder bepaalde omstandigheden een risico op een elektrische schok voor de gebruiker kan opleveren. Lees de bijgevoegde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg de instructies op om maximale veiligheid tijdens het gebruik te garanderen.
- Het bandje van het LED-therapiemasker is gemaakt van een

mix van polyester, nylon en Lycra. Als u allergisch bent voor een van deze materialen, kunt u het bandje mogelijk niet gebruiken.

- Het LED-therapiemasker kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
- Reinig het gezichtsmasker vóór elk gebruik, terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik GEEN andere reinigingsproducten dan die vermeld staan in de reinigingsinstructies. Het gebruik van andere reinigingsproducten kan het LED-therapiemasker beschadigen.
- Bewaar het LED-therapiemasker op kamertemperatuur in een droge omgeving, uit de buurt van direct zonlicht.
- Schakel het LED-lichttherapiemasker onmiddellijk uit en verwijder het als het heet aanvoelt of als uw huid onaangenaam warm aanvoelt. Vanwege de lengte van de oplaadkabel bestaat er verstikkingsgevaar, houd het product daarom buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET zonder eerst uw make-up te verwijderen. Sommige ingrediënten in make-up kunnen huidirritatie veroorzaken of de effectiviteit van de behandeling verminderen. Het gebruik van het masker zonder make-up te verwijderen kan een huidreactie veroorzaken of de effectiviteit van de behandeling verminderen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen en zo brandwonden en andere risico's te vermijden.
- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NOOIT in de buurt van water of op plaatsen waar water op het apparaat terecht kan komen. Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET als u vermoedt dat het in contact is geweest met water. Stel

het apparaat niet bloot aan harde stoten om schade aan de lamp te voorkomen.

- Houd het LED-lichttherapiemasker uit de buurt van hete oppervlakken.
- Probeer de LED-lichttherapiemasker op geen enkele manier te modificeren. Het modificeren van de LED-lichttherapiemasker maakt uw garantie ongeldig. Modificatie van de LED-lichttherapiemasker kan een elektrische schok veroorzaken wanneer het systeem opnieuw wordt gebruikt. Het systeem bevat geen onderdelen die kunnen worden vervangen. Het gebruik van andere accessoires dan die welke door de fabrikant van dit apparaat zijn gespecificeerd of geleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische straling of verminderde elektromagnetische immuniteit.
- Gebruik het LED-lichttherapiemasker NIET als het masker, de afstandsbediening of de kabel beschadigd zijn. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld om brandgevaar of brandwonden te voorkomen.
- Na het verwijderen uit de minimale/maximale opslagtemperatuur is het aan te raden het product 2 uur te laten rusten alvorens het te gebruiken.
- Kijk niet rechtstreeks in de ogen en richt het licht niet in de ogen terwijl het apparaat in werking is.





Elektrische veiligheid

- Bewaar het apparaat NIET bij temperaturen boven 60 °C/140 °F. Een verhoging van de interne temperatuur kan leiden tot storingen of brand.
- Als er rook of een vreemde geur vrijkomt, stop dan met het gebruik, schakel het apparaat uit en verwijder de

oplaadadapter.

- Beschadig, bewerk, buig, verdraai of verhit de USB-kabel NIET. Beschadiging van de kabel kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Betekenis van de symbolen

Symbool	Betekenis
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
	Team Klasse II
	Algemeen waarschuwingsbord
IP22	IP-classificatie
	Bescherm tegen zonlicht.
	Voorzichtigheid

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia, które ma przeprowadzać użytkownik nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- **OSTRZEŻENIE.** Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenie oczu (prowadzące do utraty wzroku) lub uszkodzenie skóry. Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- **UWAGA.** Należy używać wyłącznie materiałów jednorazowego użytku i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE.** Długotrwałe lub wielokrotne stosowanie produktu w tym samym miejscu może spowodować uszkodzenie skóry.
- **OSTRZEŻENIE.** Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie wzroku. Należy chronić oczy przed kontaktem z urządzeniem. Nie należy używać urządzenia na powiekach ani w pobliżu oczu.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie wolno wyłączać mechanizmów zabezpieczających wbudowanych w urządzenie.
- **OSTRZEŻENIE.** Jeśli zażywasz leki zwiększające wrażliwość na światło lub preparaty ziołowe, przed użyciem urządzenia

skonsultuj się z lekarzem, ponieważ ich stosowanie może spowodować uszkodzenie skóry.

- **OSTRZEŻENIE.** Urządzeń tych nie powinny używać dzieci ani nie należy ich stosować u dzieci.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, gdzie integralność skóry jest naruszona (np. w przypadku oparzeń, urazów, pęcherzy, blizn, skaleczeń, otwartych ran, aktywnych chorób skóry, świeżej opalenizny lub poparzeń słonecznych i/lub infekcji).
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do leczenia schorzeń. W celu leczenia np. pieprzyków, wysypek, swędzenia skóry, grzybicy skóry lub infekcji, guzków na skórze lub brodawek należy zasięgnąć porady lekarza.
- Wskazówki dotyczące stosowania w przypadku różnych przebarwień skóry.
- Należy unikać nadmiernego stosowania i nie przekraczać wskazanych parametrów użytkowania, takich jak kumulacja impulsów i/lub zwiększona częstotliwość stosowania.
- Należy sprawdzić, czy na optyce emisyjnej lub obudowie urządzenia nie ma widocznych uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń nie należy używać urządzenia.

Przeciwwskazania

- NIE należy stosować maski do terapii LED, jeśli w przeszłości występowały napady drgawkowe wywołane światłem. Zaleca się przeprowadzenie testu na niewielkim, mniej wrażliwym obszarze skóry (patrz punkt 5.2 – Test wrażliwości na światło).
- NIE należy stosować maski do terapii LED w celach innych niż wskazane. Urządzenie nie zostało przetestowane pod kątem schorzeń, a ryzyko związane z jego stosowaniem jest nieznane.

- NIE należy używać maski do terapii LED w przypadku ciąży, planowania ciąży lub karmienia piersią. Nie została przetestowana u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dlatego ryzyko dla płodu, noworodka lub kobiet w ciąży jest nieznane.
- NIE używaj maski do terapii LED, jeśli występuje tocząc rumieniowaty, egzema światłoczuła lub albinizm. Użycie maski w leczeniu tych schorzeń może wywołać ciężką reakcję skórą.
- NIE używaj maski do terapii LED, jeśli cierpisz na zaburzenia nadwrażliwości na światło (nadwrażliwość na światło). Jeśli użyjesz maski i cierpisz na zaburzenia nadwrażliwości na światło, może to spowodować poważną reakcję skórą.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- NIE używaj maski do terapii LED, jeśli przyjmujesz leki, które mogą powodować nadwrażliwość na światło. Jeśli użyjesz maski i przyjmujesz lek, który może powodować nadwrażliwość na światło, może to wywołać poważną reakcję skórą. Nadwrażliwość na światło jest częstym skutkiem ubocznym wielu leków. Mogą to być niektóre antybiotyki, leki stosowane w chemioterapii, leki naserkowe i diuretyki. Jeśli nie masz pewności co do przyjmowanego leku, skonsultuj się z lekarzem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIA:

- Maska do terapii LED jest urządzeniem elektrycznym, które w pewnych okolicznościach może stwarzać dla użytkownika ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Prosimy o uważne zapoznanie się z załączoną instrukcją obsługi i przestrzeganie zawartych w niej wskazówek,

aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania.

- Pasek maski do terapii LED jest wykonany z mieszanki poliestru, nylonu i lycry. Jeśli masz uczulenie na którykolwiek z tych materiałów, możesz nie być w stanie używać tego paska.
- Maski do terapii LED nie można używać podczas ładowania.
- Przed każdym użyciem, gdy urządzenie jest wyłączone, należy wyczyścić maskę.
- NIE należy używać środków czyszczących innych niż wskazane w instrukcji czyszczenia. Użycie innych środków czyszczących może spowodować uszkodzenie maski.
- Przechowuj maskę w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Natychmiast WYŁĄCZ i ZDEJMIJ maskę do terapii światłem LED, jeśli czujesz, że jest gorąca lub jeśli Twoja skóra jest nieprzyjemnie rozgrzana. Ze względu na długość przewodu ładującego może dojść do uduszenia, dlatego należy przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
- NIE należy używać maski do terapii światłem LED bez usunięcia makijażu PRZED zabiegiem. Niektóre składniki tych produktów mogą powodować uczulenie skóry lub osłabiać efekt zabiegu. Używanie maski bez usunięcia tych produktów może spowodować reakcję skórą lub osłabić efekt zabiegu. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem, co pozwoli uniknąć ryzyka pożaru i poparzeń.
- NIGDY nie należy używać maski do terapii światłem LED w pobliżu wody ani w miejscach, gdzie woda może się na nią wylać. NIE używaj maski do terapii światłem LED, jeśli podejrzewasz, że miała ona kontakt z wodą. Nie

narażaj urządzenia na silne uderzenia, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia światła.






- Trzymaj maskę do terapii światłem LED z dala od GORAĄCYCH powierzchni.
- NIE próbuj w żaden sposób modyfikować maski do terapii światłem LED. Modyfikacja maski do terapii światłem LED spowoduje utratę gwarancji. Modyfikacja maski do terapii światłem LED może spowodować porażenie prądem podczas ponownego użycia urządzenia. Urządzenie nie zawiera części nadających się do naprawy. Używanie akcesoriów innych niż określone lub dostarczone przez producenta tego urządzenia może skutkować zwiększoną emisją elektromagnetyczną lub zmniejszeniem odporności elektromagnetycznej.
- NIE używaj maski do terapii światłem LED, jeśli maska, pilot zdalnego sterowania lub przewód są w jakikolwiek sposób uszkodzone. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone, aby uniknąć ryzyka pożaru lub poparzeń.
- Po wyjęciu urządzenia z miejsca przechowywania o minimalnej lub maksymalnej temperaturze zaleca się pozostawienie go na 2 godziny przed użyciem.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na światło ani kierować go w stronę oczu podczas pracy urządzenia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- NIE przechowuj urządzenia w temperaturach powyżej 60°C/140°F. Wzrost temperatury wewnętrznej może spowodować nieprawidłowe działanie lub pożar.
- W przypadku pojawienia się dymu lub dziwnego zapachu należy zaprzestać użytkowania, wyłączyć urządzenie i odłączyć ładowarkę.

- NIE wolno uszkadzać, zginać, skręcać ani podgrzewać przewodu USB. Uszkodzenie przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Oznaczenia symboli

Symbol	Znaczenie
	Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi
	Sprzęt klasy II
	Ogólny znak ostrzegawczy
IP22	Stopień ochrony IP
	Chronić przed światłem słonecznym
	Uwaga

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte následující pokyny. Uchovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod odpovídajícím dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru.
- **VAROVÁNÍ.** Možné poranění očí (které by mohlo vést ke ztrátě zraku) nebo poranění kůže, pokud nebudou pokyny dodržovány. Přečtěte si a dodržujte pokyny.
- **VAROVÁNÍ.** Používejte pouze jednorázové materiály a spotřební materiál doporučené výrobcem.
- **VAROVÁNÍ.** Po delší nebo opakované aplikaci na stejné místo může dojít k poškození kůže.
- **VAROVÁNÍ.** Nesprávné použití může způsobit poškození očí. Chraňte oči před slunečním zářením. Nepoužívejte zařízení na očních víčkách ani v blízkosti očí.
- **VAROVÁNÍ.** Nevyřazujte z provozu vestavěné bezpečnostní mechanismy zařízení.
- **VAROVÁNÍ.** Pokud užíváte fotosenzibilizující léky nebo bylinné přípravky, poradte se před použitím zařízení s lékařem, protože jeho použití může poškodit vaši pokožku.
- **VAROVÁNÍ.** Tato zařízení by neměly používat děti ani by neměla být používána dětmi.
- Nepoužívejte zařízení na místech s narušenou integritou kůže (např. při popáleninách, poraněních, puchýřích, jizvách, řezných ranách, otevřených ranách, aktivních kožních onemocněních, nedávném opalování nebo spálení sluncem a/nebo infekci).

- Toto zařízení není určeno k léčbě zdravotních stavů. Lékařskou pomoc je třeba vyhledat například při léčbě znamének, vyrážek, svědění kůže, plísňových nebo infekčních kožních onemocnění, kožních pupíků nebo bradavic.
- Návod k použití na různé pigmentace pleti.
- Vyhněte se nadměrnému používání tím, že nepřekročíte uvedené parametry použití, jako je akumulace pulzů a/nebo zvyšování frekvence používání.
- Zkontrolujte, zda není na emisní optice ani na krytu zařízení viditelné poškození. Pokud je poškozeno, zařízení nepoužívejte.

Kontraindikace

- NEPOUŽÍVEJTE LED terapeutickou masku, pokud máte v anamnéze záchvaty vyvolané světlem. Doporučuje se provést test na malé, méně citlivé oblasti kůže (viz kapitola 5.2 – Test citlivosti na světlo).
- NEPOUŽÍVEJTE LED terapeutickou masku k léčbě jiných stavů, než které jsou uvedeny. Nebyla testována na jiné stavy a riziko není známo.
- NEPOUŽÍVEJTE LED terapeutickou masku, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte. Nebyla testována na těhotných nebo kojících ženách, a proto není známo riziko pro plod, novorozence nebo těhotné ženy.
- NEPOUŽÍVEJTE LED terapeutickou masku, pokud trpíte lupus erythematodes, fotosenzitivním ekzémem nebo albinismem. Použití masky k léčbě těchto onemocnění může způsobit závažnou kožní reakci.
- Nepoužívejte LED terapeutickou masku, pokud trpíte poruchou fotosenzitivity (citlivost na světlo). Používání masky u osob s poruchou fotosenzitivity může způsobit závažnou kožní reakci.

- Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení.
- Nepoužívejte LED terapeutickou masku, pokud užíváte léky, které mohou způsobit fotosenzitivitu. Používání masky současně s léky, které mohou způsobit fotosenzitivitu, může vést k závažné kožní reakci. Fotosenzitivita je častým vedlejším účinkem několika léků. Mezi ně mohou patřit některá antibiotika, chemoterapeutika, léky na srdce a diuretika. Pokud si nejste jisti ohledně jakýchkoli léků, které užíváte, poraďte se se svým lékařem.

Obecná bezpečnost

VAROVÁNÍ:

- LED terapeutická maska je elektrické zařízení, které za určitých okolností může pro uživatele představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Pečlivě si prosím přečtěte přiložený návod k použití a dodržujte uvedené pokyny, abyste zajistili maximální bezpečnost během provozu.
- Popruh LED terapeutické masky obsahuje směs polyesteru, nylonu a lycry. Pokud jste alergičtí na některý z těchto materiálů, nemusí být možné popruh používat.
- LED terapeutickou masku nelze používat v režimu nabíjení.
- Před každým použitím, když je přístroj vypnutý, očistěte obličejovou masku.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné čisticí prostředky než ty, které jsou uvedeny v pokynech k čištění. Použití jiných čisticích prostředků může poškodit LED terapeutickou masku.
- LED terapeutickou masku skladujte při pokojové teplotě v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření.
- Pokud je LED světelná terapeutická maska horká nebo pokud je vaše pokožka nepříjemně teplá, okamžitě ji vypněte a sejměte. Vzhledem k délce nabíjecího kabelu může dojít k uškrcení, proto uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.




- NEPOUŽÍVEJTE LED světelnou terapeutickou masku bez odlíčení PŘED ošetřením. Některé složky v make-upu mohou způsobit senzibilizaci pokožky nebo snížit účinnost ošetření. Používání masky bez odlíčení může způsobit kožní reakci nebo snížit účinnost ošetření. Toto zařízení není určeno pro děti. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají, a tím se předešlo riziku požáru a popálenin.
- NIKDY nepoužívejte LED masku pro světelnou terapii v blízkosti vody nebo v místech, kde by se na zařízení mohla dostat voda. NEPOUŽÍVEJTE LED masku pro světelnou terapii, pokud se domníváte, že přišla do kontaktu s vodou. Nevystavujte zařízení silným nárazům, abyste předešli riziku poškození lampy.
- Uchovávejte LED světelnou terapeutickou masku mimo dosah HORKÝCH povrchů.
- NEPOKOUŠEJTE se žádným způsobem upravovat LED masku pro světelnou terapii. Úprava LED masky pro světelnou terapii ruší platnost vaší záruky. Úprava LED masky pro světelnou terapii by mohla při opětovném použití systému způsobit úraz elektrickým proudem. Systém neobsahuje žádné opravitelné díly. Použití jiného příslušenství, než které je specifikováno nebo poskytnuto výrobcem tohoto zařízení, by mohlo vést ke zvýšení elektromagnetického emise nebo snížení elektromagnetické imunity.
- NEPOUŽÍVEJTE LED masku pro světelnou terapii, pokud je maska, dálkový ovladač nebo kabel jakkoli poškozen. Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté, abyste předešli riziku požáru nebo popálení.
- Při vyjímání z minimální/maximální skladovací teploty se doporučuje nechat produkt 2 hodiny odpočívat před použitím.



- Během provozu se nedívejte přímo do světla ani jej nesměřujte do očí.

Elektrická bezpečnost

- NESKLADUJTE zařízení při teplotách nad 60 °C/140 °F. Zvýšení vnitřní teploty může způsobit poruchu nebo požár.
- Pokud se objeví kouř nebo zvláštní zápach, přestaňte zařízení používat, vypněte jej a odpojte nabíjecí adaptér.
- Nepoškozujte, nezpracovávejte, neohýbejte, nekrutíte ani nezahřívejte kabel USB. Poškození kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Význam symbolů

Symbol	Význam
	Nahlédněte do návodu k obsluze
	Tým II. třídy
	Obečné varovné znamení
IP22	Krytí IP

	Chraňte před slunečním zářením
	Pozor

GÜVENLİK TALIMATLARI

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak veya yeni kullanıcılar için saklayın.

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı konusunda uygun gözetim veya talimat verilmiş ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla kullanılabilir . Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- **UYARI.** Talimatlara uyulmaması durumunda gözyaralanması (görme kaybına yol açabilir) veya cilt yaralanması meydana gelebilir. Talimatları okuyun ve uygulayın.
- **UYARI.** Yalnızca üretici tarafından önerilen tek kullanımlık malzemeleri ve sarf malzemelerini kullanın.
- **UYARI.** Aynı bölgeye uzun süreli veya tekrarlanan uygulama sonucunda ciltte hasar oluşabilir.
- **UYARI.** Yanlış kullanım göz hasarına neden olabilir. Gözlerinizi güneş ışığına maruz kalmaktan koruyun. Cihazı göz kapaklarınızda veya gözlerinizin yakınında kullanmayın.
- **UYARI.** Cihazın dahili güvenlik mekanizmalarını devre dışı bırakmayın.
- **UYARI. Eğer** ışığa duyarlılık yaratan ilaçlar veya bitkisel takviyeler kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce bir doktora danışın, çünkü kullanımı cildinize zarar verebilir.
- **UYARI.** Bu cihazlar çocuklar tarafından veya çocukların üzerinde kullanılmamalıdır.
- Cihazı cilt bütünlüğünün bozulduğu bölgelerde (örneğin, yanık, yaralanma, kabarcık, yara izi, kesik, açık yara, aktif cilt hastalığı, yakın zamanda bronzlaşma veya güneş yanığı ve/veya enfeksiyon varlığında) kullanmayın.

- Bu cihaz tıbbi rahatsızlıkların tedavisi için tasarlanmamıştır. Örneğin, benler, döküntüler, kaşıntılı cilt, mantar veya enfeksiyonlu cilt rahatsızlıkları, ciltteki şişlikler veya siğiller gibi durumların tedavisi için tıbbi tavsiye alınmalıdır.
- Çeşitli cilt lekelerinde nasıl kullanılacağına dair talimatlar.
- Aşırı kullanımdan kaçınmak için, darbe birikimi ve/veya kullanım sıklığının artması gibi belirtilen kullanım parametrelerini aşmayın.
- Cihazın optiklerinde veya gövdesinde gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa, cihazı kullanmayın.

Kontrendikasyonlar

- Işık kaynaklı nöbet geçmişiniz varsa LED Terapi Maskesini KULLANMAYIN. Cildin küçük ve daha az hassas bir bölgesinde test etmeniz önerilir (bkz. bölüm 5.2 - Işık Hassasiyeti Testi).
- LED Terapi Maskesini belirtilenler dışında başka rahatsızlıkların tedavisinde KULLANMAYIN. Diğer rahatsızlıklar için test edilmemiştir ve risk bilinmemektedir.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız LED Terapi Maskesini KULLANMAYIN. Hamile veya emziren kadınlar üzerinde test edilmemiştir ve bu nedenle fetüs, yenidoğan veya hamile kadınlar için riski bilinmemektedir.
- Lupus eritematozus, ışığa duyarlı egzama veya albinizm rahatsızlığınız varsa LED Terapi Maskesini KULLANMAYIN. Bu rahatsızlıkları tedavi etmek için maskeyi kullanmak ciddi bir cilt reaksiyonuna neden olabilir.
- Işığa duyarlılık (fotosensitivite) rahatsızlığınız varsa LED Terapi Maskesini kullanmayın. Işığa duyarlılık rahatsızlığınız varken maskeyi kullanmak ciddi bir cilt reaksiyonuna neden olabilir.

- Cihazın açıklıklarına herhangi bir cisim sokmayın.
- Fotosensitiviteye neden olabilecek ilaçlar kullanıyorsanız LED Terapi Maskesini kullanmayın. Fotosensitiviteye neden olabilecek bir ilaç kullanırken maskeyi kullanmak ciddi bir cilt reaksiyonuna yol açabilir. Fotosensitivite, birçok ilacın yaygın bir yan etkisidir. Bunlar arasında bazı antibiyotikler, kemoterapi ilaçları, kalp ilaçları ve diüretikler yer alabilir. Kullandığınız herhangi bir ilaçtan emin değilseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Genel Güvenlik

UYARILAR:

- LED Terapi Maskesi, belirli koşullar altında kullanıcı için elektrik çarpması riski oluşturabilecek elektrikli bir cihazdır. Lütfen ekteki kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve kullanım sırasında maksimum güvenlik sağlamak için verilen talimatları izleyin.
- LED Terapi Maskesinin kayışı polyester, naylon ve likra karışımından oluşmaktadır. Bu malzemelerden herhangi birine alerjiniz varsa, kayışı kullanamayabilirsiniz.
- LED Terapi Maskesi şarj modunda kullanılamaz.
- Her kullanımdan önce, cihaz kapalıyken yüz maskesini temizleyin.
- Temizlik talimatlarında belirtilenler dışında herhangi bir temizlik ürünü KULLANMAYIN. Diğer temizlik ürünlerinin kullanılması LED Terapi Maskesine zarar verebilir.
- LED Terapi Maskesini oda sıcaklığında, kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde saklayın.
- Eğer cihaz ısınır veya cildiniz rahatsız edici derecede sıcak hissederseniz, LED Işık Terapisi Maskesini hemen kapatın ve çıkarın. Şarj kablosunun uzunluğu nedeniyle boğulma riski

olabilir, bu nedenle ürünü çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.




- Tedaviden ÖNCE makyajınızı çıkarmadan LED Işık Terapisi Maskesini KULLANMAYIN. Makyaj ürünlerindeki bazı bileşenler cilt hassasiyetine neden olabilir veya tedavinin etkinliğini azaltabilir. Makyajı çıkarmadan maskeyi kullanmak cilt reaksiyonuna neden olabilir veya tedavinin etkinliğini azaltabilir. Bu ekipman çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Yangın ve yanık riskini önlemek için çocukların ekipmanla oynamamaları için gözetim altında tutulmaları gerekir.
- LED Işık Terapisi Maskesini ASLA su yakınında veya cihazın üzerine su dökülebilecek yerlerde kullanmayın. Suyla temas ettiğini düşünüyorsanız LED Işık Terapisi Maskesini KULLANMAYIN. Lambanın hasar görme riskini önlemek için cihazı güçlü darbelere maruz bırakmayın.
- LED ışık terapisi maskesini sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- LED Işık Terapisi Maskesini hiçbir şekilde değiştirmeye ÇALIŞMAYIN. LED Işık Terapisi Maskesinde yapılacak değişiklikler garantinizi geçersiz kılacaktır. LED Işık Terapisi Maskesinde yapılacak değişiklikler, sistem tekrar kullanıldığında elektrik çarpmasına neden olabilir. Sistemde onarılabilir parça bulunmamaktadır. Bu ekipmanın üreticisi tarafından belirtilen veya sağlananlar dışında aksesuar kullanmak, elektromanyetik emisyonların artmasına veya elektromanyetik bağışıklığın azalmasına neden olabilir.
- Maske, uzaktan kumanda veya kablo herhangi bir şekilde hasar görmüşse LED Işık Terapisi Maskesini KULLANMAYIN. Yangın veya yanık riskini önlemek için cihaz açıkken gözetimsiz bırakmayın.
- Minimum/maksimum saklama sıcaklığından çıkarıldıktan sonra, kullanmadan önce 2 saat dinlendirilmesi önerilir.



- Cihaz çalışır durumdayken doğrudan ışığa bakmayın veya ışığı gözünüze tutmayın.

Elektrik güvenliği

- Cihazı 60°C/140°F'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklamayın. İç sıcaklığın artması arızaya veya yangına neden olabilir.
- Duman veya garip bir koku varsa, kullanmayı bırakın, cihazı kapatın ve şarj adaptörünü çıkarın.
- USB kablosunu hasara uğratmayın, işlemiden geçirmeyin, bükmeyin, çevirmeyin veya ısıtmayın. Kabloya zarar verilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Sembollerin anlamı

Sembol	Anlam
	Kullanım kılavuzuna bakınız.
	II. Sınıf Takımı
	Genel uyarı işareti
IP22	IP Derecelendirmesi

	Güneş ışığından uzak tutun.
	Dikkat

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει την κατάλληλη επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Πιθανός τραυματισμός των ματιών (ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια όρασης) ή τραυματισμός του δέρματος εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Χρησιμοποιείτε μόνο αναλώσιμα υλικά και αναλώσιμα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο δέρμα μετά από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη εφαρμογή στην ίδια περιοχή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει οφθαλμική βλάβη. Προστατέψτε τα μάτια σας από την έκθεση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα βλέφαρά σας ή κοντά στα μάτια σας.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μην απενεργοποιείτε τους ενσωματωμένους μηχανισμούς ασφαλείας της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Εάν λαμβάνετε φωτοευαίσθητοποιητικά φάρμακα ή φυτικά φάρμακα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, καθώς η χρήση της μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα σας.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από ή σε παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου η ακεραιότητα του δέρματος έχει διαταραχθεί (π.χ., παρουσία εγκαυμάτων, τραυματισμών, φουσκαλών, ουλών, κοψιμάτων, ανοιχτών πληγών, ενεργών δερματικών παθήσεων, πρόσφατου μαυρίσματος ή ηλιακού εγκαύματος ή/και λοίμωξης).
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για τη θεραπεία ιατρικών παθήσεων. Θα πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή για τη θεραπεία, για παράδειγμα, σπίλων, εξανθημάτων, κνησμού, μυκητιασικών ή μολυσματικών δερματικών παθήσεων, δερματικών εξογκωμάτων ή κονδυλωμάτων.
- Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του σε διάφορες χρωστικές ουσίες του δέρματος.
- Αποφύγετε την υπερβολική χρήση, μην υπερβαίνετε τις υποδεικνυόμενες παραμέτρους χρήσης, όπως η συσσώρευση παλμών ή/και η αύξηση της συχνότητας χρήσης.
- Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει ορατή ζημιά στα οπτικά κυκλώματα εκπομπής ή στο περίβλημα της συσκευής. Εάν υπάρχει ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Αντενδείξεις

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα θεραπείας LED εάν έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων που προκαλούνται από το φως. Συνιστάται η δοκιμή σε μια μικρή, λιγότερο ευαίσθητη περιοχή του δέρματος (βλ. ενότητα 5.2 - Δοκιμή ευαισθησίας στο φως).
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα θεραπείας LED για τη θεραπεία παθήσεων εκτός από αυτές που αναφέρονται. Δεν έχει δοκιμαστεί για άλλες παθήσεις και ο κίνδυνος είναι

άγνωστος.

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα θεραπείας LED εάν είστε έγκυος, σκοπεύετε να μείνετε έγκυος ή θηλάζετε. Δεν έχει δοκιμαστεί σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες και επομένως ο κίνδυνος για το έμβρυο, το νεογέννητο ή τις έγκυες γυναίκες είναι άγνωστος.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα θεραπείας LED εάν πάσχετε από ερυθρηματώδη λύκο, φωτοευαίσθητο έκζεμα ή αλμπινισμό. Η χρήση της μάσκας για τη θεραπεία αυτών των παθήσεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δερματική αντίδραση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα θεραπείας LED εάν πάσχετε από διαταραχή φωτοευαισθησίας (ευαισθησία στο φως). Η χρήση της μάσκας ενώ πάσχετε από διαταραχή φωτοευαισθησίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δερματική αντίδραση.
- Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη Μάσκα Θεραπείας LED εάν λαμβάνετε φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν φωτοευαισθησία. Η χρήση της μάσκας κατά τη διάρκεια λήψης ενός φαρμάκου που μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθησία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή δερματική αντίδραση. Η φωτοευαισθησία είναι μια συχνή παρενέργεια αρκετών φαρμάκων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένα αντιβιοτικά, χημειοθεραπευτικά φάρμακα, καρδιολογικά φάρμακα και διουρητικά. Εάν δεν είστε σίγουροι για κάποιο φάρμακο που παίρνετε, συμβουλευτείτε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Γενική Ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Η μάσκα θεραπείας LED είναι μια ηλεκτρική συσκευή που, υπό ορισμένες συνθήκες, θα μπορούσε να παρουσιάσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τον χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το συνημμένο εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη ασφάλεια κατά τη λειτουργία.
- Το λουράκι της μάσκας θεραπείας LED περιέχει ένα μείγμα από πολυεστέρα, νάιλον και λύκρα. Εάν είστε αλλεργικοί σε κάποιο από αυτά τα υλικά, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λουράκι.
- Η μάσκα θεραπείας LED δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία φόρτισης.
- Πριν από κάθε χρήση, με τη συσκευή απενεργοποιημένη, καθαρίστε τη μάσκα προσώπου.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα καθαρισμού εκτός από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες καθαρισμού. Η χρήση άλλων προϊόντων καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μάσκα θεραπείας LED.
- Αποθηκεύστε τη μάσκα θεραπείας LED σε θερμοκρασία δωματίου σε ξηρές συνθήκες, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε αμέσως τη μάσκα φωτοθεραπείας LED εάν είναι ζεστή ή εάν το δέρμα σας είναι άβολα ζεστό. Λόγω του μήκους του καλωδίου φόρτισης, μπορεί να προκληθεί στραγγαλισμός, γι' αυτό φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη Μάσκα Φωτοθεραπείας LED χωρίς να αφαιρέσετε το μακιγιάζ σας PIN από τη θεραπεία. Ορισμένα συστατικά των προϊόντων μακιγιάζ μπορεί να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση του δέρματος ή να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η χρήση της μάσκας χωρίς να αφαιρέσετε το μακιγιάζ μπορεί να προκαλέσει

δερματική αντίδραση ή να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Αυτός ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τον εξοπλισμό, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων.




- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED κοντά σε νερό ή σε σημεία όπου μπορεί να χυθεί νερό πάνω στη συσκευή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED εάν πιστεύετε ότι έχει έρθει σε επαφή με νερό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρές κρούσεις για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς στη λάμπα.
- Κρατήστε τη μάσκα φωτοθεραπείας LED μακριά από θερμές επιφάνειες.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τη Μάσκα Φωτοθεραπείας LED με οποιονδήποτε τρόπο. Η τροποποίηση της Μάσκας Φωτοθεραπείας LED θα ακυρώσει την εγγύησή σας. Η τροποποίηση της Μάσκας Φωτοθεραπείας LED θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία κατά την επανάληψη της χρήσης του συστήματος. Το σύστημα δεν περιέχει εξαρτήματα που να επιδέχονται επισκευή. Η χρήση αξεσουάρ διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτού του εξοπλισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ανοσία.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη Μάσκα Φωτοθεραπείας LED εάν η μάσκα, το τηλεχειριστήριο ή το καλώδιο έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Μην αφήνετε τον εξοπλισμό χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένος για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων.
- Όταν αφαιρείτε από την ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης, συνιστάται να το αφήσετε να ξεκουραστεί για 2 ώρες πριν από τη χρήση.



- Μην κοιτάτε απευθείας ή μην κατευθύνετε το φως στα μάτια ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- ΜΗΝ αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες άνω των 60°C/140°F. Η αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή πυρκαγιά.
- Εάν υπάρχει καπνός ή περίεργη μυρωδιά, διακόψτε τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τον προσαρμογέα φόρτισης.
- ΜΗΝ προκαλείτε ζημιά, επεξεργασία, λυγισμό, στρίψιμο ή θέρμανση του καλωδίου USB. Η ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Σημασία των συμβόλων

Σύμβολο	Εννοια
	Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών
	Ομάδα Κατηγορίας II
	Γενικό προειδοποιητικό σημάδι
IP22	Βαθμολογία IP

	Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως
	Προσοχή

INSTRUCCIONS DE SEURETAT

Llegiu les instruccions següents atentament abans d'utilitzar el producte. Deseu aquest manual per a futures referències o nous usuaris.

- Aquest aparell el poden utilitzar nens amb edat de 8 anys i superior i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement, si se'ls ha donat la supervisió o la instrucció apropiades respecte a l'ús de l'aparell d'una manera segura i comprenen els perills que implica. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment a realitzar per l'usuari no els han de fer els nens sense supervisió.
- **ADVERTÈNCIA.** Possible lesió ocular (que podria portar a la pèrdua de visió) o lesió a la pell si no se segueixen les instruccions. Llegiu i seguiu les instruccions.
- **ADVERTÈNCIA.** Utilitzeu només materials d'un sol ús i consumibles recomanats pel fabricant.
- **ADVERTÈNCIA.** Pot passar mal a la pell després d'una aplicació perllongada o repetida en una mateixa àrea.
- **ADVERTÈNCIA.** El mal ús pot causar dany ocular. Protegiu els ulls de l'exposició. No utilitzeu l'aparell sobre les parpelles o a prop dels ulls.
- **ADVERTÈNCIA.** No anulleu els mecanismes de seguretat inherents al dispositiu.
- **ADVERTÈNCIA.** Si esteu prenent medicaments fotosensibilitzants o remeis herbals, consulteu un metge abans d'utilitzar l'aparell, ja que el seu ús pot danyar la pell.
- **ADVERTÈNCIA.** Aquests aparells no han de ser utilitzats per nens ni en nens.
- No utilitzeu l'aparell en àrees on la integritat de la pell estigui compromesa (per exemple, en presència de cremades, lesions, butllofes, cicatrius, talls, ferides obertes, malalties

actives de la pell, bronzejat recent o cremades solars, i/o infecció).

- Aquest aparell no està destinat al tractament de condicions mèdiques. S'ha de buscar assessorament mèdic per tractar, per exemple, lunars, erupcions cutànies, picor a la pell, fongs a la pell o infecció, protuberàncies a la pell o berrugues.
- Indicacions sobre com fer-lo servir en diverses pigmentacions de la pell.
- Evitar ús excessiu no superant els paràmetres d'ús indicats com acumulació de polsos i/o augment de la freqüència d'ús.
- Verificar que no hi hagi danys visibles a l'òptica d'emissió o a la carcassa de l'aparell. Si hi ha mal, no feu servir l'aparell.

Contraindicacions

- NO utilitzeu la Màscara de Teràpia LED si teniu antecedents de convulsions provocades per la llum. Es recomana provar-ho en una petita àrea menys sensible de la pell (vegeu secció 5.2 - Prova de sensibilitat a la llum).
- NO utilitzeu la Màscara de Teràpia LED per tractar altres condicions diferents de les indicades. No s'ha provat per altres condicions i el risc és desconegut.
- NO utilitzeu la Màscara de Teràpia LED si està embarassada, planeja estar-ho o està alletant. No s'ha provat en dones embarassades o en període de lactància i, per tant, el risc per al fetus, el nou-nat o les dones embarassades és desconegut.
- NO utilitzeu la Màscara de Teràpia LED si pateix de lupus eritematós, èczema fotosensible o albinisme. Si utilitzeu la màscara per tractar aquestes condicions, pot provocar una reacció cutània severa.
- NO utilitzeu la Màscara de Teràpia LED si patiu un trastorn

de fotosensibilitat (sensibilització a la llum). Si utilitzeu la màscara i patiu d'un trastorn fotosensible, pot causar una reacció cutània severa.

- No inseriu cap objecte a les obertures del dispositiu.
- NO utilitzeu la Màscara de Teràpia LED si esteu prenent medicaments que puguin causar fotosensibilitat. Si utilitzeu la màscara i esteu prenent un medicament que pot causar fotosensibilitat, pot provocar una reacció cutània severa. La fotosensibilitat és un efecte secundari comú de diversos medicaments. Aquests poden incloure certs antibiòtics, medicaments de quimioteràpia, medicaments per al cor i diürètics. Si no sabeu algun medicament que esteu prenent, consulteu el vostre proveïdor de salut.

Seguretat General

ADVERTIMENTS:

- La Màscara LED de Teràpia és un dispositiu elèctric que, en certes circumstàncies, podria presentar un risc de xoc elèctric per a l'usuari. Llegiu detingudament el manual d'usuari adjunt i seguïu les instruccions indicades per assegurar la màxima seguretat durant la vostra operació.
- La corretja de la Màscara LED de Teràpia conté una barreja de polièster, niló i lycra. Si és al·lèrgic a algun d'aquests materials, és possible que no pugueu fer servir la corretja.
- La Màscara LED de Teràpia no es pot utilitzar en mode de càrrega.
- Abans de cada ús, amb el dispositiu apagat, netegeu la màscara facial.
- NO utilitzeu altres productes de neteja que no siguin els indicats a les instruccions de neteja. L'ús d'altres productes de neteja pot fer malbé la Màscara LED de Teràpia.



- Emmagatzemeu la Màscara LED de Teràpia a temperatura ambient en condicions seques, lluny de la llum solar directa.
- APAGUEU i RETIRE la Màscara LED de Teràpia de Llum immediatament si se sent calenta o si la seva pell se sent incòmodament càlida. A causa de la longitud del cable de càrrega, pot passar escanyament, així que mantingui el producte fora de l'abast dels nens.
- NO utilitzeu la Màscara LED de Teràpia de Llum sense treure's el maquillatge ABANS del tractament. Alguns ingredients en aquests productes poden causar sensibilització de la pell o reduir l'efecte del tractament. Si utilitzeu la màscara sense treure aquests productes, pot causar una reacció cutània o reduir l'efecte del tractament. Aquest equip no està destinat a l'ús de nens. Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguin amb l'equip per evitar el risc d'incendi i cremades.
- MAI useu la Màscara LED de Teràpia de Llum prop de l'aigua o on l'aigua pugui vessar sobre l'equip. NO utilitzeu la Màscara LED de Teràpia de Llum si creieu que ha estat en contacte amb aigua. No sotmeti l'equip a cops forts per evitar el risc de mal al llum.
- Mantingueu la Màscara LED de Teràpia de Llum allunyada de superfícies CALENTS.
- NO intenteu modificar la Màscara LED de Teràpia de Llum de cap manera. Modificar la Màscara LED de Teràpia de Llum anul·larà la garantia. Modificar la Màscara LED de Teràpia de Llum podria causar un xoc elèctric quan el sistema es faci servir novament. El sistema no conté parts reparables. Usar accessoris diferents dels especificats o proporcionats pel fabricant d'aquest equip podria resultar en emissions electromagnètiques augmentades o disminució de la immunitat electromagnètica.




- NO utilitzeu la Màscara LED de Teràpia de Llum si la màscara, el comandament a distància o el cable estan danyats d'alguna manera. No deixeu l'equip desatès quan estigui encès per evitar el risc d'incendi o cremades.
- En retirar de la temperatura mínima/màxima demmagatzematge, es recomana deixar reposar durant 2 hores abans d'utilitzar.
- No mireu directament ni dirigiu la llum als ulls mentre està en funcionament.

Seguretat elèctrica

- NO emmagatzemeu el dispositiu a temperatures superiors a 60 °C/140 °F. Augmentar la temperatura interna pot causar un mal funcionament o un incendi.
- Si hi ha fum o una olor estranya, deixeu d'utilitzar-lo, apagueu el dispositiu i traieu l'adaptador de càrrega.
- NO feu malbé, processeu, doblegueu, torceu o escalfeu el cable USB. El dany al cable pot causar incendi o xoc elèctric.

Significat dels símbols

Símbol	Significat
	Consulteu el manual d'instruccions
	Equip de classe II

	Senyal d'advertiment general
IP22	Classificació IP
	Mantenir allunyat de la llum solar
	Precaució

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás vagy új felhasználók számára.

- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy megfelelő felügyeletet kapnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Szemkárosodás (ami látásvesztéshez vezethet) vagy bőrsérülés veszélye áll fenn, ha nem követi az utasításokat. Olvassa el és kövesse az utasításokat.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Kizárólag a gyártó által ajánlott eldobható anyagokat és fogyóeszközöket használja.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Bőrkárosodás léphet fel ugyanazon a területen történő hosszan tartó vagy ismételt alkalmazás után.
- **FIGYELMEZTETÉS.** A helytelen használat szemkárosodást okozhat. Védje a szemét a folyadéktól. Ne használja a készüléket a szemhéján vagy a szeme közelében.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ne kapcsolja ki a készülék beépített biztonsági mechanizmusait.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ha fényérzékenyítő gyógyszereket vagy gyógynövényeket szed, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával, mivel a használata károsíthatja a bőrét.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ezeket az eszközöket gyermekek nem használhatják, és gyermekeken sem szabad használni.

- Ne használja a készüléket olyan területeken, ahol a bőr épsége sérült (pl. égési sérülések, hólyagok, hegek, vágások, nyílt sebek, aktív bőrbetegségek, friss leégés vagy barnulás és/vagy fertőzés esetén).
- Ez az eszköz nem alkalmas betegségek kezelésére. Orvosi tanácsot kell kérni például anyajegyek, kiütések, viszkető bőr, gombás vagy fertőző bőrbetegségek, bőrdudorok vagy szemölcsök kezelésére.
- Használati utasítás különböző bőrpigmentációk esetén.
- Kerülje a túlzott használatot azáltal, hogy nem lépi túl a megadott használati paramétereket, például az impulzusok felhalmozódását és/vagy a használat gyakoriságának növelését.
- Ellenőrizze, hogy az emissziós optikán vagy a készülékházon nincsenek-e látható sérülések. Sérülés esetén ne használja a készüléket.

Ellenjavallatok

- NE használja a LED terápiás maszkot, ha korábban fény okozta rohamokról számolt be. Javasoljuk, hogy a bőr egy kisebb, kevésbé érzékeny területén végezze el a tesztet (lásd 5.2. szakasz - Fényérzékenységi teszt).
- NE használja a LED terápiás maszkot a javasolt állapotoktól eltérő állapotok kezelésére. Más állapotok esetén nem tesztelték, és a kockázat ismeretlen.
- NE használja a LED terápiás maszkot, ha terhes, terhességet tervez, vagy szoptat. Nem tesztelték terhes vagy szoptató nőknél, ezért a magzatra, az újszülöttre vagy a terhes nőkre gyakorolt kockázata ismeretlen.
- NE használja a LED terápiás maszkot, ha lupus erythematosusban, fényérzékeny ekcémában vagy albinizmusban szenved. A maszk ezen állapotok kezelésére

történő használata súlyos bőrreakciót válthat ki.

- Ne használja a LED terápiás maszkot, ha fényérzékenységben (fényérzékenységben) szenved. A maszk használata fényérzékenység esetén súlyos bőrreakciót válthat ki.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Ne használja a LED terápiás maszkot, ha fényérzékenységet okozó gyógyszereket szed. A maszk használata fényérzékenységet okozó gyógyszer szedése közben súlyos bőrreakciót válthat ki. A fényérzékenység számos gyógyszer gyakori mellékhatása. Ilyenek lehetnek bizonyos antibiotikumok, kemoterapiás gyógyszerek, szívgyógyszerek és vízajtók. Ha nem biztos benne, hogy melyik gyógyszert szedi, konzultáljon egészségügyi szolgáltatójával.

Általános biztonság

FIGYELMEZTETÉSEK:

- A LED terápiás maszk egy elektromos eszköz, amely bizonyos körülmények között áramütés kockázatát hordozhatja magában a felhasználó számára. Kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt felhasználói kézikönyvet, és kövesse az utasításokat a maximális biztonság érdekében a használat során.
- A LED terápiás maszk pántja poliészter, nejlon és likra keverékből készült. Ha allergiás bármelyik anyagra, előfordulhat, hogy nem használhatja a pántot.
- A LED terápiás maszk töltés üzemmódban nem használható.
- Minden használat előtt, kikapcsolt készülék mellett tisztítsa meg az arcmaszkot.
- NE használjon a tisztítási utasításokban meghatározottakon kívül más tisztítószeret. Más tisztítószer használata

károsíthatja a LED terápiás maszkot.



- A LED terápiás maszkot szobahőmérsékleten, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja.
- Azonnal kapcsolja ki és vegye le a LED fényterápiás maszkot, ha forrónak érzi, vagy ha a bőre kellemetlenül melegnek érződik. A töltőkábel hossza miatt fulladásveszély áll fenn, ezért tartsa a terméket gyermekektől elzárva.
- NE használja a LED fényterápiás maszkot smink nélkül a kezelés ELŐTT. A sminktermékek egyes összetevői bőrirritációt okozhatnak vagy csökkenthetik a kezelés hatékonyságát. A maszk sminkeltávolítás nélküli használata bőrreakciót válthat ki vagy csökkentheti a kezelés hatékonyságát. Ez a berendezés nem gyermekek általi használatra készült. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a berendezéssel, elkerülve a tűz- és égési sérülések kockázatát.
- SOHA ne használja a LED fényterápiás maszkot víz közelében, vagy olyan helyen, ahol víz fröccsenhet a készülékre. NE használja a LED fényterápiás maszkot, ha úgy gondolja, hogy vízzel érintkezett. Ne tegye ki a készüléket erős ütéseknek, hogy elkerülje a lámpa károsodásának kockázatát.
- Tartsa távol a LED fényterápiás maszkot forró felületektől.
- NE kísérelje meg semmilyen módon módosítani a LED fényterápiás maszkot. A LED fényterápiás maszk módosítása érvényteleníti a garanciát. A LED fényterápiás maszk módosítása áramütést okozhat, amikor a rendszert újra használják. A rendszer nem tartalmaz szervizelhető alkatrészeket. A berendezés gyártója által meghatározott vagy biztosított tartozékoktól eltérő tartozékok használata megnövekedett elektromágneses kibocsátást vagy csökkent elektromágneses immunitást eredményezhet.




- NE használja a LED fényterápiás maszkot, ha a maszk, a távirányító vagy a kábel bármilyen módon sérült. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket bekapcsolt állapotban, hogy elkerülje a tűz- vagy égési sérülések kockázatát.
- A minimális/maximális tárolási hőmérsékletről kivéve használat előtt ajánlott 2 órán át pihentetni.
- Működés közben ne nézzen közvetlenül a szemébe, és ne irányítsa a fényt a szemébe.

Elektromos biztonság

- NE tárolja a készüléket 60°C/140°F feletti hőmérsékleten. A belső hőmérséklet megemelése meghibásodást vagy tüzet okozhat.
- Ha füstöt vagy furcsa szagot észlel, hagyja abba a használatát, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a töltőadaptert.
- NE sértse meg, ne dolgozza fel, ne hajlítsa meg, ne csavarja vagy melegítse az USB-kábelt. A kábel sérülése tüzet vagy áramütést okozhat.

A szimbólumok jelentése

Szimbólum	Jelentés
	Tekintse meg a használati útmutatót
	II. osztályú csapat

	Általános figyelmeztető jelzés
IP22	IP-besorolás
	Tartsa távol a napfénytől
	Vigyázat

تعليمات السلامة

اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل استخدام المنتج. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً أو للمستخدمين الجدد.

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتلقوا إشرافاً أو تعليمات مناسبة بشأن الاستخدام الآمن للجهاز، وأن يفهموا المخاطر المحتملة. لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز. كما لا ينبغي للأطفال القيام بأعمال التنظيف أو الصيانة دون إشراف.
- **تحذير:** قد يسبب عدم اتباع التعليمات إصابة في العين (مما قد يؤدي إلى فقدان البصر) أو إصابة في الجلد. اقرأ التعليمات واتبعها بدقة.
- **تحذير:** استخدم فقط المواد الاستهلاكية والمواد التي تستخدم لمرة واحدة والموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
- **تحذير:** قد يحدث تلف للجلد بعد الاستخدام المطول أو المتكرر على نفس المنطقة.
- **تحذير:** قد يؤدي سوء الاستخدام إلى تلف العين. احم عينيك من التعرض للضوء. لا تستخدم الجهاز على جفونك أو بالقرب من عينيك.
- **تحذير:** لا تقم بتعطيل آليات الأمان المدمجة في الجهاز.
- **تحذير:** إذا كنت تتناول أدوية حساسة للضوء أو علاجات عشبية، فاستشر طبيباً قبل استخدام الجهاز، لأن استخدامه قد يضر ببشرتك.
- **تحذير:** لا ينبغي استخدام هذه الأجهزة من قبل الأطفال أو عليهم.
- لا تستخدم الجهاز على المناطق التي تكون فيها سلامة الجلد معرضة للخطر (على سبيل المثال، في حالة وجود حروق أو إصابات أو بثور أو ندوب أو جروح أو جروح مفتوحة أو أمراض جلدية نشطة أو تسمير حديث أو حروق شمس و/أو عدوى).
- هذا الجهاز غير مخصص لعلاج الحالات الطبية. يجب استشارة الطبيب لعلاج حالات مثل الشامات، والطفح الجلدي، وحكة الجلد، والأمراض الجلدية الفطرية أو المعدية، والتنوّات الجلدية، أو الثآليل.
- تعليمات حول كيفية استخدامه على مختلف أنواع تصبغات الجلد.
- تجنب الاستخدام المفرط عن طريق عدم تجاوز معايير الاستخدام المحددة مثل تراكم النبضات و/أو زيادة وتيرة الاستخدام.
- تأكد من عدم وجود أي تلف ظاهر في عدسات الانبعاث أو هيكل الجهاز. في حال وجود أي تلف، لا تستخدم الجهاز.

موانع الاستخدام

- لا تستخدم قناع العلاج بالضوء LED إذا كان لديك تاريخ من النوبات الناتجة عن الضوء. يُنصح بإجراء اختبار على منطقة صغيرة من الجلد أقل حساسية (انظر القسم 5.2 - اختبار حساسية الضوء).
- لا تستخدم قناع العلاج بالضوء LED لعلاج حالات أخرى غير تلك المذكورة. لم يتم اختباره لعلاج حالات أخرى، والمخاطر غير معروفة.
- لا تستخدم قناع العلاج بالضوء LED إذا كنت حاملاً، أو تخططين للحمل، أو مرضعة. لم يتم اختباره على النساء الحوامل أو المرضعات، وبالتالي فإن المخاطر على الجنين أو المولود الجديد أو المرأة الحامل غير معروفة.
- لا تستخدم قناع العلاج بالضوء LED إذا كنت تعاني من الذئبة الحمامية، أو الأكزيما الحساسة للضوء، أو المهق. قد يؤدي استخدام القناع لعلاج هذه الحالات إلى رد فعل جلدي حاد.
- لا تستخدم قناع العلاج بالضوء LED إذا كنت تعاني من اضطراب حساسية الضوء (حساسية للضوء). قد يؤدي استخدام القناع أثناء الإصابة باضطراب حساسية الضوء إلى رد فعل جلدي حاد.
- لا تقم بإدخال أي جسم في فتحات الجهاز.
- لا تستخدم قناع العلاج بالضوء LED إذا كنت تتناول أدوية قد تسبب حساسية للضوء. قد يؤدي استخدام القناع أثناء تناول دواء يسبب حساسية للضوء إلى رد فعل جلدي حاد. تُعد حساسية الضوء من الآثار الجانبية الشائعة للعديد من الأدوية، بما في ذلك بعض المضادات الحيوية، وأدوية العلاج الكيميائي، وأدوية القلب، ومدرات البول. إذا كنت غير متأكد من أي دواء تتناوله، فاستشر طبيبك.

الأمن العام

تحذيرات:

- قناع العلاج بتقنية LED هو جهاز كهربائي قد يُعرّض المستخدم لخطر الصعق الكهربائي في بعض الحالات. لذا، يُرجى قراءة دليل المستخدم المرفق بعناية واتباع التعليمات المُقدّمة لضمان أقصى درجات الأمان أثناء الاستخدام.
- يحتوي حزام قناع العلاج بتقنية LED على مزيج من البوليستر والنايلون والليكرا. إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من هذه المواد، فقد لا تتمكن من استخدام الحزام.
- لا يمكن استخدام قناع العلاج بتقنية LED في وضع الشحن.
- قبل كل استخدام، قم بتنظيف قناع الوجه مع إيقاف تشغيل الجهاز.






- لا تستخدم أي منتجات تنظيف أخرى غير تلك المحددة في تعليمات التنظيف. قد يؤدي استخدام منتجات تنظيف أخرى إلى تلف قناع العلاج بتقنية LED.
- يُحفظ قناع العلاج بتقنية LED في درجة حرارة الغرفة في ظروف جافة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- أطفئ قناع العلاج بالضوء LED وانزعه فوراً إذا شعرت بسخونته أو إذا شعرت بحرارة غير مريحة في بشرتك. نظراً لطول سلك الشحن، قد يحدث خطر الاختناق، لذا احفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تستخدم قناع العلاج بالضوء LED قبل إزالة المكياج. قد تُسبب بعض مكونات مستحضرات التجميل حساسية للبشرة أو تُقلل من فعالية العلاج. استخدام القناع دون إزالة المكياج قد يُسبب رد فعل تحسسي أو يُقلل من فعالية العلاج. هذا الجهاز غير مُخصص للاستخدام من قبل الأطفال. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز لتجنب خطر الحرق والحروق.
- لا تستخدم قناع العلاج بالضوء LED بالقرب من الماء أو في أي مكان قد ينسكب فيه الماء عليه. لا تستخدم قناع العلاج بالضوء LED إذا كنت تعتقد أنه قد لامس الماء. تجنب تعريض الجهاز لصدمات قوية لتفادي تلف المصباح.
- أبقِ قناع العلاج بالضوء LED بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- لا تحاول تعديل قناع العلاج بالضوء LED بأي شكل من الأشكال. سيؤدي تعديل قناع العلاج بالضوء LED إلى إلغاء الضمان. قد يتسبب تعديل قناع العلاج بالضوء LED في حدوث صدمة كهربائية عند إعادة استخدام الجهاز. لا يحتوي الجهاز على أي أجزاء قابلة للصيانة. قد يؤدي استخدام ملحقات أخرى غير تلك المحددة أو المقدمة من قبل الشركة المصنعة لهذا الجهاز إلى زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو انخفاض المناعة الكهرومغناطيسية.
- لا تستخدم قناع العلاج بالضوء LED إذا كان القناع أو جهاز التحكم عن بُعد أو الكابل تالفاً بأي شكل من الأشكال. لا تترك الجهاز دون مراقبة عند تشغيله لتجنب خطر نشوب حريق أو حروق.
- عند إخراجها من درجة حرارة التخزين الدنيا/القصى، يوصى بتركها لمدة ساعتين قبل الاستخدام.
- لا تنظر مباشرة إلى العينين أو توجه الضوء إليهما أثناء تشغيله.

السلامة الكهربائية

- لا تقم بتخزين الجهاز في درجات حرارة أعلى من 60 درجة مئوية/140 درجة

- فھر نهائت. قد یؤدی ارتفاح درجۃ الحرارة الداخلیة إلى حدوث خلل أو نشوب حریق. إذا كان هناك دخان أو رائحة غریبۃ، فتوقف عن استخدامه، وأطفئ الجهاز وافصل محول الشحن.
- لا تقم بإتلاف كابل USB أو معالجته أو ثنیه أو لفه أو تسخینه. قد یؤدی تلف الكابل إلى نشوب حریق أو حدوث صدمة كهربائیة.

معنى الرموز

زمر	مى عم
	تامیل عتلا لیلد عجار
	ةین ائلا ةیفلا قیرف
	قماع ریدحت ةمالع
IP22	IP فی نصت
	سمشلا ةعشأ ن عادی عب ظفحی
	رذح

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Figura 1

1. Máscara tecnología LED
2. Correas para la cabeza
3. Control remoto
4. Cable USB
5. Puertos de conexión del cable de carga

Nota:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este dispositivo cuenta con un embalaje diseñado para garantizar su protección durante el transporte. Retire el producto de su caja y, de ser posible, conserve el embalaje original en un lugar seguro para futuros traslados. Si decide desecharlo, por favor hágalo de manera responsable siguiendo las normativas locales de reciclaje.
- Verifique que todos los componentes se encuentren incluidos y en perfecto estado. En caso de detectar alguna anomalía o la falta de algún accesorio, póngase en contacto de inmediato con el Servicio de Atención Técnica Oficial de Cecotec.

Contenido de la caja:

- Máscara facial flexible de silicona + cable de conexión
- Correas de ajuste para la cabeza (x2)
- Control remoto compacto
- Cable de carga USB
- Este manual de instrucciones

- Por motivos de garantía y trazabilidad, no retire el número de serie adherido al equipo. Éste será indispensable para solicitar asistencia técnica.

3. SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO

La máscara de tecnología LED es un dispositivo electrónico de precisión. Para garantizar una experiencia segura y evitar riesgos de descarga eléctrica, es imperativo seguir estas directrices:

- **Lectura Obligatoria:** Lea detenidamente este manual antes de la primera sesión y siga

estrictamente las instrucciones de operación.

- Estado de Salud: El usuario debe encontrarse en buen estado de salud general para el uso del dispositivo.
- Advertencia de Seguridad: Como cualquier equipo eléctrico, un uso indebido o en circunstancias inadecuadas (como el contacto con agua) podría representar un riesgo para el usuario.

4. FUNCIONAMIENTO

1. **Preparación:** Antes de iniciar, asegúrese de que la batería del controlador esté cargada. Limpie su rostro profundamente para eliminar restos de maquillaje o impurezas; esto facilitará la penetración de la luz.
2. **Conexión:** Conecte la máscara al controlador mediante el cable USB suministrado.
3. **Colocación:** Coloque la máscara sobre su rostro y ajústela cómodamente utilizando las correas elásticas.
4. **Activación:** Mantenga presionado el botón de encendido para iniciar el dispositivo.
5. **Selección de Modo:** Utilice el control remoto para elegir entre el Modo Automático o el Modo Manual (seleccionando el color de luz deseado según su tipo de piel y preferencias estéticas).
6. **Sesión:** Disfrute de su momento de belleza durante 15 minutos como máximo. La máscara se apagará automáticamente una vez transcurrido el tiempo.
7. **Finalización:** Retire la máscara y proceda con su rutina habitual de hidratación o sérums.

Uso previsto de las 9 luces

- **Luz roja + IR (630 nm + 830 nm):** Es la combinación de referencia para el cuidado global de la edad. La luz roja ayuda a que la piel luzca más firme, mientras que el infrarrojo cercano (NIR) penetra para potenciar la vitalidad. Es ideal para mejorar la apariencia de la elasticidad y suavizar líneas de expresión tras la rutina de belleza.
- **Luz azul + IR (415 nm + 830 nm):** Diseñada específicamente para el equilibrio de pieles con tendencia a imperfecciones. Mientras la luz azul ayuda a mantener la superficie de la piel limpia y libre de impurezas, el infrarrojo calma la sensación de tirantez. Se recomienda para pieles grasas que buscan un aspecto más mate y uniforme.
- **Luz verde + IR (520 nm + 830 nm):** Esta mezcla se especializa en iluminar el rostro y mejorar la apariencia de la pigmentación irregular. La luz verde actúa favoreciendo un tono más homogéneo, siendo perfecta para lograr una piel radiante y minimizar visualmente el aspecto de las manchas solares.
- **Luz infrarroja cercana o NIR (830 nm):** Esta luz es invisible al ojo humano, pero actúa en las capas superficiales para una revitalización profunda. Su beneficio principal es mejorar la sensación de elasticidad y potenciar un aspecto saludable y descansado desde el interior.

ESPAÑOL

- **Luz lila (630 nm + 415 nm):** Funciona como un apoyo sinérgico para la apariencia de la barrera cutánea. Ayuda a mejorar la textura de la piel y proporciona un cuidado reconfortante, lo que la hace ideal para pieles que presentan marcas de imperfecciones antiguas o zonas sensibilizadas.
- **Luz amarilla (630 nm + 520 nm):** Su función principal es la reducción visual de las rojeces y el refuerzo de la sensación de confort en la piel. Es la opción predilecta para pieles que se irritan con facilidad, ayudando a que el rostro luzca un tono más equilibrado y menos congestionado.
- **Luz blanca (630 nm + 415 nm + 520 nm):** Es el espectro de cuidado diario "todo en uno". Al combinar los beneficios de las luces primarias, ofrece una experiencia completa que aborda la luminosidad, la firmeza y la limpieza en un solo paso, ideal para el mantenimiento general de la belleza facial.
- **Luz naranja (630 nm + 520 nm):** Se centra en revitalizar el cutis opaco. Es excelente para mejorar la apariencia de las pieles con aspecto cansado (como después de no dormir bien), ayudando además a que los productos de cuidado facial (cremas y sérums) se aprovechen mejor.
- **Luz cian (415 nm + 520 nm):** Ofrece un cuidado suave para pieles con tendencia a brillos con un efecto altamente relajante. Al combinar la luz azul con los beneficios reconfortantes de la luz verde, es la opción preferida para mejorar la apariencia de los poros dilatados en pieles sensibles.

Nota informativa: Este producto es un dispositivo de uso estético y no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o condición médica. No es un dispositivo médico. Si sufre de alguna patología cutánea previa, consulte con su dermatólogo antes de usar.

Características del producto

- **Diseño Premium y Minimalista:** Estética de alta gama diseñada para una adaptación ergonómica superior al rostro, optimizando el alcance de la luz LED.
- **Protección Ocular Avanzada:** Incluye almohadillas de silicona de alta calidad que protegen la vista de la intensidad lumínica.
- **Personalización Total:** Permite seleccionar el modo de uso y ajustar el tiempo según las preferencias y objetivos de su piel.
- **Portabilidad y Confort:** Diseño compacto y ligero que facilita su transporte, permitiendo un cuidado facial avanzado en cualquier momento y lugar.

Funciones del control remoto

El controlador gestiona el encendido/apagado, así como la alimentación de la máscara mediante su batería recargable de polímero de iones de litio. El dispositivo cuenta con dos modalidades de uso:

- **Modo Automático (A):** Permite disfrutar de una sesión integral de 15 minutos. Este modo alterna automáticamente entre las luces roja, azul y verde en intervalos de 5 minutos, manteniendo la luz infrarroja activa durante todo el proceso para una revitalización completa de la apariencia cutánea.
- **Modo Manual (M):** Permite seleccionar colores específicos según el objetivo de belleza deseado. Tras cada selección, el dispositivo operará por un máximo de 15 minutos.

Guía de Modos y Colores

Indicador	Descripción del tratamiento
R + I	La luz de la máscara es roja + NIR
B + I	La luz de la máscara es azul + NIR
G + I	La luz de la máscara es verde + NIR
NIR	La luz de la máscara es infrarroja cercana o NIR
R + B	La luz de la máscara es lila
R + G	La luz de la máscara es amarilla
R + B + G	La luz de la máscara es blanca
R + G	La luz de la máscara es naranja
B + G	La luz de la máscara es cian
A	El modo de operación de la máscara es automático.
M	El modo de operación de la máscara es manual.

Contraindicaciones, Advertencias y Precauciones

Contraindicaciones

- NO use la máscara para tratar condiciones distintas a las indicadas. No ha sido probada para otras condiciones y el riesgo es desconocido.
- NO use la máscara si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. No ha sido probada en estas circunstancias, por lo que el riesgo es desconocido.
- NO use la máscara si padece Lupus eritematoso, eczema fotosensible o albinismo, ya que podría causar una reacción cutánea severa.
- NO use la máscara si sufre de algún trastorno fotosensible. Podría provocar una reacción cutánea severa.
- NO use la máscara si está tomando medicamentos que causen fotosensibilidad, como

ESPAÑOL

ciertos antibióticos, medicamentos de quimioterapia y diuréticos. Consulte a su médico si tiene dudas.

- Evite usarla sobre heridas.
- El usuario es el operador previsto y puede usar con seguridad la función de cuidado de la piel.
- No realice el mantenimiento mientras el producto está en uso, incluyendo la carga.
- Use la máscara con precaución.

Advertencias

- Realice una prueba de sensibilidad antes de usar la máscara. NO la use si es sensible.
- NO use la máscara de manera diferente a lo especificado en las instrucciones. El uso no probado puede ser riesgoso.
- APAGUE y RETIRE la máscara si se siente incómodamente cálida.
- Use solo la mascarilla de hidrogel recomendada. Otras mascarillas no han sido probadas.
- Retire cremas, lociones o maquillaje ANTES de usar la máscara para evitar sensibilización o ineficacia.
- NO use la máscara cerca del agua ni si ha estado en contacto con ella.
- Mantenga la máscara alejada de superficies calientes.
- NO intente modificar la máscara, ya que anulará la garantía y podría causar un choque eléctrico.
- NO use la máscara si está dañada.
- NO la use durante la carga ni toque el dispositivo con las manos mojadas mientras carga.
- NO use el producto en lugares donde se almacenen medicamentos.
- Evite almacenar materiales inflamables o explosivos cerca del producto.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco, no lo refrigere.
- NO use el producto en baños, piscinas u otros lugares húmedos.
- Mantenga el producto alejado de campos magnéticos altos como microondas o televisores.
- NO coloque el producto cerca de otros equipos sin verificar su correcto funcionamiento.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños para evitar el mal uso.
- NO exponga el producto al aire libre por períodos prolongados.
- Evite doblar o presionar el producto y el cable de alimentación.
- NO modifique o reemplace el cable de alimentación y la batería por su cuenta.
- NO mire directamente a la fuente de luz de la máscara LED.
- Evite el uso prolongado en lugares con voltaje inestable.
- NO almacene imanes o metales cerca del producto.
- Evite la exposición a radiación óptica dañina.
- NO toque cables y mangueras para evitar estrangulamiento.
- Evite la inhalación o ingestión de piezas pequeñas.
- Personas alérgicas a los materiales no deben usar el equipo.
- NO toque el dispositivo con las manos mojadas para evitar lesiones.
- Use solo accesorios y materiales descritos en las instrucciones.

- NO interconecte este dispositivo con otros no especificados en las instrucciones.

Precauciones

- Use solo cables y accesorios vendidos por nuestra empresa para evitar aumentar la emisión de la máscara de terapia LED.
- Instale y use el producto siguiendo las instrucciones del manual.
- Este producto es personal; no se recomienda compartirlo.
- La correa de la máscara contiene poliéster y nailon. Si es alérgico, evite usarla.
- El usuario debe estar capacitado en el uso adecuado del dispositivo.
- El control remoto es de Clase II en protección contra choques eléctricos; la máscara tiene protección interna.
- Informe sobre riesgos de interferencia durante tratamientos específicos.
- Si se conecta a una fuente de alimentación separada, debe especificarse como parte del sistema.
- Proteja los ojos y la piel; no mire directamente a la luz.
- La función de cuidado de la piel es segura; evite usar funciones no relacionadas.
- No realice mantenimiento personal, como cambiar baterías.
- Usar controles o ajustes no especificados puede resultar en exposición a radiación peligrosa.

Información del modo de operación

Este dispositivo utiliza tecnología lumínica de precisión que permite combinar tres longitudes de onda base para crear 9 programas de belleza específicos. Cada modo está diseñado para mejorar la apariencia de la piel mediante la emisión controlada de luz:

- **Luz Roja (630 nm):** Acción para el cuidado de la edad y mejora de la apariencia de la firmeza.
- **Luz Azul (415 nm):** Ayuda a mantener la piel limpia y equilibrada, mejorando la apariencia de las imperfecciones.
- **Luz Verde (520 nm):** Contribuye a unificar visualmente el tono de la piel y aporta luminosidad.
- **Luz Infrarroja Cercana o NIR (830 nm):** Revitalización profunda para una piel de aspecto más saludable (Luz invisible al ojo humano).

Programas Combinados (Sinergia Lumínica)

La máscara optimiza los resultados mediante la combinación simultánea de espectros:

- **Modo Rejuvenecimiento (Rojo + NIR):** Ideal para suavizar la apariencia de líneas de expresión y mejorar la sensación de tersura.
- **Modo Purificante (Azul + NIR):** Cuidado de los poros y sensación calmante tras la aparición de brillos o impurezas.

ESPAÑOL

- **Modo Iluminador (Verde + NIR):** Mejora la apariencia de las manchas superficiales y revitaliza el rostro.
- **Modo Recuperación (Lila):** Fusión de Rojo + Azul para mejorar visualmente la textura de pieles con marcas previas.
- **Modo Anti-Rojeces (Amarillo):** Fusión de Rojo + Verde para reconfortar la piel y reforzar la sensación de protección cutánea.
- **Modo Vitalidad (Naranja):** Fusión de Rojo + Amarillo para despertar la piel y mejorar su aspecto radiante.
- **Modo Balance (Cian):** Fusión de Azul + Verde para una acción relajante en pieles con tendencia a la sensibilidad.
- **Modo Total (Blanca):** Triple espectro (Rojo + Azul + Verde) para un mantenimiento global de la belleza del rostro.

Prueba de sensibilización

Antes del primer uso, realice una prueba de sensibilización siguiendo estos pasos:

1. Coloque el dispositivo en la parte interna de su brazo.
2. Encienda el controlador y deje que funcione durante el ciclo completo de 10 minutos.
3. Si en algún momento siente calor o incomodidad, APAGUE el dispositivo inmediatamente.
4. Espere al menos 6 horas después del tratamiento. Si la piel se enrojece o pica, el dispositivo no es adecuado para usted. Devuélvalo al minorista dentro de los 14 días posteriores a la compra.

Uso de la máscara de tecnología de luz LED

Recomendaciones

Para obtener los mejores resultados, realice las sesiones 1-2 veces por semana durante un mínimo de 4 semanas. La rutina de mantenimiento debe realizarse según sea necesario, de acuerdo con el estilo de vida y la condición de la piel.

Realización de una sesión de belleza

1. Ensamble su máscara. Conecte las correas a la máscara asegurándose de que estén bien sujetas. Fig. 2

Nota: Asegúrese de que las partes suaves estén en contacto con la piel y las partes rugosas queden hacia afuera para un mejor ajuste.

Figura 3

1. Parte suave
 2. Rugoso
 3. Unir ambas partes
-
2. Limpie y seque bien su rostro y manos.

- Colocación de la máscara: Asegúrese de que la parte interior de la máscara esté en contacto con la piel y ajuste las correas para un ajuste cómodo.

Figura 4

- Parte exterior
- Parte interior

- Ajuste la correa elástica de la máscara para asegurar que se ajuste cómodamente.
- Siéntese o acuéstese y coloque la máscara sobre su rostro.
- Utilice el controlador para seleccionar el color de la luz, el brillo, el parpadeo o luz continua, y el tiempo de la sesión.
- Aplique sus sueros o cremas para el cuidado de la piel después de la aplicación, ya que su absorción se ve favorecida tras el uso de la tecnología de luz.
- Continúe con su rutina de cuidado de la piel. Realice sesiones de 15 minutos, 3-4 veces a la semana, y reduzca a 1-2 veces por semana una vez que se observen los resultados deseados.

Consejos

- En modo manual, mantenga el control de la máscara dentro de los 15 minutos para evitar daños en la piel.
- Si es la primera vez que usa el producto, siga este itinerario de uso y ajústelo según la condición de su piel:
 - Primera semana: Usar una vez cada 3 días, 10 minutos por sesión.
 - Segunda semana: Usar una vez cada 2 días, 10 minutos por sesión.
 - Tercera semana: Usar una vez cada 2 días, 10-15 minutos por sesión.
 - Cuarta semana: Usar diariamente, 10-15 minutos por sesión.

Uso del control remoto

Modos

La máscara ofrece modo manual y automático.

Modo manual

- Mantenga presionado el botón de la máscara durante un segundo para encenderla; entrará en modo manual por defecto (luz roja).
- Si la luz indicadora parpadea 5 veces sin operación, la máscara se apagará automáticamente después de 10 minutos.

Modo automático

- Presione el botón de modo una vez para cambiar al modo automático.
- El dispositivo iniciará un ciclo de cuidado integral de 15 minutos, diseñado para ofrecer

ESPAÑOL

una experiencia completa y equilibrada para su piel sin necesidad de ajustes manuales. La máscara seguirá esta secuencia automática:

1. 5 minutos: Luz Roja + NIR (Modo Rejuvenecimiento).
 2. 5 minutos: Luz Azul + NIR (Modo Purificante).
 3. 5 minutos: Luz Verde + NIR (Modo Iluminador).
- La máscara se apagará automáticamente al finalizar el ciclo de 15 minutos. También puede apagarla manualmente manteniendo el botón de encendido durante 3 segundos.

Selección de luz en Modo Manual

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo para activar la máscara. Se encenderá la luz roja y la luz indicadora en el lado izquierdo del botón. Para apagarla, mantenga presionado el botón durante 3 segundos o presione cuatro veces.
2. Presione el botón de encendido nuevamente para activar la luz azul. La luz indicadora en la parte superior izquierda del botón se iluminará. Para apagarla, mantenga presionado el botón durante 3 segundos o presione tres veces.
3. Presione el botón de encendido una tercera vez para activar la luz infrarroja. La luz indicadora en la parte superior derecha del botón se iluminará. Para apagarla, mantenga presionado el botón durante 3 segundos o presione dos veces.
4. Presione el botón de encendido una cuarta vez para activar la luz mixta. La luz indicadora en el lado derecho del botón se iluminará. Para apagarla, mantenga presionado el botón durante 3 segundos o presione una vez.

Selección de luz en Modo Automático

1. Con la máscara encendida, presione la tecla Auto/manual para alternar entre el modo manual (M) y automático (A).
2. En modo automático, si no hay acción durante 3 segundos, el temporizador comenzará.
3. Se apagará automáticamente después de 15 minutos.

En la figura 5 se muestra cómo utilizar el control remoto.

Carga

Fig. 6

Importante: Antes de cargar, asegúrese de tener la máscara, el cable USB y el control remoto listos.

1. La máscara incluye un control remoto.
2. Conecte el cable USB al puerto de carga del control remoto.
3. Enchufe el adaptador USB en el otro extremo, asegurándose de que el voltaje del producto coincida con el de la fuente de alimentación.
4. Durante la carga, el indicador del control remoto se iluminará en blanco. Todos los indicadores se encenderán cuando la carga esté completa.

Nota: Tipo de batería, Ion de litio

Advertencias:

- Evite usar este equipo cerca de otros dispositivos o apilado con ellos, ya que podría afectar su funcionamiento. Si es necesario, supervise ambos equipos para asegurar un funcionamiento normal.
- El uso de accesorios, transductores y cables no especificados por el fabricante puede aumentar las emisiones electromagnéticas o reducir la inmunidad electromagnética del equipo, afectando su funcionamiento.
- No use equipos de comunicaciones RF portátiles a menos de 30 cm de cualquier parte del equipo, incluidos los cables especificados por el fabricante, para evitar degradar su rendimiento.

Consejos:

- Al cargar, use solo el cable USB original proporcionado con la máscara y no utilice la máscara durante la carga.
- Dado que la capacidad de la batería de este producto es de 1800 mAh, el adaptador no está incluido en los accesorios estándar. Recomendamos cargar con un adaptador de 0.5A para reducir el tiempo de carga.
- Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3.2V, la luz indicadora en el control remoto parpadeará y la máscara se apagará automáticamente después de parpadear 10 veces.

Riesgos y beneficios

Riesgos Conocidos

- Inmediatamente después de las sesiones de belleza, la piel puede aparecer roja. La piel debería volver a la normalidad en 1-2 horas.
- Dolores de cabeza temporales inmediatamente después del tratamiento con luz. Los dolores de cabeza pueden tratarse con un analgésico apropiado y rehidratación.
- Reduce las líneas finas del rostro y mejora la textura y pigmentación.
- Mejora las imperfecciones de la piel.

Condiciones ambientales

Elemento	Especificaciones	
Entorno de operación	Temperatura	5 °C ~ +35°C
	Humedad	85% HR o menos
	Presión atmosférica	80-106 KPA
	Altitud	≤2000 metros
Entorno de almacenamiento	Temperatura	-10 °C ~ +50 °C
	Humedad	85% HR o menos
	Presión atmosférica	80-106 KPA
	Altitud	≤2000 metros

Entorno externo que el producto puede soportar

- La máscara puede colocarse en un ambiente con una temperatura de 60 ± 2 °C y una humedad del $85\% \pm 2\%$ HR durante 2 horas, y luego en un ambiente con una temperatura de -20 ± 2 °C. Después de repetir lo anterior 9 veces, la máscara se coloca a temperatura ambiente durante 2 horas.
- La máscara puede colocarse en un ambiente con una temperatura de 60 ± 2 °C y una humedad del $65\% \pm 2\%$ HR durante 48 horas, y luego a temperatura ambiente durante 2 horas.
- La máscara puede colocarse en un ambiente con una temperatura de -20 ± 2 °C durante 48 horas, y luego a temperatura ambiente durante 2 horas.
- La máscara puede colocarse en un ambiente con una temperatura de 40 ± 3 °C y una humedad del $90\% \pm 2\%$ HR durante 48 horas, luego se coloca a temperatura ambiente durante 2 horas.
- La máscara puede colocarse en un ambiente con una temperatura de 40 °C durante 2 horas, y probar las funciones relacionadas en este entorno.
- La máscara puede colocarse en un ambiente con una temperatura de 0 °C durante 2 horas, y probar las funciones relacionadas en este entorno.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie la máscara LED después de cada uso.
- Almacénela a temperatura ambiente, en un lugar seco.
- Evite lugares polvorientos, la luz solar directa y la humedad.
- La máscara no requiere mantenimiento interno.

- Antes de cada uso, limpie la máscara siguiendo estas instrucciones.

Limpieza de la máscara LED

1. Apague el dispositivo antes de limpiar.
2. Use una solución de etanol al 70%-80% para limpiar la superficie dos veces durante 3 minutos, luego pase un paño húmedo o seco.
3. No utilice benceno, diluyentes, acetato de butilo u otros materiales inflamables.
4. No rocíe agua directamente.
5. Evite otros productos de limpieza que puedan dañar los plásticos.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Acción
No se puede encender el dispositivo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El enchufe no está bien insertado. 2. La máscara LED no está bien conectada. 3. No se mantuvo presionado el botón de encendido durante un segundo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserte correctamente el enchufe. 2. Verifique el cable de alimentación. 3. Mantenga presionado el botón de encendido nuevamente.
La luz LED no se enciende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La máscara LED no está bien conectada. 2. La placa de circuito está fallando. 3. Se ha tirado excesivamente del cable de alimentación. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique el cable de alimentación. 2. No tire excesivamente del cable de alimentación.
Parpadeo durante el uso. No se puede cambiar el modo de iluminación.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El voltaje de la batería del control remoto es demasiado bajo. 2. El cable de alimentación no está completamente insertado en el puerto del control remoto. 3. El dispositivo está defectuoso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cargue el control remoto. 2. Verifique si el cable de alimentación está en buen estado. 3. Contacte al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Cecotec.

ESPAÑOL

- Si el problema persiste, por favor contacte con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Cecotec.
- NO intente reparar el dispositivo por su cuenta.
- NO modifique el dispositivo. El sistema LED NO tiene partes reparables por el usuario.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: FaceCare LÛM / FaceCare LÛM Champagne

Referencia del producto: EU01_124613

Voltaje: 5 V $\overline{\text{=}}$

Intensidad: 1 A

Potencia: 5 W

Batería: Li-ion 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh

Peso bruto: 250 g

Dimensiones máscara LED: 207×277×43mm aprox.

Para la recarga de la batería se recomienda utilizar un adaptador con las siguientes características:

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz

Salida: 5 V $\overline{\text{=}}$, 1 A

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

8. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.



Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

Puede consultar la información sobre los sistemas nacionales de reciclaje de embalajes y su marcado en nuestra página web.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

9. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA



Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las normativas aplicables en la Unión Europea. Este producto ha sido diseñado, fabricado y probado con el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad requeridos. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE se puede encontrar en la siguiente dirección web: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PARTS AND COMPONENTS

Figure 1

1. Face mask with LED technology
2. Headband
3. Remote control
4. USB cable
5. Charging cable connection ports

Note:

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. BEFORE USE

- This device comes in packaging designed to ensure it remains protected during transport. Remove the product from its box and, if possible, keep the original packaging in a safe place for future transport. If you decide to dispose of it, please do so responsibly by following local recycling regulations.
- Check that all components are included and in perfect condition. If you notice any faults or find that any accessories are missing, please contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box contents:

- Flexible silicone face mask + connecting cable
 - Headband (x2)
 - Compact remote control
 - USB charging cable
 - This instruction manual
-
- For warranty and traceability purposes, do not remove the serial number affixed to the device. This will be essential when requesting technical support.

3. OPERATIONAL SAFETY

The LED technology mask is a precision electronic device. To ensure a safe experience and avoid the risk of electric shock, it is essential to follow these guidelines:

- **Must read:** Read this instruction manual carefully before your first session and strictly follow the operating instructions.
- **Health:** The user must be in good general health to use the device.
- **Safety warning:** As with any electrical equipment, misuse or use in unsuitable circumstances (such as contact with water) could pose a risk to the user.

4. OPERATION

1. **Preparation:** Before you begin, ensure that the remote control battery is fully charged. Cleanse your face thoroughly to remove any traces of make-up or impurities; this will help the light to penetrate more effectively.
2. **Connection:** Connect the mask to the remote control using the supplied USB cable.
3. **Placement:** Place the mask on your face and adjust it comfortably using the elastic headbands.
4. **Activation:** Press and hold the power button to start the device.
5. **Mode selection:** Use the remote control to choose between Automatic Mode or Manual Mode (selecting the desired light colour according to your skin type and aesthetic preferences).
6. **Session:** Enjoy the beauty treatment for up to 15 minutes. The mask will switch off automatically once the time has elapsed.
7. **Finishing:** Remove the mask and proceed with your usual moisturising or serum routine.

Intended use of the 9 lights

- **Red light + IR (630 nm + 830 nm):** This is the go-to combination for comprehensive anti-ageing care. Red light helps the skin appear firmer, whilst near-infrared (NIR) light penetrates to boost vitality. It is ideal for improving the elasticity and softening fine lines following your beauty routine.
- **Blue light + IR (415 nm + 830 nm):** Specifically designed to balance skin prone to blemishes. Whilst blue light helps keep the skin's surface clean and free from impurities, infrared soothes the feeling of tightness. It is recommended for oily skin seeking a more matte and uniform appearance.
- **Green light + IR (520 nm + 830 nm):** This combination specialises in brightening the face and improving the appearance of uneven pigmentation. Green light works to promote a more even tone, making it perfect for achieving radiant skin and visually minimising the appearance of sunspots.
- **Near-infrared light or NIR (830 nm):** This light is invisible to the human eye, but acts on the surface layers to provide deep revitalisation. Its main benefit is to improve the sensation of elasticity and enhance a healthy, rested appearance from within.
- **Lilac light (630 nm + 415 nm):** Acts as a synergistic support for the appearance of the skin barrier. It helps improve skin texture and provides soothing care, making it ideal for skin showing signs of old blemishes or sensitive areas.

ENGLISH

- **Yellow light (630 nm + 520 nm):** Its main function is to visibly reduce redness and enhance the skin's comfort. It is the preferred choice for easily irritated skin, helping the face to appear more balanced and less congested.
- **White light (630 nm + 415 nm + 520 nm):** This is the 'all-in-one' daily care spectrum. By combining the benefits of the primary lights, it offers a comprehensive experience that addresses radiance, firmness and clarity in a single step, ideal for general facial beauty maintenance.
- **Orange light (630 nm + 520 nm):** Focuses on revitalising a dull complexion. It is excellent for improving the appearance of tired-looking skin (such as after a poor night's sleep), whilst also helping facial care products (creams and serums) to be better absorbed.
- **Cyan light (415 nm + 520 nm):** Provides gentle care for skin prone to shine, with a highly relaxing effect. By combining blue light with the soothing benefits of green light, it is the preferred choice for improving the appearance of enlarged pores on sensitive skin.

Information note: This product is an aesthetic device and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or medical condition. It is not a medical device. If you suffer from any pre-existing skin condition, consult your dermatologist before use.

Product features

- **Premium, minimalist design:** High-end aesthetics designed for superior ergonomic fit to the face, optimising the reach of the LED light.
- **Advanced eye protection:** Includes high-quality silicone pads that protect the eyes from the intensity of the light.
- **Fully customisable:** Allows you to select the mode of use and adjust the duration according to your preferences and skin goals.
- **Portability and comfort:** Compact and lightweight design for easy transport, enabling advanced facial care anytime, anywhere.

Remote control functions

The remote control manages the on/off function and powers the mask via its rechargeable lithium-ion polymer battery. The device has two operating modes:

- Automatic mode (A): Allows you to enjoy a full 15-minute session. This mode automatically alternates between red, blue and green lights at 5-minute intervals, keeping the infrared light active throughout the process for a complete revitalisation of the skin's appearance.
- Manual mode (M): Allows you to select specific colours according to your desired beauty goal. After each selection, the device will operate for a maximum of 15 minutes.

Mode and colour guide

Indicator	Treatment description
R + I	Red mask light + NIR
B + I	Blue mask light + NIR
G + I	Green mask light + NIR
NIR	Near-infrared or NIR mask light
R + B	Lilac mask light
R + G	Yellow mask light
R + B + G	White mask light
R + G	Orange mask light
B + G	Cyan mask light
A	Automatic mask operating mode
M	Manual mask operating mode

Contraindications, warnings and precautionsContraindications

- DO NOT use the mask to treat conditions other than those indicated. It has not been tested for other conditions and the risks are unknown.
- DO NOT use the mask if you are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding. It has not been tested in these circumstances, so the risk is unknown.
- DO NOT use the mask if you suffer from lupus erythematosus, photosensitive eczema or albinism, as it could cause a severe skin reaction.
- DO NOT use the mask if you suffer from any photosensitive disorder. It could cause a severe skin reaction.
- DO NOT use the mask if you are taking medicines that cause photosensitivity, such as certain antibiotics, chemotherapy drugs and diuretics. Consult your doctor if you have any doubts.
- Avoid using it on wounds.
- The user is the intended operator and can safely use the skincare function.
- Do not carry out maintenance whilst the product is in use, including charging.
- Use the mask with caution.

Warnings:

- Carry out a sensitivity test before using the mask. DO NOT use it if you are sensitive to it.

ENGLISH

- DO NOT use the mask in any way other than that specified in the instructions. Untested use may be dangerous.
- SWITCH OFF and REMOVE the mask if it feels uncomfortably warm.
- Use only the recommended hydrogel mask. Other masks have not been tested.
- Remove creams, lotions or make-up BEFORE using the mask to avoid sensitisation or reduced effectiveness.
- DO NOT use the mask near water or if it has been in contact with water.
- Keep the mask away from hot surfaces.
- DO NOT attempt to modify the mask, as this will void the warranty and may cause an electric shock.
- DO NOT use the mask if it is damaged.
- DO NOT use it whilst charging, and do not touch the device with wet hands whilst charging.
- DO NOT use the product in areas where medicines are stored.
- Avoid storing flammable or explosive materials near the product.
- Store the product in a cool, dry place; do not refrigerate it.
- DO NOT use the product in bathrooms, swimming pools or other damp places.
- Keep the product away from strong magnetic fields such as those from microwaves or televisions.
- DO NOT place the product near other equipment without checking that it is working properly.
- Keep the product out of the reach of children to prevent misuse.
- DO NOT expose the product to the open air for prolonged periods.
- Avoid bending or applying pressure to the product and the power cable.
- DO NOT modify or replace the power cable and battery yourself.
- DO NOT look directly at the light source of the LED mask.
- Avoid prolonged use in areas with unstable voltage.
- DO NOT store magnets or metals near the product.
- Avoid exposure to harmful optical radiation.
- DO NOT touch cables and hoses to avoid strangulation.
- Avoid inhaling or swallowing small parts.
- People allergic to the materials should not use the equipment.
- DO NOT touch the device with wet hands to avoid injury.
- Use only accessories and materials described in the instructions.
- DO NOT connect this device to others not specified in the instructions.

Precautions

- Use only cables and accessories sold by our company to avoid increasing the LED therapy mask's emission.
- Install and use the product in accordance with the instructions in the manual.
- This product is for personal use only; sharing it is not recommended.

- The headband contains polyester and nylon. If you are allergic, avoid using it.
- The user must be trained in the proper use of the device.
- The remote control is Class II for protection against electric shock; the mask has internal protection.
- Report any risks of interference during specific treatments.
- If connected to a separate power supply, this must be specified as part of the system.
- Protect your eyes and skin; do not look directly at the light.
- The skin care function is safe; avoid using unrelated functions.
- Do not carry out maintenance yourself, such as changing batteries.
- Using unspecified controls or settings may result in exposure to hazardous radiation.

Operating mode information

This device uses precision light technology that combines three core wavelengths to create nine specific beauty programmes. Each mode is designed to improve the appearance of the skin through the controlled emission of light:

- **Red light (630 nm):** Anti-ageing action and improvement in the appearance of firmness.
- **Blue light (415 nm):** Helps keep the skin clear and balanced, reducing the appearance of blemishes.
- **Green light (520 nm):** Helps to visually even out skin tone and adds radiance.
- **Near-infrared light or NIR (830 nm):** Deep revitalisation for healthier-looking skin (light invisible to the human eye).

Combined programmes (light synergy)

The mask optimises results by simultaneously combining light spectra:

- **Rejuvenation mode (red + NIR):** Ideal for softening the appearance of fine lines and improving the feeling of smoothness.
- **Purifying mode (blue + NIR):** Pore care and a soothing sensation after the appearance of shine or blemishes.
- **Brightening mode (green + NIR):** Improves the appearance of superficial blemishes and revitalises the face.
- **Recovery mode (lilac):** A fusion of red + blue to visually improve the texture of skin with old marks.
- **Anti-redness mode (yellow):** A fusion of red + green to soothe the skin and enhance the feeling of skin protection.
- **Vitality mode (orange):** A fusion of red + yellow to revitalise the skin and enhance its radiant appearance.
- **Balance mode (cyan):** A combination of blue and green for a soothing effect on skin prone to sensitivity.
- **Total mode (white):** Triple spectrum (red + blue + green) for comprehensive maintenance of the face's beauty.

ENGLISH

Sensitivity test

Before using the device for the first time, carry out a sensitivity test by following these steps:

1. Place the device on the inside of your arm.
2. Switch on the remote control and let it run for the full 10-minute cycle.
3. If at any point you feel heat or discomfort, SWITCH OFF the device immediately.
4. Wait at least 6 hours after treatment. If your skin becomes red or itchy, the device is not suitable for you. Return it to the retailer within 14 days of purchase.

How to use the LED light therapy mask

Recommendations

For best results, carry out sessions 1–2 times a week for a minimum of 4 weeks. The maintenance routine should be carried out as needed, depending on your lifestyle and skin condition.

Performing a beauty session

1. Assemble your mask. Attach the headbands to the mask, ensuring they are securely fastened. Fig. 2

Note: Ensure the smooth sides are in contact with the skin and the textured sides face outwards for a better fit.

Figure 3

1. Soft side
 2. Rough side
 3. Join both sides
2. Clean and dry your face and hands thoroughly.
 3. Fitting the mask: Ensure that the inner side of the mask is in contact with the skin and adjust the headbands for a comfortable fit.

Figure 4

- A. Outer side
 - B. Inner side
4. Adjust the mask's headband to ensure a comfortable fit.
 5. Sit or lie down and place the mask over your face.
 6. Use the remote control to select the light colour, brightness, flashing or steady light, and session duration.
 7. Apply your serums or skincare creams after the treatment, as their absorption is enhanced following the use of light therapy.
 8. Continue with your skincare routine. Carry out 15-minute sessions, 3–4 times a week, and

reduce to 1–2 times a week once the desired results are achieved.

Tips

- In manual mode, ensure the mask is used for no longer than 15 minutes to avoid skin damage.
- If this is your first time using the product, follow this usage schedule and adjust it according to your skin condition:
 - First week: Use once every 3 days, for 10 minutes per session.
 - Second week: Use once every 2 days, 10 minutes per session.
 - Third week: Use once every 2 days, 10-15 minutes per session.
 - Fourth week: Use daily, 10-15 minutes per session.

Using the remote control

Modes

The mask offers manual and automatic modes.

Manual mode

- Press and hold the button on the mask for one second to switch it on; it will enter manual mode by default (red light).
- If the indicator light flashes 5 times without any operation, the mask will switch off automatically after 10 minutes.

Automatic mode

- Press the mode button once to switch to automatic mode.
- The device will start a 15-minute comprehensive care cycle, designed to provide a complete and balanced experience for your skin without the need for manual adjustments. The mask will follow this automatic sequence:
 1. 5 minutes: Red light + NIR (rejuvenation mode).
 2. 5 minutes: Blue light + NIR (purifying mode).
 3. 5 minutes: Green light + NIR (brightening mode).
- The mask will switch off automatically at the end of the 15-minute cycle. You can also switch it off manually by holding down the power button for 3 seconds.

Light selection in manual mode

1. Press and hold the power button for 1 second to switch on the mask. The red light and the indicator light on the left-hand side of the button will light up. To switch it off, press and hold the button for 3 seconds or press it four times.
2. Press the power button again to activate the blue light. The indicator light at the top left of the button will light up. To switch it off, press and hold the button for 3 seconds or press it three times.

ENGLISH

3. Press the power button a third time to activate the infrared light. The indicator light at the top right of the button will light up. To switch it off, press and hold the button for 3 seconds or press it two times.
4. Press the power button a fourth time to activate the mixed light. The indicator light on the right-hand side of the button will light up. To switch it off, press and hold the button for 3 seconds or press it once.

Light selection in automatic mode

1. With the mask switched on, press the auto/manual button to switch between manual (M) and automatic (A) mode.
2. In automatic mode, if there is no activity for 3 seconds, the timer will start.
3. It will switch off automatically after 15 minutes.

Figure 5 shows how to use the remote control.

Charging

Fig. 6

Important: Before charging, make sure you have the mask, the USB cable and the remote control ready.

1. The mask comes with a remote control.
2. Connect the USB cable to the charging port on the remote control.
3. Plug the USB adapter into the other end, ensuring that the product's voltage matches that of the power supply.
4. During charging, the indicator on the remote control will light up white. All indicators will light up when charging is complete.

Note: Battery type: lithium-ion

Warnings:

- Avoid using this equipment near other devices or stacked with them, as this may affect its operation. If necessary, monitor both pieces of equipment to ensure normal operation.
- The use of accessories, transducers and cables not specified by the manufacturer may increase electromagnetic emissions or reduce the equipment's electromagnetic immunity, affecting its operation.
- Do not use portable RF communications equipment within 30 cm of any part of the equipment, including cables specified by the manufacturer, to avoid degrading its performance.

Tips:

- When charging, use only the original USB cable supplied with the mask and do not use the mask whilst it is charging.
- As this product has a battery capacity of 1800 mAh, the adapter is not included in the standard accessories. We recommend charging with a 0.5 A adapter to reduce charging time.
- When the battery voltage is below 3.2 V, the indicator light on the remote control will flash and the mask will switch off automatically after flashing 10 times.

Risks and benefitsKnown risks

- Immediately after beauty sessions, the skin may appear red. The skin should return to normal within 1-2 hours.
- Temporary headaches immediately following light treatment. Headaches can be treated with a suitable painkiller and rehydration.
- Reduces fine lines on the face and improves skin texture and pigmentation.
- Reduces skin imperfections.

Environmental conditions

Item	Specifications	
Operating environment	Temperature	5°C ~ +35°C
	Humidity	85% RH or less
	Atmospheric pressure	80-106 kPa
	Altitude	≤ 2000 metres
Storage environment	Temperature	-10°C ~ +50°C
	Humidity	85% RH or less
	Atmospheric pressure	80-106 kPa
	Altitude	≤ 2000 metres

Environmental conditions the product can withstand

- The mask can be placed in an environment with a temperature of $60 \pm 2^\circ\text{C}$ and a humidity of $85\% \pm 2\%$ RH for 2 hours, and then in an environment with a temperature of $-20 \pm 2^\circ\text{C}$. After repeating the above 9 times, the mask is placed at room temperature for 2 hours.

ENGLISH

- The mask can be placed in an environment with a temperature of $60 \pm 2^{\circ}\text{C}$ and a humidity of $65\% \pm 2\% \text{ RH}$ for 48 hours, and then at room temperature for 2 hours.
- The mask may be placed in an environment with a temperature of $-20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ for 48 hours, and then at room temperature for 2 hours.
- The mask may be placed in an environment with a temperature of $40 \pm 3^{\circ}\text{C}$ and a humidity of $90\% \pm 2\% \text{ RH}$ for 48 hours, and then at room temperature for 2 hours.
- The mask may be placed in an environment with a temperature of 40°C for 2 hours, and the relevant functions tested in this environment.
- The mask may be placed in an environment with a temperature of 0°C for 2 hours, and the relevant functions tested in this environment.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the LED mask after each use.
- Store it at room temperature in a dry place.
- Avoid dusty areas, direct sunlight and humidity.
- The mask requires no internal maintenance.
- Before each use, clean the mask following these instructions.

Cleaning the LED mask

6. Switch off the device before cleaning.
7. Use a 70%-80% ethanol solution to wipe the surface twice for 3 minutes, then wipe with a damp or dry cloth.
8. Do not use benzene, thinners, butyl acetate or other flammable materials.
9. Do not spray water directly onto the device.
10. Avoid other cleaning products that may damage the plastics.

6. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Action
The device does not switch on.	1. The plug is not properly inserted. 2. The LED mask is not properly connected. 3. The power button was not presses and held down for one second.	1. Insert the plug correctly. 2. Check the power cable. 3. Press and hold the power button again.

<p>The LED light does not turn on.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The LED mask is not properly connected. 2. The circuit board is faulty. 3. The power cable has been pulled too hard. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the power cable. 2. Do not pull too hard on the power cable.
<p>Flashing during use. The light mode cannot be changed.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The remote control's battery voltage is too low. 2. The power cable is not fully inserted into the remote control's port. 3. The device is faulty. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Charge the remote control. 2. Check that the power cable is in good condition. 3. Contact the official Cecotec Technical Support Service.

- If the problem persists, contact the official Cecotec Technical Support Service.
- DO NOT attempt to repair the appliance yourself.
- DO NOT modify the device. The LED system has NO user-serviceable parts.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: FaceCare LÜM / FaceCare LÜM Champagne

Product reference: EU01_124613

Voltage: 5 V =

Intensity: 1 A

Power: 5 W

Battery: Li-ion 3.7 V, 1800 mAh, 6.66 Wh

Gross weight: 250 g

LED mask dimensions: approx. 207×277×43 mm

To recharge the battery, it is recommended to use an adapter with the following characteristics:

Input: 100-240 V~, 50/60 Hz

Output: 5 V =, 1 A

Technical specifications may change without prior notice to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

8. RECYCLING OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.



Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old electrical and electronic appliances and/or their batteries.

Information regarding national packaging recycling systems and their marking can be found on our website.

Compliance with the above guidelines will help protect the environment.

9. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of product delivery under the terms, conditions and deadlines established by applicable regulations.

Repairs should be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The content of this publication may not, either in part or in its entirety, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without prior authorisation from CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY



Cecotec Innovaciones hereby declares that this appliance complies with the essential requirements and other relevant provisions of the regulations applicable in the European Union. This appliance has been designed, manufactured and tested in compliance with required safety and quality standards. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Image 1

1. Masque à technologie LED
2. Sangles pour la tête
3. Contrôle à distance
4. Câble USB
5. Ports de connexion du câble de charge

Note :

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil est livré dans un emballage conçu pour garantir sa protection pendant le transport. Retirez l'appareil de sa boîte et, si possible, conservez l'emballage d'origine dans un endroit sûr pour de futurs déplacements. Si vous décidez de le jeter, veuillez le faire de manière responsable en suivant les réglementations locales en matière de recyclage.
- Vérifiez que tous les composants sont inclus et en parfait état. En cas d'anomalie ou de manque d'accessoire, contactez immédiatement le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte :

- Masque facial flexible en silicone + câble de connexion
- Sangles de réglage pour la tête (x2)
- Télécommande compacte
- Câble de charge USB
- Manuel d'instructions
- Pour des raisons de garantie et de traçabilité, ne retirez pas le numéro de série apposé sur l'appareil. Il sera indispensable pour demander une assistance technique.

3. SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT

Le masque à technologie LED est un appareil électronique de précision. Pour garantir une expérience sûre et éviter les risques de choc électrique, il est impératif de suivre ces directives :

- Lecture obligatoire : Lisez attentivement ce manuel avant la première séance et suivez strictement les instructions d'utilisation.

FRANÇAIS

- État de santé : L'utilisateur doit être en bonne santé générale pour utiliser l'appareil.
- Avertissement de sécurité : Comme tout équipement électrique, une utilisation inappropriée ou dans des circonstances inadéquates (comme le contact avec l'eau) pourrait représenter un risque pour l'utilisateur.

4. FONCTIONNEMENT

1. **Préparation** : Avant de commencer, assurez-vous que la batterie du contrôleur est chargée. Nettoyez votre visage en profondeur pour éliminer les résidus de maquillage ou les impuretés ; cela facilitera la pénétration de la lumière.
2. **Connexion** : Connectez le masque au contrôleur à l'aide du câble USB fourni.
3. **Placement** : Placez le masque sur votre visage et ajustez-le confortablement à l'aide des sangles élastiques.
4. **Activation** : Maintenez le bouton Marche enfoncé pour démarrer l'appareil.
5. **Sélection du mode** : Utilisez la télécommande pour choisir entre le mode Automatique ou le mode Manuel (en sélectionnant la couleur de lumière souhaitée selon votre type de peau et vos préférences esthétiques).
6. **Séance** : Profitez de votre moment de beauté pendant 15 minutes maximum. Le masque s'éteindra automatiquement une fois le temps écoulé.
7. **Finalisation** : Retirez le masque et poursuivez votre routine habituelle d'hydratation ou de sérums.

Utilisation des 9 lumières

- **Lumière rouge + IR (630 nm + 830 nm)** : C'est la combinaison de référence pour le soin global de l'âge. La lumière rouge aide la peau à paraître plus ferme, tandis que l'infrarouge proche (NIR) pénètre pour renforcer la vitalité. Elle est idéale pour améliorer l'apparence de l'élasticité et lisser les ridules après la routine de beauté.
- **Lumière bleue + IR (415 nm + 830 nm)** : Conçue spécifiquement pour l'équilibre des peaux à tendance aux imperfections. Tandis que la lumière bleue aide à maintenir la surface de la peau propre et exempte d'impuretés, l'infrarouge calme la sensation de tiraillement. Elle est recommandée pour les peaux grasses qui recherchent un aspect plus mat et uniforme.
- **Lumière verte + IR (520 nm + 830 nm)** : Ce mélange est spécialisé dans l'éclaircissement du visage et l'amélioration de l'apparence de la pigmentation irrégulière. La lumière verte agit en favorisant un teint plus homogène, étant parfaite pour obtenir une peau radieuse et minimiser visuellement l'apparence des taches solaires.
- **Lumière infrarouge proche ou NIR (830 nm)** : Cette lumière est invisible à l'œil humain, mais agit dans les couches superficielles pour une revitalisation profonde. Son principal avantage est d'améliorer la sensation d'élasticité et de favoriser un aspect sain et reposé de l'intérieur.
- **Lumière violette (630 nm + 415 nm)** : Elle fonctionne comme un soutien synergique pour

l'apparence de la barrière cutanée. Elle aide à améliorer la texture de la peau et procure un soin réconfortant, ce qui la rend idéale pour les peaux présentant des marques d'anciennes imperfections ou des zones sensibilisées.

- **Lumière jaune (630 nm + 520 nm) :** Sa fonction principale est la réduction visuelle des rougeurs et le renforcement de la sensation de confort sur la peau. C'est l'option préférée pour les peaux qui s'irritent facilement, aidant le visage à paraître un teint plus équilibré et moins congestionné.
- **Lumière blanche (630 nm + 415 nm + 520 nm) :** C'est le spectre de soin quotidien « tout-en-un ». En combinant les bienfaits des lumières primaires, elle offre une expérience complète qui aborde la luminosité, la fermeté et la propreté en une seule étape, idéale pour l'entretien général de la beauté faciale.
- **Lumière orange (630 nm + 520 nm) :** Elle se concentre sur la revitalisation du teint terne. Elle est excellente pour améliorer l'apparence des peaux fatiguées (comme après une mauvaise nuit de sommeil), aidant également les produits de soin du visage (crèmes et sérums) à être mieux absorbés.
- **Lumière cyan (415 nm + 520 nm) :** Soin doux pour les peaux à tendance aux brillances avec un effet très relaxant. En combinant la lumière bleue avec les bienfaits réconfortants de la lumière verte, c'est l'option préférée pour améliorer l'apparence des pores dilatés sur les peaux sensibles.

Note informative : cet appareil est destiné à un usage esthétique et n'est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie ou affection médicale. Ce n'est pas un dispositif médical. Si vous souffrez d'une pathologie cutanée préexistante, consultez votre dermatologue avant utilisation.

Caractéristiques de l'appareil

- **Design haut de gamme et minimaliste :** Esthétique haut de gamme conçue pour une adaptation ergonomique supérieure au visage, optimisant la portée de la lumière LED.
- **Protection oculaire avancée :** coussinets en silicone de haute qualité qui protègent la vue de l'intensité lumineuse inclus.
- **Personnalisation totale :** vous pouvez sélectionner le mode d'utilisation et ajuster le temps selon les préférences et les objectifs de votre peau.
- **Portabilité et confort :** design compact et léger qui facilite son transport, permettant un soin facial avancé à tout moment et en tout lieu.

Fonctions de la télécommande

Le contrôleur gère l'allumage/l'arrêt, ainsi que l'alimentation du masque grâce à sa batterie rechargeable au lithium-ion polymère. L'appareil dispose de deux modes d'utilisation :

- Mode Automatique (A) : Ce mode permet de profiter d'une séance intégrale de 15 minutes.

FRANÇAIS

Il alterne automatiquement entre les lumières rouge, bleue et verte par intervalles de 5 minutes, en maintenant la lumière infrarouge active pendant tout le processus pour une revitalisation complète de l'apparence cutanée.

- Mode Manuel (M) : Ce mode permet de sélectionner des couleurs spécifiques selon l'objectif de beauté souhaité. Après chaque sélection, l'appareil fonctionnera pendant 15 minutes maximum.

Guide des modes et couleurs

Indicateur	Description du traitement
R + I	La lumière du masque est rouge + NIR
B + I	La lumière du masque est bleue + NIR
G + I	La lumière du masque est verte + NIR
NIR	La lumière du masque est infrarouge proche ou NIR
R + B	La lumière du masque est violette
R + G	La lumière du masque est jaune
R + B + G	La lumière du masque est blanche
R + G	La lumière du masque est orange
B + G	La lumière du masque est cyan
A	Mode de fonctionnement du masque automatique.
M	Mode de fonctionnement du masque manuel.

Contre-indications, avertissements et précautions

Contre-indications

- N'UTILISEZ PAS le masque pour traiter des conditions autres que celles indiquées. Il n'a pas été testé pour d'autres conditions et le risque est inconnu.
- N'UTILISEZ PAS le masque si vous êtes enceinte, prévoyez de l'être ou allaitez. Il n'a pas été testé dans ces circonstances, le risque est donc inconnu.
- N'UTILISEZ PAS le masque si vous souffrez de Lupus érythémateux, d'eczéma photosensible ou d'albinisme, car cela pourrait provoquer une réaction cutanée sévère.
- N'UTILISEZ PAS le masque si vous souffrez d'un trouble photosensible. Cela pourrait provoquer une réaction cutanée sévère.
- N'UTILISEZ PAS le masque si vous prenez des médicaments qui causent une photosensibilité, tels que certains antibiotiques, médicaments de chimiothérapie et diurétiques. Consultez

votre médecin en cas de doute.

- Évitez de b'utiliser sur des plaies.
- L'utilisateur peut utiliser en toute sécurité la fonction de soin de la peau.
- N'effectuez pas de maintenance pendant que le produit est en cours d'utilisation, y compris la charge.
- Utilisez le masque avec prudence.

Avertissements

- Effectuez un test de sensibilité avant d'utiliser le masque. N'UTILISEZ PAS si vous êtes sensible.
- N'UTILISEZ PAS le masque d'une manière différente de celle spécifiée dans les instructions. Une utilisation non testée peut être risquée.
- ÉTEIGNEZ et RETIREZ le masque si vous ressentez une chaleur inconfortable.
- Utilisez uniquement le masque hydrogel recommandé. D'autres masques n'ont pas été testés.
- Retirez les crèmes, lotions ou maquillage AVANT d'utiliser le masque pour éviter une sensibilisation ou une inefficacité.
- N'UTILISEZ PAS le masque près de l'eau ni s'il a été en contact avec elle.
- Gardez le masque éloigné des surfaces chaudes.
- N'ESSAYEZ PAS de modifier le masque, car cela annulerait la garantie et pourrait provoquer un choc électrique.
- N'UTILISEZ PAS le masque s'il est endommagé.
- N'UTILISEZ PAS pendant la charge et ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées pendant la charge.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil dans des endroits où des médicaments sont stockés.
- Évitez de stocker des matériaux inflammables ou explosifs près de l'appareil.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, ne le réfrigérez pas.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil dans les salles de bain, les piscines ou d'autres endroits humides.
- Gardez l'appareil éloigné des champs magnétiques élevés comme les micro-ondes ou les téléviseurs.
- NE PLACEZ PAS l'appareil près d'autres équipements sans vérifier leur bon fonctionnement.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants pour éviter une mauvaise utilisation.
- N'EXPOSEZ PAS l'appareil à l'extérieur pendant de longues périodes.
- Évitez de plier ou de presser l'appareil et le câble d'alimentation.
- NE MODIFIEZ PAS ou ne remplacez pas le câble d'alimentation et la batterie par vous-même.
- NE REGARDEZ PAS directement la source de lumière du masque LED.
- Évitez une utilisation prolongée dans des endroits où la tension est instable.
- NE STOCKEZ PAS d'aimants ou de métaux près de l'appareil.
- Évitez l'exposition à des rayonnements optiques nocifs.
- NE TOUCHEZ PAS les câbles et les tuyaux pour éviter l'étranglement.

FRANÇAIS

- Évitez l'inhalation ou l'ingestion de petites pièces.
- Les personnes allergiques aux matériaux ne doivent pas utiliser l'appareil.
- NE TOUCHEZ PAS l'appareil avec les mains mouillées pour éviter les blessures.
- Utilisez uniquement les accessoires et matériaux décrits dans les instructions.
- N'INTERCONNECTEZ PAS cet appareil avec d'autres non spécifiés dans les instructions.

Précautions

- Utilisez uniquement les câbles et accessoires vendus par notre entreprise pour éviter d'augmenter l'émission du masque de thérapie LED.
- Installez et utilisez l'appareil en suivant les instructions du manuel.
- Cet appareil est personnel ; il n'est pas recommandé de le partager.
- La sangle du masque contient du polyester et du nylon. Si vous êtes allergique, évitez de l'utiliser.
- L'utilisateur doit être formé à l'utilisation correcte de l'appareil.
- La télécommande est de Classe II en protection contre les chocs électriques ; le masque a une protection interne.
- Signalez les risques d'interférence lors de traitements spécifiques.
- S'il est connecté à une source d'alimentation séparée, celle-ci doit être spécifiée comme faisant partie du système.
- Protégez les yeux et la peau ; ne regardez pas directement la lumière.
- La fonction de soin de la peau est sûre ; évitez d'utiliser des fonctions non liées.
- N'effectuez pas de maintenance personnelle, comme changer les batteries.
- L'utilisation de commandes ou de réglages non spécifiés peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

Informations sur le mode de fonctionnement

Cet appareil utilise une technologie lumineuse de précision qui permet de combiner trois longueurs d'onde de base pour créer 9 programmes de beauté spécifiques. Chaque mode est conçu pour améliorer l'apparence de la peau par l'émission contrôlée de lumière :

- **Lumière Rouge (630 nm)** : Action pour le soin de l'âge et l'amélioration de l'apparence de la fermeté.
- **Lumière Bleue (415 nm)** : Elle aide à maintenir la peau propre et équilibrée, améliorant l'apparence des imperfections.
- **Lumière Verte (520 nm)** : Elle contribue à unifier visuellement le teint de la peau et apporte de la luminosité.
- **Lumière Infrarouge Proche ou NIR (830 nm)** : Revitalisation profonde pour une peau d'apparence plus saine (Lumière invisible à l'œil humain).

Programmes combinés (synergie lumineuse)

Le masque optimise les résultats par la combinaison simultanée de spectres :

- **Mode Rajeunissement (Rouge + NIR)** : Idéal pour lisser l'apparence des ridules et améliorer la sensation de douceur.
- **Mode Purifiant (Bleu + NIR)** : Soins des pores et sensation apaisante après l'apparition de brillances ou d'impuretés.
- **Mode Illuminateur (Vert + NIR)** : Amélioration de l'aspect des taches superficielles et revitalisation du visage.
- **Mode Récupération (Violet)** : Fusion de lumière Rouge + Bleue pour améliorer visuellement la texture des peaux présentant d'anciennes marques.
- **Mode Anti-rougeurs (Jaune)** : Fusion de lumière Rouge + Verte pour reconforter la peau et renforcer la sensation de protection cutanée.
- **Mode Vitalité (Orange)** : Fusion de lumière Rouge + Jaune pour réveiller la peau et améliorer son aspect radieux.
- **Mode Équilibre (Cyan)** : Fusion de lumière Bleue + Verte pour une action relaxante sur les peaux à tendance sensible.
- **Mode Total (Blanc)** : Triple spectre (Rouge + Bleu + Vert) pour un entretien global de la beauté du visage.

Test de sensibilisation

Avant la première utilisation, effectuez un test de sensibilisation en suivant ces étapes :

1. Placez l'appareil sur la partie interne de votre bras.
2. Allumez le contrôleur et laissez-le fonctionner pendant le cycle complet de 10 minutes.
3. Si à un moment donné vous ressentez de la chaleur ou de l'inconfort, ÉTEIGNEZ l'appareil immédiatement.
4. Attendez au moins 6 heures après le traitement. Si la peau rougit ou démange, l'appareil ne vous convient pas. Retournez-le au détaillant dans les 14 jours suivant l'achat.

Utilisation du masque à technologie LED

Recommandations

Pour obtenir les meilleurs résultats, effectuez les séances 1 à 2 fois par semaine pendant un minimum de 4 semaines. La routine d'entretien doit être effectuée selon les besoins, en fonction du style de vie et de l'état de la peau.

Réalisation d'une séance de beauté

1. Assemblez votre masque. Connectez les sangles au masque en vous assurant qu'elles sont bien fixées. *Img. 2*

Note : Assurez-vous que les parties douces sont en contact avec la peau et que les parties rugueuses sont tournées vers l'extérieur pour un meilleur ajustement.

FRANÇAIS

Image 3

1. Partie douce
 2. Partie rugueuse
 3. Unir les deux parties
2. Nettoyez et séchez bien votre visage et vos mains.
 3. Placement du masque : Assurez-vous que la partie intérieure du masque est en contact avec la peau et ajustez les sangles pour un ajustement confortable.

Image 4

- A. Partie extérieure
 - B. Partie intérieure
4. Ajustez la sangle élastique du masque pour qu'il s'adapte confortablement.
 5. Asseyez-vous ou allongez-vous et placez le masque sur votre visage.
 6. Utilisez le contrôleur pour sélectionner la couleur de la lumière, la luminosité, le clignotement ou la lumière continue, et le temps de la séance.
 7. Appliquez vos sérums ou crèmes de soin après l'application, car leur absorption est favorisée après l'utilisation de la technologie de lumière.
 8. Continuez votre routine de soin de la peau. Effectuez des séances de 15 minutes, 3 à 4 fois par semaine, et réduisez à 1 à 2 fois par semaine une fois les résultats souhaités observés.

Conseils

- En mode manuel, gardez le contrôle du masque dans les 15 minutes pour éviter d'endommager la peau.
- Si c'est la première fois que vous utilisez l'appareil, suivez cet itinéraire d'utilisation et ajustez-le selon l'état de votre peau :
 - Première semaine : Utiliser une fois tous les 3 jours, 10 minutes par séance.
 - Deuxième semaine : Utiliser une fois tous les 2 jours, 10 minutes par séance.
 - Troisième semaine : Utiliser une fois tous les 2 jours, 10-15 minutes par séance.
 - Quatrième semaine : Utiliser quotidiennement, 10-15 minutes par séance.

Utilisation de la télécommande

Modes

Le masque offre un mode Manuel et un mode Automatique.

Mode Manuel

- Appuyez sur le bouton du masque pendant une seconde pour l'allumer; il entrera en mode manuel par défaut (lumière rouge).
- Si l'indicateur clignote 5 fois sans opération, le masque s'éteindra automatiquement après 10 minutes.

Mode automatique

- Appuyez une fois sur le bouton de mode pour passer en mode automatique.
- L'appareil lancera un cycle de soin intégral de 15 minutes, conçu pour offrir une expérience complète et équilibrée pour votre peau sans nécessiter de réglages manuels. Le masque suivra cette séquence automatique :
 1. 5 minutes : Lumière Rouge + NIR (Mode Rajeunissement).
 2. 5 minutes : Lumière Bleue + NIR (Mode Purifiant).
 3. 5 minutes : Lumière Verte + NIR (Mode Illuminateur).
- Le masque s'éteindra automatiquement à la fin du cycle de 15 minutes. Vous pouvez également l'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton marche pendant 3 secondes.

Sélection de lumière en mode Manuel

1. Appuyez sur le bouton marche pendant 1 seconde pour activer le masque. La lumière rouge s'allumera ainsi que le voyant lumineux sur le côté gauche du bouton. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes ou appuyez quatre fois.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton marche pour activer la lumière bleue. Le voyant lumineux en haut à gauche du bouton s'allumera. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes ou appuyez trois fois.
3. Appuyez une troisième fois sur le bouton marche pour activer la lumière infrarouge. Le voyant lumineux en haut à droite du bouton s'allumera. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes ou appuyez deux fois.
4. Appuyez une quatrième fois sur le bouton marche pour activer la lumière mixte. Le voyant lumineux sur le côté droit du bouton s'allumera. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes ou appuyez une fois.

Sélection de lumière en mode Automatique

1. Avec le masque allumé, appuyez sur le bouton du mode Automatique/Manuel pour alterner entre le mode manuel (M) et automatique (A).
2. En mode automatique, s'il n'y a pas d'action pendant 3 secondes, le minuteur commencera.
3. Arrêt automatique après 15 minutes.

L'image 5 montre comment utiliser la télécommande.

Charge

Img. 6

Important : Avant de charger, assurez-vous d'avoir le masque, le câble USB et la télécommande prêts.

1. Le masque inclut une télécommande.

FRANÇAIS

2. Connectez le câble USB au port de charge de la télécommande.
3. Branchez l'adaptateur USB à l'autre extrémité, en vous assurant que la tension de l'appareil correspond à celle de la source d'alimentation.
4. Pendant la charge, l'indicateur de la télécommande s'allumera en blanc. Tous les indicateurs s'allumeront lorsque la charge est complète.

Note : Type de batterie, Lithium-ion.

Avertissements :

- Évitez d'utiliser cet appareil près d'autres appareils ou empilé avec eux, car cela pourrait affecter son fonctionnement. Si nécessaire, surveillez les deux appareils pour assurer un fonctionnement normal.
- L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles non spécifiés par le fabricant peut augmenter les émissions électromagnétiques ou réduire l'immunité électromagnétique de l'appareil, affectant son fonctionnement.
- N'utilisez pas d'appareils de communications RF portables à moins de 30 cm de toute partie de l'appareil, y compris les câbles spécifiés par le fabricant, pour éviter de dégrader ses performances.

Conseils :

- Lors de la charge, utilisez uniquement le câble USB original fourni avec le masque et n'utilisez pas le masque pendant la charge.
- Étant donné que la capacité de la batterie de cet appareil est de 1800 mAh, l'adaptateur n'est pas inclus dans les accessoires standard. Nous recommandons de charger avec un adaptateur de 0,5 A pour réduire le temps de charge.
- Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,2 V, le voyant lumineux de la télécommande clignotera et le masque s'éteindra automatiquement après avoir clignoté 10 fois.

Risques et avantages

Risques connus

- Immédiatement après les séances de beauté, la peau peut apparaître rouge. La peau devrait retrouver son aspect normal en 1 à 2 heures.
- Maux de tête temporaires immédiatement après le traitement par la lumière. Les maux de tête peuvent être traités avec un analgésique approprié et une réhydratation.
- Réduction des ridules du visage et amélioration de la texture et de la pigmentation.
- Amélioration des imperfections cutanées.

Conditions environnementales

Élément	Spécifications	
Environnement d'utilisation	Température	5 °C ~ +35 °C
	Humidité	85 % HR ou moins
	Pression atmosphérique	80-106 KPA
	Altitude	≤2000 mètres
Environnement de stockage	Température	°C
	Humidité	85 % HR ou moins
	Pression atmosphérique	80-106 KPA
	Altitude	≤2000 mètres

Environnement externe que l'appareil peut supporter

- Le masque peut être placé dans un environnement avec une température de 60 ± 2 °C et une humidité de $85 \% \pm 2 \%$ HR pendant 2 heures, puis dans un environnement avec une température de -20 ± 2 °C. Après avoir répété ce qui précède 9 fois, le masque est placé à température ambiante pendant 2 heures.
- Le masque peut être placé dans un environnement avec une température de 60 ± 2 °C et une humidité de $65 \% \pm 2 \%$ HR pendant 48 heures, puis à température ambiante pendant 2 heures.
- Le masque peut être placé dans un environnement avec une température de -20 ± 2 °C pendant 48 heures, puis à température ambiante pendant 2 heures.
- Le masque peut être placé dans un environnement avec une température de 40 ± 3 °C et une humidité de $90 \% \pm 2 \%$ HR pendant 48 heures, puis il est placé à température ambiante pendant 2 heures.
- Le masque peut être placé dans un environnement avec une température de 40 °C pendant 2 heures, et les fonctions associées sont testées dans cet environnement.
- Le masque peut être placé dans un environnement avec une température de 0 °C pendant 2 heures, et les fonctions associées sont testées dans cet environnement.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez le masque LED après chaque utilisation.
- Rangez-le à température ambiante, dans un endroit sec.

FRANÇAIS

- Évitez les endroits poussiéreux, la lumière directe du soleil et l'humidité.
- Le masque ne nécessite pas de maintenance interne.
- Avant chaque utilisation, nettoyez le masque en suivant ces instructions.

Nettoyage du masque LED

1. Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Utilisez une solution d'éthanol à 70 % - 80 % pour nettoyer la surface deux fois pendant 3 minutes, puis passez un chiffon humide ou sec.
3. N'utilisez pas de benzène, de diluants, d'acétate de butyle ou d'autres matériaux inflammables.
4. Ne vaporisez pas d'eau directement.
5. Évitez d'autres produits de nettoyage qui pourraient endommager les plastiques.

6. RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Action
L'appareil ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none">1. La fiche n'est pas correctement insérée.2. Le masque LED n'est pas correctement connecté.3. Le bouton marche n'a pas été maintenu enfoncé pendant une seconde.	<ol style="list-style-type: none">1. Insérez correctement la fiche.2. Vérifiez le câble d'alimentation.3. Maintenez à nouveau le bouton marche enfoncé.
La lumière LED ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none">1. Le masque LED n'est pas correctement connecté.2. La carte de circuit imprimé est défectueuse.3. Le câble d'alimentation a été tiré excessivement.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez le câble d'alimentation.2. Ne tirez pas excessivement sur le câble d'alimentation.
Clignotement pendant l'utilisation. Impossible de changer le mode de la lumière.	<ol style="list-style-type: none">1. La tension de la batterie de la télécommande est trop faible.2. Le câble d'alimentation n'est pas complètement inséré dans le port de la télécommande.3. L'appareil est défectueux.	<ol style="list-style-type: none">1. Chargez la télécommande.2. Vérifiez si le câble d'alimentation est en bon état.3. Contactez le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.

- Si le problème persiste, veuillez contacter le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- NE MODIFIEZ PAS l'appareil. Le système LED N'A PAS de pièces réparables par l'utilisateur.

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : FaceCare LÛM / FaceCare LÛM Champagne

Référence : EU01_124613

Voltage : 5 V \Rightarrow

Intensité : 1 A

Puissance : 5 W

Batterie : Li-ion 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh

Poids brut : 250 g

Dimensions masque LED : 207×277×43 mm env.

Pour recharger la batterie, il est recommandé d'utiliser un adaptateur ayant les caractéristiques suivantes :

Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz

Sortie : 5 V \Rightarrow , 1 A

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

8. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.



Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Vous pouvez consulter les informations sur les systèmes nationaux de recyclage des emballages et leur marquage sur notre site web.

Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

9. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.


Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

10. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

 Par la présente, Cecotec Innovaciones déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la réglementation applicable dans l'Union européenne. Ce produit a été conçu, fabriqué et testé pour répondre aux normes de sécurité et de qualité requises. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE peut être consulté sur le site web suivant : <https://www.storececotec.fr/fr/information/declaration-of-conformity>

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abbildung 1

1. LED-Maske
2. Kopfbänder
3. Fernbedienung
4. USB-Kabel
5. Anschlussbuchsen für das Ladekabel

Hinweis:

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Produkt.

2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät verfügt über eine Verpackung, die zum Schutz während des Transports entwickelt wurde. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und bewahren Sie die Originalverpackung nach Möglichkeit an einem sicheren Ort für zukünftige Transporte auf. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, tun Sie dies bitte verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Überprüfen Sie, ob alle Komponenten enthalten und in einwandfreiem Zustand sind. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten feststellen oder Zubehörteile fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.

Verpackungsinhalt:

- Flexible Gesichtsmaske aus Silikon + Verbindungskabel
 - Verstellbare Kopfbänder (x2)
 - Kompakte Fernbedienung
 - USB-Ladekabel
 - Diese Bedienungsanleitung
- Aus Gründen der Garantie und Rückverfolgbarkeit darf die am Gerät angebrachte Seriennummer nicht entfernt werden. Diese ist für die Anforderung technischer Unterstützung unerlässlich.

3. SICHERHEIT BEIM BETRIEB

Die LED-Technologie-Maske ist ein elektronisches Präzisionsgerät. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten und das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, sind die folgenden Richtlinien unbedingt einzuhalten:

DEUTSCH

- Pflichtlektüre: Lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Anwendung sorgfältig durch und befolgen Sie die Bedienungsanweisungen strikt.
- Gesundheitszustand: Der Benutzer muss sich für die Verwendung des Geräts in einem allgemein guten Gesundheitszustand befinden.
- Sicherheitshinweis: Wie bei jedem elektrischen Gerät kann eine unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung unter ungeeigneten Bedingungen, wie z. B. bei Kontakt mit Wasser, ein Risiko für den Benutzer darstellen.

4. BEDIENUNG

1. **Zubereitung:** Vergewissern Sie sich vor Beginn, dass der Akku des Controllers geladen ist. Reinigen Sie Ihr Gesicht gründlich, um Make-up-Rückstände oder Unreinheiten zu entfernen; dies erleichtert das Eindringen des Lichts.
2. **Anschluss:** Verbinden Sie die Maske über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Controller.
3. **Anlegen:** Setzen Sie die Maske auf Ihr Gesicht und passen Sie sie mithilfe der elastischen Bänder bequem an.
4. **Aktivierung:** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
5. **Modusauswahl:** Verwenden Sie die Fernbedienung, um zwischen dem Automatikmodus und dem manuellen Modus zu wählen, wobei Sie die gewünschte Lichtfarbe entsprechend Ihrem Hauttyp und Ihren ästhetischen Präferenzen auswählen.
6. **Sitzung:** Genießen Sie Ihre Schönheitsanwendung für maximal 15 Minuten. Die Maske schaltet sich nach Ablauf der Zeit automatisch aus.
7. **Beendigung:** Nehmen Sie die Maske ab und fahren Sie mit Ihrer gewohnten Feuchtigkeitspflege- oder Serumroutine fort.

Vorgesehene Anwendung der 9 Lichtmodi

- **Rotes Licht + IR (630 nm + 830 nm):** Dies ist die Referenzkombination für eine umfassende Pflege bei Alterserscheinungen der Haut. Das rote Licht trägt dazu bei, dass die Haut straffer erscheint, während das nahe Infrarotlicht (NIR) eindringt, um die Vitalität zu unterstützen. Ideal, um das Erscheinungsbild der Elastizität zu verbessern und feine Linien nach der Schönheitsroutine optisch zu mildern.
- **Blaues Licht + IR (415 nm + 830 nm):** Speziell entwickelt, um das Gleichgewicht von zu Unreinheiten neigender Haut zu unterstützen. Während das blaue Licht dazu beiträgt, die Hautoberfläche sauber und frei von Unreinheiten zu halten, hilft das Infrarotlicht, Spannungsgefühle zu beruhigen. Empfohlen für fettige Haut, die ein matteres und gleichmäßigeres Erscheinungsbild anstrebt.
- **Grünes Licht + IR (520 nm + 830 nm):** Diese Kombination ist darauf spezialisiert, das Gesicht aufzuhellen und das Erscheinungsbild unregelmäßiger Pigmentierung zu verbessern. Das grüne Licht trägt zu einem gleichmäßigeren Hautton bei und ist ideal, um eine strahlendere Haut zu unterstützen sowie das Erscheinungsbild von Sonnenflecken sichtbar zu minimieren.

- **Nahes Infrarotlicht bzw. NIR (830 nm):** Dieses Licht ist für das menschliche Auge unsichtbar, wirkt jedoch in den oberflächennahen Hautschichten und unterstützt eine intensive Revitalisierung. Sein Hauptvorteil besteht darin, das Gefühl von Elastizität zu verbessern und ein gesundes, erholt erscheinendes Gesicht von innen heraus zu fördern.
- **Lilafarbenes Licht (630 nm + 415 nm):** Wirkt als synergetische Unterstützung für das Erscheinungsbild der Hautbarriere. Es trägt dazu bei, die Hautstruktur zu verbessern und bietet eine wohltuende Pflege, wodurch es ideal für Haut ist, die Spuren früherer Unreinheiten oder empfindliche Bereiche aufweist.
- **Gelbes Licht (630 nm + 520 nm):** Seine Hauptfunktion besteht darin, das sichtbare Erscheinungsbild von Rötungen zu reduzieren und das Komfortgefühl der Haut zu stärken. Sie ist die bevorzugte Option für Haut, die leicht zu Reizungen neigt, und trägt dazu bei, dass das Gesicht einen ausgeglicheneren und weniger angespannten Teint erhält.
- **Weißes Licht (630 nm + 415 nm + 520 nm):** Das „All-in-One“-Spektrum für die tägliche Pflege. Durch die Kombination der Vorteile der Primärlichter bietet es ein umfassendes Pflegerlebnis, das Strahlkraft, Festigkeit und Reinigung in einem einzigen Schritt unterstützt, ideal für die allgemeine Erhaltung der Gesichtspflege.
- **Oranges Licht (630 nm + 520 nm):** Konzentriert sich auf die Revitalisierung eines fahl wirkenden Teints. Es eignet sich hervorragend, um das Erscheinungsbild müde aussehender Haut zu verbessern, beispielsweise nach wenig erholsamem Schlaf, und unterstützt außerdem eine bessere Nutzung von Gesichtspflegeprodukten wie Cremes und Seren.
- **Cyanfarbenes Licht (415 nm + 520 nm):** Bietet eine sanfte Pflege für Haut, die zu Glanz neigt, mit einer besonders beruhigenden Wirkung. Durch die Kombination von blauem Licht mit den wohltuenden Vorteilen des grünen Lichts ist es die bevorzugte Option, um das Erscheinungsbild vergrößerter Poren bei empfindlicher Haut zu verbessern.

Hinweis: Dieses Produkt ist ein Gerät für ästhetische Anwendungen und ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder medizinische Zustände zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder ihnen vorzubeugen. Es handelt sich nicht um ein Medizinprodukt. Wenn Sie an einer bestehenden Hauterkrankung leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Dermatologen.

Produktmerkmale

- **Hochwertiges und minimalistisches Design:** Hochwertige Ästhetik, entwickelt für eine besonders ergonomische Anpassung an das Gesicht und zur Optimierung der Reichweite des LED-Lichts.
- **Fortschrittlicher Augenschutz:** Enthält hochwertige Silikonpads, die die Augen vor der Lichtintensität schützen.
- **Vollständige Personalisierung:** Ermöglicht die Auswahl des Anwendungsmodus sowie die Einstellung der Zeit entsprechend den Vorlieben und Zielen Ihrer Hautpflege.
- **Tragbarkeit und Komfort:** Kompaktes und leichtes Design, das den Transport erleichtert und eine fortschrittliche Gesichtspflege jederzeit und überall ermöglicht.

DEUTSCH

Funktionen der Fernbedienung

Der Controller steuert das Ein- und Ausschalten sowie die Stromversorgung der Maske über seinen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Das Gerät verfügt über zwei Anwendungsmodi:

- Automatikmodus (A): Ermöglicht eine vollständige 15-minütige Anwendung. Dieser Modus wechselt automatisch zwischen rotem, blauem und grünem Licht in 5-Minuten-Intervallen, wobei das Infrarotlicht während des gesamten Vorgangs aktiv bleibt, um das Erscheinungsbild der Haut umfassend zu revitalisieren.
- Manueller Modus (M): Ermöglicht die Auswahl spezifischer Farben entsprechend dem gewünschten Schönheitsziel. Nach jeder Auswahl läuft das Gerät maximal 15 Minuten.

Leitfaden zu Modi und Farben

Anzeige	Beschreibung der Behandlung
R + I	Das Licht der Maske ist rot + NIR.
B + I	Das Licht der Maske ist blau + NIR.
G + I	Das Licht der Maske ist grün + NIR.
NIR	Das Licht der Maske ist nahes Infrarot bzw. NIR.
R + B	Das Licht der Maske ist lilafarben.
R + G	Das Licht der Maske ist gelb.
R + B + G	Das Licht der Maske ist weiß.
R + G	Das Licht der Maske ist orange.
B + G	Das Licht der Maske ist cyanfarben.
A	Der Betriebsmodus der Maske ist automatisch.
M	Der Betriebsmodus der Maske ist manuell.

Gegenanzeigen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Gegenanzeigen

- Verwenden Sie die Maske NICHT zur Behandlung anderer Beschwerden als der angegebenen. Sie wurde nicht für andere Beschwerden getestet, weshalb das Risiko unbekannt ist.
- Verwenden Sie die Maske NICHT, wenn Sie schwanger sind, eine Schwangerschaft planen oder stillen. Sie wurde unter diesen Umständen nicht getestet, weshalb das Risiko unbekannt ist.

- Verwenden Sie die Maske NICHT, wenn Sie an Lupus erythematodes, photosensiblen Ekzem oder Albinismus leiden, da dies eine schwere Hautreaktion verursachen könnte.
- Verwenden Sie die Maske NICHT, wenn Sie an einer photosensiblen Erkrankung leiden. Dies könnte eine schwere Hautreaktion hervorrufen.
- Verwenden Sie die Maske NICHT, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Photosensibilität verursachen, wie bestimmte Antibiotika, Chemotherapeutika und Diuretika. Wenden Sie sich bei Zweifeln an Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie die Anwendung auf Wunden.
- Der Benutzer ist der vorgesehene Bediener und kann die Hautpflegefunktion sicher verwenden.
- Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, während das Produkt in Gebrauch ist, einschließlich während des Ladevorgangs.
- Verwenden Sie die Maske mit Vorsicht.

Warnhinweise

- Führen Sie vor der Anwendung der Maske einen Empfindlichkeitstest durch. Verwenden Sie sie NICHT, wenn Sie empfindlich reagieren.
- Verwenden Sie die Maske NICHT anders als in den Anweisungen angegeben. Eine nicht geprüfte Anwendung kann riskant sein.
- SCHALTEN Sie die Maske AUS und NEHMEN Sie sie AB, wenn sie sich unangenehm warm anfühlt.
- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlene Hydrogel-Maske. Andere Masken wurden nicht geprüft.
- Entfernen Sie Cremes, Lotionen oder Make-up VOR der Anwendung der Maske, um Hautsensibilisierungen oder eine verminderte Wirksamkeit zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Maske NICHT in der Nähe von Wasser oder wenn sie mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
- Halten Sie die Maske von heißen Oberflächen fern.
- Versuchen Sie NICHT, die Maske zu verändern, da dies zum Erlöschen der Garantie führt und einen elektrischen Schlag verursachen könnte.
- Verwenden Sie die Maske NICHT, wenn sie beschädigt ist.
- Verwenden Sie sie NICHT während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät während des Ladens nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT an Orten, an denen Medikamente gelagert werden.
- Vermeiden Sie die Lagerung von entflammbar oder explosiven Materialien in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort auf; stellen Sie es nicht in den Kühlschrank.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT in Badezimmern, Schwimmbädern oder anderen feuchten Bereichen.
- Halten Sie das Produkt von starken Magnetfeldern wie Mikrowellen oder Fernsehern fern.

DEUTSCH

- Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe anderer Geräte auf, ohne dessen ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um eine unsachgemäße Verwendung zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt NICHT über längere Zeiträume der Außenluft aus.
- Vermeiden Sie es, das Produkt und das Netzkabel zu knicken oder zu quetschen.
- Verändern oder ersetzen Sie das Netzkabel und den Akku NICHT eigenmächtig.
- Blicken Sie NICHT direkt in die Lichtquelle der LED-Maske.
- Vermeiden Sie eine längere Verwendung an Orten mit instabiler Spannung.
- Lagern Sie KEINE Magnete oder Metalle in der Nähe des Produkts.
- Vermeiden Sie die Exposition gegenüber schädlicher optischer Strahlung.
- Berühren Sie Kabel und Schläuche NICHT, um Strangulationen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Einatmen oder Verschlucken von Kleinteilen.
- Personen, die gegen die verwendeten Materialien allergisch sind, dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Berühren Sie das Gerät NICHT mit nassen Händen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör und Materialien, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Verbinden Sie dieses Gerät NICHT mit anderen Geräten, die nicht in der Bedienungsanleitung angegeben sind.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie ausschließlich Kabel und Zubehör, die von unserem Unternehmen verkauft werden, um eine Erhöhung der Emissionen der LED-Therapiemaske zu vermeiden.
- Installieren und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Dieses Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt; eine gemeinsame Nutzung wird nicht empfohlen.
- Das Maskenband enthält Polyester und Nylon. Wenn Sie dagegen allergisch sind, verwenden Sie es nicht.
- Der Benutzer muss in der ordnungsgemäßen Verwendung des Geräts unterwiesen sein.
- Die Fernbedienung entspricht der Schutzklasse II hinsichtlich des Schutzes gegen elektrischen Schlag; die Maske verfügt über einen internen Schutz.
- Informieren Sie sich über mögliche Interferenzrisiken während bestimmter Behandlungen.
- Wenn das Gerät an eine separate Stromversorgung angeschlossen wird, muss diese als Teil des Systems angegeben werden.
- Schützen Sie Augen und Haut; blicken Sie nicht direkt in das Licht.
- Die Hautpflegefunktion ist sicher; vermeiden Sie die Verwendung nicht zweckgebundener Funktionen.
- Führen Sie keine eigenmächtigen Wartungsarbeiten durch, wie z. B. den Austausch von Batterien.

- Die Verwendung von nicht angegebenen Bedienelementen oder Einstellungen kann zu einer gefährlichen Strahlenexposition führen.

Informationen zum Betriebsmodus

Dieses Gerät verwendet präzise Lichttechnologie, die es ermöglicht, drei Basiswellenlängen zu kombinieren, um 9 spezifische Schönheitsprogramme zu erstellen. Jeder Modus ist darauf ausgelegt, das Erscheinungsbild der Haut durch kontrollierte Lichtemission zu verbessern:

- **Rotes Licht (630 nm):** Wirkung zur Pflege bei Alterserscheinungen der Haut und zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Festigkeit.
- **Blaues Licht (415 nm):** Hilft, die Haut sauber und ausgeglichen zu halten, und verbessert das Erscheinungsbild von Unreinheiten.
- **Grünes Licht (520 nm):** Trägt dazu bei, den Hautton optisch zu vereinheitlichen, und verleiht der Haut Strahlkraft.
- **Nahes Infrarotlicht bzw. NIR (830 nm):** Intensive Revitalisierung für eine gesünder aussehende Haut (Für das menschliche Auge unsichtbares Licht).

Kombinierte Programme (Lichtsnergie)

Die Maske optimiert die Ergebnisse durch die gleichzeitige Kombination verschiedener Lichtspektren:

- **Verjüngungsmodus (Rot + NIR):** Ideal, um das Erscheinungsbild feiner Linien zu mildern und das Gefühl von Geschmeidigkeit zu verbessern.
- **Reinigungsmodus (Blau + NIR):** Pflege der Poren und beruhigendes Hautgefühl bei sichtbarem Glanz oder Unreinheiten.
- **Aufhellungsmodus (Grün + NIR):** Verbessert das Erscheinungsbild oberflächlicher Hautflecken und revitalisiert das Gesicht.
- **Regenerationsmodus (Lila):** Kombination aus rotem und blauem Licht zur optischen Verbesserung der Hautstruktur bei Haut mit früheren Unreinheitsmalen.
- **Anti-Rötungsmodus (Gelb):** Kombination aus rotem und grünem Licht, um die Haut zu beruhigen und das Gefühl des Hautschutzes zu stärken.
- **Vitalitätsmodus (Orange):** Kombination aus Rot + Gelb, um die Haut zu beleben und ihr ein strahlenderes Erscheinungsbild zu verleihen.
- **Balance-Modus (Cyan):** Kombination aus Blau + Grün für eine beruhigende Wirkung bei Haut, die zu Empfindlichkeit neigt.
- **Total-Modus (Weiß):** Dreifachspektrum aus Rot + Blau + Grün für eine umfassende Erhaltung der Gesichtspflege.

Empfindlichkeitstest

Führen Sie vor der ersten Anwendung einen Empfindlichkeitstest durch, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

1. Legen Sie das Gerät auf die Innenseite Ihres Arms.

DEUTSCH

2. Schalten Sie den Controller ein und lassen Sie ihn während des vollständigen 10-minütigen Zyklus laufen.
3. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Wärme oder Unbehagen verspüren, SCHALTEN Sie das Gerät sofort AUS.
4. Warten Sie nach der Anwendung mindestens 6 Stunden. Wenn sich die Haut rötet oder juckt, ist das Gerät nicht für Sie geeignet. Geben Sie es innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf an den Händler zurück.

Verwendung der Maske mit LED-Lichttechnologie

Empfehlungen

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, führen Sie die Anwendungen mindestens 4 Wochen lang 1–2 Mal pro Woche durch. Die Erhaltungsroutine sollte je nach Bedarf, entsprechend dem Lebensstil und dem Hautzustand, durchgeführt werden.

Durchführung einer Schönheitsanwendung

1. Setzen Sie Ihre Maske zusammen. Befestigen Sie die Bänder an der Maske und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen. Abb. 2

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die weichen Teile mit der Haut in Kontakt sind und die rauen Teile für einen besseren Sitz nach außen zeigen.

Abbildung 3

1. Weiche Seite
2. Raue Seite
3. Beide Teile verbinden

2. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht und Ihre Hände gründlich.
3. Anlegen der Maske: Achten Sie darauf, dass die Innenseite der Maske mit der Haut in Kontakt ist, und stellen Sie die Bänder so ein, dass die Maske bequem sitzt.

Abbildung 4

- A. Außenseite
- B. Innenseite

4. Stellen Sie das elastische Band der Maske ein, um einen angenehmen Sitz zu gewährleisten.
5. Setzen oder legen Sie sich hin und platzieren Sie die Maske auf Ihrem Gesicht.
6. Verwenden Sie die Bedieneinheit, um die Lichtfarbe, die Helligkeit, Blinklicht oder Dauerlicht sowie die Dauer der Sitzung auszuwählen.
7. Tragen Sie Ihre Seren oder Hautpflegecremes nach der Anwendung auf, da deren Aufnahme nach der Verwendung der Lichttechnologie begünstigt wird.
8. Fahren Sie mit Ihrer Hautpflegeroutine fort. Führen Sie 15-minütige Anwendungen 3–4 Mal

pro Woche durch und reduzieren Sie die Anwendung auf 1–2 Mal pro Woche, sobald die gewünschten Ergebnisse sichtbar sind.

Tipps

- Beschränken Sie im manuellen Modus die Anwendung der Maske auf maximal 15 Minuten, um Hautschäden zu vermeiden.
- Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, befolgen Sie diesen Anwendungsplan und passen Sie ihn an den Zustand Ihrer Haut an:
 - Erste Woche: Einmal alle 3 Tage anwenden, 10 Minuten pro Sitzung.
 - Zweite Woche: Einmal alle 2 Tage anwenden, 10 Minuten pro Sitzung.
 - Dritte Woche: Einmal alle 2 Tage anwenden, 10–15 Minuten pro Sitzung.
 - Vierte Woche: Täglich anwenden, 10–15 Minuten pro Sitzung.

Verwendung der Fernbedienung

Modi

Die Maske verfügt über einen manuellen und einen automatischen Modus.

Manueller Modus

- Halten Sie die Taste der Maske eine Sekunde lang gedrückt, um sie einzuschalten; standardmäßig startet sie im manuellen Modus mit rotem Licht.
- Wenn die Kontrollleuchte 5-mal blinkt und keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Maske nach 10 Minuten automatisch aus.

Automatischer Modus

- Drücken Sie die Modustaste einmal, um in den automatischen Modus zu wechseln.
- Das Gerät startet einen 15-minütigen umfassenden Pflegezyklus, der darauf ausgelegt ist, Ihrer Haut eine vollständige und ausgewogene Anwendung zu bieten, ohne dass manuelle Einstellungen erforderlich sind. Die Maske folgt dieser automatischen Abfolge:
 1. 5 Minuten: Rotes Licht + NIR (Verjüngungsmodus).
 2. 5 Minuten: Blaues Licht + NIR (Reinigungsmodus).
 3. 5 Minuten: Grünes Licht + NIR (Aufhellungsmodus).
- Die Maske schaltet sich nach Abschluss des 15-minütigen Zyklus automatisch aus. Sie können sie auch manuell ausschalten, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Lichtauswahl im manuellen Modus

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um die Maske zu aktivieren. Das rote Licht sowie die Kontrollleuchte auf der linken Seite der Taste leuchten auf. Um die Maske auszuschalten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie sie viermal.

DEUTSCH

2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um das blaue Licht zu aktivieren. Die Kontrollleuchte oben links an der Taste leuchtet auf. Zum Ausschalten halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie sie dreimal.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ein drittes Mal, um das Infrarotlicht zu aktivieren. Die Kontrollleuchte oben rechts an der Taste leuchtet auf. Zum Ausschalten halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie sie zweimal.
4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ein viertes Mal, um das Mischlicht zu aktivieren. Die Kontrollleuchte auf der rechten Seite der Taste leuchtet auf. Zum Ausschalten halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie sie einmal.

Lichtauswahl im automatischen Modus

1. Drücken Sie bei eingeschalteter Maske die Auto-/Manuell-Taste, um zwischen dem manuellen Modus (M) und dem automatischen Modus (A) zu wechseln.
2. Wenn im automatischen Modus 3 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, startet der Timer.
3. Nach 15 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.

In Abb. 5 wird dargestellt, wie die Fernbedienung verwendet wird.

Laden

Abb. 6

Wichtig: Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass die Maske, das USB-Kabel und die Fernbedienung bereitliegen.

1. Die Maske wird mit einer Fernbedienung geliefert.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss der Fernbedienung an.
3. Schließen Sie das andere Ende an den USB-Adapter an und stellen Sie sicher, dass die Spannung des Produkts mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmt.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige der Fernbedienung weiß. Alle Anzeigen leuchten auf, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku

Warnhinweise:

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe anderer Geräte oder auf bzw. unter anderen Geräten gestapelt, da dies seine ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen kann. Falls erforderlich, überwachen Sie beide Geräte, um einen normalen Betrieb sicherzustellen.
- Die Verwendung von Zubehör, Wandlern und Kabeln, die nicht vom Hersteller angegeben wurden, kann die elektromagnetischen Emissionen erhöhen oder die elektromagnetische Störfestigkeit des Geräts verringern und dadurch dessen Betrieb beeinträchtigen.

- Verwenden Sie tragbare HF-Kommunikationsgeräte nicht in einem Abstand von weniger als 30 cm zu irgendeinem Teil des Geräts, einschließlich der vom Hersteller angegebenen Kabel, um eine Beeinträchtigung der Leistung zu vermeiden.

Tipps:

- Verwenden Sie beim Laden ausschließlich das mit der Maske gelieferte Original-USB-Kabel und verwenden Sie die Maske nicht während des Ladevorgangs.
- Da die Akkukapazität dieses Produkts 1800 mAh beträgt, ist der Adapter nicht im Standardzubehör enthalten. Wir empfehlen, das Gerät mit einem 0,5-A-Adapter zu laden, um die Ladezeit zu verkürzen.
- Wenn die Akkuspannung unter 3,2 V liegt, blinkt die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung und die Maske schaltet sich automatisch aus, nachdem die Anzeige 10-mal geblinkt hat.

Risiken und Vorteile

Bekannte Risiken

- Unmittelbar nach den Schönheitsanwendungen kann die Haut gerötet erscheinen. Die Haut sollte innerhalb von 1–2 Stunden wieder in ihren normalen Zustand zurückkehren.
- Vorübergehende Kopfschmerzen unmittelbar nach der Lichtbehandlung. Kopfschmerzen können mit einem geeigneten Schmerzmittel und ausreichender Flüssigkeitszufuhr behandelt werden.
- Mildert feine Linien im Gesicht und verbessert Hautstruktur sowie Pigmentierung.
- Verbessert das Erscheinungsbild von Hautunreinheiten.

Umgebungsbedingungen

Punkt	Spezifikationen	
Betriebsumgebung	Temperatur	5 °C ~ +35 °C
	Luftfeuchtigkeit	85 % relative Luftfeuchtigkeit oder weniger
	Atmosphärischer Druck	80-106 KPA
	Höhe	≤2000 Meter

DEUTSCH

Lagerumgebung	Temperatur	-10 °C ~ +50 °C
	Luftfeuchtigkeit	85 % relative Luftfeuchtigkeit oder weniger
	Atmosphärischer Druck	80-106 KPA
	Höhe	≤2000 Meter

Äußere Umgebungsbedingungen, denen das Produkt standhalten kann

- Die Maske kann für 2 Stunden in einer Umgebung mit einer Temperatur von 60 ± 2 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von $85 \% \pm 2 \%$ platziert werden und anschließend in einer Umgebung mit einer Temperatur von -20 ± 2 °C. Nachdem der vorstehende Vorgang 9-mal wiederholt wurde, wird die Maske für 2 Stunden bei Raumtemperatur gelagert.
- Die Maske kann für 48 Stunden in einer Umgebung mit einer Temperatur von 60 ± 2 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von $65 \% \pm 2 \%$ platziert werden und anschließend für 2 Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden.
- Die Maske kann für 48 Stunden in einer Umgebung mit einer Temperatur von -20 ± 2 °C platziert werden und anschließend für 2 Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden.
- Die Maske kann für 48 Stunden in einer Umgebung mit einer Temperatur von 40 ± 3 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von $90 \% \pm 2 \%$ platziert werden und anschließend für 2 Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden.
- Die Maske kann für 2 Stunden in einer Umgebung mit einer Temperatur von 40 ± 3 °C platziert werden; anschließend sind die entsprechenden Funktionen in dieser Umgebung zu prüfen.
- Die Maske kann 2 Stunden lang in einer Umgebung mit einer Temperatur von 0 °C platziert werden; anschließend sind die entsprechenden Funktionen in dieser Umgebung zu prüfen.

5. REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie die LED-Maske nach jeder Anwendung.
- Lagern Sie sie bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort.
- Vermeiden Sie staubige Orte, direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Die Maske erfordert keine interne Wartung.
- Reinigen Sie die Maske vor jeder Anwendung gemäß diesen Anweisungen.

Reinigung der LED-Maske

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
2. Verwenden Sie eine 70–80%ige Ethanollösung, um die Oberfläche zweimal jeweils 3 Minuten lang zu reinigen; wischen Sie anschließend mit einem feuchten oder trockenen Tuch nach.
3. Verwenden Sie kein Benzol, keine Verdünnungsmittel, kein Butylacetat und keine sonstigen

entzündlichen Materialien.

4. Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät.
5. Vermeiden Sie andere Reinigungsprodukte, die Kunststoffe beschädigen können.

6. PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Aktion
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt. 2. Die LED-Maske ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. 3. Die Ein-/Aus-Taste wurde nicht eine Sekunde lang gedrückt gehalten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stecken Sie den Stecker ordnungsgemäß ein. 2. Überprüfen Sie das Netzkabel. 3. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste erneut gedrückt.
Die LED leuchtet nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die LED-Maske ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. 2. Die Leiterplatte weist eine Störung auf. 3. Es wurde übermäßig am Netzkabel gezogen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie das Netzkabel. 2. Ziehen Sie nicht übermäßig am Netzkabel.
Blinken während der Anwendung. Der Lichtmodus kann nicht geändert werden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Batteriespannung der Fernbedienung ist zu niedrig. 2. Das Netzkabel ist nicht vollständig in den Anschluss der Fernbedienung eingesteckt. 3. Das Gerät ist defekt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laden Sie die Fernbedienung auf. 2. Überprüfen Sie, ob sich das Netzkabel in einwandfreiem Zustand befindet. 3. Wenden Sie sich an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.

- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät eigenständig zu reparieren.
- Nehmen Sie KEINE Änderungen am Gerät vor. Das LED-System enthält KEINE vom Benutzer reparierbaren Teile.

7. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt: FaceCare LÜM / FaceCare LÜM Champagne

Referenz des Gerätes: EU01_124613

Spannung: 5 V \equiv

Intensität: 1 A

Leistung: 5 W

Akku: Li-ion 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh

Bruttogewicht: 250 g

Abmessungen der LED-Maske: ca. 207 × 277 × 43 mm

Zum Aufladen des Akkus wird die Verwendung eines Netzteils mit den folgenden Eigenschaften empfohlen:

Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Ausgang: 5 V \equiv , 1 A

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

8. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder der Akku/Batterie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.



Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihre Akkus zu erhalten.

Informationen über nationale Verpackungsrecyclingprogramme und deren Kennzeichnung finden Sie auf unserer Website.

Die Einhaltung der oben genannten Richtlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

9. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden

Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728.

10. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten dieses Handbuchs liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder Ähnliches) übertragen oder verbreitet werden.

11. VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Cecotec Innovaciones erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der in der Europäischen Union geltenden Vorschriften übereinstimmt. Dieses Produkt wurde unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheits- und Qualitätsstandards entwickelt, hergestellt und geprüft. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Website zu finden: <https://storececotec.de/de/information/declaration-of-conformity>

1. PARTI E COMPONENTI

Figura 1

1. Maschera LED
2. Cinghie per la testa
3. Telecomando
4. Cavo USB
5. Porte di collegamento del cavo di ricarica

Nota:

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMA DELL'USO

- Questo dispositivo è dotato di un imballaggio progettato per garantirne la protezione durante il trasporto. Rimuovere il prodotto dalla scatola e, se possibile, conservare l'imballaggio originale in un luogo sicuro per futuri spostamenti. In caso di smaltimento, smaltire in modo responsabile seguendo le normative locali sul riciclo.
- Verificare che tutti i componenti siano inclusi e in perfette condizioni. In caso di anomalie o mancanza di accessori, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale Cecotec.

Contenuto della scatola:

- Maschera per il viso flessibile in silicone + cavo di collegamento
 - Cinghie di regolazione per la testa (x2)
 - Telecomando compatto
 - Cavo USB di ricarica
 - Il presente manuale di istruzioni
-
- Per motivi di garanzia e tracciabilità, non rimuovere il numero di serie applicato sull'apparecchio. Il numero di serie sarà indispensabile per richiedere assistenza tecnica.

3. SICUREZZA DURANTE IL FUNZIONAMENTO

La maschera a tecnologia LED è un dispositivo elettronico di precisione. Per garantire un'esperienza sicura ed evitare rischi di scossa elettrica, seguire queste direttive:

- Lettura obbligatoria: Leggere attentamente questo manuale prima della prima sessione e seguire rigorosamente le istruzioni d'uso.
- Stato di salute: L'utente deve trovarsi in buono stato di salute generale per utilizzare il dispositivo.
- Avviso di sicurezza: Come qualsiasi apparecchio elettrico, un uso improprio o in condizioni inadeguate (ad esempio a contatto con l'acqua) potrebbe comportare un rischio per l'utente.

4. FUNZIONAMENTO

1. **Preparazione:** Prima di iniziare, assicurarsi che la batteria del controller sia carica. Pulire a fondo il viso per rimuovere trucco e impurità; ciò faciliterà la penetrazione della luce.
2. **Connessione:** Collegare la maschera al controller tramite il cavo USB in dotazione.
3. **Posizionamento:** Posizionare la maschera sul viso e regolare comodamente utilizzando le cinghie elastiche.
4. **Attivazione:** Tenere premuto il pulsante di accensione per avviare il dispositivo.
5. **Selezione della modalità:** Utilizzare il telecomando per scegliere tra Modalità Automatica o Modalità Manuale (selezionando il colore di luce desiderato in base al tipo di pelle e alle preferenze estetiche).
6. **Sessione:** Effettuare la sessione per un massimo di 15 minuti. La maschera si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo.
7. **Fine sessione:** Rimuovere la maschera e procedere con la normale routine di idratazione o con i sieri.

Uso previsto delle 9 luci

- **Luce rossa + IR (630 nm + 830 nm):** Combinazione di riferimento per la cura globale dei segni dell'età. La luce rossa aiuta la pelle ad apparire più compatta, mentre l'infrarosso vicino (NIR) penetra per potenziare la vitalità. Ideale per migliorare l'aspetto dell'elasticità e attenuare visivamente le linee d'espressione dopo la routine di bellezza.
- **Luce blu + IR (415 nm + 830 nm):** Progettata specificamente per l'equilibrio delle pelli a tendenza imperfezioni. La luce blu aiuta a mantenere la superficie della pelle pulita e libera da impurità, mentre l'infrarosso allevia la sensazione di "pelle che tira". Consigliata per pelli grasse che cercano un aspetto più opaco e uniforme.
- **Luz verde + IR (520 nm + 830 nm):** Miscela specializzata nell'illuminare il viso e migliorare l'aspetto della pigmentazione irregolare. La luce verde favorisce un tono più omogeneo, perfetta per ottenere una pelle radiosa e minimizzare visivamente l'aspetto delle macchie solari.
- **Luce infrarossa vicina o NIR (830 nm):** Invisibile all'occhio umano, agisce negli strati superficiali per una rivitalizzazione profonda. Il beneficio principale è migliorare la sensazione di elasticità e favorire un aspetto sano e riposato dall'interno.

ITALIANO

- **Luce lilla (630 nm + 415 nm):** Supporto sinergico per l'aspetto della barriera cutanea. Aiuta a migliorare la texture della pelle e offre una cura confortante, ideale per pelli con segni di vecchie imperfezioni o zone sensibilizzate.
- **Luce gialla (630 nm + 520 nm):** Funzione principale: riduzione visiva dei rossori e rinforzo della sensazione di comfort sulla pelle. Opzione preferita per pelli che si irritano facilmente, aiutando il viso ad apparire più equilibrato e meno congestionato.
- **Luce bianca (630 nm + 415 nm + 520 nm):** Spettro "tutto in uno" per la cura quotidiana. Combinando i benefici delle luci primarie, offre un'esperienza completa che agisce su luminosità, compattezza e pulizia in un solo passaggio, ideale per il mantenimento generale della bellezza del viso.
- **Luce arancione (630 nm + 520 nm):** Focalizzata sulla rivitalizzazione dell'incarnato spento. Ottima per migliorare l'aspetto di pelli dall'aria stanca (ad esempio dopo aver dormito poco) e per favorire un migliore assorbimento dei prodotti skincare (creme e sieri).
- **Luce ciano (415 nm + 520 nm):** Cura delicata per pelli a tendenza lucida con un effetto altamente rilassante. Unendo la luce blu ai benefici confortanti della luce verde, è l'opzione preferita per migliorare l'aspetto dei pori dilatati su pelli sensibili.

Nota informativa: Questo prodotto è un dispositivo a uso estetico e non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia o condizione medica. Non è un dispositivo medico. In presenza di patologie cutanee pregresse, consultare il dermatologo prima dell'uso.

Caratteristiche del prodotto

- **Design premium e minimalista:** Estetica di alta gamma progettata per un'aderenza ergonomica superiore al viso, ottimizzando la copertura della luce LED.
- **Protezione oculare avanzata:** Include cuscinetti in silicone di alta qualità che proteggono la vista dall'intensità luminosa.
- **Personalizzazione totale:** Consente di selezionare la modalità d'uso e regolare il tempo in base alle preferenze e agli obiettivi della pelle.
- **Portabilità e comfort:** Design compatto e leggero che ne facilita il trasporto, permettendo una cura del viso avanzata in qualsiasi momento e luogo.

Funzioni del telecomando

Il controller gestisce l'accensione/spengimento e l'alimentazione della maschera tramite la batteria ricaricabile ai polimeri di ioni di litio. Il dispositivo dispone di due modalità d'uso:

- **Modalità automatica (A):** Consente una sessione completa di 15 minuti. Questa modalità alterna automaticamente le luci rossa, blu e verde in intervalli di 5 minuti, mantenendo la luce infrarossa attiva durante l'intero processo per una rivitalizzazione completa dell'aspetto cutaneo.

- **Modalità Manuale (M):** Consente di selezionare colori specifici in base all'obiettivo estetico desiderato. Dopo ogni selezione, il dispositivo funzionerà per un massimo di 15 minuti.

Guida a modalità e colori

Spia	Descrizione del trattamento
R + I	La luce della maschera è rossa + NIR
B + I	La luce della maschera è blu + NIR
G + I	La luce della maschera è verde + NIR
NIR	La luce della maschera è infrarossa vicina o NIR
R + B	La luce della maschera è lilla
R + G	La luce della maschera è gialla
R + B + G	La luce della maschera è bianca
R + G	La luce della maschera è arancione
B + G	La luce della maschera è ciano
A	La modalità operativa della maschera è automatica.
M	La modalità operativa della maschera è manuale.

Controindicazioni, Avvertenze e Precauzioni

Controindicazioni

- NON usare la maschera per trattare condizioni diverse da quelle indicate. Il prodotto non è stato testato per altre condizioni e il rischio è sconosciuto.
- NON usare la maschera in gravidanza, in caso di pianificazione di gravidanza o durante l'allattamento. Il prodotto non è stato testato in queste circostanze e il rischio è sconosciuto.
- NON usare la maschera in caso di lupus eritematoso, eczema fotosensibile o albinismo, poiché potrebbe causare una reazione cutanea grave.
- NON usare la maschera in presenza di disturbi di fotosensibilità. Potrebbe provocare una reazione cutanea grave.
- NON usare la maschera durante l'assunzione di farmaci che causano fotosensibilità, come alcuni antibiotici, farmaci chemioterapici e diuretici. In caso di dubbi, consultare il medico.
- Evitare l'uso su ferite.
- L'utente è l'operatore previsto e può utilizzare in sicurezza la funzione di cura della pelle.
- NON eseguire la manutenzione mentre il prodotto è in uso, inclusa la ricarica.
- Utilizzare la maschera con cautela.

Avvertenze

- Eseguire un test di sensibilità prima di usare la maschera. NON usarla in caso di sensibilità.
- NON usare la maschera in modo diverso da quanto specificato nelle istruzioni. Un uso non testato potrebbe essere rischioso.
- SPEGNERE e RIMUOVERE la maschera se la sensazione di calore diventa fastidiosa.
- Utilizzare esclusivamente la maschera in idrogel consigliata. Altre maschere non sono state testate.
- Rimuovere creme, lozioni o trucco PRIMA di usare la maschera per evitare sensibilizzazione o inefficacia.
- Rimuovere creme, lozioni o trucco PRIMA di usare la maschera per evitare sensibilizzazione o inefficacia.
- Tenere la maschera lontana da superfici calde.
- NON tentare di modificare la maschera: ciò annulla la garanzia e potrebbe causare una scossa elettrica.
- NON usare la maschera se danneggiata.
- NON usare il prodotto durante la ricarica e NON toccare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica.
- NON usare il prodotto in luoghi in cui vengano conservati medicinali.
- Evitare di conservare materiali infiammabili o esplosivi vicino al prodotto.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto; non refrigerare.
- NON usare il prodotto in bagni, piscine o altri luoghi umidi.
- Tenere il prodotto lontano da campi magnetici elevati (ad es. microonde o televisori).
- NON posizionare il prodotto vicino ad altre apparecchiature senza verificarne il corretto funzionamento.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare un uso improprio.
- NON esporre il prodotto all'aperto per periodi prolungati.
- Evitare di piegare o comprimere il prodotto e il cavo di alimentazione.
- NON modificare né sostituire autonomamente il cavo di alimentazione e la batteria.
- NON guardare direttamente la sorgente luminosa della maschera LED.
- Evitare l'uso prolungato in luoghi con tensione instabile.
- NON conservare magneti o metalli vicino al prodotto.
- Evitare l'esposizione a radiazioni ottiche dannose.
- NON maneggiare cavi e tubi/flessibili in modo da evitare rischi di strangolamento.
- Evitare l'inalazione o l'ingestione di parti piccole.
- Le persone allergiche ai materiali non devono usare l'apparecchio.
- NON toccare il dispositivo con le mani bagnate per evitare lesioni.
- Utilizzare solo accessori e materiali descritti nelle istruzioni.
- NON interconnettere questo dispositivo con altri non specificati nelle istruzioni.

Precauzioni

- Utilizzare solo cavi e accessori venduti dalla nostra azienda per evitare l'aumento delle emissioni della maschera a terapia LED.
- Installare e utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni del manuale.
- Questo prodotto è ad uso personale; non è consigliata la condivisione.
- La cinghia della maschera contiene poliestere e nylon. In caso di allergia, evitare l'uso.
- L'utente deve essere formato sull'uso corretto del dispositivo.
- Il telecomando è di Classe II per la protezione contro le scosse elettriche; la maschera dispone di protezione interna.
- Informare sui rischi di interferenza durante trattamenti specifici.
- In caso di collegamento a un'alimentazione separata, specificare tale alimentazione come parte del sistema.
- Proteggere occhi e pelle; non guardare direttamente la luce.
- La funzione di cura della pelle è sicura; evitare l'uso di funzioni non correlate.
- NON eseguire manutenzione autonoma, come la sostituzione delle batterie.
- Utilizzare comandi o regolazioni non specificati potrebbe comportare esposizione a radiazioni pericolose.

Informazioni sulla modalità di funzionamento

Questo dispositivo utilizza una tecnologia luminosa di precisione che consente di combinare tre lunghezze d'onda di base per creare 9 programmi di bellezza specifici. Ogni modalità è progettata per migliorare l'aspetto della pelle mediante l'emissione controllata di luce:

- **Luce rossa (630 nm):** Azione per la cura dei segni dell'età e miglioramento dell'aspetto della compattezza.
- **Luce blu (415 nm):** Aiuto nel mantenere la pelle pulita ed equilibrata, migliorando l'aspetto delle imperfezioni.
- **Luce verde (520 nm):** Contributo all'uniformità visiva del tono della pelle e aumento della luminosità.
- **Luce infrarossa vicina o NIR (830 nm):** Rivitalizzazione profonda per una pelle dall'aspetto più sano (luce invisibile all'occhio umano).

Programmi combinati (sinergia luminosa)

La maschera ottimizza i risultati tramite la combinazione simultanea degli spettri:

- **Modalità Ringiovanimento (Rosso + NIR):** Ideale per attenuare l'aspetto delle linee d'espressione e migliorare la sensazione di tonicità.
- **Modalità Purificante (Blu + NIR):** Cura dei pori e sensazione calmante in caso di lucidità o impurità.
- **Modalità Illuminante (Verde + NIR):** Miglioramento dell'aspetto delle macchie superficiali e rivitalizzazione del viso.
- **Modalità Recupero (Lilla):** Fusione di Rosso + Blu per migliorare visivamente la texture della pelle con segni preesistenti.

ITALIANO

- **Modalità Anti-rossori (Giallo):** Fusione di Rosso + Verde per confortare la pelle e rafforzare la sensazione di protezione cutanea.
- **Modalità Vitalità (Arancione):** Fusione di Rosso + Giallo per "risvegliare" la pelle e migliorarne l'aspetto radioso.
- **Modalità Equilibrio (Ciano):** Fusione di Blu + Verde per un'azione rilassante su pelli con tendenza alla sensibilità.
- **Modalità Totale (Bianca):** Triplo spettro (Rosso + Blu + Verde) per un mantenimento globale della bellezza del viso.

Test di sensibilizzazione

Prima del primo utilizzo, eseguire un test di sensibilizzazione seguendo questi passaggi:

1. Posizionare il dispositivo sulla parte interna del braccio.
2. Accendere il controller e lasciare che funzioni per l'intero ciclo di 10 minuti.
3. Se in qualsiasi momento si avverte calore o fastidio, **SPEGNERE** immediatamente il dispositivo.
4. Attendere almeno 6 ore dopo il trattamento. Se la pelle si arrossa o prude, il dispositivo non è adatto. Restituire al rivenditore entro 14 giorni dall'acquisto.

Uso della maschera LED

Raccomandazioni

Per ottenere i migliori risultati, eseguire le sessioni 1-2 volte a settimana per un minimo di 4 settimane. La routine di mantenimento deve essere eseguita secondo necessità, in base allo stile di vita e alla condizione della pelle.

Esecuzione di una sessione di bellezza

1. Assemblare la maschera. Collegare le cinghie alla maschera assicurandosi che siano ben fissate. Fig. 2

Nota: Assicurarsi che le parti morbide siano a contatto con la pelle e che le parti ruvide siano rivolte verso l'esterno per una migliore aderenza.

Figura 3

1. Parte morbida
 2. Parte ruvida
 3. Unire entrambe le parti
2. Pulire e asciugare accuratamente viso e mani.
 3. Posizionamento della maschera: Assicurarsi che la parte interna della maschera sia a contatto con la pelle e regolare le cinghie per una vestibilità confortevole.

Figura 4

- A. Parte esterna
- B. Parte interna

4. Regolare la cinghia elastica della maschera per garantire una vestibilità confortevole.
5. Sedersi o sdraiarsi e posizionare la maschera sul viso.
6. Utilizzare il controller per selezionare colore della luce, luminosità, lampeggio o luce continua e durata della sessione.
7. Applicare sieri o creme per la cura della pelle dopo l'uso, poiché l'assorbimento risulta favorito dalla tecnologia luminosa.
8. Proseguire con la routine di cura della pelle. Eseguire sessioni di 15 minuti, 3–4 volte a settimana, e ridurre a 1–2 volte a settimana una volta ottenuti i risultati desiderati.

Consigli

- In modalità manuale, mantenere il controllo della sessione entro 15 minuti per evitare danni alla pelle.
- Se si utilizza il prodotto per la prima volta, seguire questo itinerario e adattare in base alla condizione della pelle:
 - Prima settimana: Utilizzare una volta ogni 3 giorni, 10 minuti per sessione.
 - Seconda settimana: Utilizzare una volta ogni 2 giorni, 10 minuti per sessione.
 - Terza settimana: Utilizzare una volta ogni 2 giorni, 10-15 minuti per sessione.
 - Quarta settimana: Utilizzare quotidianamente, 10–15 minuti per sessione.

Uso del telecomando

Modalità

La maschera offre modalità manuale e automatica.

Modalità manuale

- Tenere premuto il pulsante della maschera per 1 secondo per accendere; entrerà per impostazione predefinita in modalità manuale (luce rossa).
- Se la spia luminosa lampeggia 5 volte senza alcuna operazione, la maschera si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

Modalità automatica

- Premere una volta il pulsante modalità per passare alla modalità automatica.
- Il dispositivo avvia un ciclo di cura integrale di 15 minuti, progettato per offrire un'esperienza completa ed equilibrata senza necessità di regolazioni manuali. La maschera seguire questa sequenza automatica:
 1. 5 minuti: Luce Rossa + NIR (Modalità Ringiovanimento).
 2. 5 minuti: Luce Blu + NIR (Modalità Purificante).

ITALIANO

3. 5 minuti: Luce Verde + NIR (Modalità Illuminante).
- La maschera si spegne automaticamente al termine del ciclo di 15 minuti. In alternativa, spegnere manualmente tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

Selezione della luce in modalità manuale

1. Tenere premuto il tasto On/Off per 1 secondo per accendere l'apparecchio. Si accenderà la luce rossa e la spia sul lato sinistro del pulsante. Per spegnerla, tenere premuto il tasto per 3 secondi o premere quattro volte.
2. Premere nuovamente il pulsante di accensione per attivare la luce blu. La spia nella parte superiore sinistra del pulsante si accenderà. Per spegnerla, tenere premuto il tasto per 3 secondi o premere tre volte.
3. Premere una terza volta il pulsante di accensione per attivare la luce infrarossa. La spia nella parte superiore destra del pulsante si accenderà. Per spegnerla, tenere premuto il tasto per 3 secondi o premere due volte.
4. Premere una quarta volta il pulsante di accensione per attivare la luce mista. La spia sul lato destro del pulsante si accenderà. Per spegnerla, tenere premuto il tasto per 3 secondi o premere una volta.

Selezione della luce in modalità automatica

1. Con la maschera accesa, premere il tasto Auto/Manuale per alternare tra modalità manuale (M) e automatica (A).
2. In modalità automatica, in assenza di azioni per 3 secondi, il timer si avvierà.
3. Si spegne automaticamente dopo 15 minuti.

Nella Figura 5 è illustrato come utilizzare il telecomando.

Carica

Fig. 6

Importante: Prima di ricaricare, assicurarsi di avere maschera, cavo USB e telecomando pronti.

1. La maschera include un telecomando.
2. Collegare il cavo USB alla porta di ricarica del telecomando.
3. Collegare l'adattatore USB all'altra estremità, assicurandosi che la tensione del prodotto corrisponda a quella della fonte di alimentazione.
4. Durante la ricarica, l'indicatore del telecomando si illumina di bianco. Tutti gli indicatori si accendono quando la ricarica è completa.

Nota: Tipo di batteria, ioni di litio

Avvertenze:

- Evitare l'uso di questo apparecchio vicino ad altri dispositivi o impilato con essi, poiché potrebbe influire sul funzionamento. Se necessario, monitorare entrambi i dispositivi per garantire un funzionamento normale.
- L'uso di accessori, trasduttori e cavi non specificati dal produttore può aumentare le emissioni elettromagnetiche o ridurre l'immunità elettromagnetica dell'apparecchio, compromettendone il funzionamento.
- NON utilizzare apparecchiature di comunicazione RF portatili a meno di 30 cm da qualsiasi parte dell'apparecchio, inclusi i cavi specificati dal produttore, per evitare il degrado delle prestazioni.

Suggerimenti:

- Durante la ricarica, utilizzare solo il cavo USB originale fornito con la maschera e non utilizzare la maschera durante la ricarica.
- Poiché la capacità della batteria di questo prodotto è di 1800 mAh, l'adattatore non è incluso negli accessori standard. Consigliare la ricarica con un adattatore da 0,5 A per ridurre il tempo di ricarica.
- Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,2 V, la spia sul telecomando lampeggia e la maschera si spegne automaticamente dopo 10 lampeggi.

Rischi e beneficiRischi noti

- Subito dopo le sessioni di bellezza, la pelle può apparire arrossata. La pelle dovrebbe tornare alla normalità entro 1–2 ore.
- Possibili mal di testa temporanei immediatamente dopo il trattamento con luce. Il mal di testa può essere gestito con un analgesico appropriato e reidratazione.
- Riduzione delle linee sottili del viso e miglioramento della texture e della pigmentazione.
- Miglioramento dell'aspetto delle imperfezioni della pelle.

Condizioni ambientali

Elemento	Specifiche	
Ambiente di funzionamento	Temperatura	5 °C ~ +35 °C °C
	Umidità	85% UR o inferiore
	Pressione atmosferica	80-106 KPA
	Altitudine	≤2000 metri
Ambiente di conservazione	Temperatura	-10 °C ~ +50 °C
	Umidità	85% UR o inferiore
	Pressione atmosferica	80-106 KPA
	Altitudine	≤2000 metri

Ambiente esterno supportato dal prodotto

- La maschera può essere posizionata in un ambiente con temperatura 60 ± 2 °C e umidità $85\% \pm 2\%$ UR per 2 ore, e successivamente in un ambiente con temperatura -20 ± 2 °C. Dopo aver ripetuto quanto sopra 9 volte, la maschera viene lasciata a temperatura ambiente per 2 ore.
- La maschera può essere posizionata in un ambiente con temperatura 60 ± 2 °C e umidità $65\% \pm 2\%$ UR per 48 ore, e successivamente lasciata a temperatura ambiente per 2 ore.
- La maschera può essere posizionata in un ambiente con temperatura -20 ± 2 °C per 48 ore, e successivamente lasciata a temperatura ambiente per 2 ore.
- La maschera può essere posizionata in un ambiente con temperatura 40 ± 3 °C e umidità $90\% \pm 2\%$ UR per 48 ore, e successivamente lasciata a temperatura ambiente per 2 ore.
- La maschera può essere posizionata in un ambiente con temperatura 40 °C per 2 ore e in tale ambiente possono essere testate le funzioni correlate.
- La maschera può essere posizionata in un ambiente con temperatura 0 °C per 2 ore e in tale ambiente possono essere testate le funzioni correlate.

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire la maschera LED dopo ogni utilizzo.
- Conservare a temperatura ambiente, in un luogo asciutto.
- Evitare luoghi polverosi, la luce solare diretta e l'umidità.
- La maschera non richiede manutenzione interna.
- Prima di ogni utilizzo, pulire la maschera seguendo queste istruzioni.

Pulizia della maschera LED

1. Spegnerne dispositivo prima di pulirlo.
2. Utilizzare una soluzione di etanolo al 70%–80% per pulire la superficie due volte per 3 minuti, quindi passare un panno umido o asciutto.
3. Non utilizzare benzene, diluenti, acetato di butile o altri materiali infiammabili.
4. Non spruzzare acqua direttamente.
5. Evitare altri prodotti di pulizia che possano danneggiare le plastiche.

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Azione
Non è possibile accendere il dispositivo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La presa non è ben collegata. 2. La maschera LED non è collegata correttamente. 3. Il tasto di accensione non è stato tenuto premuto per un secondo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire correttamente la spina. 2. Verificare il cavo di alimentazione. 3. Tenere premuto nuovamente il pulsante di accensione.
La spia LED non si accende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La maschera LED non è collegata correttamente. 2. La scheda del circuito è guasta. 3. Il cavo di alimentazione è stato tirato eccessivamente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare il cavo di alimentazione. 2. Non tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.
Lampeggio durante l'uso. Non è possibile cambiare modalità di illuminazione.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tensione della batteria del telecomando è troppo bassa. 2. Il cavo di alimentazione non è completamente inserito nella porta del telecomando. 3. Il dispositivo è difettoso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il dispositivo è difettoso. 2. Verificare che il cavo di alimentazione sia in buone condizioni. 3. Contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

- Se il problema persiste, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Non cercare di riparare l'apparecchio per conto proprio.
- NON modificare il dispositivo. Il sistema LED non contiene parti riparabili dall'utente.

7. SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto: FaceCare LÜM / FaceCare LÜM Champagne

Codice prodotto: EU01_124613

Tensione: 5 V $\overline{\text{=}}$

Intensità: 1 A

Potenza: 5 W

Batteria: Li-ion 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh

Peso lordo: 250 g

Dimensioni maschera LED: 207×277×43mm circa.

Per ricaricare la batteria, si consiglia di utilizzare un adattatore con le seguenti caratteristiche:

Input: 100-240 V~, 50/60 Hz

Output: 5 V $\overline{\text{=}}$, 1 A

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

8. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o le pile/batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.



Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

Le informazioni sui sistemi nazionali di riciclaggio degli imballaggi sono disponibili sul nostro sito web.

Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

9. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con il prodotto o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

CE Con la presente, Cecotec Innovaciones dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle normative applicabili nell'Unione Europea. Questo prodotto è stato progettato, fabbricato e testato per soddisfare gli standard di sicurezza e qualità richiesti. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente link: <https://storececotec.it/it/information/declaration-of-conformity>

1. PEÇAS E COMPONENTES

Figura 1

1. Máscara com tecnologia LED
2. Tiras para a cabeça
3. Controlo remoto
4. Cabo USB
5. Portas de ligação do cabo de carregamento

Nota:

Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente aos do produto.

2. ANTES DE UTILIZAR

- Este dispositivo possui uma embalagem concebida para garantir a sua proteção durante o transporte. Retire o produto da caixa e, se possível, guarde a embalagem original num local seguro para futuras deslocações. Se decidir descartá-la, faça-o de forma responsável, seguindo as normas locais de reciclagem.
- Verifique se todos os componentes estão incluídos e em perfeito estado. Caso detete alguma anomalia ou a falta de algum acessório, contacte imediatamente o Serviço de Assistência Técnica Oficial da Cecotec.

Conteúdo da caixa:

- Máscara facial flexível de silicone + cabo de ligação
 - Tiras de ajuste para a cabeça (x2)
 - Controlo remoto compacto
 - Cabo de ligação USB
 - Este manual de instruções
-
- Por motivos de garantia e rastreabilidade, não remova o número de série afixado no equipamento. Este será indispensável para solicitar assistência técnica.

3. Segurança durante o funcionamento

A máscara com tecnologia LED é um dispositivo eletrónico de precisão. Para garantir uma experiência segura e evitar riscos de choque elétrico, é imperativo seguir estas diretrizes:

- Leitura obrigatória: Leia atentamente este manual antes da primeira sessão e siga

rigorosamente as instruções de utilização.

- Estado de saúde: O utilizador deve encontrar-se em bom estado de saúde geral para utilizar o dispositivo.
- Aviso de segurança: Tal como qualquer equipamento elétrico, uma utilização indevida ou em circunstâncias inadequadas (como o contacto com água) pode representar um risco para o utilizador.

4. Funcionamento

1. **Preparação:** Antes de começar, certifique-se de que a bateria do controlador está carregada. Limpe bem o rosto para remover resíduos de maquilhagem ou impurezas; isto facilitará a penetração da luz.
2. **Ligação:** Ligue a máscara ao controlador através do cabo USB fornecido.
3. **Colocação:** Coloque a máscara no rosto e ajuste-a confortavelmente utilizando as tiras elásticas.
4. **Ativação:** Mantenha premido o botão de ligar para iniciar o dispositivo.
5. **Seleção do modo:** Utilize o comando remoto para escolher entre o Modo Automático ou o Modo Manual (seleccionando a cor de luz desejada de acordo com o seu tipo de pele e preferências estéticas).
6. **Sessão:** Desfrute do seu momento de beleza durante 15 minutos, no máximo. A máscara desligar-se-á automaticamente assim que o tempo terminar.
7. **Conclusão:** Retire a máscara e prossiga com a sua rotina habitual de hidratação ou sérums.

Utilização prevista das 9 luzes

- **Luz vermelha + IR (630 nm + 830 nm):** É a combinação de referência para o cuidado global da pele madura. A luz vermelha ajuda a pele a parecer mais firme, enquanto o infravermelho próximo (NIR) penetra para potenciar a vitalidade. É ideal para melhorar a aparência da elasticidade e suavizar as linhas de expressão após a rotina de beleza.
- **Luz azul + IR (415 nm + 830 nm):** Concebida especificamente para equilibrar peles com tendência a imperfeições. Enquanto a luz azul ajuda a manter a superfície da pele limpa e livre de impurezas, o infravermelho acalma a sensação de repuxar. Recomenda-se para peles oleosas que procuram um aspeto mais mate e uniforme.
- **Luz verde + IR (520 nm + 830 nm):** Esta combinação é especializada em iluminar o rosto e melhorar a aparência da pigmentação irregular. A luz verde atua promovendo um tom mais homogéneo, sendo perfeita para obter uma pele radiante e minimizar visualmente o aspeto das manchas solares.
- **Luz infravermelha próxima ou NIR (830 nm):** Esta luz é invisível ao olho humano, mas atua nas camadas superficiais para uma revitalização profunda. O seu principal benefício é melhorar a sensação de elasticidade e potenciar um aspeto saudável e descansado a partir do interior.

PORTUGUÊS

- **Luz lilás (630 nm + 415 nm):** Funciona como um apoio sinérgico para a aparência da barreira cutânea. Ajuda a melhorar a textura da pele e proporciona um cuidado reconfortante, o que a torna ideal para peles que apresentam marcas de imperfeições antigas ou zonas sensibilizadas.
- **Luz amarela (630 nm + 520 nm):** A sua função principal é a redução visual das vermelhidões e o reforço da sensação de conforto na pele. É a opção preferida para peles que se irritam com facilidade, ajudando o rosto a apresentar um tom mais equilibrado e menos congestionado.
- **Luz branca (630 nm + 415 nm + 520 nm):** É o espectro de cuidados diários «tudo em um». Ao combinar os benefícios das luzes primárias, oferece uma experiência completa que aborda a luminosidade, a firmeza e a limpeza num único passo, ideal para a manutenção geral da beleza facial.
- **Luz laranja (630 nm + 520 nm):** Centra-se em revitalizar a tez baça. É excelente para melhorar a aparência de peles com ar cansado (como depois de uma noite mal dormida), ajudando também a que os produtos de cuidados faciais (cremes e sérums) sejam melhor aproveitados.
- **Luz ciano (415 nm + 520 nm):** Oferece um cuidado suave para peles com tendência a brilho, com um efeito altamente relaxante. Ao combinar a luz azul com os benefícios reconfortantes da luz verde, é a opção preferida para melhorar a aparência dos poros dilatados em peles sensíveis.

Nota informativa: Este produto é um dispositivo de uso estético e não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. Não é um dispositivo médico. Se sofre de alguma patologia cutânea prévia, consulte o seu dermatologista antes de usar.

Características do produto

- **Design premium e minimalista:** Estética de alta qualidade concebida para um ajuste ergonómico superior ao rosto, otimizando o alcance da luz LED.
- **Proteção ocular avançada:** Inclui almofadas de silicone de alta qualidade que protegem a visão da intensidade luminosa.
- **Personalização total:** Permite selecionar o modo de utilização e ajustar o tempo de acordo com as preferências e objetivos da sua pele.
- **Portabilidade e conforto:** Design compacto e leve que facilita o transporte, permitindo um cuidado facial avançado a qualquer hora e em qualquer lugar.

Funções do controlo remoto

O controlador gere o ligar/desligar, bem como a alimentação da máscara através da sua bateria recarregável de polímero de iões de lítio. O dispositivo dispõe de dois modos de utilização:

- Modo Automático (A): Permite desfrutar de uma sessão completa de 15 minutos. Este

modo alterna automaticamente entre as luzes vermelha, azul e verde em intervalos de 5 minutos, mantendo a luz infravermelha ativa durante todo o processo para uma revitalização completa da aparência da pele.

- **Modo Manual (M):** Permite selecionar cores específicas de acordo com o objetivo de beleza pretendido. Após cada seleção, o dispositivo funcionará por um máximo de 15 minutos.

Guia de Modos e Cores

Indicador	Descrição do tratamento
R + I	A luz da máscara é vermelha + NIR
B + I	A luz da máscara é azul + NIR
G + I	A luz da máscara é verde + NIR
NIR	A luz da máscara é infravermelha próxima ou NIR
R + B	A luz da máscara é lilás
R + G	A luz da máscara é amarela
R + B + G	A luz da máscara é branca
R + G	A luz da máscara é laranja
B + G	A luz da máscara é ciano
A	O modo de funcionamento da máscara é automático.
M	O modo de funcionamento da máscara é manual.

Contraindicações, avisos e precauções

Contraindicações

- NÃO utilize a máscara para tratar condições diferentes das indicadas. Não foi testada para outras condições e o risco é desconhecido.
- NÃO utilize a máscara se estiver grávida, a planejar engravidar ou a amamentar. Não foi testada nestas circunstâncias, pelo que o risco é desconhecido.
- NÃO utilize a máscara se sofrer de lúpus eritematoso, eczema fotossensível ou albinismo, uma vez que poderá causar uma reação cutânea grave.
- NÃO utilize a máscara se sofrer de alguma doença fotossensível. Pode provocar uma reação cutânea grave.
- NÃO utilize a máscara se estiver a tomar medicamentos que causem fotossensibilidade, tais como certos antibióticos, medicamentos e es de quimioterapia e diuréticos. Consulte o seu médico se tiver dúvidas.

PORTUGUÊS

- Evite usá-la sobre feridas.
- O utilizador é o operador previsto e pode utilizar com segurança a função de cuidados com a pele.
- Não realize a manutenção enquanto o produto estiver em uso, incluindo o carregamento.
- Utilize a máscara com precaução.

Advertências

- Faça um teste de sensibilidade antes de usar a máscara. NÃO a utilize se for sensível.
- NÃO utilize a máscara de forma diferente da especificada nas instruções. A utilização não testada pode ser arriscada.
- DESLIGUE e RETIRE a máscara se sentir um calor desconfortável.
- Use apenas a máscara de hidrogel recomendada. Outras máscaras não foram testadas.
- Remova cremes, loções ou maquilhagem ANTES de usar a máscara para evitar sensibilização ou ineficácia.
- NÃO utilize a máscara perto de água nem se tiver estado em contacto com ela.
- Mantenha a máscara afastada de superfícies quentes.
- NÃO tente modificar a máscara, pois isso anulará a garantia e poderá causar um choque elétrico.
- NÃO utilize a máscara se estiver danificada.
- NÃO a utilize durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas enquanto estiver a carregar.
- NÃO utilize o produto em locais onde sejam armazenados medicamentos.
- Evite armazenar materiais inflamáveis ou explosivos perto do produto.
- Guarde o produto num local fresco e seco, não o coloque no frigorífico.
- NÃO utilize o produto em casas de banho, piscinas ou outros locais húmidos.
- Mantenha o produto afastado de campos magnéticos intensos, como micro-ondas ou televisores.
- NÃO coloque o produto perto de outros equipamentos sem verificar o seu funcionamento correto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças para evitar o uso indevido.
- NÃO exponha o produto ao ar livre por períodos prolongados.
- Evite dobrar ou pressionar o produto e o cabo de alimentação.
- NÃO modifique nem substitua o cabo de alimentação e a bateria por conta própria.
- NÃO olhe diretamente para a fonte de luz da máscara LED.
- Evite a utilização prolongada em locais com tensão instável.
- NÃO guarde ímanes ou metais perto do produto.
- Evite a exposição a radiação ótica prejudicial.
- NÃO toque em cabos e mangueiras para evitar estrangulamento.
- Evite a inalação ou ingestão de peças pequenas.
- Pessoas alérgicas aos materiais não devem utilizar o equipamento.
- NÃO toque no dispositivo com as mãos molhadas para evitar lesões.

- Utilize apenas os acessórios e materiais descritos nas instruções.
- NÃO ligue este dispositivo a outros que não estejam especificados nas instruções.

Precauções

- Utilize apenas cabos e acessórios vendidos pela nossa empresa para evitar aumentar a emissão da máscara de terapia LED.
- Instale e utilize o produto seguindo as instruções do manual.
- Este produto é pessoal; não se recomenda a sua partilha.
- A tira da máscara contém poliéster e nylon. Se for alérgico, evite utilizá-la.
- O utilizador deve receber formação sobre a utilização adequada do dispositivo.
- O controlo remoto é de Classe II em proteção contra choques elétricos; a máscara possui proteção interna.
- Informe sobre os riscos de interferência durante tratamentos específicos.
- Se for ligado a uma fonte de alimentação separada, deve ser especificado como parte do sistema.
- Proteja os olhos e a pele; não olhe diretamente para a luz.
- A função de cuidados com a pele é segura; evite utilizar funções não relacionadas.
- Não realize manutenção pessoal, como a substituição de pilhas.
- A utilização de controlos ou ajustes não especificados pode resultar na exposição a radiação perigosa.

Informações sobre o modo de funcionamento

Este dispositivo utiliza tecnologia de luz de precisão que permite combinar três comprimentos de onda base para criar 9 programas de beleza específicos. Cada modo foi concebido para melhorar a aparência da pele através da emissão controlada de luz:

- **Luz Vermelha (630 nm):** Ação antienvelhecimento e melhoria da aparência da firmeza.
- **Luz Azul (415 nm):** Ajuda a manter a pele limpa e equilibrada, melhorando a aparência das imperfeições.
- **Luz Verde (520 nm):** Contribui para uniformizar visualmente o tom da pele e confere luminosidade.
- **Luz Infravermelha Próxima ou NIR (830 nm):** Revitalização profunda para uma pele com um aspeto mais saudável (Luz invisível ao olho humano).

Programas Combinados (Sinergia Luminosa)

A máscara otimiza os resultados através da combinação simultânea de espectros:

- **Modo Rejuvenescimento (Vermelho + NIR):** Ideal para suavizar o aspeto das linhas de expressão e melhorar a sensação de suavidade.
- **Modo Purificante (Azul + NIR):** Cuidado dos poros e sensação calmante após o aparecimento de brilho ou impurezas.

PORTUGUÊS

- **Modo Iluminador (Verde + NIR):** Melhora a aparência das manchas superficiais e revitaliza o rosto.
- **Modo Recuperação (Lila):** Fusão de Vermelho + Azul para melhorar visualmente a textura de peles com marcas anteriores.
- **Modo Anti-Vermelhidão (Amarelo):** Fusão de Vermelho + Verde para acalmar a pele e reforçar a sensação de proteção cutânea.
- **Modo Vitalidade (Laranja):** Fusão de Vermelho + Amarelo para despertar a pele e melhorar o seu aspeto radiante.
- **Modo Equilíbrio (Ciano):** Fusão de Azul + Verde para uma ação relaxante em peles com tendência à sensibilidade.
- **Modo Total (Branco):** Espectro triplo (Vermelho + Azul + Verde) para uma manutenção global da beleza do rosto.

Teste de sensibilização

Antes da primeira utilização, realize um teste de sensibilização seguindo estes passos:

1. Coloque o dispositivo na parte interna do seu braço.
2. Ligue o controlador e deixe-o funcionar durante o ciclo completo de 10 minutos.
3. Se, em algum momento, sentir calor ou desconforto, DESLIGUE o dispositivo imediatamente.
4. Aguarde pelo menos 6 horas após o tratamento. Se a pele ficar vermelha ou com comichão, o dispositivo não é adequado para si. Devolva-o ao revendedor no prazo de 14 dias após a compra.

Utilização da máscara com tecnologia de luz LED

Recomendações

Para obter os melhores resultados, realize as sessões 1 a 2 vezes por semana durante um mínimo de 4 semanas. A rotina de manutenção deve ser realizada conforme necessário, de acordo com o estilo de vida e o estado da pele.

Realização de uma sessão de beleza

1. Monte a sua máscara. Prenda as tiras à máscara, certificando-se de que estão bem fixas.

Fig. 2

Nota: Certifique-se de que as partes macias estejam em contacto com a pele e as partes rugosas fiquem viradas para fora, para um melhor ajuste.

Figura 3

1. Parte macia
2. Rugosa
3. Junte ambas as partes

2. Limpe e seque bem o rosto e as mãos.

3. Colocação da máscara: Certifique-se de que a parte interior da máscara está em contacto com a pele e ajuste as tiras para um ajuste confortável.

Figura 4

- A. Parte exterior
- B. Parte interior

4. Ajuste a tira elástica da máscara para garantir que assenta confortavelmente.
5. Sente-se ou deite-se e coloque a máscara sobre o rosto.
6. Utilize o controlador para selecionar a cor da luz, o brilho, o modo intermitente ou contínuo e a duração da sessão.
7. Aplique os seus sérums ou cremes de cuidados da pele após a aplicação, uma vez que a sua absorção é favorecida após a utilização da tecnologia de luz.
8. Continue com a sua rotina de cuidados com a pele. Realize sessões de 15 minutos, 3-4 vezes por semana, e reduza para 1-2 vezes por semana assim que os resultados desejados forem observados.

Dicas

- No modo manual, mantenha o controlo da máscara dentro dos 15 minutos para evitar danos na pele.
- Se for a primeira vez que utiliza o produto, siga este plano de utilização e ajuste-o de acordo com o estado da sua pele:
 - Primeira semana: Use uma vez a cada 3 dias, 10 minutos por sessão.
 - Segunda semana: Use uma vez a cada 2 dias, 10 minutos por sessão.
 - Terceira semana: Use uma vez a cada 2 dias, 10-15 minutos por sessão.
 - Quarta semana: Utilize diariamente, 10-15 minutos por sessão.

Utilização do comando remoto

Modos

A máscara oferece os modos manual e automático.

Modo manual

- Mantenha premido o botão da máscara durante um segundo para a ligar; entrará no modo manual por predefinição (luz vermelha).
- Se a luz indicadora piscar 5 vezes sem que seja utilizada, a máscara desligar-se-á automaticamente após 10 minutos.

Modo automático

- Prima o botão de modo uma vez para mudar para o modo automático.
- O dispositivo iniciará um ciclo de cuidados integrais de 15 minutos, concebido para

PORTUGUÊS

proporcionar uma experiência completa e equilibrada à sua pele, sem necessidade de ajustes manuais. A máscara seguirá esta sequência automática:

1. 5 minutos: Luz Vermelha + NIR (Modo Rejuvenescimento).
 2. 5 minutos: Luz Azul + NIR (Modo Purificante).
 3. 5 minutos: Luz Verde + NIR (Modo Iluminador).
- A máscara desligar-se-á automaticamente ao final do ciclo de 15 minutos. Também pode desligá-la manualmente mantendo o botão de ligar pressionado durante 3 segundos.

Seleção de luz no Modo Manual

1. Mantenha premido o botão de ligar durante 1 segundo para ativar a máscara. A luz vermelha e a luz indicadora no lado esquerdo do botão acenderão. Para desligá-la, mantenha o botão premido durante 3 segundos ou prima quatro vezes.
2. Pressione o botão de ligar novamente para ativar a luz azul. A luz indicadora na parte superior esquerda do botão acenderá. Para desligá-la, mantenha o botão pressionado durante 3 segundos ou pressione três vezes.
3. Pressione o botão de ligar uma terceira vez para ativar a luz infravermelha. A luz indicadora na parte superior direita do botão acenderá. Para desligá-la, mantenha o botão pressionado durante 3 segundos ou pressione duas vezes.
4. Pressione o botão de ligar uma quarta vez para ativar a luz mista. A luz indicadora no lado direito do botão acenderá. Para desligá-la, mantenha o botão pressionado durante 3 segundos ou pressione uma vez.

Seleção da luz no Modo Automático

1. Com a máscara ligada, prima a tecla Auto/Manual para alternar entre o modo manual (M) e automático (A).
2. No modo automático, se não houver ação durante 3 segundos, o temporizador será ativado.
3. Desligar-se-á automaticamente após 15 minutos.

A figura 5 mostra como utilizar o comando remoto.

Carregamento

Fig. 6

Importante: Antes de carregar, certifique-se de que tem a máscara, o cabo USB e o comando à distância à mão.

1. A máscara inclui um comando remoto.
2. Ligue o cabo USB à porta de carregamento do comando remoto.
3. Ligue o adaptador USB na outra extremidade, certificando-se de que a tensão do produto corresponde à da fonte de alimentação.

4. Durante o carregamento, o indicador do comando remoto acenderá a branca. Todos os indicadores acenderão quando o carregamento estiver concluído.

Nota: Tipo de bateria: íon de lítio

Avisos:

- Evite utilizar este equipamento perto de outros dispositivos ou empilhado com eles, pois isso poderá afetar o seu funcionamento. Se necessário, supervise ambos os equipamentos para garantir um funcionamento normal.
- A utilização de acessórios, transdutores e cabos não especificados pelo fabricante pode aumentar as emissões eletromagnéticas ou reduzir a imunidade eletromagnética do equipamento, afetando o seu funcionamento.
- Não utilize equipamentos de comunicações RF portáteis a menos de 30 cm de qualquer parte do equipamento, incluindo os cabos especificados pelo fabricante, para evitar a degradação do seu desempenho.

Dicas:

- Ao carregar, utilize apenas o cabo USB original fornecido com a máscara e não utilize a máscara durante o carregamento.
- Dado que a capacidade da bateria deste produto é de 1800 mAh, o adaptador não está incluído nos acessórios padrão. Recomendamos carregar com um adaptador de 0,5 A para reduzir o tempo de carregamento.
- Quando a tensão da bateria for inferior a 3,2V, a luz indicadora no comando remoto piscará e a máscara desligar-se-á automaticamente após piscar 10 vezes.

Riscos e benefícios

Riscos conhecidos

- Imediatamente após as sessões de beleza, a pele pode ficar vermelha. A pele deverá voltar ao normal em 1 a 2 horas.
- Dores de cabeça temporárias imediatamente após o tratamento com luz. As dores de cabeça podem ser tratadas com um analgésico adequado e reidratação.
- Reduz as linhas finas do rosto e melhora a textura e a pigmentação.
- Melhora as imperfeições da pele.

Condições ambientais

Elemento	Especificações	
Ambiente de funcionamento	Temperatura	5 °C ~ +35 °C
	Humidade	85% UR ou menos
	Pressão atmosférica	80-106 kPa
	Altitude	≤2000 metros
Condições de armazenamento	Temperatura	-10 °C ~ +50 °C
	Humidade	85% UR ou menos
	Pressão atmosférica	80-106 kPa
	Altitude	≤2000 metros

Ambiente externo que o produto pode suportar

- A máscara pode ser colocada num ambiente com uma temperatura de 60 ± 2 °C e uma humidade de $85\% \pm 2\%$ HR durante 2 horas, e depois num ambiente com uma temperatura de -20 ± 2 °C. Após repetir o procedimento anterior 9 vezes, a máscara é colocada à temperatura ambiente durante 2 horas.
- A máscara pode ser colocada num ambiente com uma temperatura de 60 ± 2 °C e uma humidade relativa de $65\% \pm 2\%$ durante 48 horas e, em seguida, à temperatura ambiente durante 2 horas.
- A máscara pode ser colocada num ambiente com uma temperatura de -20 ± 2 °C durante 48 horas e, em seguida, à temperatura ambiente durante 2 horas.
- A máscara pode ser colocada num ambiente com uma temperatura de 40 ± 3 °C e uma humidade de $90\% \pm 2\%$ UR durante 48 horas, sendo depois colocada à temperatura ambiente durante 2 horas.
- A máscara pode ser colocada num ambiente com uma temperatura de 40 °C durante 2 horas, e testar as funções relacionadas neste ambiente.
- A máscara pode ser colocada num ambiente com uma temperatura de 0 °C durante 2 horas e as funções relacionadas podem ser testadas neste ambiente.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe a máscara LED após cada utilização.
- Guarde-a à temperatura ambiente, num local seco.
- Evite locais empoeirados, luz solar direta e humidade.
- A máscara não requer manutenção interna.

- Antes de cada utilização, limpe a máscara seguindo estas instruções.

Limpeza da máscara LED

1. Desligue o dispositivo antes de limpar.
2. Use uma solução de etanol a 70%-80% para limpar a superfície duas vezes durante 3 minutos e, em seguida, passe um pano húmido ou seco.
3. Não utilize benzeno, diluentes, acetato de butilo ou outros materiais inflamáveis.
4. Não pulverize água diretamente.
5. Evite outros produtos de limpeza que possam danificar os plásticos.

6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Ação
Não é possível ligar o dispositivo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A ficha não está bem inserida. 2. A máscara LED não está bem ligada. 3. O botão de ligar não foi mantido pressionado durante um segundo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insira corretamente a ficha. 2. Verifique o cabo de alimentação. 3. Mantenha o botão de ligar pressionado novamente.
A luz LED não acende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A máscara LED não está bem ligada. 2. A placa de circuito está com defeito. 3. O cabo de alimentação foi puxado com demasiada força. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique o cabo de alimentação. 2. Não puxe excessivamente o cabo de alimentação.
Piscar durante a utilização. Não é possível alterar o modo de iluminação.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A tensão da bateria do comando remoto está demasiado baixa. 2. O cabo de alimentação não está completamente inserido na porta do comando remoto. 3. O dispositivo está com defeito. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Carregue o comando remoto. 2. Verifique se o cabo de alimentação está em bom estado. 3. Contacte o Serviço de Assistência Técnica Oficial da Cecotec.

PORTUGUÊS

- Se o problema persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica Oficial da Cecotec.
- NÃO tente reparar o aparelho por conta própria.
- NÃO modifique o dispositivo. O sistema LED NÃO possui peças reparáveis pelo utilizador.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto: FaceCare LÜM / FaceCare LÜM Champagne

Referência do produto: EU01_124613

Tensão: 5 V =

Intensidade: 1 A

Potência: 5 W

Bateria: Li-ion 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh

Peso bruto: 250 g

Dimensões da máscara LED: 207×277×43 mm aprox.

Para recarregar a bateria, recomenda-se utilizar um adaptador com as seguintes características:

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz

Saída: 5 V =, 1 A

As especificações técnicas podem sofrer alterações sem aviso prévio, com o objetivo de melhorar a qualidade do produto.

Fabricado na China | Concebido em Espanha

8. RECICLAGEM DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acordo com a regulamentação aplicável, o produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, deverá retirar as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo a um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.



Para obter informações detalhadas sobre a forma mais adequada de eliminar os seus aparelhos elétricos e eletrónicos e/ou as respetivas baterias, o consumidor deve contactar as autoridades locais.

Pode consultar as informações sobre os sistemas nacionais de reciclagem de embalagens e a sua marcação no nosso site.

O cumprimento das orientações acima ajudará a proteger o ambiente.

9. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Cecotec responderá perante o utilizador ou consumidor final por qualquer falta de conformidade existente no momento da entrega do produto, nos termos, condições e prazos estabelecidos pela regulamentação aplicável.

Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal especializado.

Se detetar algum problema com o produto ou tiver alguma dúvida, contacte o serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec através do número de telefone +34 96 321 07 28.

10. DIREITOS DE AUTOR

Os direitos de propriedade intelectual sobre os textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, nem na totalidade nem em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

CE Pela presente, a Cecotec Innovaciones declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das normativas aplicáveis na União Europeia. Este produto foi concebido, fabricado e testado em conformidade com as normas de segurança e qualidade exigidas. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser consultado no seguinte endereço web: <https://cecotec.pt/pt/information/declaration-of-conformity>

1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Figuur 1

1. LED-technologie masker
2. Hoofdbanden
3. Afstandsbediening
4. USB-kabel
5. Aansluitingen voor de laadkabel

Opmerking:

De afbeeldingen in deze handleiding zijn schematische weergaven en komen mogelijk niet exact overeen met die van het product.

2. VOOR GEBRUIK

- Dit apparaat wordt geleverd in een verpakking die het tijdens verzending beschermt. Haal het product uit de doos en bewaar, indien mogelijk, de originele verpakking op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als u besluit de verpakking weg te gooien, doe dit dan op een verantwoorde manier en volg de plaatselijke recyclingvoorschriften.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig en in perfecte staat zijn. Als u problemen ondervindt of als er accessoires ontbreken, neem dan onmiddellijk contact op met de officiële technische ondersteuning van Cecotec.

Inhoud van de doos:

- Flexibel siliconen gezichtsmasker + aansluitkabel
- Verstelbare hoofdbandjes (x2)
- Compacte afstandsbediening
- USB-oplaadkabel
- Deze gebruiksaanwijzing

- Verwijder het serienummer, dat op het apparaat is aangebracht, niet vanwege garantie- en traceerbaarheidsredenen. Dit is essentieel voor het aanvragen van technische ondersteuning.

3. BEDRIJFSVEILIGHEID

Het LED-technologiemasker is een nauwkeurig elektronisch apparaat. Om een veilige ervaring te garanderen en het risico op een elektrische schok te vermijden, is het van essentieel belang de volgende richtlijnen te volgen:

- Verplichte lectuur: Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór de eerste sessie en volg de bedieningsinstructies strikt op.
- Gezondheidstoestand: De gebruiker moet in goede algemene gezondheid verkeren om het apparaat te kunnen gebruiken.
- Veiligheids waarschuwing: Zoals bij alle elektrische apparatuur kan verkeerd gebruik of gebruik onder ongeschikte omstandigheden (zoals contact met water) een risico vormen voor de gebruiker.

4. BEDIENING

1. **Voorbereiding** : Zorg er voor aanvang voor dat de batterij van de controller is opgeladen. Reinig uw gezicht grondig om make-up en onzuiverheden te verwijderen; dit bevordert de lichtpenetratie.
2. **Aansluiting** : Verbind het masker met de controller met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
3. **Plaatsing** : Plaats het masker over uw gezicht en pas het comfortabel aan met behulp van de elastische bandjes.
4. **Activering** : Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
5. **Modusselectie** : Gebruik de afstandsbediening om te kiezen tussen de automatische modus of de handmatige modus (waarbij u de gewenste lichtkleur selecteert op basis van uw huidtype en esthetische voorkeuren).
6. **Sessie** : Geniet maximaal 15 minuten van uw schoonheidsmoment. Het masker schakelt automatisch uit na afloop van de tijd.
7. **Afronding** : Verwijder het masker en vervolg met je gebruikelijke hydraterende routine of serums .

Beoogd gebruik van de 9 lampen

- **Rood licht + IR (630 nm + 830 nm)** : Dit is de gouden standaardcombinatie voor een complete huidverzorging gericht op veroudering. Rood licht helpt de huid er steviger uit te zien, terwijl nabij-infrarood (NIR) licht diep in de huid doordringt om de vitaliteit te verhogen. Het is ideaal om de elasticiteit te verbeteren en fijne lijntjes te verzachten na je huidverzorgingsroutine.
- **Blauw licht + IR (415 nm + 830 nm)** : Speciaal ontworpen om de onzuiverhedengevoelige huid in balans te brengen. Blauw licht helpt het huidoppervlak schoon en vrij van onzuiverheden te houden, terwijl infrarood licht een trekkerig gevoel verzacht. Aanbevolen voor een vette huid die een mattere en egalere teint wenst.
- **Groen licht + IR (520 nm + 830 nm)** : Deze combinatie is speciaal ontwikkeld om de teint te verhelderen en de zichtbaarheid van pigmentvlekken te verminderen. Het groene licht bevordert een egalere huidskleur, waardoor het perfect is voor een stralende huid en het visueel verminderen van zonnevlekken.

NEDERLANDS

- **Nabij-infrarood of NIR-licht (830 nm)** : Dit licht is onzichtbaar voor het menselijk oog, maar het werkt in op de oppervlaktelagen voor diepe revitalisering. Het belangrijkste voordeel is dat het de elasticiteit van de huid verbetert en een gezonde en uitgeruste uitstraling van binnenuit bevordert.
- **Lila licht (630 nm + 415 nm)** : Werkt synergetisch ter ondersteuning van de huidbarrière. Het helpt de huidtextuur te verbeteren en biedt een verzachtende verzorging, waardoor het ideaal is voor een huid met oude onzuiverheden of gevoelige zones.
- **Geel licht (630 nm + 520 nm)** : De belangrijkste functie is het zichtbaar verminderen van roodheid en het verbeteren van het huidcomfort. Het is de voorkeursoptie voor een snel geïrriteerde huid en helpt het gezicht een meer gebalanceerde en minder verstopte teint te krijgen.
- **Wit licht (630 nm + 415 nm + 520 nm)** : Dit is het "alles-in-één" spectrum voor dagelijkse huidverzorging. Door de voordelen van primair licht te combineren, biedt het een complete ervaring die in één stap zorgt voor een stralende teint, stevigheid en reiniging, ideaal voor het algehele onderhoud van de gezichtschoonheid.
- **Oranje licht (630 nm + 520 nm)** : Gericht op het revitaliseren van een dofte teint. Het is uitstekend geschikt om de uitstraling van een vermoeide huid te verbeteren (bijvoorbeeld na slaapgebrek) en zorgt er bovendien voor dat gezichtsverzorgingsproducten (crèmes en serums) beter worden opgenomen.
- **Cyaan licht (415 nm + 520 nm)** : Biedt milde verzorging voor een vette huid met een sterk ontspannend effect. Door blauw licht te combineren met de kalmerende werking van groen licht, is het de ideale optie voor het verbeteren van de zichtbaarheid van verwijde poriën bij een gevoelige huid.

Informatiebericht : Dit product is een cosmetisch hulpmiddel en is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van ziekten of medische aandoeningen. Het is geen medisch hulpmiddel. Raadpleeg uw dermatoloog vóór gebruik als u een bestaande huidaandoening heeft.

Productkenmerken

- **Premium en minimalistisch design** : hoogwaardige esthetiek ontworpen voor een superieure ergonomische aanpassing aan het gezicht, waardoor het bereik van het LED-licht wordt geoptimaliseerd.
- **Geavanceerde oogbescherming** : Inclusief hoogwaardige siliconen pads die uw ogen beschermen tegen fel licht.
- **Volledige aanpassing** : Hiermee kunt u de gebruiksmodus selecteren en de tijd aanpassen aan de voorkeuren en doelen van uw huid.
- **Draagbaarheid en comfort** : Compact en lichtgewicht ontwerp dat gemakkelijk te vervoeren is, zodat u altijd en overal kunt genieten van geavanceerde gezichtsverzorging.

Functies voor afstandsbediening

De controller regelt de aan/uit-functie en de stroomvoorziening van het masker via de oplaadbare lithium-ion-polymeeraccu. Het apparaat heeft twee bedrijfsmodi:

- Automatische modus (A): Hiermee kunt u genieten van een uitgebreide sessie van 15 minuten. Deze modus wisselt automatisch tussen rood, blauw en groen licht met tussenpozen van 5 minuten, waarbij het infraroodlicht gedurende de hele behandeling actief blijft voor een complete huidverjonging.
- Handmatige modus (M): Hiermee kunt u specifieke kleuren selecteren op basis van uw gewenste schoonheidsresultaat. Na elke selectie werkt het apparaat maximaal 15 minuten.

Handleiding voor modi en kleuren

Indicator	Behandelingsbeschrijving
R + I	Het licht van het masker is rood + NIR.
B + I	Het licht van het masker is blauw + NIR.
G + I	Het licht van het masker is groen + NIR.
NIR	Het licht van het masker is nabij-infrarood of NIR.
R + B	Het licht dat door het masker schijnt, is lila.
R + G	Het licht dat door het masker komt, is geel.
R + B + G	Het licht dat door het masker komt, is wit.
R + G	Het licht dat door het masker komt, is oranje.
B + G	Het licht dat door het masker komt, is cyaan.
NAAR	Het masker werkt in de automatische modus.
M	Het masker werkt handmatig.

Contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Contra-indicaties

- Gebruik dit masker niet voor de behandeling van andere aandoeningen dan die aangegeven. Het is niet getest voor andere aandoeningen en het risico is onbekend.
- Gebruik het masker NIET als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft. Het masker is niet getest onder deze omstandigheden, dus het risico is onbekend.
- Gebruik het masker NIET als u lijdt aan lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme, aangezien dit een ernstige huidreactie kan veroorzaken.

NEDERLANDS

- Gebruik het masker niet als u een lichtgevoelige aandoening heeft. Het kan een ernstige huidreactie veroorzaken.
- Gebruik het masker niet als u medicijnen gebruikt die lichtgevoeligheid veroorzaken, zoals bepaalde antibiotica, chemotherapiemedicijnen en diuretica. Raadpleeg uw arts als u vragen heeft.
- Gebruik het niet op wonden.
- De gebruiker is de beoogde bediener en kan de huidverzorgingsfunctie veilig gebruiken.
- Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit terwijl het product in gebruik is, ook niet tijdens het opladen.
- Gebruik het masker met de nodige voorzichtigheid.

Waarschuwingen

- Voer een gevoeligheidstest uit voordat u het masker gebruikt. Gebruik het NIET als u overgevoelig bent.
- Gebruik het masker NIET anders dan zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Gebruik zonder voorafgaande controle kan gevaarlijk zijn.
- Schakel het masker uit en verwijder het als het onaangenaam warm aanvoelt.
- Gebruik uitsluitend het aanbevolen hydrogelmasker. Andere maskers zijn niet getest.
- Verwijder crèmes, lotions of make-up VOORDAT u het masker gebruikt om overgevoeligheid of verminderde werking te voorkomen.
- Gebruik het masker NIET in de buurt van water of als u ermee in contact bent geweest.
- Houd het masker uit de buurt van hete oppervlakken.
- Probeer het masker NIET te modificeren, aangezien dit de garantie ongeldig maakt en een elektrische schok kan veroorzaken.
- Gebruik het masker NIET als het beschadigd is.
- Gebruik het apparaat NIET tijdens het opladen en raak het apparaat NIET aan met natte handen tijdens het opladen.
- Gebruik dit product NIET op plaatsen waar medicijnen worden bewaard.
- Bewaar geen brandbare of explosieve materialen in de buurt van het product.
- Bewaar het product op een koele, droge plaats; niet in de koelkast bewaren.
- Gebruik dit product NIET in badkamers, zwembaden of andere vochtige ruimtes.
- Houd het product uit de buurt van sterke magnetische velden, zoals die van magnetrons of televisies.
- Plaats het product NIET in de buurt van andere apparatuur zonder eerst te controleren of het goed functioneert.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen om misbruik te voorkomen.
- Stel het product NIET gedurende langere perioden bloot aan de open lucht.
- Buig of druk niet op het product en het netsnoer.
- Wijzig of vervang het netsnoer en de batterij NIET zelf.
- Kijk NIET rechtstreeks in de lichtbron van het LED-masker.
- Vermijd langdurig gebruik op plaatsen met een instabiele spanning.

- Bewaar geen magneten of metalen voorwerpen in de buurt van het product.
- Vermijd blootstelling aan schadelijke optische straling.
- Raak kabels en slangen NIET aan om verstikking te voorkomen.
- Vermijd het inademen of inslikken van kleine onderdelen.
- Personen met een allergie voor de materialen mogen de apparatuur niet gebruiken.
- Raak het apparaat NIET aan met natte handen om letsel te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend de accessoires en materialen die in de instructies worden beschreven.
- Sluit dit apparaat NIET aan op andere apparaten die niet in de instructies worden vermeld.

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik uitsluitend kabels en accessoires die door ons bedrijf worden verkocht om te voorkomen dat de LED-lichtafgifte van het therapiemasker toeneemt.
- Installeer en gebruik het product volgens de instructies in de handleiding.
- Dit product is voor persoonlijk gebruik; delen wordt afgeraden.
- Het bandje van het masker bevat polyester en nylon. Gebruik het masker niet als u hier allergisch voor bent.
- De gebruiker moet worden getraind in het juiste gebruik van het apparaat.
- De afstandsbediening heeft een beschermingsklasse II tegen elektrische schokken; het masker is intern beschermd.
- Rapporteer over de risico's op verstoring tijdens specifieke behandelingen.
- Als het is aangesloten op een aparte voeding, moet het als onderdeel van het systeem worden gespecificeerd.
- Bescherm uw ogen en huid; kijk niet rechtstreeks in het licht.
- De huidverzorgingsfunctie is veilig; vermijd het gebruik van functies die hier niet mee verband houden.
- Voer geen zelfonderhoud uit, zoals het vervangen van batterijen.
- Het gebruik van niet-gespecificeerde bedieningselementen of instellingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Informatie over de bedrijfsmodus

Dit apparaat maakt gebruik van preciselichttechnologie die drie basisgolflengten combineert om negen specifieke schoonheidsprogramma's te creëren. Elke modus is ontworpen om de huid te verbeteren door middel van gecontroleerde lichtuitstraling.

- **Rood licht (630 nm)** : Werkt anti-aging en verbetert de stevigheid van de huid.
- **Blauw licht (415 nm)** : Helpt de huid schoon en in balans te houden en vermindert de zichtbaarheid van onvolkomenheden.
- **Groen licht (520 nm)** : Helpt de huidtint visueel te egaliseren en geeft een stralende teint.
- **Nabij-infrarood licht of NIR (830 nm)** : Diepe revitalisatie voor een gezonder uitziende huid (licht dat onzichtbaar is voor het menselijk oog).

NEDERLANDS

Gecombineerde programma's (lichte synergie)

Het masker optimaliseert de resultaten door spectra gelijktijdig te combineren:

- **Verjongingsmodus (Rood + NIR)** : Ideaal voor het verzachten van fijne lijntjes en het verbeteren van het gevoel van een gladde huid.
- **Zuiveringsmodus (Blauw + NIR)** : Poriënverzorging en een kalmerend gevoel na het verschijnen van glans of onzuiverheden.
- **Verlichtingsmodus (groen + NIR)** : Vermindert de zichtbaarheid van oppervlakkige oneffenheden en revitaliseert het gezicht.
- **Herstelmodus (Lila)** : Een fusie van rood en blauw om de huidtextuur met eerdere vlekken visueel te verbeteren.
- **Anti-roodheidsmodus (geel)** : een combinatie van rood en groen om de huid te kalmeren en het gevoel van huidbescherming te versterken.
- **Vitaliteitsmodus (Oranje)** : Een fusie van rood en geel om de huid te revitaliseren en haar stralende uitstraling te versterken.
- **Balansmodus (cyaan)** : Een combinatie van blauw en groen voor een ontspannende werking op de gevoelige huid.
- **Totale modus (wit)** : Drievoudig spectrum (rood + blauw + groen) voor het algehele behoud van een stralende teint.

Sensibilisatietest

Voer vóór het eerste gebruik een gevoeligheidstest uit door de volgende stappen te volgen:

1. Plaats het apparaat aan de binnenkant van uw arm.
2. Schakel de controller in en laat deze de volledige cyclus van 10 minuten draaien.
3. Als u op enig moment warmte of ongemak ervaart, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit.
4. Wacht na de behandeling minimaal 6 uur. Als uw huid rood of jeukend wordt, is het apparaat niet geschikt voor u. Retourneer het binnen 14 dagen na aankoop naar de winkel.

Het gebruik van een masker met LED-lichttechnologie.

Aanbevelingen

Voor het beste resultaat, voer de behandeling 1-2 keer per week uit gedurende minimaal 4 weken. De onderhoudsbehandeling dient naar behoefte te worden uitgevoerd, afhankelijk van uw levensstijl en huidconditie.

Een schoonheidssessie uitvoeren

1. Zet je masker in elkaar. Bevestig de bandjes aan het masker en zorg ervoor dat ze goed vastzitten. Afbeelding 2

Let op: Zorg ervoor dat de gladde delen contact maken met de huid en dat de ruwe delen naar buiten wijzen voor een betere pasvorm.

Figuur 3

1. Zacht gedeelte
 2. Ruw
 3. Voeg beide delen samen.
2. Reinig en droog je gezicht en handen grondig.
 3. Maskerpositie: Zorg ervoor dat de binnenkant van het masker contact maakt met uw huid en verstel de bandjes voor een comfortabele pasvorm.

Figuur 4

- A. Buitenkant
 - B. Interieur
4. Verstel het elastische bandje van het masker voor een comfortabele pasvorm.
 5. Ga zitten of liggen en plaats het masker over je gezicht.
 6. Gebruik de controller om de lichtkleur, helderheid, knipperend of continu licht en de sessieduur te selecteren.
 7. Breng uw serums of huidverzorgingscrèmes na de behandeling aan, aangezien de opname ervan wordt verbeterd door het gebruik van de lichttechnologie.
 8. Ga door met je huidverzorgingsroutine. Doe sessies van 15 minuten, 3-4 keer per week, en verminder dit naar 1-2 keer per week zodra je de gewenste resultaten ziet.

Tips

- Houd in de handmatige modus het masker binnen 15 minuten onder controle om huidbeschadiging te voorkomen.
- Als u dit product voor de eerste keer gebruikt, volg dan dit gebruiksschema en pas het aan uw huidtype aan:
 - Eerste week: Gebruik eens in de 3 dagen, 10 minuten per sessie.
 - Tweede week: Gebruik eens in de twee dagen, 10 minuten per sessie.
 - Derde week: Gebruik eens in de twee dagen, 10-15 minuten per sessie.
 - Vierde week: Dagelijks gebruiken, 10-15 minuten per sessie.

De afstandsbediening gebruiken

Modi

Het masker biedt zowel een handmatige als een automatische modus.

Handmatige modus

- Houd de knop op het masker één seconde ingedrukt om het in te schakelen; het apparaat gaat dan standaard naar de handmatige modus (rood lampje).
- Als het indicatielampje 5 keer knippert zonder dat er iets gebeurt, schakelt het masker na 10 minuten automatisch uit.

NEDERLANDS

Automatische modus

- Druk één keer op de modusknop om over te schakelen naar de automatische modus.
- Het apparaat start een uitgebreide verzorgingscyclus van 15 minuten, ontworpen om uw huid een complete en evenwichtige ervaring te bieden zonder dat handmatige aanpassingen nodig zijn. Het masker volgt deze automatische volgorde:
 1. 5 minuten: Rood licht + NIR (verjongingsmodus).
 2. 5 minuten: Blauw licht + NIR (zuiveringsmodus).
 3. 5 minuten: Groen licht + NIR (verlichtingsmodus).
- Het masker schakelt na 15 minuten automatisch uit. Je kunt het ook handmatig uitschakelen door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden.

Lichtselectie in handmatige modus

1. Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om het masker in te schakelen. Het rode lampje en het indicatielampje links van de knop gaan branden. Om het masker uit te schakelen, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt of drukt u er vier keer op.
2. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het blauwe lampje te activeren. Het indicatielampje linksboven op de knop gaat branden. Om het lampje uit te schakelen, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt of drukt u er drie keer op.
3. Druk een derde keer op de aan/uit-knop om het infraroodlicht te activeren. Het indicatielampje rechtsboven op de knop gaat branden. Om het uit te schakelen, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt of drukt u er twee keer op.
4. Druk een vierde keer op de aan/uit-knop om de gemengde verlichting te activeren. Het indicatielampje rechts van de knop gaat branden. Om de verlichting uit te schakelen, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt of drukt u er één keer op.

Lichtselectie in automatische modus

1. Met het masker ingeschakeld, drukt u op de Auto/manual-toets om te schakelen tussen de handmatige (M) en automatische (A) modus.
2. In de automatische modus start de timer als er gedurende 3 seconden geen actie wordt ondernomen.
3. Het apparaat schakelt na 15 minuten automatisch uit.

Afbeelding 5 laat zien hoe de afstandsbediening te gebruiken is.

Last

Afbeelding 6

Belangrijk: Zorg ervoor dat u het masker, de USB-kabel en de afstandsbediening klaar hebt liggen voordat u gaat opladen.

1. Het masker wordt geleverd met een afstandsbediening.

2. Sluit de USB-kabel aan op de oplaadpoort van de afstandsbediening.
3. Sluit de USB-adapter aan op het andere uiteinde en zorg ervoor dat de spanning van het product overeenkomt met die van de voeding.
4. Tijdens het opladen brandt het indicatielampje op de afstandsbediening wit. Alle indicatielampjes gaan branden wanneer het opladen voltooid is.

Opmerking: Batterijtype, lithium-ion

Waarschuwingen:

- Vermijd het gebruik van deze apparatuur in de buurt van andere apparaten of op elkaar gestapeld, aangezien dit de werking ervan kan beïnvloeden. Controleer indien nodig beide apparaten om een normale werking te garanderen.
- Het gebruik van accessoires, transducers en kabels die niet door de fabrikant zijn gespecificeerd, kan de elektromagnetische emissie verhogen of de elektromagnetische immuniteit van de apparatuur verminderen, waardoor de werking ervan wordt beïnvloed.
- Gebruik draagbare RF-communicatieapparatuur niet binnen een straal van 30 cm van enig onderdeel van de apparatuur, inclusief de door de fabrikant voorgeschreven kabels, om prestatieverlies te voorkomen.

Tips:

- Gebruik tijdens het opladen uitsluitend de originele USB-kabel die bij het masker is geleverd en draag het masker niet tijdens het opladen.
- Aangezien de batterijcapaciteit van dit product 1800 mAh bedraagt, is de adapter niet bij de standaardaccessoires inbegrepen. We raden aan om op te laden met een 0,5A-adapter om de oplaadtijd te verkorten.
- Als de batterijspanning lager is dan 3,2V, knippert het indicatielampje op de afstandsbediening en schakelt het masker na 10 keer knipperen automatisch uit.

Risico's en voordelen

Bekende risico's

- Direct na een schoonheidsbehandeling kan de huid rood zijn. De huid zou binnen 1-2 uur weer normaal moeten zijn.
- Direct na lichttherapie kunnen tijdelijke hoofdpijnklachten optreden. Deze hoofdpijn kan worden behandeld met een geschikte pijnstiller en voldoende vochtinname.
- Het vermindert fijne lijntjes in het gezicht en verbetert de textuur en pigmentatie.
- Verbeterd huidimperfecties.

Omgevingsomstandigheden

Element	Specificaties	
Bedrijfsomgeving	Temperatuur	5 °C ~ +35 °C
	Vochtigheid	85% relatieve luchtvochtigheid of minder
	Atmosferische druk	80-106 KPA
	Hoogte	≤2000 metros
Opslagomgeving	Temperatuur	-10 °C ~ +50 °C
	Vochtigheid	85% relatieve luchtvochtigheid of minder
	Atmosferische druk	80-106 KPA
	Hoogte	≤2000 metros

Externe omgevingsfactoren waaraan het product bestand is

- Het masker kan gedurende 2 uur in een omgeving met een temperatuur van 60 ± 2 °C en een luchtvochtigheid van $85\% \pm 2\%$ RH worden geplaatst, en vervolgens in een omgeving met een temperatuur van -20 ± 2 °C . Na deze 9 herhalingen wordt het masker gedurende 2 uur op kamertemperatuur bewaard.
- °C en een luchtvochtigheid van $65\% \pm 2\%$ RH worden geplaatst , en vervolgens 2 uur op kamertemperatuur.
- Het masker kan 48 uur in een omgeving met een temperatuur van -20 ± 2 °C worden geplaatst en vervolgens 2 uur op kamertemperatuur.
- °C en een luchtvochtigheid van $90\% \pm 2\%$ RH worden geplaatst , en vervolgens 2 uur op kamertemperatuur.
- Het masker kan gedurende 2 uur in een omgeving met een temperatuur van 40 °C worden geplaatst , waarna de bijbehorende functies in deze omgeving kunnen worden getest.
- Het masker kan gedurende 2 uur in een omgeving met een temperatuur van 0 °C worden geplaatst , waarna de bijbehorende functies in deze omgeving kunnen worden getest.

5. REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het LED-masker na elk gebruik.
- Bewaren op kamertemperatuur, op een droge plaats.
- Vermijd stoffige plekken, direct zonlicht en vochtigheid.
- Het masker vereist geen intern onderhoud.

- Reinig het masker vóór elk gebruik volgens deze instructies.

Het LED-masker reinigen

1. Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt.
2. Reinig het oppervlak tweemaal gedurende 3 minuten met een ethanoplossing van 70-80% en veeg het vervolgens af met een vochtige of droge doek.
3. Gebruik geen benzeen, verdunners, butylacetaat of andere brandbare materialen.
4. Spuit geen water rechtstreeks op het oppervlak.
5. Vermijd andere schoonmaakproducten die plastic kunnen beschadigen.

6. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De stekker zit er niet goed in. 2. Het LED-masker is niet goed aangesloten. 3. De aan/uit-knop werd niet langer dan één seconde ingedrukt gehouden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steek de stekker er correct in. 2. Controleer het netsnoer. 3. Houd de aan/uit-knop opnieuw ingedrukt.
Het ledlampje gaat niet aan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het LED-masker is niet goed aangesloten. 2. De printplaat is defect. 3. Het netsnoer is te ver uitgetrokken. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer het netsnoer. 2. Trek niet te hard aan het netsnoer.
Het beeld flinkt tijdens gebruik. De verlichtingsmodus kan niet worden gewijzigd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De batterijspanning van de afstandsbediening is te laag. 2. De voedingskabel is niet volledig in de poort van de afstandsbediening gestoken. 3. Het apparaat is defect. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laad de afstandsbediening op. 2. Controleer of het netsnoer in goede staat is. 3. Neem contact op met de officiële technische ondersteuningsdienst van Cecotec.

- Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de officiële technische ondersteuningsdienst van Cecotec.
- Probeer het apparaat NIET zelf te repareren.

NEDERLANDS

- Wijzig het apparaat NIET. Het LED-systeem bevat GEEN onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.

7. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product: FaceCare LÜM / FaceCare LÜM Champagne
Productreferentie: EU01_124613

Spanning: 5 V \equiv

Intensiteit: 1 A

Vermogen: 5 W

Batterij: Li-ion 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh

Brutogewicht: 250 g

Afmetingen van het LED-masker: ca. 207 × 277 × 43 mm

Om de batterij op te laden, wordt aangeraden een adapter met de volgende kenmerken te gebruiken:

Ingang: 100-240 V~, 50/60 Hz

Uitgang: 5 V \equiv , 1 A

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren.

Gemaakt in China | Ontworpen in Spanje

8. RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Dit symbool geeft aan dat het product en/of de batterij, conform de geldende regelgeving, gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd.

Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de batterijen te verwijderen en het product naar een door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.



Voor gedetailleerde informatie over de meest geschikte manier om uw elektrische en elektronische apparatuur en/of de bijbehorende batterijen af te voeren, dient de consument contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten.

Op onze website vindt u informatie over nationale systemen voor het recyclen van verpakkingen en de bijbehorende markering.

Het naleven van bovenstaande richtlijnen draagt bij aan de bescherming van het milieu.

9. GARANTIE EN TECHNISCHE DIENST

Cecotec is aansprakelijk jegens de eindgebruiker of consument voor eventuele gebreken die bestaan op het moment van levering van het product, conform de voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgesteld in de toepasselijke regelgeving.

Het wordt aanbevolen om reparaties te laten uitvoeren door gespecialiseerd personeel.

Mocht u een probleem met het product ondervinden of vragen hebben, neem dan contact op met de officiële technische ondersteuning van Cecotec via +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten van de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, SL. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevensbanksysteem, verzonden of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopiëren, opnemen of soortgelijke methoden) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING



Cecotec Innovaciones verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de toepasselijke regelgeving van de Europese Unie. Dit product is ontworpen, gefabriceerd en getest in overeenstemming met de vereiste veiligheids- en kwaliteitsnormen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende webadres: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rysunek 1

1. Maska LED do terapii światłem
2. Opaska na głowę
3. Pilot zdalnego sterowania
4. Przewód USB
5. Porty przyłączeniowe przewodu ładowania

Uwaga:

Grafika tej instrukcji obsługi jest schematyczna i możliwe, że nie będzie całkowicie zgodna z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM

- Urządzenie to posiada opakowanie zaprojektowane tak, aby zapewnić jego ochronę podczas transportu. Wyjmij produkt z pudełka i, jeśli to możliwe, zachowaj oryginalne opakowanie w bezpiecznym miejscu na wypadek późniejszego transportu produktu. Jeśli zdecydujesz się go wyrzucić, należy to zrobić w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Proszę sprawdzić, czy wszystkie elementy są w komplecie i w idealnym stanie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub braku jakiegokolwiek elementu wyposażenia prosimy o niezwłoczny kontakt z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

Zawartość opakowania:

- Elastyczna maska silikonowa na twarz + przewód połączeniowy
 - Paski regulacyjne na głowę (x2)
 - Kompaktowy pilot zdalnego sterowania
 - Przewód ładowania USB
 - Ta instrukcja obsługi
- Ze względu na gwarancję i możliwość identyfikacji nie należy usuwać numeru seryjnego umieszczonego na urządzeniu. Będzie on niezbędny do zgłoszenia się do pomocy technicznej.

3. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA

Maska z technologią LED jest precyzyjnym urządzeniem elektronicznym. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wytycznych:

- Przeczytaj koniecznie: Przed pierwszą sesją należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i ściśle przestrzegać zawartych w niej wskazówek.
- Stan zdrowia: Użytkownik powinien mieć dobry ogólny stan zdrowia, aby móc korzystać z urządzenia.
- Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Podobnie jak w przypadku każdego sprzętu elektrycznego, niewłaściwe użytkowanie lub stosowanie w nieodpowiednich warunkach (np. kontakt z wodą) może stanowić zagrożenie dla użytkownika.

4. OBSŁUGA

1. **Przygotowanie:** Przed rozpoczęciem upewnij się, że bateria pilota jest naładowana. Dokładnie oczyść twarz, aby usunąć resztki makijażu i zanieczyszczenia; ułatwi to przenikanie światła.
2. **Podłączenie:** Podłącz maskę do pilota za pomocą dołączonego przewodu USB.
3. **Zakładanie:** Umieść maskę na twarzy i wygodnie dopasuj ją za pomocą elastycznych pasków.
4. **Aktywacja:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
5. **Wybór trybu:** Użyj pilota, aby wybrać tryb automatyczny lub ręczny (wybierając pożądany kolor światła w zależności od rodzaju skóry i preferencji estetycznych).
6. **Sesja:** Korzystaj z zabiegu kosmetycznego przez maksymalnie 15 minut. Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie tego czasu.
7. **Zakończenie:** Zdejmij maskę i kontynuuj swoją zwykłą rutynę nawilżania lub stosowania serum.

Przeznaczenie 9 światel

- **Czerwone światło + podczerwień (630 nm + 830 nm):** Jest to podstawowa kombinacja do kompleksowej pielęgnacji skóry. Światło czerwone pomaga ujędrnić skórę, a światło bliskiej podczerwieni (NIR) wnika w głąb skóry, zwiększając jej witalność. Jest to idealne rozwiązanie, aby poprawić elastyczność skóry i wygładzić zmarszczki mimiczne po rutynie pielęgnacyjnej.
- **Niebieskie światło + podczerwień (415 nm + 830 nm):** Zaprojektowane specjalnie z myślą o przywróceniu równowagi skórze skłonnej do niedoskonałości. Podczas gdy światło niebieskie pomaga utrzymać powierzchnię skóry czystą i wolną od zanieczyszczeń, promieniowanie podczerwone łagodzi uczucie ściągnięcia. Zalecane dla skóry tłustej, która potrzebuje bardziej matowego i jednolitego wyglądu.

POLSKI

- **Zielone światło + podczerwień (520 nm + 830 nm):** Ta mieszanka specjalizuje się w rozjaśnianiu twarzy i poprawianiu wyglądu nierównomiernej pigmentacji. Światło zielone działa na rzecz bardziej jednolitego kolorytu, dzięki czemu jest idealne do uzyskania promiennej skóry i wizualnego zminimalizowania plam słonecznych.
- **Światło bliskiej podczerwieni lub NIR (830 nm):** Światło to jest niewidoczne dla ludzkiego oka, ale działa na warstwy powierzchniowe, zapewniając głęboką rewitalizację. Jego główną zaletą jest poprawa elastyczności oraz wzmocnienie zdrowego i wypoczętego wyglądu od wewnątrz.
- **Światło fioletowe (630 nm + 415 nm):** Działa jako synergiczne wsparcie dla wyglądu bariery skórnej. Pomaga poprawić strukturę skóry i zapewnia kojący efekt pielęgnacyjny, dzięki czemu idealnie nadaje się do skóry z widocznymi śladami dawnych niedoskonałości lub wrażliwych obszarów.
- **Żółte światło (630 nm + 520 nm):** Jego głównym zadaniem jest wizualna redukcja zaczerwienień oraz wzmocnienie uczucia komfortu. Jest to preferowany wybór dla skóry, która łatwo ulega podrażnieniom, pomagając nadać twarzy bardziej zrównoważony i mniej zaczerwieniony koloryt.
- **Białe światło (630 nm + 415 nm + 520 nm):** Jest to spektrum codziennej pielęgnacji „wszystko w jednym”. Łącząc zalety światła podstawowego, zapewnia kompleksowe działanie, które w jednym kroku poprawia blask, jędrność i oczyszczenie skóry, co jest idealne do ogólnej pielęgnacji twarzy.
- **Pomarańczowe światło (630 nm + 520 nm):** Ożywia matową cerę. Doskonale nadaje się do poprawy wyglądu skóry o zmęczonym wyglądzie (np. po nieprzespanej nocy), a ponadto pomaga w lepszym wchłanianiu się produktów do pielęgnacji twarzy (kremów i serum).
- **Światło cyjanowe (415 nm + 520 nm):** Zapewnia delikatną pielęgnację skóry skłonnej do przettuszczania się, wywierając silnie relaksujące działanie. Dzięki połączeniu światła niebieskiego z kojącym działaniem światła zielonego jest to preferowany wybór w celu poprawy wyglądu rozszerzonych porów na skórze wrażliwej.

Informacja: Ten produkt jest urządzeniem przeznaczonym do celów kosmetycznych i nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub schorzeniom. Nie jest to urządzenie medyczne. Jeśli cierpisz na jakąkolwiek chorobę skóry, przed użyciem skonsultuj się z dermatologiem.

Charakterystyka produktu

- **Elegancki i minimalistyczny design:** Elegancka konstrukcja zapewniająca doskonałe dopasowanie do twarzy oraz optymalizację zasięgu światła LED.
- **Zaawansowana ochrona oczu:** Wyposażona w wysokiej jakości silikonowe wkładki chroniące wzrok przed intensywnym światłem.
- **Pełna personalizacja:** Umożliwia wybór trybu użytkowania i dostosowanie czasu działania do preferencji i potrzeb skóry.
- **Łatwość przenoszenia i wygoda:** Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia transport, umożliwiając zaawansowaną pielęgnację twarzy w dowolnym miejscu i czasie.

Funkcje pilota

Pilot służy do włączania i wyłączenia urządzenia oraz do zasilania maski za pomocą baterii litowo-jonowej. Urządzenie posiada dwa tryby pracy:

- Tryb automatyczny (A): Umożliwia skorzystanie z pełnej 15-minutowej sesji. Tryb ten automatycznie przelacza się między światłem czerwonym, niebieskim i zielonym w 5-minutowych odstępach, utrzymując światło podczerwone aktywne przez cały proces w celu całkowitej rewitalizacji wyglądu skóry.
- Tryb ręczny (M): Umożliwia wybór konkretnych kolorów w zależności od pożądanego efektu kosmetycznego. Po każdym wyborze urządzenie będzie działać przez maksymalnie 15 minut.

Przewodnik po trybach i kolorach

Wskaźnik	Opis zabiegu
R + I	Czerwone światło maski + NIR
B + I	Niebieskie światło maski + NIR
G + I	Zielone światło maski + NIR
NIR	Światło maski to bliska podczerwień (NIR)
R + B	Fioletowe światło maski
R + G	Żółte światło maski
R + B + G	Białe światło maski
R + G	Pomarańczowe światło maski
B + G	Cyjanowe światło maski
A	Automatyczny tryb pracy maski.
M	Ręczny tryb pracy maski.

Przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności

Przeciwwskazania

- NIE należy stosować maski w celach innych niż wskazane. Urządzenie nie zostało przetestowane pod kątem schorzeń, a ryzyko związane z jego stosowaniem jest nieznane.
- NIE należy stosować maski w przypadku ciąży, planowania ciąży lub karmienia piersią. Produkt nie został przetestowany w tych okolicznościach, dlatego ryzyko jest nieznane.
- NIE należy używać maski, jeśli cierpi się na toczeń rumieniowaty, wyprysk światłoczuły lub

POLSKI

albinizm, ponieważ może to spowodować poważną reakcję skórą.

- NIE należy używać maski w przypadku zaburzeń światłoczułości. Może to spowodować poważną reakcję skórą.
- NIE należy używać maski w przypadku przyjmowania leków powodujących nadwrażliwość na światło, takich jak niektóre antybiotyki, leki stosowane w chemioterapii oraz diuretyki. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Należy unikać stosowania maski na rany.
- Użytkownik jest przewidzianym operatorem i może bezpiecznie korzystać z funkcji pielęgnacji skóry.
- Nie należy przeprowadzać konserwacji podczas użytkowania produktu, w tym ładowania.
- Używaj maski z ostrożnością.

Ostrzeżenie

- Przed użyciem maski przeprowadź test na nadwrażliwość. NIE należy jej używać w przypadku wystąpienia nadwrażliwości.
- NIE należy używać maski w sposób niezgodny z instrukcją obsługi. Niewłaściwe użycie może stanowić zagrożenie.
- Należy WYŁĄCZYĆ i ZDJĄĆ maskę, jeśli poczujesz nieprzyjemne uczucie gorąca.
- Należy używać wyłącznie zalecanej maski hydrożelowej. Inne maski nie zostały przetestowane.
- PRZED użyciem maski należy usunąć kremy, balsamy lub makijaż, aby uniknąć nadwrażliwości lub nieskuteczności działania.
- NIE używaj maski w pobliżu wody ani jeśli miała ona kontakt z wodą.
- Trzymaj maskę z dala od gorących powierzchni.
- NIE próbuj modyfikować maski, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji i może doprowadzić do porażenia prądem.
- NIE używaj maski, jeśli jest uszkodzona.
- NIE używaj jej podczas ładowania ani nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami podczas ładowania.
- NIE używaj produktu w miejscach, w których przechowuje się leki.
- Unikaj przechowywania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych w pobliżu produktu.
- Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu, nie przechowuj go w lodówce.
- NIE używaj produktu w łazienkach, basenach ani innych wilgotnych miejscach.
- Trzymaj produkt z dala od silnych pól magnetycznych, takich jak kuchenki mikrofalowe lub telewizory.
- NIE umieszczaj produktu w pobliżu innych urządzeń bez sprawdzenia jego prawidłowego działania.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć niewłaściwego użycia.
- NIE należy pozostawiać produktu na wolnym powietrzu przez dłuższy czas.
- Należy unikać zginania lub ściskania produktu oraz przewodu zasilania.
- NIE należy samodzielnie modyfikować ani wymieniać przewodu zasilania ani baterii.

- NIE należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła maski LED.
- Należy unikać długotrwałego użytkowania w miejscach o niestabilnym napięciu.
- NIE należy przechowywać magnesów ani metali w pobliżu produktu.
- Unikaj narażenia na szkodliwe promieniowanie optyczne.
- NIE należy dotykać przewodów i węży, aby uniknąć uduszenia.
- Należy unikać wdychania lub połknięcia małych elementów.
- Osoby uczulone na materiały, z których wykonano urządzenie, nie powinny go używać.
- NIE dotykaj urządzenia mokrymi rękami, aby uniknąć obrażeń.
- Używaj wyłącznie akcesoriów i materiałów opisanych w instrukcji.
- NIE łącz tego urządzenia z innymi urządzeniami, które nie zostały wymienione w instrukcji.

Środki ostrożności

- Aby uniknąć zwiększenia emisji światła z maski do terapii LED, należy używać wyłącznie przewodów i akcesoriów sprzedawanych przez naszą firmę.
- Produkt należy zainstalować i używać zgodnie z instrukcją obsługi.
- Produkt ten jest przeznaczony do użytku osobistego; nie zaleca się dzielenia się nim z innymi osobami.
- Pasek maski zawiera poliester i nylon. Osoby uczulone powinny unikać jej stosowania.
- Użytkownik musi zostać przeszkolony w zakresie prawidłowego użytkowania urządzenia.
- Pilot zdalnego sterowania posiada klasę II w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; maska posiada wewnętrzną ochronę.
- Należy poinformować o ryzyku zakłóceń podczas określonych zabiegów.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do oddzielnego źródła zasilania, należy to uznać jako część systemu.
- Należy chronić oczy i skórę; nie patrzeć bezpośrednio na światło.
- Funkcja pielęgnacji skóry jest bezpieczna; należy unikać korzystania z funkcji niezwiązanych z tym celem.
- Nie należy wykonywać samodzielnej konserwacji, takiej jak wymiana baterii.
- Korzystanie z nieokreślonych elementów sterujących lub ustawień może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie.

Informacje dotyczące działania

Urządzenie wykorzystuje precyzyjną technologię świetlną, która pozwala łączyć trzy podstawowe długości fal w celu stworzenia 9 specjalnych programów pielęgnacyjnych. Każdy tryb ma na celu poprawę wyglądu skóry poprzez kontrolowane emitowanie światła:

- **Czerwone światło (630 nm):** Działa przeciwstarzeniowo i poprawia jędrność skóry.
- **Niebieskie światło (415 nm):** Pomaga utrzymać skórę w czystości i równowadze, zmniejszając widoczność niedoskonałości.
- **Zielone światło (520 nm):** Pomaga wizualnie ujednoczyć kolor skóry i nadaje jej blask.

POLSKI

- **Światło bliskiej podczerwieni lub NIR (830 nm):** Głęboka rewitalizacja dla zdrowszego wyglądu skóry (światło niewidoczne dla ludzkiego oka).

Programy łączone (synergia świetlna)

Maska optymalizuje wyniki poprzez jednoczesne połączenie widm:

- **Tryb odmładzający (czerwone + NIR):** Idealny do wygładzania zmarszczek mimicznych i poprawy gładkości skóry.
- **Tryb oczyszczający (niebieskie + NIR):** Pielęgnacja porów i uczucie ukojenia w przypadku pojawienia się białych zanieczyszczeń.
- **Tryb rozjaśniający (zielone + NIR):** Poprawia wygląd powierzchownych przebarwień i rewitalizuje skórę twarzy.
- **Tryb odbudowy (fioletowy):** Połączenie czerwonego i niebieskiego w celu wizualnej poprawy tekstury skóry z istniejącymi przebarwieniami.
- **Tryb przeciw zaczerwienieniom (żółty):** Połączenie czerwonego i zielonego, które działa kojąco na skórę i wzmacnia jej ochronę.
- **Tryb witalności (pomarańczowy):** Połączenie czerwonego i żółtego, które pobudza skórę i poprawia jej promienny wygląd.
- **Tryb Balance (cyjan):** Połączenie niebieskiego i zielonego zapewnia działanie relaksujące dla skóry skłonnej do podrażnień.
- **Tryb Total (biały):** Potrójne spektrum (czerwone + niebieskie + zielone) zapewniające kompleksową pielęgnację twarzy.

Test na nadwrażliwość

Przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić test na nadwrażliwość, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Umieść urządzenie na wewnętrznej stronie ramienia.
2. Włącz pilot i pozostaw urządzenie włączone przez cały 10-minutowy cykl.
3. Jeśli w dowolnym momencie poczujesz gorąco lub dyskomfort, natychmiast WYŁĄCZ urządzenie.
4. Odczekaj co najmniej 6 godzin po zabiegu. Jeśli skóra zaczerwieni się lub pojawi się swędzenie, urządzenie nie jest dla Ciebie odpowiednie. Zwróć je sprzedawcy w ciągu 14 dni od zakupu.

Stosowanie maski z technologią LED

Zalecenia

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zabiegi należy wykonywać 1-2 razy w tygodniu przez co najmniej 4 tygodnie. Zabiegi pielęgnacyjne należy wykonywać w miarę potrzeb, w zależności od stylu życia i stanu skóry.

Przeprowadzenie zabiegu kosmetycznego

1. Złóż maskę. Przymocuj paski do maski, upewniając się, że są dobrze zamocowane. Rys. 2
Uwaga: Upewnij się, że gładkie części przylegają do skóry, a szorstkie są skierowane na zewnątrz, aby zapewnić lepsze dopasowanie.

Rysunek 3

1. Gładka strona
 2. Szorstka strona
 3. Połączenie obu części
2. Dokładnie oczyść i osusz twarz oraz dłonie.
 3. Zakładanie maski: Upewnij się, że wewnętrzna strona maski przylega do skóry, a następnie wyreguluj paski, aby zapewnić wygodne dopasowanie.

Rysunek 4

- A. Część zewnętrzna
 - B. Część wewnętrzna
4. Wyreguluj elastyczny pasek maski, aby zapewnić wygodne dopasowanie.
 5. Usiądź lub połóż się i natóż maskę na twarz.
 6. Użyj pilota, aby wybrać kolor światła, jasność, tryb migający lub ciągły oraz czas trwania sesji.
 7. Po zabiegu natóż serum lub kremy do pielęgnacji skóry, ponieważ technologia światła sprzyja ich wchłanianiu.
 8. Kontynuuj swoją codzienną pielęgnację skóry. Stosuj sesje trwające 15 minut, 3-4 razy w tygodniu, a gdy zauważysz pożądane rezultaty, zmniejsz częstotliwość do 1-2 razy w tygodniu.

Porady

- W trybie ręcznym należy kontrolować czas działania maski, tak aby nie przekroczył 15 minut, co pozwoli uniknąć uszkodzeń skóry.
- Jeśli używasz produktu po raz pierwszy, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją stosowania i dostosuj ją do stanu swojej skóry:
 - Pierwszy tydzień: Stosuj raz na 3 dni, po 10 minut na sesję.
 - Drugi tydzień: Stosuj raz na 2 dni, po 10 minut na sesję.
 - Trzeci tydzień: Stosuj raz na 2 dni, po 10-15 minut na sesję.
 - Czwarty tydzień: Stosuj codziennie, po 10-15 minut na sesję.

Korzystanie z pilota

Tryby

Maska oferuje tryb ręczny i automatyczny.

Tryb ręczny

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na masce przez sekundę, aby ją włączyć; domyślnie uruchomi się tryb ręczny (czerwone światło).
- Jeśli kontrolka zamiga 5 razy bez wykonania żadnej czynności, maska wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

Tryb automatyczny

- Naciśnij przycisk trybu raz, aby przełączyć się do trybu automatycznego.
- Urządzenie uruchomi 15-minutowy cykl kompleksowej pielęgnacji, zaprojektowany tak, aby zapewnić Twojej skórze pełne i zrównoważone działanie bez konieczności ręcznej regulacji. Maską będzie działać zgodnie z następującą sekwencją automatyczną:
 1. 5 minut: Czerwone światło + NIR (tryb odmładzania).
 2. 5 minut: Niebieskie światło + NIR (tryb oczyszczający).
 3. 5 minut: Zielone światło + NIR (tryb rozjaśniający).
- Maską wyłączy się automatycznie po zakończeniu 15-minutowego cyklu. Można ją również wyłączyć ręcznie, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Wybór światła w trybie ręcznym

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć maskę. Zapali się czerwone światło oraz lampka kontrolna po lewej stronie przycisku. Aby ją wyłączyć, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy lub nacisnąć go cztery razy.
2. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby włączyć niebieskie światło. Zaświeci się kontrolka w lewym górnym rogu od przycisku. Aby ją wyłączyć, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy lub nacisnąć go trzy razy.
3. Naciśnij przycisk zasilania po raz trzeci, aby włączyć światło podczerwone. Zaświeci się kontrolka w prawym górnym rogu od przycisku. Aby ją wyłączyć, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy lub nacisnąć go dwa razy.
4. Naciśnij przycisk zasilania po raz czwarty, aby włączyć światło mieszane. Zaświeci się kontrolka po prawej stronie od przycisku. Aby ją wyłączyć, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy lub nacisnąć go jeden raz.

Wybór światła w trybie automatycznym

1. Przy włączonej masce naciśnij przycisk Auto/Manual, aby przełączać się między trybem ręcznym (M) a automatycznym (A).
2. W trybie automatycznym, jeśli przez 3 sekundy nie zostanie wykonana żadna czynność, uruchomi się timer.
3. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach.

Na rysunku 5 pokazano, jak korzystać z pilota.

Ładowanie

Rys. 6

Ważne: Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że masz pod ręką maskę, przewód USB i pilota.

1. Do maski dołączony jest pilot.
2. Podłącz przewód USB do portu ładowania pilota.
3. Podłącz adapter USB do drugiego końca, upewniając się, że napięcie urządzenia jest zgodne z napięciem zasilacza.
4. Podczas ładowania wskaźnik na pilocie zaświeci się na biało. Wszystkie kontrolki zaświecą się po zakończeniu ładowania.

Uwaga: Typ baterii: litowo-jonowa

Ostrzeżenia:

- Należy unikać używania tego produktu w pobliżu innych urządzeń lub układania go w stosie z innymi urządzeniami, ponieważ może to wpłynąć na jego działanie. W razie potrzeby należy sprawdzić oba urządzenia, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- Stosowanie akcesoriów, przetworników i przewodów nieokreślonych przez producenta może zwiększyć emisję zakłóceń elektromagnetycznych lub obniżyć odporność elektromagnetyczną urządzenia, co może wpłynąć na jego działanie.
- Nie należy używać przenośnych urządzeń komunikacyjnych wykorzystujących fale radiowe w odległości mniejszej niż 30 cm od jakiegokolwiek części sprzętu, w tym od przewodów wskazanych przez producenta, aby uniknąć pogorszenia jego działania.

Porady:

- Podczas ładowania należy używać wyłącznie oryginalnego przewodu USB dostarczonego wraz z maską i nie należy używać maski w trakcie ładowania.
- Ponieważ pojemność baterii tego produktu wynosi 1800 mAh, zasilacz nie wchodzi w skład standardowego zestawu akcesoriów. Zalecamy ładowanie przy użyciu adaptera o natężeniu 0,5 A, aby skrócić czas ładowania.
- Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3,2 V, kontrolka na pilocie zacznie migać, a maska wyłączy się automatycznie po 10 mignięciach.

Ryzyko i korzyści

Znane zagrożenia

- Bezpośrednio po zabiegach kosmetycznych skóra może być zaczerwieniona. Skóra powinna wrócić do normy w ciągu 1-2 godzin.
- Przejściowe bóle głowy występujące bezpośrednio po zabiegu światłem. Bóle głowy można leczyć za pomocą odpowiedniego środka przeciwbólowego oraz poprzez nawodnienie organizmu.
- Redukuje drobne zmarszczki na twarzy oraz poprawia strukturę skóry i jej koloryt.
- Redukuje niedoskonałości skóry.

Warunki środowiskowe

Element	Specyfikacja	
Środowisko pracy	Temperatura	5°C ~ +35°C
	Wilgotność	85% wilgotności względnej lub mniej
	Ciśnienie atmosferyczne	80-106 kPa
	Wysokość n.p.m.	≤2000 metrów
Środowisko przechowywania	Temperatura	°C
	Wilgotność	85% wilgotności względnej lub mniej
	Ciśnienie atmosferyczne	80-106 kPa
	Wysokość n.p.m.	≤2000 metrów

Warunki zewnętrzne, w jakich produkt może funkcjonować

- Maskę można umieścić na 2 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 60 ± 2°C i wilgotności 85% ± 2% wilgotności względnej, a następnie w pomieszczeniu o temperaturze -20 ± 2°C. Po dziewięciokrotnym powtórzeniu powyższej procedury maskę pozostawia się na 2 godziny w temperaturze pokojowej.
- Maskę można umieścić w pomieszczeniu o temperaturze 60 ± 2°C i wilgotności 65% ± 2% wilgotności względnej na 48 godzin, a następnie pozostawić w temperaturze pokojowej przez 2 godziny.
- Maskę można umieścić w pomieszczeniu o temperaturze -20 ± 2°C na 48 godzin, a następnie pozostawić w temperaturze pokojowej przez 2 godziny.
- Maskę można umieścić w pomieszczeniu o temperaturze 40 ± 3°C i wilgotności 90% ± 2%

wilgotności względnej na 48 godzin, a następnie pozostawić w temperaturze pokojowej na 2 godziny.

- Maskę można umieścić na 2 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 40°C i sprawdzić w tych warunkach jej działanie.
- Maskę można umieścić na 2 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 0°C i sprawdzić w tych warunkach jej działanie.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu należy wyczyścić maskę LED.
- Przechowuj produkt w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
- Należy unikać miejsc, w których występuje dużo kurzu, bezpośrednie nasłonecznienie i wilgoć.
- Maska nie wymaga konserwacji jej wewnętrznych komponentów.
- Przed każdym użyciem należy wyczyścić maskę zgodnie z poniższą instrukcją.

Czyszczenie maski LED

1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie.
2. Należy dwukrotnie przetrzeć powierzchnię roztworem etanolu o stężeniu 70-80% przez 3 minuty, a następnie przetrzeć ją wilgotną lub suchą ściereczką.
3. Nie należy używać benzenu, rozcieńczalników, octanu butylu ani innych materiałów łatwopalnych.
4. Nie należy spryskiwać wodą bezpośrednio.
5. Należy unikać stosowania innych środków czyszczących, które mogą uszkodzić tworzywa sztuczne.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Nie można włączyć urządzenia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wtyczka nie jest prawidłowo włożona. 2. Maska LED nie jest prawidłowo podłączona. 3. Przycisk zasilania nie był przytrzymany przez sekundę. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Włóż wtyczkę prawidłowo. 2. Sprawdź przewód zasilania. 3. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

POLSKI

Światło LED nie włącza się.	<ol style="list-style-type: none">1. Maska LED nie jest prawidłowo podłączona.2. Płytką drukowaną nie działa prawidłowo.3. Zbyt mocno pociągnięto za przewód zasilania.	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź przewód zasilania.2. Nie należy nadmiernie ciągnąć za przewód zasilania.
Miganie podczas użytkowania. Nie można zmienić trybu światła.	<ol style="list-style-type: none">1. Napięcie w baterii pilota jest zbyt niskie.2. Przewód zasilania nie jest całkowicie podłączony do gniazda pilota.3. Urządzenie jest uszkodzone.	<ol style="list-style-type: none">1. Naładuj pilota.2. Sprawdź, czy przewód zasilania jest w dobrym stanie.3. Skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

- Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.
- NIE próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- NIE modyfikuj urządzenia. System LED NIE zawiera części, które użytkownik mógłby samodzielnie naprawić.

7. DANE TECHNICZNE

Produkt: FaceCare LÜM / FaceCare LÜM Champagne

Numer referencyjny produktu: EU01_124613

Napięcie: 5 V =

Natężenie: 1 A

Moc: 5 W

Bateria: litowo-jonowa 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh

Waga brutto: 250 g

Wymiary maski LED: ok. 207 × 277 × 43 mm

Do ładowania akumulatora/baterii zaleca się użycie zasilacza o następujących parametrach:

Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz

Wyjście: 5 V =, 1 A

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

8. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię/akumulator należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.



Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych i/lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Informacje na temat krajowych programów recyklingu opakowań i ich oznakowania można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

9. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowiada przed użytkownikiem lub konsumentem końcowym za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być, w całości lub w części, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek środków (elektrycznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub podobnych) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Niniejszym Cecotec Innovaciones oświadcza, że ten produkt spełnia podstawowe wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ten produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany spełniając wymagane normy bezpieczeństwa i jakości. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. SOUČÁSTI A KOMPONENTY

Obrázek 1

1. Maska s LED technologií
2. Čelenky
3. Dálkové ovládání
4. USB kabel
5. Porty pro připojení nabíjecího kabelu

Poznámka:

Obrázky v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.

2. PŘED POUŽITÍM

- Toto zařízení je dodáváno v obalu, který je určen k jeho ochraně během přepravy. Vyměňte výrobek z krabice a pokud možno uschovejte originální obal na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud se rozhodnete jej zlikvidovat, učiňte tak prosím zodpovědně a dodržujte místní předpisy pro recyklaci.
- Zkontrolujte prosím, zda jsou všechny komponenty součástí dodávky a v perfektním stavu. Pokud si všimnete jakýchkoli problémů nebo pokud nějaké příslušenství chybí, okamžitě kontaktujte oficiální technickou podporu společnosti Cecotec.

Obsah krabice:

- Flexibilní silikonová maska na obličej + propojovací kabel
 - Popruhy pro nastavení hlavy (x2)
 - Kompaktní dálkové ovládání
 - Nabíjecí kabel USB
 - Tento návod k obsluze
- Z důvodu záruky a sledovatelnosti neodstraňujte sériové číslo nalepené na zařízení. Toto číslo bude nezbytné pro vyžádání technické podpory.

3. PROVOZNÍ BEZPEČNOST

Maska s LED technologií je přesné elektronické zařízení. Pro zajištění bezpečného používání a zamezení rizika úrazu elektrickým proudem je nezbytné dodržovat tyto pokyny:

- Povinná četba: Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a striktně dodržujte pokyny k obsluze.

- Zdravotní stav: Uživatel musí být pro používání zařízení v dobrém celkovém zdravotním stavu.
- Bezpečnostní varování: Stejně jako u jakéhokoli elektrického zařízení může nesprávné použití nebo použití za nevhodných okolností (například kontakt s vodou) představovat riziko pro uživatele.

4. PROVOZ

1. **Příprava** : Před zahájením se ujistěte, že je baterie ovladače nabitá. Důkladně si očistěte obličej, abyste odstranili make-up a nečistoty; tím usnadníte pronikání světla.
2. **Připojení** : Připojte masku k ovladači pomocí dodaného kabelu USB.
3. **Umístění** : Nasaďte si masku na obličej a pohodlně ji upravte pomocí elastických pásků.
4. **Aktivace** : Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro spuštění zařízení.
5. **Výběr režimu** : Pomocí dálkového ovladače vyberte mezi automatickým nebo manuálním režimem (výběr požadované barvy světla podle typu pleti a estetických preferencí).
6. **Procedura** : Užijte si zkrášlující chvílku po dobu maximálně 15 minut. Maska se po uplynutí doby automaticky vypne.
7. **Závěr** : Odstraňte masku a pokračujte ve své obvyklé hydratační rutině nebo použijte séra .

Zamýšlené použití 9 světel

- **Červené světlo + infračervené záření (630 nm + 830 nm)** : Toto je zlatý standard kombinace pro komplexní péči o pleť související s věkem. Červené světlo pomáhá pleti vypadat pevnější, zatímco blízké infračervené (NIR) světlo proniká a zvyšuje vitalitu. Je ideální pro zlepšení elasticity a vyhlazení jemných vrásek po péči o pleť.
- **Modré světlo + infračervené světlo (415 nm + 830 nm)** : Speciálně navrženo pro vyvážení pleti náchylné k nedokonalostem. Modré světlo pomáhá udržovat povrch pleti čistý a bez nečistot, zatímco infračervené světlo zklidňuje napětí. Doporučeno pro mastnou pleť, která hledá matnější a sjednocenější pleť.
- **Zelené světlo + IR (520 nm + 830 nm)** : Tato směs je speciálně navržena pro rozjasnění obličeje a zlepšení vzhledu nerovnoměrné pigmentace. Zelené světlo podporuje rovnoměrnější tón pleti, takže je ideální pro dosažení zářivé pleti a vizuální minimalizaci výskytu slunečních skvrn.
- **Blízké infračervené světlo neboli NIR světlo (830 nm)** : Toto světlo je pro lidské oko neviditelné, ale působí na povrchové vrstvy a hloubkově revitalizuje. Jeho hlavní výhodou je zlepšení pocitu elasticity a podpora zdravého a odpočatého vzhledu zevnitř.
- **Lila světlo (630 nm + 415 nm)** : Působí synergicky na podporu kožní bariéry. Pomáhá zlepšit texturu pleti a poskytuje zklidňující péči, takže je ideální pro pleť se starými nedokonalostmi nebo citlivými oblastmi.
- **Žluté světlo (630 nm + 520 nm)** : Jeho hlavní funkcí je vizuální redukce zarudnutí a zvýšení komfortu pleti. Je preferovanou volbou pro snadno podrážděnou pleť, pomáhá obličejí dosáhnout vyváženějšího a méně zarudlého vzhledu.

ČEŠTINA

- **Bílé světlo (630 nm + 415 nm + 520 nm)** : Toto je spektrum denní péče „vše v jednom“. Kombinací výhod primárního světla nabízí kompletní zážitek, který v jednom kroku zajistí zářivost, pevnost a čištění, což je ideální pro celkovou péči o krásu obličeje.
- **Oranžové světlo (630 nm + 520 nm)** : Zaměřuje se na revitalizaci matné pleti. Je vynikající pro zlepšení vzhledu unavené pleti (například po nedostatku spánku) a také pomáhá efektivněji vstřebávat produkty péče o obličej (krémy a séra).
- **Azurové světlo (415 nm + 520 nm)** : Nabízí jemnou péči o mastnou pleť s vysoce relaxačním účinkem. Díky kombinaci modrého světla s uklidňujícími účinky zeleného světla je preferovanou volbou pro zlepšení vzhledu rozšířených pórů u citlivé pleti.

Informační poznámka : Tento produkt je kosmetický prostředek a není určen k diagnostice, léčbě, vyléčení ani prevenci jakékoli nemoci nebo zdravotního stavu. Nejedná se o zdravotnický prostředek. Pokud máte již existující kožní onemocnění, poradte se před použitím s dermatologem.

Vlastnosti produktu

- **Prémiový a minimalistický design** : Špičková estetika navržená pro vynikající ergonomické přizpůsobení obličejí a optimalizaci dosahu LED světla.
- **Pokročilá ochrana očí** : Součástí balení jsou vysoce kvalitní silikonové chrániče očí před jasným světlem.
- **Úplné přizpůsobení** : Umožňuje vám vybrat režim použití a upravit dobu podle preferencí a cílů vaší pleti.
- **Přenositelnost a pohodlí** : Kompaktní a lehký design usnadňuje přepravu a umožňuje pokročilou péči o obličej kdykoli a kdekoli.

Funkce dálkového ovládání

Řídící jednotka řídí funkci zapnutí/vypnutí a také napájení masky prostřednictvím dobíjecí lithium-iontové polymerové baterie. Zařízení má dva provozní režimy:

- Automatický režim (A): Umožňuje vám užít si komplexní 15minutovou proceduru. Tento režim automaticky střídá červené, modré a zelené světlo v 5minutových intervalech a udržuje infračervené světlo aktivní po celou dobu procesu pro kompletní revitalizaci pleti.
- Manuální režim (M): Umožňuje vybrat konkrétní barvy podle vašeho požadovaného cíle v oblasti krásy. Po každém výběru bude zařízení fungovat maximálně 15 minut.

Průvodce režimy a barvami

Indikátor	Popis léčby
R + I	Světlo z masky je červené + NIR
B + I	Světlo z masky je modré + NIR
G + I	Světlo z masky je zelené + NIR
Blízký infračervený záření (NIR)	Světlo z masky je v blízké infračervené oblasti neboli NIR.
R + B	Světlo z masky je fialové
R + G	Světlo z masky je žluté.
R + B + G	Světlo z masky je bílé.
R + G	Světlo z masky je oranžové.
B + G	Světlo z masky je azurové.
NA	Provozní režim masky je automatický.
M	Provozní režim masky je manuální.

Kontraindikace, varování a bezpečnostní opatření

Kontraindikace

- Nepoužívejte tuto masku k léčbě jiných onemocnění, než která jsou zde uvedena. Nebyla testována na jiná onemocnění a riziko není známo.
- NEPOUŽÍVEJTE masku, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte. V těchto případech nebyla testována, takže riziko není známo.
- NEPOUŽÍVEJTE masku, pokud trpíte lupus erythematoses, fotosenzitivním ekzémem nebo albinismem, protože by mohla způsobit závažnou kožní reakci.
- Nepoužívejte masku, pokud trpíte nějakou fotosenzitivní poruchou. Mohla by způsobit závažnou kožní reakci.
- Nepoužívejte masku, pokud užíváte léky, které způsobují fotosenzitivitu, jako jsou některá antibiotika, chemoterapeutika a diuretika. V případě jakýchkoli dotazů se poraďte se svým lékařem.
- Vyhněte se jeho použití na rány.
- Uživatel je určenou obsluhou a může bezpečně používat funkci péče o pleť.
- Neprovádějte údržbu během používání produktu, a to ani během nabíjení.
- Používejte masku opatrně.

ČEŠTINA

Varování

- Před použitím masky proveďte test citlivosti. NEPOUŽÍVEJTE ji, pokud jste citliví.
- NEPOUŽÍVEJTE masku jiným způsobem, než jak je uvedeno v návodu. Neověřeně použití může být nebezpečné.
- Pokud je maska nepříjemně teplá, vypněte ji a sundejte si ji.
- Používejte pouze doporučenou hydrogelovou masku. Jiné masky nebyly testovány.
- PŘED použitím masky odstraňte krémy, pleťové vody nebo make-up, abyste předešli senzibilizaci nebo neúčinnosti.
- NEPOUŽÍVEJTE masku v blízkosti vody nebo pokud jste s ní přišli do kontaktu.
- Uchovávejte masku mimo dosah horkých povrchů.
- NEPOKOUŠEJTE se masku upravovat, mohlo by to vést ke ztrátě záruky a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- NEPOUŽÍVEJTE masku, pokud je poškozená.
- NEPOUŽÍVEJTE jej během nabíjení ani se ho nedotýkejte mokřýma rukama.
- NEPOUŽÍVEJTE výrobek v místech, kde jsou skladovány léky.
- Neskladujte v blízkosti výrobku hořlavé nebo výbušné materiály.
- Výrobek skladujte na chladném a suchém místě; nedávejte do chladničky.
- NEPOUŽÍVEJTE výrobek v koupelnách, bazénech ani jiných vlhkých místech.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah silných magnetických polí, jako jsou mikrovlnné trouby nebo televizory.
- NEUMÍSTŇUJTE výrobek do blízkosti jiných zařízení bez ověření jeho správné funkce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste zabránili jeho zneužití.
- NEVYSTAVUJTE výrobek delší dobu volnému vzduchu.
- Neohýbejte ani netlačte na výrobek a napájecí kabel.
- NEUPRAVUJTE ani NEVYMĚŇUJTE napájecí kabel a baterii sami.
- NEDÍVEJTE se přímo do zdroje světla LED masky.
- Vyhněte se delšímu používání v místech s nestabilním napětím.
- V blízkosti výrobku NESKLADUJTE magnety ani kovové předměty.
- Vyhněte se vystavení škodlivému optickému záření.
- NEDOTÝKEJTE SE kabelů a hadic, abyste zabránili uškrcení.
- Zabraňte vdechování nebo požití malých částí.
- Osoby alergické na materiály by neměly zařízení používat.
- NEDOTÝKEJTE se zařízení mokřýma rukama, abyste předešli zranění.
- Používejte pouze příslušenství a materiály popsané v návodu.
- NEPROPOJUJTE toto zařízení s jinými zařízeními, která nejsou uvedena v návodu k použití.

Opatření

- Používejte pouze kabely a příslušenství prodávané naší společností, abyste zabránili zvýšení vyzařování LED terapeutické masky.
- Nainstalujte a používejte produkt podle pokynů v manuálu.

- Tento produkt je určen pro osobní použití; sdílení se nedoporučuje.
- Popruh masky obsahuje polyester a nylon. Pokud jste na ně alergičtí, vyhněte se jeho používání.
- Uživatel musí být proškolen ve správném používání zařízení.
- Dálkový ovladač splňuje požadavky třídy II pro ochranu před úrazem elektrickým proudem; maska má vnitřní ochranu.
- Zpráva o rizicích interference během specifických léčebných postupů.
- Pokud je připojen k samostatnému zdroji napájení, musí být specifikován jako součást systému.
- Chraňte si oči a pokožku; nedívejte se přímo do světla.
- Funkce péče o pleť je bezpečná; nepoužívejte nesouvisející funkce.
- Neprovádějte osobní údržbu, jako je například výměna baterií.
- Používání nespécifikovaných ovládacích prvků nebo nastavení může vést k vystavení nebezpečnému záření.

Informace o provozním režimu

Toto zařízení využívá přesnou světelnou technologii, která kombinuje tři základní vlnové délky a vytváří tak devět specifických zkrášlovacích programů. Každý režim je navržen tak, aby zlepšil vzhled pleti pomocí řízeného vyzařování světla.

- **Červené světlo (630 nm)** : Působí proti stárnutí a zlepšuje vzhled pevnosti pleti.
- **Modré světlo (415 nm)** : Pomáhá udržovat pleť čistou a vyváženou, čímž zlepšuje vzhled nedokonalostí.
- **Zelené světlo (520 nm)** : Pomáhá vizuálně sjednotit tón pleti a dodává jí jas.
- **Blízké infračervené světlo neboli NIR (830 nm)** : Hlubková revitalizace pro zdravější vypadající pleť (světlo neviditelné pro lidské oko).

Kombinované programy (synergie světla)

Maska optimalizuje výsledky současným kombinováním spekter:

- **Režim omlazení (červená + blízká infračervená)** : Ideální pro vyhlazení jemných vrásek a zlepšení pocitu hladkosti pleti.
- **Čisticí režim (modrá + NIR)** : Péče o póry a zklidňující pocit po lesku pleti nebo výskytu nečistot.
- **Režim osvětlení (zelená + blízké infračervené záření)** : Zlepšuje vzhled povrchových nedokonalostí a revitalizuje obličej.
- **Režim obnovy (šeríková)** : Fúze červené a modré pro vizuální vylepšení textury pleti s předchozími znaky.
- **Režim proti zarudnutí (žlutá)** : Spojení červené a zelené pro zklidnění pokožky a posílení pocitu ochrany.
- **Režim vitality (oranžová)** : Spojení červené a žluté pro probuzení pleti a posílení jejího zářivého vzhledu.

ČEŠTINA

- **Režim vyvážení (azurová)** : Fúze modré a zelené pro relaxační účinek na citlivou pokožku.
- **Total Mode (bílá)** : Trojité spektrum (červená + modrá + zelená) pro globální udržení krásy obličeje.

Test senzibilizace

Před prvním použitím proveďte test citlivosti podle následujících kroků:

1. Umístěte zařízení na vnitřní stranu paže.
2. Zapněte regulátor a nechte ho běžet po celou dobu 10minutového cyklu.
3. Pokud kdykoli pocítíte horko nebo nepohodlí, okamžitě zařízení vypněte.
4. Po ošetření počkejte alespoň 6 hodin. Pokud vám kůže zčervená nebo vás svědí, zařízení pro vás není vhodné. Vraťte jej prodejci do 14 dnů od zakoupení.

Použití masky s LED světelnou technologií

Doporučení

Pro dosažení nejlepších výsledků provádějte ošetření 1–2krát týdně po dobu minimálně 4 týdnů. Údržbovou rutinu provádějte dle potřeby, v závislosti na životním stylu a stavu pleti.

Vedení kosmetické procedury

1. Sestavte si masku. Připojte popruhy k masce a ujistěte se, že jsou bezpečně upevněny.

Obr. 2

Poznámka: Ujistěte se, že hladké části jsou v kontaktu s pokožkou a drsné části směřují ven, aby lépe seděly.

Obrázek 3

1. Měkká část
 2. Hrubý
 3. Spojte obě části
2. Důkladně si umyjte a osušte obličej a ruce.
 3. Umístění masky: Ujistěte se, že vnitřní strana masky je v kontaktu s pokožkou, a upravte popruhy pro pohodlné nošení.

Obrázek 4

- A. Vnější
 - B. Interiér
4. Upravte elastický pásek masky tak, aby vám pohodlně seděl.
 5. Sedněte si nebo si lehněte a přiložte si masku na obličej.
 6. Pomocí ovladače vyberte barvu světla, jas, blikání nebo nepřetržitě světlo a dobu trvání sezení.

7. Po aplikaci naneste séra nebo krémy na péči o pleť, protože jejich vstřebávání se po použití světelné technologie zlepší.
8. Pokračujte ve své rutinně péči o pleť. Provádějte 15minutové procedury 3–4krát týdně a jakmile uvidíte požadované výsledky, snižte jejich počet na 1–2krát týdně.

Tipy

- V manuálním režimu držte masku pod kontrolou po dobu 15 minut, abyste předešli poškození pokožky.
- Pokud produkt používáte poprvé, dodržujte tento režim používání a upravte jej podle stavu vaší pokožky:
 - První týden: Používejte jednou za 3 dny, 10 minut na sezení.
 - Druhý týden: Používejte jednou za 2 dny, 10 minut na sezení.
 - Třetí týden: Používejte jednou za 2 dny, 10–15 minut na sezení.
 - Čtvrtý týden: Používejte denně, 10–15 minut na sezení.

Používání dálkového ovladače

Režimy

Maska nabízí manuální a automatický režim.

Manuální režim

- Stiskněte a podržte tlačítko masky po dobu jedné sekundy pro její zapnutí; maska se standardně přepne do manuálního režimu (rozsvítí se červené světlo).
- Pokud kontrolka 5krát blikne, aniž by byla maska používána, po 10 minutách se automaticky vypne.

Automatický režim

- Jedním stisknutím tlačítka režimu přepnete do automatického režimu.
- Přístroj spustí 15minutový komplexní cyklus péče, který je navržen tak, aby vaší pleti poskytl kompletní a vyvážený zážitek bez nutnosti ručního nastavování. Maska bude automaticky postupovat podle této sekvence:
 1. 5 minut: Červené světlo + NIR (režim omlazení).
 2. 5 minut: Modré světlo + NIR (čistící režim).
 3. 5 minut: Zelené světlo + NIR (režim iluminátoru).
- Maska se automaticky vypne na konci 15minutového cyklu. Můžete ji také vypnout ručně podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund.

Výběr světla v manuálním režimu

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1 sekundy pro zapnutí masky. Rozsvítí se červené světlo a kontrolka na levé straně tlačítka. Chcete-li masku vypnout, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund nebo jej stiskněte čtyřikrát.

ČEŠTINA

2. Stiskněte znovu tlačítko napájení pro aktivaci modrého světla. Rozsvítí se kontrolka v levém horním rohu tlačítka. Chcete-li světlo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund nebo jej stiskněte třikrát.
3. Stiskněte tlačítko napájení potřetí pro aktivaci infračerveného světla. Rozsvítí se kontrolka v pravém horním rohu tlačítka. Chcete-li jej vypnout, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund nebo jej stiskněte dvakrát.
4. Stiskněte tlačítko napájení čtvrtým stisknutím tlačítka napájení pro aktivaci smíšeného světla. Rozsvítí se kontrolka na pravé straně tlačítka. Chcete-li jej vypnout, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund nebo jej stiskněte jednou.

Výběr světla v automatickém režimu

1. Se zapnutou maskou stiskněte tlačítko Auto/manual pro přepínání mezi manuálním (M) a automatickým (A) režimem.
2. V automatickém režimu, pokud po dobu 3 sekund neprovedete žádnou akci, se spustí časovač.
3. Automaticky se vypne po 15 minutách.

Obrázek 5 ukazuje, jak používat dálkové ovládání.

Břemeno

Obr. 6

Důležité: Před nabíjením se ujistěte, že máte připravenou masku, USB kabel a dálkové ovládání.

1. Maska obsahuje dálkové ovládání.
2. Připojte kabel USB k nabíjecímu portu dálkového ovladače.
3. Zapojte USB adaptér do druhého konce a ujistěte se, že napětí produktu odpovídá napětí napájecího zdroje.
4. Během nabíjení se indikátor na dálkovém ovladači rozsvítí bíle. Po dokončení nabíjení se rozsvítí všechny indikátory.

Poznámka: Typ baterie, lithium-iontová

Varování:

- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti jiných zařízení nebo na nich nestavěných, protože by to mohlo ovlivnit jeho provoz. V případě potřeby sledujte obě zařízení, abyste zajistili jejich normální fungování.
- Použití příslušenství, měničů a kabelů, které nejsou specifikovány výrobcem, může zvýšit elektromagnetické emise nebo snížit elektromagnetickou imunitu zařízení, což ovlivní jeho provoz.
- Nepoužívejte přenosná radiofrekvenční komunikační zařízení do vzdálenosti 30 cm od

jakékoli části zařízení, včetně kabelů specifikovaných výrobcem, abyste předešli snížení jeho výkonu.

Tipy:

- Při nabíjení používejte pouze originální USB kabel dodaný s maskou a masku během nabíjení nepoužívejte.
- Protože kapacita baterie tohoto produktu je 1800 mAh, adaptér není součástí standardního příslušenství. Pro zkrácení doby nabíjení doporučujeme nabíjet adaptérem s proudem 0,5 A.
- Pokud je napětí baterie nižší než 3,2 V, kontrolka na dálkovém ovladači bliká a maska se po 10 bliknutích automaticky vypne.

Rizika a přínosy

Známá rizika

- Bezprostředně po kosmetických ošetřeních může být kůže zarudlá. Kůže by se měla vrátit do normálu během 1–2 hodin.
- Bezprostředně po světelné terapii se mohou objevit dočasné bolesti hlavy. Tyto bolesti hlavy lze léčit vhodnými léky proti bolesti a rehydratací.
- Redukuje jemné vrásky na obličeji a zlepšuje texturu a pigmentaci.
- Zlepšuje nedokonalosti pleti.

Podmínky prostředí

Živel	Specifikace	
Provozní prostředí	Teplota	5 °C ~ +35 °C
	Vlhkost	85 % relativní vlhkosti nebo méně
	Atmosférický tlak	80–106 kPa
	Nadmořská výška	≤2000 metros

Skladovací prostředí	Teplota	-10 °C ~ +50 °C
	Vlhkost	85 % relativní vlhkosti nebo méně
	Atmosférický tlak	80–106 kPa
	Nadmořská výška	≤2000 metros

Vnější prostředí, kterému výrobek odolá

- Masku lze umístit do prostředí s teplotou 60 ± 2 °C a vlhkostí 85 % \pm 2 % relativní vlhkosti na dobu 2 hodin a poté do prostředí s teplotou -20 ± 2 °C . Po 9 opakováních výše uvedeného postupu se maska umístí na 2 hodiny do pokojové teploty.
- Masku lze umístit do prostředí s teplotou 60 ± 2 °C a vlhkostí 65 % \pm 2 % relativní vlhkosti po dobu 48 hodin a poté při pokojové teplotě po dobu 2 hodin.
- Masku lze umístit do prostředí s teplotou -20 ± 2 °C po dobu 48 hodin a poté při pokojové teplotě po dobu 2 hodin.
- Masku lze umístit do prostředí s teplotou 40 ± 3 °C a vlhkostí 90 % \pm 2 % relativní vlhkosti po dobu 48 hodin a poté ji umístit na 2 hodiny do pokojové teploty.
- Masku lze umístit do prostředí s teplotou 40 °C po dobu 2 hodin a v tomto prostředí lze otestovat související funkce.
- Masku lze umístit do prostředí s teplotou 0 °C po dobu 2 hodin a v tomto prostředí lze otestovat související funkce.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Po každém použití očistěte LED masku.
- Skladujte při pokojové teplotě, na suchém místě.
- Vyhněte se prашným místům, přímému slunečnímu záření a vlhkosti.
- Masku nevyžaduje žádnou vnitřní údržbu.
- Před každým použitím masku očistěte podle těchto pokynů.

Čištění masky LED diod

1. Před čištěním přístroj vypněte.
2. Povrch dvakrát po dobu 3 minut očistěte 70%–80% roztokem etanolu a poté otřete vlhkým nebo suchým hadříkem.
3. Nepoužívejte benzen, ředidla, butylacetát ani jiné hořlavé materiály.
4. Nestříkejte přímo vodu.
5. Vyhněte se jiným čisticím prostředkům, které by mohly poškodit plasty.

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Akce
Zařízení nelze zapnout.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zástrčka není správně zasunuta. 2. LED maska není správně připojena. 3. Tlačítko napájení nebylo stisknuto ani jednu sekundu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zasuňte zástrčku správně. 2. Zkontrolujte napájecí kabel. 3. Znovu stiskněte a podržte tlačítko napájení.
LED světlo se nerozsvítí.	<ol style="list-style-type: none"> 1. LED maska není správně připojena. 2. Deska plošných spojů selhává. 3. Napájecí kabel byl vytažen příliš daleko. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte napájecí kabel. 2. Netahejte nadměrně za napájecí kabel.
Blikání během používání. Režim osvětlení nelze změnit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napětí baterie dálkového ovladače je příliš nízké. 2. Napájecí kabel není zcela zasunut do portu dálkového ovládání. 3. Zařízení je vadné. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nabijte dálkový ovladač. 2. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel v dobrém stavu. 3. Kontaktujte oficiální technickou podporu společnosti Cecotec.

- Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím oficiální technickou podporu společnosti Cecotec.
- NEPOKOUŠEJTE SE zařízení opravovat sami.
- NEMODIFIKUJTE zařízení. LED systém neobsahuje ŽÁDNÉ součásti, které by mohl uživatel opravit.

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: FaceCare LŮM / FaceCare LŮM Champagne
Referenční číslo produktu: EU01_124613

Napětí: 5 V
Intenzita: 1 A

ČEŠTINA

Výkon: 5 W

Baterie: Li-ion 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh

Hrubá hmotnost: 250 g

Rozměry LED masky: cca 207 × 277 × 43 mm

Pro nabití baterie se doporučuje použít adaptér s následujícími vlastnostmi:

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz

Výstup: 5 V, 1 A

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobena v Číně | Navrženo ve Španělsku

8. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/ nebo baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti výrobku je nutné baterie vyjmout a odvézt na sběrné místo určené místními úřady.



Pro podrobné informace o nejvhodnějším způsobu likvidace elektrických a elektronických zařízení a/nebo příslušných baterií by se měl spotřebitel obrátit na místní úřady.

Informace o národních systémech recyklace obalů a jejich označování naleznete na našich webových stránkách.

Dodržování výše uvedených pokynů pomůže chránit životní prostředí.

9. ZÁRUKA A SAT

Společnost Cecotec bude koncovému uživateli nebo spotřebiteli odpovídat za jakýkoli nesoulad se smlouvou, který existuje v době dodání produktu, a to v souladu s podmínkami a lhůtami stanovenými platnými předpisy.

Doporučuje se, aby opravy prováděli specializovaní pracovníci.

Pokud zjistíte problém s produktem nebo máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

10. AUTORSKÁ PRÁVA

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL. Všechna práva vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, ať už zcela nebo zčásti, reprodukován, ukládán do vyhledávacího systému, přenášen ani distribuován žádnými prostředky (elektronickými, mechanickými, kopírováním, nahráváním nebo podobnými) bez předchozího písemného souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ EU O SHODĚ

CE Společnost Cecotec Innovaciones tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení platných předpisů Evropské unie. Tento výrobek byl navržen, vyroben a testován v souladu s požadovanými bezpečnostními a kvalitativními normami. Úplné znění prohlášení EU o shodě naleznete na následující webové adrese: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

TÜRKÇE

1. PARÇALAR VE BİLEŞENLER

Şekil 1

1. LED teknolojisi maskesi
2. Saç bantları
3. Uzaktan kumanda
4. USB kablosu
5. Şarj kablosu bağlantı noktaları

Not:

Bu kılavuzdaki grafikler şematik gösterimlerdir ve ürünün grafikleriyle birebir örtüşmeyebilir.

2. KULLANMADAN ÖNCE

- Bu cihaz, nakliye sırasında korunması için tasarlanmış bir ambalaj içinde gelir. Ürünü kutusundan çıkarın ve mümkünse orijinal ambalajını ileride kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Eğer atmaya karar verirsiniz, lütfen yerel geri dönüşüm yönetmeliklerine uyarak sorumlu bir şekilde atın.
- Lütfen tüm bileşenlerin eksiksiz ve kusursuz durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir sorun fark ederseniz veya herhangi bir aksesuar eksikse, lütfen derhal Cecotec'in Resmi Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.

Kutu içeriği:

- Esnek silikon yüz maskesi + bağlantı kablosu
- Baş ayar kayışları (x2)
- Kompakt uzaktan kumanda
- USB şarj kablosu
- Bu kullanım kılavuzu
- Garanti ve takip edilebilirlik nedenleriyle, cihaza yapıştırılmış seri numarasını çıkarmayın. Bu, teknik destek talebinde bulunmak için çok önemlidir.

3. OPERASYONEL GÜVENLİK

LED teknoloji maskesi hassas bir elektronik cihazdır. Güvenli bir deneyim sağlamak ve elektrik çarpması riskini önlemek için aşağıdaki yönergeleri takip etmek zorunludur:

- Gerekli Okuma: İlk oturumdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kullanım talimatlarına kesinlikle uyun.

- Sağlık Durumu: Cihazı kullanabilmek için kullanıcının genel sağlık durumunun iyi olması gerekmektedir.
- Güvenlik Uyarısı: Herhangi bir elektrikli ekipmanda olduğu gibi, yanlış kullanım veya uygun olmayan koşullarda (örneğin suyla temas gibi) kullanım, kullanıcı için risk oluşturabilir.

4. İŞLEM

1. **Hazırlık** : Başlamadan önce, kontrol cihazının pilinin dolu olduğundan emin olun. Makyaj veya kirlerden arındırmak için yüzünüzü iyice temizleyin; bu, ışığın nüfuz etmesini kolaylaştırır.
2. **Bağlantı** : Maskeyi, birlikte verilen USB kablosunu kullanarak kontrol cihazına bağlayın.
3. **Yerleştirme** : Maskeyi yüzünüze yerleştirin ve elastik kayışları kullanarak rahatça ayarlayın.
4. **Etkinleştirme** : Cihazı çalıştırmak için güç düğmesine basılı tutun.
5. **Mod Seçimi** : Uzaktan kumandayı kullanarak Otomatik Mod veya Manuel Mod arasında seçim yapın (cilt tipinize ve estetik tercihlerinize göre istediğiniz ışık rengini seçin).
6. **Seans** : Güzellik anınızın tadını en fazla 15 dakika boyunca çıkarın. Süre dolduğunda maske otomatik olarak kapanacaktır.
7. **Sonlandırma** : Maskeyi çıkarın ve her zamanki nemlendirici rutininize veya serumlarınıza devam edin .

9 ışığın kullanım amacı

- **Kırmızı ışık + Kızılötesi (630 nm + 830 nm)** : Bu, kapsamlı yaşlanma karşıtı cilt bakımı için altın standart kombinasyondur. Kırmızı ışık cildin daha sıkı görünmesine yardımcı olurken, yakın kızılötesi (NIR) ışık cilde nüfuz ederek canlılığı artırır. Cilt bakım rutininizin ardından elastikiyet görünümünü iyileştirmek ve ince çizgileri yumuşatmak için idealdir.
- **Mavi ışık + Kızılötesi (415 nm + 830 nm)** : Özellikle sivilceye yatkın ciltleri dengelemek için tasarlanmıştır. Mavi ışık cildin yüzeyini temiz ve kirlilikten arındırmaya yardımcı olurken, kızılötesi ışık gerginliği yatıştırır. Daha mat ve eşit bir cilt tonu arayan yağlı ciltler için önerilir.
- **Yeşil ışık + IR (520 nm + 830 nm)** : Bu karışım, özellikle yüzü aydınlatmak ve eşit olmayan pigmentasyonun görünümünü iyileştirmek için tasarlanmıştır. Yeşil ışık, daha eşit bir cilt tonunu destekleyerek, ışıltılı bir cilt elde etmek ve güneş lekelerinin görünümünü görsel olarak en aza indirmek için mükemmeldir.
- **Yakın kızılötesi veya NIR ışık (830 nm)** : Bu ışık insan gözüyle görülemez, ancak derinlemesine canlandırma için yüzey katmanlarına etki eder. Başlıca faydası, elastikiyet hissini iyileştirmek ve içeriden sağlıklı ve dinlenmiş bir görünüm sağlamaktır.
- **Leylak ışığı (630 nm + 415 nm)** : Cilt bariyerinin görünümünü desteklemek için sinerjik bir etki gösterir. Cilt dokusunu iyileştirmeye ve rahatlatıcı bakım sağlamaya yardımcı olur; bu nedenle eski lekeleri veya hassas bölgeleri olan ciltler için idealdir.

TÜRKÇE

- **Sarı ışık (630 nm + 520 nm)** : Başlıca işlevi kızarıklıkı görsel olarak azaltmak ve cildin rahatlığını artırmaktır. Kolayca tahriş olan ciltler için tercih edilen bir seçenektir ve yüzün daha dengeli ve daha az tıkanık bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
- **Beyaz ışık (630 nm + 415 nm + 520 nm)** : Bu, "hepsi bir arada" günlük bakım spektrumudur. Birincil ışığın faydalarını birleştirerek, tek adımda ışıltı, sıklık ve temizliği ele alan eksiksiz bir deneyim sunar; genel yüz güzelliği bakımı için idealdir.
- **Turuncu ışık (630 nm + 520 nm)** : Donuk cilt tonlarını canlandırmaya odaklanır. Yorgun görünen cildin (örneğin uykusuzluk sonrası) görünümünü iyileştirmek için mükemmeldir ve ayrıca yüz bakım ürünlerinin (kremler ve serumlar) daha etkili bir şekilde emilmesine yardımcı olur.
- **Camgöbeği ışığı (415 nm + 520 nm)** : Yağlı ciltler için son derece rahatlatıcı bir etkiyle nazik bakım sunar. Mavi ışığın yatıştırıcı faydalarıyla yeşil ışığın birleşimi sayesinde, hassas ciltlerde genişlemiş gözeneklerin görünümünü iyileştirmek için tercih edilen seçenektir.

Bilgilendirme notu : Bu ürün kozmetik bir cihazdır ve herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek amacıyla tasarlanmamıştır. Tıbbi bir cihaz değildir. Önceden var olan bir cilt rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce dermatoloğunuza danışın.

Ürün özellikleri

- **Üstün ve Minimalist Tasarım** : Yüze mükemmel ergonomik uyum sağlayacak ve LED ışığın erişimini optimize edecek şekilde tasarlanmış üst düzey estetik.
- **Gelişmiş Göz Koruması** : Gözlerinizi parlak ışıktan koruyan yüksek kaliteli silikon pedler içerir.
- **Tamamen Kişiselleştirilebilir** : Kullanım modunu seçmenize ve süreyi cildinizin tercihlerine ve hedeflerinize göre ayarlamanıza olanak tanır.
- **Taşınabilirlik ve Konfor** : Taşımayı kolaylaştıran kompakt ve hafif tasarım, gelişmiş yüz bakımını her zaman, her yerde yapmanıza olanak tanır.

Uzaktan kumanda fonksiyonları

Kontrol ünitesi, açma/kapama işlevini ve şarj edilebilir lityum iyon polimer pil aracılığıyla maskeye güç sağlamayı yönetir. Cihazın iki çalışma modu vardır:

- **Otomatik Mod (A)**: 15 dakikalık kapsamlı bir seansın keyfini çıkarmanızı sağlar. Bu mod, 5 dakikalık aralıklarla kırmızı, mavi ve yeşil ışıklar arasında otomatik olarak geçiş yaparak, cilt yenilenmesi için tüm süreç boyunca kızılötesi ışığı aktif tutar.
- **Manuel Mod (M)**: İsteddiğiniz güzellik hedefine göre belirli renkleri seçmenizi sağlar. Her seçimden sonra cihaz en fazla 15 dakika çalışır.

Modlar ve Renkler Rehberi

Gösterge	Tedavi açıklaması
R + I	Maskeden yayılan ışık kırmızı + yakın kızılötesidir.
B + I	Maskeden yayılan ışık mavi + yakın kızılötesidir.
G + I	Maskeden yayılan ışık yeşil + yakın kızılötesidir.
NIR	Maskeden yayılan ışık yakın kızılötesi veya NIR'dir.
R + B	Maskeden yayılan ışık leylak rengindedir.
R + G	Maskeden yayılan ışık sarıdır.
R + B + G	Maskeden yayılan ışık beyazdır.
R + G	Maskeden yayılan ışık turuncu renktedir.
B + G	Maskeden yayılan ışık camgöbeği rengindedir.
İLE	Maskenin çalışma modu otomatiktir.
M	Maskenin çalışma modu manueldir.

Kontrendikasyonlar, Uyarılar ve Önlemler

Kontrendikasyonlar

- Bu maskeyi belirtilenler dışında başka rahatsızlıkların tedavisinde kullanmayın. Diğer rahatsızlıklar için test edilmemiştir ve risk bilinmemektedir.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız maskeyi KULLANMAYIN. Bu koşullar altında test edilmemiştir, bu nedenle risk bilinmemektedir.
- Lupus eritematozus, ışığa duyarlı egzama veya albinizm rahatsızlığınız varsa maskeyi KULLANMAYIN, çünkü ciddi bir cilt reaksiyonuna neden olabilir.
- Işık hassasiyeti olan kişiler maskeyi kullanmamalıdır. Ciddi cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
- Bazı antibiyotikler, kemoterapi ilaçları ve idrar söktürücüler gibi ışığa duyarlılığa neden olan ilaçlar kullanıyorsanız maskeyi kullanmayın . Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışın.
- Yaralar üzerinde kullanmaktan kaçınin.
- Kullanıcı, amaçlanan operatördür ve cilt bakım fonksiyonunu güvenle kullanabilir.
- Ürün kullanımdayken, şarj sırasında da dahil olmak üzere, bakım işlemi yapmayın.
- Maskeyi dikkatli kullanın.

Uyarılar

- Maskeyi kullanmadan önce hassasiyet testi yapın. Hassasiyetiniz varsa KULLANMAYIN.

TÜRKÇE

- Maskeyi talimatlarda belirtilenin dışında herhangi bir şekilde kullanmayın. Test edilmemiş kullanım tehlikeli olabilir.
- Eğer maske rahatsız edici derecede sıcak geliyorsa, kapatıp çıkarın.
- Lütfen yalnızca önerilen hidrojel maskeyi kullanın. Diğer maskeler test edilmemiştir.
- Hassasiyete veya etkisizliğe yol açmamak için maskeyi kullanmadan ÖNCE krem, losyon veya makyajınızı temizleyin.
- Maskeyi su yakınında veya suyla temas ettiyseniz kullanmayın.
- Maskeyi sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Maskeyi değiştirmeye ÇALIŞMAYIN, çünkü bu garantiyi geçersiz kılar ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Hasarlı maskeyi KULLANMAYIN.
- Şarj sırasında cihazı kullanmayın veya şarj esnasında ıslak ellerle cihaza dokunmayın.
- Ürünü ilaçların saklandığı yerlerde KULLANMAYIN.
- Ürünün yakınında yanıcı veya patlayıcı maddeler saklamaktan kaçının.
- Ürünü serin ve kuru bir yerde saklayın; buzdolabına koymayın.
- Ürünü banyo, yüzme havuzu veya diğer nemli yerlerde KULLANMAYIN.
- Ürünü mikrodalga fırın veya televizyon gibi güçlü manyetik alanlardan uzak tutun.
- Ürünün düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulamadan başka ekipmanların yakınına koymayın.
- Yanlış kullanımı önlemek için ürünü çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Ürünü uzun süre açık havaya maruz bırakmayın.
- Ürünü ve güç kablosunu bükmekten veya üzerine baskı uygulamaktan kaçının.
- Güç kablosunu ve pili kendiniz değiştirmeyin veya yenisiyle değiştirmeyin.
- LED maskenin ışık kaynağına doğrudan bakmayın.
- Voltajın dengesiz olduğu yerlerde uzun süreli kullanımdan kaçının.
- Ürünün yakınında mıknatıs veya metal nesnelere saklamayın.
- Zararlı optik radyasyona maruz kalmaktan kaçının.
- Boğulma tehlikesini önlemek için kabloları ve hortumlara DOKUNMAYIN.
- Küçük parçaları solumaktan veya yutmaktan kaçının.
- Kullanılan malzemelere alerjisi olan kişiler ekipmanı kullanmamalıdır.
- Yaralanmaları önlemek için cihaza ıslak ellerle dokunmayın.
- Yalnızca talimatlarda belirtilen aksesuarları ve malzemeleri kullanın.
- Bu cihazı, talimatlarda belirtilmeyen diğer cihazlarla birbirine bağlamayın.

Önlemler

- LED terapi maskesinin emisyonunu artırmamak için lütfen yalnızca firmamız tarafından satılan kabloları ve aksesuarları kullanın.
- Ürünü, kullanım kılavuzundaki talimatları izleyerek kurun ve kullanın.
- Bu ürün kişisel kullanım içindir; paylaşılması önerilmez.
- Maske kayışı polyester ve naylon içerir. Alerjiniz varsa kullanmaktan kaçının.
- Kullanıcı, cihazın doğru kullanımı konusunda eğitilmelidir.

- Uzaktan kumanda, elektrik çarpmasına karşı koruma açısından II. sınıf derecelendirmesine sahiptir; maskenin ise dahili koruması bulunmaktadır.
- Belirli tedaviler sırasında oluşabilecek girişim risklerine ilişkin rapor.
- Aynı bir güç kaynağına bağlıysa, sistemin bir parçası olarak belirtilmelidir.
- Gözlerinizi ve cildinizi koruyun; ışığa doğrudan bakmayın.
- Cilt bakım fonksiyonu güvenlidir; ilgisiz fonksiyonlarla kullanmaktan kaçının.
- Pil değiştirmek gibi kişisel bakım işlemlerini yapmayın.
- Belirtilmemiş kontrollerin veya ayarların kullanılması tehlikeli radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.

Çalışma modu bilgileri

Bu cihaz, üç temel dalga boyunu birleştirerek dokuz özel güzellik programı oluşturan hassas ışık teknolojisini kullanır. Her mod, kontrollü ışık yayılımı yoluyla cildin görünümünü iyileştirmek için tasarlanmıştır.

- **Kırmızı Işık (630 nm)** : Yaşlanma karşıtı etki ve sıkılık görünümünün iyileştirilmesi için.
- **Mavi Işık (415 nm)** : Cildin temiz ve dengeli kalmasına yardımcı olur, kusurların görünümünü iyileştirir.
- **Yeşil Işık (520 nm)** : Cilt tonunu görsel olarak eşitlemeye ve ışıltı sağlamaya yardımcı olur.
- **Yakın Kızılötesi Işık veya NIR (830 nm)** : Daha sağlıklı görünen bir cilt için derinlemesine canlandırma (İnsan gözüyle görülemeyen ışık).

Birleşik Programlar (Hafif Sinerji)

Bu maske, spektrumları eş zamanlı olarak birleştirerek sonuçları optimize eder:

- **Gençleştirme Modu (Kırmızı + NIR)** : İnce çizgilerin görünümünü yumuşatmak ve pürüzsüzlük hissini iyileştirmek için idealdir.
- **Arındırma Modu (Mavi + NIR)** : Parlama veya kirliliklerin ortaya çıkmasının ardından gözenek bakımı ve yatıştırıcı etki sağlar.
- **Aydınlatma Modu (Yeşil + NIR)** : Cilt yüzeyindeki kusurların görünümünü iyileştirir ve yüze canlılık kazandırır.
- **İyileştirme Modu (Leylak)** : Kırmızı ve Mavinin birleşimiyle, önceki izlerle oluşan cilt dokusunu görsel olarak iyileştirir.
- **Kızarıklık Önleyici Mod (Sarı)** : Cildi rahatlatmak ve cilt koruma hissini güçlendirmek için kırmızı ve yeşilin birleşimi.
- **Canlılık Modu (Turuncu)** : Cildi canlandırmak ve ışıltılı görünümünü artırmak için Kırmızı + Sarı'nın birleşimi.
- **Denge Modu (Camgöbeği)** : Hassas ciltler üzerinde rahatlatıcı etki için Mavi + Yeşil'in birleşimi.
- **Toplam Mod (Beyaz)** : Yüz güzelliğinin genel olarak korunması için üçlü spektrum (Kırmızı + Mavi + Yeşil).

TÜRKÇE

Duyarlılık testi

İlk kullanımdan önce, aşağıdaki adımları izleyerek hassasiyet testi yapın:

1. Cihazı kolunuzun iç tarafına yerleştirin.
2. Kontrol cihazını açın ve 10 dakikalık döngünün tamamı boyunca çalışmasına izin verin.
3. Herhangi bir anda ısı veya rahatsızlık hissederseniz, cihazı hemen kapatın.
4. Tedaviden sonra en az 6 saat bekleyin. Cildinizde kızarıklık veya kaşıntı oluşursa, cihaz sizin için uygun değildir. Satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde satıcıya iade edin.

LED ışık teknolojisi maskesinin kullanımı

Öneriler

En iyi sonuçlar için, seansları en az 4 hafta boyunca haftada 1-2 kez uygulayın. Bakım rutini, yaşam tarzınıza ve cilt durumunuza göre gerektiğinde yapılmalıdır.

Güzellik seansı düzenlemek

1. Maskenizi monte edin. Kayışları maskeye bağlayın ve sıkıca takıldığından emin olun. Şekil 2 Not: Daha iyi bir uyum için pürüzsüz kısımların cilde temas ettiğiinden ve pürüzlü kısımların dışa baktığından emin olun.

Şekil 3

1. Yumuşak kısım
 2. Kaba
 3. İki parçayı birleştirin
2. Yüzünüzü ve ellerinizi iyice temizleyip kurulayın.
 3. Maskenin yerleştirilmesi: Maskenin iç kısmının cildinizle temas ettiğiinden emin olun ve rahat bir şekilde oturması için kayışları ayarlayın.

Şekil 4

- A. Dış
 - B. İç mekan
4. Rahat bir uyum sağlamak için maskenin elastik kayışını ayarlayın.
 5. Oturun veya uzanın ve maskeyi yüzünüze yerleştirin.
 6. Kumanda cihazını kullanarak ışık rengini, parlaklığını, yanıp sönme veya sürekli ışık modunu ve seans süresini seçin.
 7. Işık teknolojisi kullanımı sonrasında serumlarınızı veya cilt bakım kremlerinizi uygulayın, çünkü emilimleri artar.
 8. Cilt bakım rutininize devam edin. Haftada 3-4 kez 15 dakikalık seanslar yapın ve istenen sonuçları gördüğünüzde haftada 1-2 seansa indirin.

İpuçları

- Manuel modda, cilt hasarını önlemek için maskeyi 15 dakika boyunca kontrol altında tutun.
- Bu ürünü ilk kez kullanıyorsanız, aşağıdaki kullanım programını izleyin ve cilt durumunuza göre ayarlayın:
 - İlk hafta: Her 3 günde bir, seans başına 10 dakika kullanın.
 - İkinci hafta: İki günde bir, seans başına 10 dakika kullanın.
 - Üçüncü hafta: İki günde bir, seans başına 10-15 dakika kullanın.
 - Dördüncü hafta: Günde bir kez, seans başına 10-15 dakika kullanın.

Uzaktan kumandayı kullanarak Modlar

Maske manuel ve otomatik modlar sunmaktadır.

Manuel mod

- Maskeyi açmak için maske düğmesine bir saniye basılı tutun; varsayılan olarak manuel moda geçecektir (kırmızı ışık yanacaktır).
- Gösterge ışığı herhangi bir işlem yapılmadan 5 kez yanıp sönerse, maske 10 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Otomatik mod

- Otomatik moda geçmek için mod düğmesine bir kez basın.
- Cihaz, manuel ayarlamalara gerek kalmadan cildiniz için eksiksiz ve dengeli bir deneyim sağlamak üzere tasarlanmış 15 dakikalık kapsamlı bir bakım döngüsünü başlatacaktır. Maske şu otomatik sırayı izleyecektir:
 1. 5 dakika: Kırmızı Işık + NIR (Gençleştirme Modu).
 2. 5 dakika: Mavi Işık + NIR (Arındırma Modu).
 3. 5 dakika: Yeşil Işık + NIR (Aydınlatıcı Modu).
- Maske 15 dakikalık döngünün sonunda otomatik olarak kapanacaktır. Ayrıca güç düğmesini 3 saniye basılı tutarak manuel olarak da kapatabilirsiniz.

Manuel Modda Işık Seçimi

1. Maskeyi açmak için güç düğmesine 1 saniye basılı tutun. Kırmızı ışık ve düğmenin sol tarafındaki gösterge ışığı yanacaktır. Kapatmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun veya dört kez basın.
2. Mavi ışığı etkinleştirmek için güç düğmesine tekrar basın. Düğmenin sol üst köşesindeki gösterge ışığı yanacaktır. Kapatmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun veya üç kez basın.
3. Kızılötesi ışığı etkinleştirmek için güç düğmesine üçüncü kez basın. Düğmenin sağ üst tarafındaki gösterge ışığı yanacaktır. Kapatmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun veya iki kez basın.
4. Karışık ışığı etkinleştirmek için güç düğmesine dördüncü kez basın. Düğmenin sağ

TÜRKÇE

tarafındaki gösterge ışığı yanacaktır. Kapatmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun veya bir kez basın.

Otomatik Modda Işık Seçimi

1. Maske açırken, manuel (M) ve otomatik (A) modları arasında geçiş yapmak için Otomatik/manuel tuşuna basın.
2. Otomatik modda, 3 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa zamanlayıcı başlayacaktır.
3. 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Şekil 5, uzaktan kumandanın nasıl kullanılacağını göstermektedir.

Yük

Şekil 6

Önemli: Şarj etmeden önce maskenin, USB kablosunun ve uzaktan kumandanın hazır olduğundan emin olun.

1. Maske uzaktan kumanda içeriyor.
2. USB kablosunu uzaktan kumandanın şarj portuna bağlayın.
3. USB adaptörünü diğer uca takın ve ürünün voltajının güç kaynağının voltajıyla eşleştiğinden emin olun.
4. Şarj tamamlandığında tüm göstergeler yanacaktır .

Not: Pil tipi, Lityum iyon

Uyarılar:

- Bu ekipmanı diğer cihazların yakınında veya üst üste istifleyerek kullanmaktan kaçının, çünkü bu durum çalışmasını etkileyebilir. Gerekirse, normal çalışmayı sağlamak için her iki cihazı da izleyin.
- Üretici tarafından belirtilmeyen aksesuarların, dönüştürücülerin ve kabloların kullanımı, elektromanyetik emisyonları artırabilir veya ekipmanın elektromanyetik bağımsızlığını azaltarak çalışmasını etkileyebilir.
- Taşınabilir RF iletişim ekipmanlarını, üretici tarafından belirtilen kablolar da dahil olmak üzere, ekipmanın herhangi bir parçasına 30 cm'den daha yakın mesafede kullanmayın; aksi takdirde performans düşüşü yaşanabilir.

İpuçları:

- Şarj ederken, yalnızca maskeyle birlikte verilen orijinal USB kablosunu kullanın ve şarj sırasında maskeyi kullanmayın.

- Bu ürünün pil kapasitesi 1800 mAh olduğundan, adaptör standart aksesuarlar arasında yer almamaktadır. Şarj süresini kısaltmak için 0,5A'lık bir adaptörle şarj etmenizi öneririz.
- Pil voltajı 3,2V'nin altına düştüğünde, uzaktan kumandadaki gösterge ışığı yanıp sönecek ve maske 10 kez yanıp söndükten sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Riskler ve faydalar

Bilinen Riskler

- Güzellik uygulamalarından hemen sonra ciltte kızarıklık görülebilir. Cilt 1-2 saat içinde normale dönecektir.
- Işık tedavisi sonrasında geçici baş ağrıları görülebilir. Bu baş ağrıları uygun bir ağrı kesici ve sıvı takviyesi ile tedavi edilebilir.
- Yüzdeki ince çizgileri azaltır, dokuyu ve pigmentasyonu iyileştirir.
- Ciltteki kusurları giderir.

Çevresel koşullar

Element	Özellikler	
Çalışma ortamı	Sıcaklık	5 °C ~ +35 °C
	Nem	%85 veya daha düşük bağıl nem
	Atmosfer basıncı	80-106 KPA
	Rakım	≤2000 metros
Depolama ortamı	Sıcaklık	-10 °C ~ +50 °C
	Nem	%85 veya daha düşük bağıl nem
	Atmosfer basıncı	80-106 KPA
	Rakım	≤2000 metros

Ürünün dayanabileceği dış ortam

- °C sıcaklık ve %85 ± 2 RH nem oranına sahip bir ortamda, daha sonra ise -20 ± 2 °C sıcaklık ve nem oranına sahip bir ortamda bekletilebilir . Bu işlem 9 kez tekrarlandıktan sonra maske, 2 saat boyunca oda sıcaklığında bekletilir.
- °C sıcaklık ve %65 ± 2 RH nem oranına sahip bir ortamda, ardından 2 saat boyunca oda sıcaklığında bekletilebilir .
- °C sıcaklıktaki bir ortamda , ardından 2 saat boyunca oda sıcaklığında bekletilebilir.
- °C sıcaklık ve %90 ± 2 RH nem oranına sahip bir ortamda 48 saat bekletildikten sonra, 2 saat oda sıcaklığında bekletilebilir.

TÜRKÇE

- °C sıcaklıktaki bir ortamda 2 saat süreyle tutulabilir ve ilgili fonksiyonları bu ortamda test edilebilir.
- °C sıcaklıktaki bir ortama yerleştirilebilir ve ilgili fonksiyonlar bu ortamda test edilebilir.

5. TEMİZLİK VE BAKIM

- LED maskeyi her kullanımdan sonra temizleyin.
- Oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayın.
- Tozlu yerlerden, doğrudan güneş ışığından ve nemden kaçınin.
- Maskenin dahili bakıma ihtiyacı yoktur.
- Her kullanımdan önce maskeyi aşağıdaki talimatlara göre temizleyin.

LED maskesinin temizlenmesi

1. Temizlemeden önce cihazı kapatın.
2. Yüzeyi %70-80'lik etanol çözeltisiyle 3 dakika boyunca iki kez temizleyin, ardından nemli veya kuru bir bezle silin.
3. Benzen, tiner, bütül asetat veya diğer yanıcı maddeler kullanmayın.
4. Suyu doğrudan püskürtmeyin.
5. Plastiklere zarar verebilecek diğer temizlik ürünlerinden kaçınin.

6. PROBLEM ÇÖZME

Sorun	Olası Sebep	Aksiyon
Cihaz açılmıyor.	1. Fiş düzgün takılmamış. 2. LED maskesi düzgün bağlanmamış. 3. Güç düğmesi bir saniye boyunca basılı tutulmadı.	1. Fişi doğru şekilde takın. 2. Güç kablosunu kontrol edin. 3. Güç düğmesine tekrar basılı tutun.
LED ışığı yanmıyor.	1. LED maskesi düzgün bağlanmamış. 2. Devre kartı arızalı. 3. Güç kablosu çok fazla çekilmiş.	1. Güç kablosunu kontrol edin. 2. Güç kablosunu aşırı derecede çekmeyin.

Kullanım sırasında titreme oluyor. Aydınlatma modu değiştirilemiyor.	1. Uzaktan kumanda pilinin voltajı çok düşük. 2. Güç kablosu uzaktan kumanda girişine tam olarak takılmamış. 3. Cihaz arızalı.	1. Uzaktan kumandayı şarj edin. 2. Güç kablosunun iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. 3. Cecotec'in Resmi Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.
--	--	--

- Sorun devam ederse, lütfen Cecotec'in Resmi Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın.
- Cihazda herhangi bir değişiklik yapmayın. LED sisteminde kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır.

7. TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün: LFaceCare LÜM / FaceCare LÜM Champagne

Ürün referansı: EU01_124613

Voltaj: 5 V \equiv

Yoğunluk: 1 A

Güç: 5 W

Pil: Lityum iyon 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh

Brüt ağırlık: 250 g

LED maskenin boyutları: yaklaşık 207×277×43 mm

Pili şarj etmek için aşağıdaki özelliklere sahip bir adaptör kullanılması önerilir:

Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz

Çıkış: 5 V \equiv , 1 A

Ürün kalitesini artırmak amacıyla teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Çin'de Üretildi | İspanya'da Tasarlandı

8. ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ



Bu sembol, ilgili düzenlemelere uygun olarak ürünün ve/veya pilin evsel atıklardan ayrı olarak atılması gerektiğini gösterir. Bu ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde, pilleri çıkarıp yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürmeniz gerekmektedir.



Elektrikli ve elektronik ekipmanlarınızın ve/veya bunlara ait pillerin en uygun şekilde nasıl imha edileceğine dair ayrıntılı bilgi için, tüketicinin yerel yetkililerle iletişime geçmesi gerekmektedir.

Ulusal ambalaj geri dönüşüm sistemleri ve işaretlemeleri hakkında bilgileri web sitemizde bulabilirsiniz.

Yukarıdaki yönergelere uyulması çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

9. GARANTI VE SAT

Cecotec, ürünün teslimi sırasında ilgili düzenlemelerce belirlenen şartlara, koşullara ve süre sınırlarına uymaması durumunda son kullanıcıya veya tüketiciye karşı sorumluluk üstlenecektir. Onarım işlemlerinin uzman personel tarafından yapılması tavsiye edilir.

Üründe bir sorun tespit ederseniz veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen +34 96 321 07 28 numaralı telefondan Cecotec'in resmi Teknik Destek servisiyle iletişime geçin.

10. TELİF HAKKI

Bu kılavuzdaki metinlerin fikri mülkiyet hakları CECOTEC INNOVACIONES, SL'ye aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği, CECOTEC INNOVACIONES, SL'nin önceden yazılı izni olmadan, tamamen veya kısmen, herhangi bir yolla (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya benzeri) çoğaltılamaz, bir veri tabanında saklanamaz, iletilemez veya dağıtılamaz.

11. BASITLEŞTİRİLMİŞ AB UY CONFORMITY BEYANI



Cecotec Innovaciones, bu ürünün ilgili Avrupa Birliği düzenlemelerinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu ürün, gerekli güvenlik ve kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. AB Uy conformity Beyanı'nın tam metnine şu web adresinden ulaşılabilir:

<https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Μάσκα τεχνολογίας LED
2. Κορδέλες κεφαλής
3. Τηλεχειριστήριο
4. Καλώδιο USB
5. Θύρες σύνδεσης καλωδίου φόρτισης

Σημείωμα:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς σε αυτά του προϊόντος.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή διατίθεται σε συσκευασία σχεδιασμένη να την προστατεύει κατά την αποστολή. Αφαιρέστε το προϊόν από το κουτί του και, εάν είναι δυνατόν, φυλάξτε την αρχική συσκευασία σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Εάν αποφασίσετε να την απορρίψετε, παρακαλούμε να το κάνετε υπεύθυνα, ακολουθώντας τους τοπικούς κανονισμούς ανακύκλωσης.
- Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε άριστη κατάσταση. Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εάν λείπουν κάποια αξεσουάρ, επικοινωνήστε αμέσως με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα κουτιού:

- Εύκαμπτη μάσκα προσώπου σιλικόνης + καλώδιο σύνδεσης
- Ιμάντες ρύθμισης κεφαλής (x2)
- Συμπαγές τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο φόρτισης USB
- Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
- Για λόγους εγγύησης και ιχνηλασιμότητας, μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό που είναι προσαρτημένος στη συσκευή. Αυτός θα είναι απαραίτητος για να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η μάσκα τεχνολογίας LED είναι μια ηλεκτρονική συσκευή ακριβείας. Για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή εμπειρία και να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, είναι επιτακτική ανάγκη να

ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες:

- Απαιτούμενη ανάγνωση: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την πρώτη συνεδρία και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες λειτουργίας.
- Κατάσταση υγείας: Ο χρήστης πρέπει να έχει καλή γενική υγεία για να χρησιμοποιήσει τη συσκευή.
- Προειδοποίηση ασφαλείας: Όπως συμβαίνει με κάθε ηλεκτρικό εξοπλισμό, η κακή χρήση ή η χρήση σε ακατάλληλες συνθήκες (όπως η επαφή με νερό) μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον χρήστη.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. **Προετοιμασία** : Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του χειριστηρίου είναι φορτισμένη. Καθαρίστε καλά το πρόσωπό σας για να αφαιρέσετε τυχόν μακιγιάζ ή ακαθαρσίες. Αυτό θα διευκολύνει τη διείσδυση του φωτός.
2. **Σύνδεση** : Συνδέστε τη μάσκα στον ελεγκτή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
3. **Τοποθέτηση** : Τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπό σας και ρυθμίστε την άνετα χρησιμοποιώντας τους ελαστικούς ιμάντες.
4. **Ενεργοποίηση** : Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσετε τη συσκευή.
5. **Επιλογή Λειτουργίας** : Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μεταξύ Αυτόματης Λειτουργίας ή Χειροκίνητης Λειτουργίας (επιλέγοντας το επιθυμητό χρώμα φωτός ανάλογα με τον τύπο του δέρματός σας και τις αισθητικές σας προτιμήσεις).
6. **Συνεδρία** : Απολαύστε τη στιγμή ομορφιάς σας για το πολύ 15 λεπτά. Η μάσκα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις παρέλθει ο χρόνος.
7. **Ολοκλήρωση** : Αφαιρέστε τη μάσκα και συνεχίστε με τη συνήθη ρουτίνα ενυδάτωσης ή τους ορούς σας .

Προβλεπόμενη χρήση των 9 φώτων

- **Κόκκινο φως + υπέρυθρη ακτινοβολία (630 nm + 830 nm)** : Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας για ολοκληρωμένη περιποίηση της επιδερμίδας που σχετίζεται με την ηλικία. Το κόκκινο φως βοηθά την επιδερμίδα να φαίνεται πιο σφριγηλή, ενώ το φως εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας (NIR) διεισδύει για να ενισχύσει τη ζωντάνια. Είναι ιδανικό για τη βελτίωση της εμφάνισης της ελαστικότητας και την εξομάλυνση των λεπτών γραμμών μετά την ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας.
- **Μπλε Φως + Υπέρυθρη Ακτίνα (415 nm + 830 nm)** : Ειδικά σχεδιασμένο για να εξισορροπεί το δέρμα με τάση για ατέλειες. Ενώ το μπλε φως βοηθά στη διατήρηση της επιφάνειας του δέρματος καθαρής και απαλλαγμένης από ακαθαρσίες, το υπέρυθρο φως καταπραΰνει την αίσθηση τραβήγματος. Συνιστάται για λιπαρό δέρμα που αναζητά πιο ματ και ομοιόμορφη επιδερμίδα.

- **Πράσινο φως + υπέρυθρη ακτινοβολία (520 nm + 830 nm)** : Αυτό το μείγμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φωτίζει το πρόσωπο και να βελτιώνει την εμφάνιση της ανομοιόμορφης μελάγχρωσης. Το πράσινο φως προάγει έναν πιο ομοιόμορφο τόνο δέρματος, καθιστώντας το ιδανικό για την επίτευξη λαμπερής επιδερμίδας και την οπτική ελαχιστοποίηση της εμφάνισης των ηλιακών κηλίδων.
- **Εγγύς υπέρυθρη ή NIR φως (830 nm)** : Αυτό το φως είναι αόρατο στο ανθρώπινο μάτι, αλλά δρα στα επιφανειακά στρώματα για βαθιά αναζωογόνηση. Το κύριο όφελος του είναι η βελτίωση της αίσθησης ελαστικότητας και η προώθηση μιας υγιούς και ξεκούραστης εμφάνισης εκ των έσω.
- **Λιλά φως (630 nm + 415 nm)** : Λειτουργεί ως συνεργιστική υποστήριξη για την εμφάνιση του δερματικού φραγμού. Βοηθά στη βελτίωση της υφής του δέρματος και παρέχει ανακουφιστική φροντίδα, καθιστώντας το ιδανικό για δέρματα με παλιές ατέλειες ή ευαισθητοποιημένες περιοχές.
- **Κίτρινο φως (630 nm + 520 nm)** : Η κύρια λειτουργία του είναι η οπτική μείωση της ερυθρότητας και η ενίσχυση της άνεσης του δέρματος. Είναι η προτιμώμενη επιλογή για δέρματα που ερεθίζονται εύκολα, βοηθώντας το πρόσωπο να επιτύχει μια πιο ισορροπημένη και λιγότερο συμφορημένη επιδερμίδα.
- **Λευκό φως (630 nm + 415 nm + 520 nm)** : Αυτό είναι το φάσμα καθημερινής περιποίησης “όλα σε ένα”. Συνδυάζοντας τα οφέλη του πρωτογενούς φωτός, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που προσφέρει λάμψη, σφριγηλότητα και καθαρισμό σε ένα μόνο βήμα, ιδανικό για τη συνολική συντήρηση της ομορφιάς του προσώπου.
- **Πορτοκαλί φως (630 nm + 520 nm)** : Εστιάζει στην αναζωογόνηση των θαμπών επιδερμίδων. Είναι εξαιρετικό για τη βελτίωση της εμφάνισης του κουρασμένου δέρματος (όπως μετά από έλλειψη ύπνου) και βοηθά επίσης τα προϊόντα περιποίησης προσώπου (κρέμες και οροί) να απορροφηθούν πιο αποτελεσματικά.
- **Κυανό φως (415 nm + 520 nm)** : Προσφέρει απαλή φροντίδα για λιπαρό δέρμα με εξαιρετικά χαλαρωτικό αποτέλεσμα. Συνδυάζοντας το μπλε φως με τα καταπραυντικά οφέλη του πράσινου φωτός, αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή για τη βελτίωση της εμφάνισης των διευρυμένων πόρων σε ευαίσθητο δέρμα.

Σημείωση πληροφοριών : Αυτό το προϊόν είναι μια καλλυντική συσκευή και δεν προορίζεται για τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας ή ιατρικής πάθησης. Δεν είναι ιατρική συσκευή. Εάν έχετε κάποια προϋπάρχουσα δερματική πάθηση, συμβουλευτείτε τον δερματολόγο σας πριν από τη χρήση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- **Premium και Μινιμαλιστικός Σχεδιασμός** : Υψηλής ποιότητας αισθητική σχεδιασμένη για ανώτερη εργονομική προσαρμογή στο πρόσωπο, βελτιστοποιώντας την εμβέλεια του φωτός LED.
- **Προηγμένη προστασία ματιών** : Περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας μαξιλαράκια σιλικόνης που προστατεύουν τα μάτια σας από το έντονο φως.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- **Πλήρης Προσαρμογή** : Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρήσης και να προσαρμόσετε τον χρόνο ανάλογα με τις προτιμήσεις και τους στόχους του skin σας.
- **Φορητότητα και άνεση** : Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός που διευκολύνει τη μεταφορά, επιτρέποντας προηγμένη περιποίηση προσώπου οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.

Λειτουργίες τηλεχειρισμού

Το χειριστήριο διαχειρίζεται τη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, καθώς και την τροφοδοσία της μάσκας μέσω της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου-πολυμερούς. Η συσκευή διαθέτει δύο λειτουργίες:

- Αυτόματη λειτουργία (A): Σας επιτρέπει να απολαύσετε μια ολοκληρωμένη συνεδρία 15 λεπτών. Αυτή η λειτουργία εναλλάσσει αυτόματα μεταξύ κόκκινου, μπλε και πράσινου φωτός σε διαστήματα 5 λεπτών, διατηρώντας το υπέρυθρο φως ενεργό καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για πλήρη αναζωογόνηση του δέρματος.
- Χειροκίνητη λειτουργία (M): Σας επιτρέπει να επιλέξετε συγκεκριμένα χρώματα ανάλογα με τον επιθυμητό στόχο ομορφιάς. Μετά από κάθε επιλογή, η συσκευή θα λειτουργεί για μέγιστο διάστημα 15 λεπτών.

Οδηγός για λειτουργίες και χρώματα

Δείκτης	Περιγραφή θεραπείας
R + I	Το φως από τη μάσκα είναι κόκκινο + NIR
B + I	Το φως από τη μάσκα είναι μπλε + NIR
Γ + I	Το φως από τη μάσκα είναι πράσινο + NIR
Μη Κυβερνητικό Υπέρυθρο	Το φως από τη μάσκα είναι εγγύς υπέρυθρη ή NIR
R + B	Το φως από τη μάσκα είναι λιλά
P + Σολ	Το φως από τη μάσκα είναι κίτρινο.
P + Σι + Σολ	Το φως από τη μάσκα είναι λευκό.
P + Σολ	Το φως από τη μάσκα είναι πορτοκαλί.
Σι + Σολ	Το φως από τη μάσκα είναι κυανό.
NA	Η λειτουργία της μάσκας είναι αυτόματη.
M	Η λειτουργία της μάσκας είναι χειροκίνητη.

Αντενδείξεις, Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις

Αντενδείξεις

- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη μάσκα για τη θεραπεία παθήσεων εκτός από αυτές που αναφέρονται. Δεν έχει δοκιμαστεί για άλλες παθήσεις και ο κίνδυνος είναι άγνωστος.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν είστε έγκυος, σκοπεύετε να μείνετε έγκυος ή θηλάζετε. Δεν έχει δοκιμαστεί σε αυτές τις περιπτώσεις, επομένως ο κίνδυνος είναι άγνωστος.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν πάσχετε από ερυθματώδη λύκο, φωτοευαίσθητο έκζεμα ή αλμπινισμό, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή δερματική αντίδραση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν πάσχετε από κάποια φωτοευαίσθητη διαταραχή. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δερματική αντίδραση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν λαμβάνετε φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία, όπως ορισμένα αντιβιοτικά, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και διουρητικά. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.
- Αποφύγετε τη χρήση του σε πληγές.
- Ο χρήστης είναι ο προβλεπόμενος χειριστής και μπορεί να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια τη λειτουργία περιποίησης δέρματος.
- Μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης ενώ το προϊόν βρίσκεται σε χρήση, συμπεριλαμβανομένης της φόρτισης.
- Χρησιμοποιήστε τη μάσκα με προσοχή.

Προειδοποιήσεις

- Κάντε ένα τεστ ευαισθησίας πριν χρησιμοποιήσετε τη μάσκα. ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε εάν είστε ευαίσθητοι.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που καθορίζεται στις οδηγίες. Η μη δοκιμασμένη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε τη μάσκα εάν αισθανόσθε άβολα ζεστή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τη συνιστώμενη μάσκα υδρογέλης. Δεν έχουν δοκιμαστεί άλλες μάσκες.
- Αφαιρέστε τις κρέμες, τις λοσιόν ή το μακιγιάζ ΠΙΝ χρησιμοποιήστε τη μάσκα για να αποφύγετε την ευαισθητοποίηση ή την αναποτελεσματικότητα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα κοντά σε νερό ή εάν έχετε έρθει σε επαφή με αυτό.
- Κρατήστε τη μάσκα μακριά από θερμές επιφάνειες.
- ΜΗΝ επιχειρήστε να τροποποιήσετε τη μάσκα, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση και θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν έχει υποστεί ζημιά.
- ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση ή αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια κατά τη φόρτιση.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους όπου φυλάσσονται φάρμακα.
- Αποφύγετε την αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών κοντά στο προϊόν.
- Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μην το ψύχετε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μπάνια, πισίνες ή άλλα υγρά μέρη.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από ισχυρά μαγνητικά πεδία, όπως φούρνους μικροκυμάτων ή τηλεοράσεις.
- ΜΗΝ τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε άλλο εξοπλισμό χωρίς να επαληθεύσετε την ορθή λειτουργία του.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά για να αποφύγετε κακή χρήση.
- ΜΗΝ εκθέτετε το προϊόν στον αέρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Αποφύγετε να λυγίζετε ή να πιέζετε το προϊόν και το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ΜΗΝ τροποποιείτε ή αντικαθιστάτε μόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας και την μπαταρία.
- ΜΗΝ κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός της μάσκας LED.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση σε χώρους με ασταθή τάση.
- ΜΗΝ αποθηκεύετε μαγνήτες ή μέταλλα κοντά στο προϊόν.
- Αποφύγετε την έκθεση σε επιβλαβή οπτική ακτινοβολία.
- ΜΗΝ αγγίζετε καλώδια και εύκαμπτους σωλήνες για να αποφύγετε στραγγαλισμό.
- Αποφύγετε την εισπνοή ή την κατάποση μικρών μερών.
- Άτομα που είναι αλλεργικά στα υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό.
- ΜΗΝ αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα αξεσουάρ και τα υλικά που περιγράφονται στις οδηγίες.
- ΜΗΝ διασυνδέετε αυτήν τη συσκευή με άλλες που δεν αναφέρονται στις οδηγίες.

Προφυλάξεις

- Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια και αξεσουάρ που πωλούνται από την εταιρεία μας για να αποφύγετε την αύξηση της εκπομπής της μάσκας θεραπείας LED.
- Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για προσωπική χρήση. Δεν συνιστάται η κοινή χρήση.
- Το λουράκι της μάσκας περιέχει πολυεστέρα και νάιλον. Εάν είστε αλλεργικοί, αποφύγετε τη χρήση του.
- Ο χρήστης πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στη σωστή χρήση της συσκευής.
- Το τηλεχειριστήριο έχει ονομαστική προστασία Κλάσης II για ηλεκτροπληξία. Η μάσκα διαθέτει εσωτερική προστασία.
- Αναφορά σχετικά με τους κινδύνους παρεμβολών κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων θεραπειών.
- Εάν είναι συνδεδεμένο σε ξεχωριστή παροχή ρεύματος, πρέπει να ορίζεται ως μέρος του συστήματος.
- Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα σας. Μην κοιτάτε απευθείας το φως.
- Η λειτουργία περιποίησης δέρματος είναι ασφαλής. Αποφύγετε τη χρήση άσχετων λειτουργιών.
- Μην εκτελείτε προσωπικές εργασίες συντήρησης, όπως αλλαγή μπαταριών.
- Η χρήση μη καθορισμένων χειριστηρίων ή ρυθμίσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Πληροφορίες τρόπου λειτουργίας

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί τεχνολογία ακριβούς φωτός που συνδυάζει τρία βασικά μήκη κύματος για να δημιουργήσει εννέα συγκεκριμένα προγράμματα ομορφιάς. Κάθε λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την εμφάνιση του δέρματος μέσω ελεγχόμενης εκπομπής φωτός.

- **Κόκκινο Φως (630 nm)** : Δράση για την περιποίηση της γήρανσης και τη βελτίωση της εμφάνισης σφριγηλότητας.
- **Μπλε φως (415 nm)** : Βοηθά στη διατήρηση της καθαριότητας και της ισορροπίας του δέρματος, βελτιώνοντας την εμφάνιση των ατελειών.
- **Πράσινο φως (520 nm)** : Βοηθά στην οπτική ομοιομορφία του τόνου του δέρματος και παρέχει φωτεινότητα.
- **Εγγύς υπέρυθρο φως ή NIR (830 nm)** : Βαθιά αναζωογόνηση για πιο υγιές δέρμα (Το φως είναι αόρατο στο ανθρώπινο μάτι).

Συνδυασμένα Προγράμματα (Συνέργεια Φωτός)

Η μάσκα βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα συνδυάζοντας ταυτόχρονα φάσματα:

- **Λειτουργία Αναζωογόνησης (Κόκκινο + NIR)** : Ιδανική για την εξομάλυνση της εμφάνισης των λεπτών γραμμών και τη βελτίωση της αίσθησης απαλότητας.
- **Λειτουργία Καθαρισμού (Μπλε + NIR)** : Φροντίδα πόρων και αίσθηση ηρεμίας μετά την εμφάνιση γυαλάδας ή ρύπων.
- **Λειτουργία φωτισμού (Πράσινο + NIR)** : Βελτιώνει την εμφάνιση των επιφανειακών ατελειών και αναζωογονεί το πρόσωπο.
- **Λειτουργία Ανάρρωσης (Λαχανί)** : Σύνηξη Κόκκινου + Μπλε για οπτική βελτίωση της υφής του δέρματος με προηγούμενα σημάδια.
- **Λειτουργία κατά της ερυθρότητας (Κίτρινο)** : Συνδυασμός κόκκινου + πράσινου για άνεση στην επιδερμίδα και ενίσχυση της αίσθησης προστασίας της.
- **Λειτουργία Ζωτικότητας (Πορτοκαλί)** : Συνδυασμός κόκκινου + κίτρινου για αφύπνιση της επιδερμίδας και ενίσχυση της λαμπερής της εμφάνισης.
- **Λειτουργία Ισορροπίας (Κυανό)** : Σύνηξη Μπλε + Πράσινου για χαλαρωτική δράση σε δέρματα με ευαισθησία.
- **Συνολική λειτουργία (Λευκό)** : Τριπλό φάσμα (Κόκκινο + Μπλε + Πράσινο) για συνολική διατήρηση της ομορφιάς του προσώπου.

Δοκιμή ευαισθητοποίησης

Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε μια δοκιμή ευαισθησίας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στο εσωτερικό του βραχίονά σας.
2. Ενεργοποιήστε το χειριστήριο και αφήστε το να λειτουργήσει για έναν ολόκληρο κύκλο 10 λεπτών.
3. Εάν οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείτε θερμότητα ή δυσφορία, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή.
4. Περιμένετε τουλάχιστον 6 ώρες μετά τη θεραπεία. Εάν το δέρμα σας κοκκινίσει ή σας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

φαγουρίσει, η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εσάς. Επιστρέψτε την στον πωλητή εντός 14 ημερών από την αγορά.

Χρήση μάσκας τεχνολογίας LED

Συστάσεις

Για καλύτερα αποτελέσματα, πραγματοποιήστε τις συνεδρίες 1-2 φορές την εβδομάδα για τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Η ρουτίνα συντήρησης θα πρέπει να εκτελείται ανάλογα με τις ανάγκες, ανάλογα με τον τρόπο ζωής και την κατάσταση του δέρματος.

Διεξαγωγή συνεδρίας ομορφιάς

1. Συναρμολογήστε τη μάσκα σας. Συνδέστε τους ιμάντες στη μάσκα, φροντίζοντας να είναι ασφαλείς. Εικ. 2

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι τα λεία μέρη έρχονται σε επαφή με το δέρμα και τα τραχιά μέρη είναι στραμμένα προς τα έξω για καλύτερη εφαρμογή.

Σχήμα 3

1. Μαλακό μέρος
 2. Τραχύς
 3. Συνδέστε και τα δύο μέρη
2. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το πρόσωπο και τα χέρια σας.
 3. Τοποθέτηση μάσκας: Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της μάσκας έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας και ρυθμίστε τους ιμάντες για άνετη εφαρμογή.

Σχήμα 4

- A. Εξωτερικός
 - B. Εσωτερικό
4. Ρυθμίστε το ελαστικό λουράκι της μάσκας για να εξασφαλίσετε άνετη εφαρμογή.
 5. Καθίστε ή ξαπλώστε και τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπό σας.
 6. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να επιλέξετε το χρώμα του φωτός, τη φωτεινότητα, το φως που αναβοσβήνει ή το συνεχές φως και τη διάρκεια της συνεδρίας.
 7. Εφαρμόστε τους ορούς ή τις κρέμες περιποίησης δέρματος μετά την εφαρμογή, καθώς η απορρόφησή τους ενισχύεται με τη χρήση της τεχνολογίας φωτός.
 8. Συνεχίστε την ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας. Κάντε συνεδρίες 15 λεπτών, 3-4 φορές την εβδομάδα και μειώστε τις σε 1-2 φορές την εβδομάδα μόλις δείτε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Συμβουλές

- Στη χειροκίνητη λειτουργία, διατηρήστε τον έλεγχο της μάσκας εντός 15 λεπτών για να

αποφύγετε βλάβη στο δέρμα.

- Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το προϊόν, ακολουθήστε αυτό το πρόγραμμα χρήσης και προσαρμόστε το ανάλογα με την κατάσταση του δέρματός σας:
 - Πρώτη εβδομάδα: Χρησιμοποιήστε μία φορά κάθε 3 ημέρες, 10 λεπτά ανά συνεδρία.
 - Δεύτερη εβδομάδα: Χρησιμοποιήστε μία φορά κάθε 2 ημέρες, 10 λεπτά ανά συνεδρία.
 - Τρίτη εβδομάδα: Χρησιμοποιήστε μία φορά κάθε 2 ημέρες, 10-15 λεπτά ανά συνεδρία.
 - Τέταρτη εβδομάδα: Χρησιμοποιήστε καθημερινά, 10-15 λεπτά ανά συνεδρία.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Λειτουργίες

Η μάσκα προσφέρει χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία.

Χειροκίνητη λειτουργία

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της μάσκας για ένα δευτερόλεπτο για να την ενεργοποιήσετε. Από προεπιλογή, θα εισέλθει σε χειροκίνητη λειτουργία (κόκκινη λυχνία).
- Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει 5 φορές χωρίς λειτουργία, η μάσκα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά.

Αυτόματη λειτουργία

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να μεταβείτε στην αυτόματη λειτουργία.
- Η συσκευή θα ξεκινήσει έναν ολοκληρωμένο κύκλο περιποίησης 15 λεπτών, σχεδιασμένο να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη εμπειρία για το δέρμα σας χωρίς την ανάγκη χειροκίνητων ρυθμίσεων. Η μάσκα θα ακολουθήσει την εξής αυτόματη ακολουθία:
 1. 5 λεπτά: Κόκκινο Φως + NIR (Λειτουργία Αναζωογόνησης).
 2. 5 λεπτά: Μπλε φως + NIR (Λειτουργία καθαρισμού).
 3. 5 λεπτά: Πράσινο φως + NIR (Λειτουργία φωτισμού).
- Η μάσκα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στο τέλος του κύκλου των 15 λεπτών. Μπορείτε επίσης να την απενεργοποιήσετε χειροκίνητα κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.

Επιλογή φωτισμού σε χειροκίνητη λειτουργία

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη μάσκα. Η κόκκινη λυχνία και η ενδεικτική λυχνία στην αριστερή πλευρά του κουμπιού θα ανάψουν. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε το τέσσερις φορές.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το μπλε φως. Η ενδεικτική λυχνία στην επάνω αριστερή γωνία του κουμπιού θα ανάψει. Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε το τρεις φορές.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για τρίτη φορά για να ενεργοποιήσετε το υπέρυθρο φως. Η ενδεικτική λυχνία στην επάνω δεξιά πλευρά του κουμπιού θα ανάψει. Για να το

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

απενεργοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε το δύο φορές.

4. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για τέταρτη φορά για να ενεργοποιήσετε το μικτό φως. Η ενδεικτική λυχνία στη δεξιά πλευρά του κουμπιού θα ανάψει. Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε το μία φορά.

Επιλογή φωτός σε Αυτόματη λειτουργία

1. Με ενεργοποιημένη τη μάσκα, πατήστε το πλήκτρο Αυτόματη/χειροκίνητη για εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης (M) και αυτόματης (A) λειτουργίας.
2. Στην αυτόματη λειτουργία, εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια για 3 δευτερόλεπτα, ο χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει.
3. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά.

Το Σχήμα 5 δείχνει τον τρόπο χρήσης του τηλεχειριστηρίου.

Βάρος

Σχήμα 6

Σημαντικό: Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμα τη μάσκα, το καλώδιο USB και το τηλεχειριστήριο.

1. Η μάσκα περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα φόρτισης του τηλεχειριστηρίου.
3. Συνδέστε τον προσαρμογέα USB στο άλλο άκρο, φροντίζοντας η τάση του προϊόντος να ταιριάζει με την τάση του τροφοδοτικού.
4. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο θα ανάψει με λευκό χρώμα. Όλες οι ενδείξεις θα ανάψουν όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Σημείωση: Τύπος μπαταρίας, ιόντων λιθίου

Προειδοποιήσεις:

- Αποφύγετε τη χρήση αυτού του εξοπλισμού κοντά σε άλλες συσκευές ή σε στοιβάγμα μαζί τους, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του. Εάν είναι απαραίτητο, παρακολουθήστε και τις δύο συσκευές για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία τους.
- Η χρήση αξεσουάρ, μετατροπών και καλωδίων που δεν καθορίζονται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να αυξήσει τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή να μειώσει την ηλεκτρομαγνητική ατρωσία του εξοπλισμού, επηρεάζοντας τη λειτουργία του.
- Μην χρησιμοποιείτε φορητό εξοπλισμό επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων σε απόσταση 30 cm από οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που καθορίζονται από τον κατασκευαστή, για να αποφύγετε την υποβάθμιση της απόδοσής του.

Συμβουλές:

- Κατά τη φόρτιση, χρησιμοποιείτε μόνο το αρχικό καλώδιο USB που παρέχεται με τη μάσκα και μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα κατά τη φόρτιση.
- Δεδομένου ότι η χωρητικότητα της μπαταρίας αυτού του προϊόντος είναι 1800 mAh, ο προσαρμογέας δεν περιλαμβάνεται στα τυπικά αξεσουάρ. Συνιστούμε τη φόρτιση με προσαρμογέα 0,5A για να μειώσετε τον χρόνο φόρτισης.
- Όταν η τάση της μπαταρίας είναι μικρότερη από 3,2V, η ενδεικτική λυχνία στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήσει και η μάσκα θα σβήσει αυτόματα αφού αναβοσβήσει 10 φορές.

Κίνδυνοι και οφέληΓνωστοί Κίνδυνοι

- Αμέσως μετά τις θεραπείες ομορφιάς, το δέρμα μπορεί να εμφανιστεί κόκκινο. Το δέρμα θα πρέπει να επανέλθει στο φυσιολογικό εντός 1-2 ωρών.
- Αμέσως μετά τη φωτοθεραπεία μπορεί να εμφανιστούν προσωρινοί πονοκέφαλοι. Αυτοί οι πονοκέφαλοι μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα κατάλληλο αναλγητικό και ενυδάτωση.
- Μειώνει τις λεπτές γραμμές στο πρόσωπο και βελτιώνει την υφή και την χρώση.
- Βελτιώνει τις ατέλειες του δέρματος.

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Στοιχείο	Διόπτρα	
Λειτουργικό περιβάλλον	Θερμοκρασία	5 °C ~ +35 °C
	Υγρασία	85% σχετική υγρασία ή λιγότερο
	Ατμοσφαιρική πίεση	80-106 KPA
	Υψόμετρο	≤2000 metros
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία	-10 °C ~ +50 °C
	Υγρασία	85% σχετική υγρασία ή λιγότερο
	Ατμοσφαιρική πίεση	80-106 KPA
	Υψόμετρο	≤2000 metros

Εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να αντέξει το προϊόν

- Η μάσκα μπορεί να τοποθετηθεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία 60 ± 2 °C και υγρασία $85\% \pm 2\%$ σχετική υγρασία για 2 ώρες και στη συνέχεια σε περιβάλλον με θερμοκρασία -20 ± 2 °C . Αφού επαναληφθούν τα παραπάνω 9 φορές, η μάσκα τοποθετείται σε θερμοκρασία

δωματίου για 2 ώρες.

- Η μάσκα μπορεί να τοποθετηθεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία 60 ± 2 °C και υγρασία $65\% \pm 2\%$ RH για 48 ώρες και στη συνέχεια σε θερμοκρασία δωματίου για 2 ώρες.
- Η μάσκα μπορεί να τοποθετηθεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία -20 ± 2 °C για 48 ώρες και στη συνέχεια σε θερμοκρασία δωματίου για 2 ώρες.
- Η μάσκα μπορεί να τοποθετηθεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία 40 ± 3 °C και υγρασία $90\% \pm 2\%$ RH για 48 ώρες και στη συνέχεια να τοποθετηθεί σε θερμοκρασία δωματίου για 2 ώρες.
- Η μάσκα μπορεί να τοποθετηθεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία 40 °C για 2 ώρες και οι σχετικές λειτουργίες μπορούν να δοκιμαστούν σε αυτό το περιβάλλον.
- Η μάσκα μπορεί να τοποθετηθεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία 0 °C για 2 ώρες και οι σχετικές λειτουργίες μπορούν να δοκιμαστούν σε αυτό το περιβάλλον.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε τη μάσκα LED μετά από κάθε χρήση.
- Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου, σε ξηρό μέρος.
- Αποφύγετε μέρη με σκόνη, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία.
- Η μάσκα δεν απαιτεί εσωτερική συντήρηση.
- Πριν από κάθε χρήση, καθαρίστε τη μάσκα ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες.

Καθαρισμός της μάσκας LED

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
2. Χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα αιθανόλης 70%-80% για να καθαρίσετε την επιφάνεια δύο φορές για 3 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε την με ένα υγρό ή στεγνό πανί.
3. Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, αραιωτικά, οξικό βουτύλιο ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
4. Μην ψεκάζετε απευθείας νερό.
5. Αποφύγετε άλλα προϊόντα καθαρισμού που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά.

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Δράση
Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Το φως δεν έχει εισαχθεί σωστά. 2. Η μάσκα LED δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. 3. Το κουμπί λειτουργίας δεν κρατήθηκε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τοποθετήστε σωστά το φως. 2. Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. 3. Πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας.
Η λυχνία LED δεν ανάβει.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Η μάσκα LED δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. 2. Η πλακέτα κυκλώματος παρουσιάζει βλάβη. 3. Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει τραβηχτεί πολύ μακριά. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. 2. Μην τραβάτε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
Τρεμοπαίζει κατά τη χρήση. Η λειτουργία φωτισμού δεν μπορεί να αλλάξει.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Η τάση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι πολύ χαμηλή. 2. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει εισαχθεί πλήρως στη θύρα του τηλεχειριστηρίου. 3. Η συσκευή είναι ελαττωματική. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Φορτίστε το τηλεχειριστήριο. 2. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση. 3. Επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

- Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- ΜΗΝ τροποποιείτε τη συσκευή. Το σύστημα LED DEN διαθέτει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: FaceCare LÜM / FaceCare LÜM Champagne

Κωδικός προϊόντος: EU01_124613

Τάση: 5 V =

Ένταση: 1 A

Ισχύς: 5 W

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh

Μικτό βάρος: 250 γρ.

Διαστάσεις μάρσας LED: περίπου 207×277×43mm

Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, συνιστάται η χρήση προσαρμογέα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz

Έξοδος: 5 V = , 1 A

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν ή/και η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να το παραδώσετε σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.



Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο απόρριψης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού ή/και των αντίστοιχων μπαταριών, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα ανακύκλωσης συσκευασιών και τη σήμανσή τους στον ιστότοπό μας.

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ SAT

Η Cecotec θα απαντήσει στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec καλώντας στο +34 96 321 07 28.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, SL. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης, η μετάδοση ή η διανομή του περιεχομένου αυτής της έκδοσης, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφητικό ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

CE Η Cecotec Innovaciones δηλώνει με την παρούσα ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση ιστού: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. PECES I COMPONENTS

Figura 1

1. Màscara tecnologia LED
2. Corretges pel cap
3. Control remot
4. Cable USB
5. Ports de connexió del cable de càrrega

Nota:

Els gràfics d'aquest manual són representacions esquemàtiques i potser no coincideixen exactament amb els del producte.

2. ABANS DE FER SERVIR

- Aquest dispositiu compta amb un embalatge dissenyat per garantir-ne la protecció durant el transport. Traieu el producte de la vostra caixa i, si és possible, conserveu l'embalatge original en un lloc segur per a futurs trasllats. Si decidiu rebutjar-ho, si us plau feu-ho de manera responsable seguint les normatives locals de reciclatge.
- Verifiqueu que tots els components estiguin inclosos i en perfecte estat. En cas de detectar alguna anomalia o la manca d'algun accessori, poseu-vos en contacte immediatament amb el Servei d'Atenció Tècnica Oficial de Cecotec.

Contingut de la caixa:

- Màscara facial flexible de silicona + cable de connexió
- Corretges d'ajust per al cap (x2)
- Control remot compacte
- Cable de caga USB
- Aquest manual d'instruccions

- Per motius de garantia i traçabilitat, no traieu el número de sèrie adherit a l'equip. Aquest serà indispensable per sol·licitar assistència tècnica.

3. SEGURETAT EN EL FUNCIONAMENT

La màscara de tecnologia LED és un dispositiu electrònic de precisió. Per garantir una experiència segura i evitar riscos de descàrrega elèctrica, és imperatiu seguir aquestes directrius:

- Lectura Obligatòria: Llegiu detingudament aquest manual abans de la primera sessió i seguiu estrictament les instruccions d'operació.
- Estat de Salut: L'usuari ha de trobar-se en bon estat de salut general per a l'ús del dispositiu.
- Advertiment de seguretat: Com qualsevol equip elèctric, un ús indegut o en circumstàncies inadequades (com el contacte amb aigua) podria representar un risc per a l'usuari.

4. FUNCIONAMENT

1. **Preparació** : Abans d'iniciar, assegureu-vos que la bateria del controlador estigui carregada. Netegeu el seu rostre profundament per eliminar restes de maquillatge o impureses; això facilitarà la penetració de la llum.
2. **Connexió** : Connecteu la màscara al controlador mitjançant el cable USB subministrat.
3. **Col·locació** : Col·loqueu la màscara sobre el rostre i ajusteu-la còmodament utilitzant les corretges elàstiques.
4. **Activació** : Mantingueu premut el botó d'encesa per iniciar el dispositiu.
5. **Selecció de Mode** : Utilitzeu el control remot per triar entre el Mode Automàtic o el Mode Manual (seleccionant el color de llum desitjat segons el tipus de pell i preferències estètiques).
6. **Sessió** : Gaudiu del vostre moment de bellesa durant 15 minuts com a màxim. La màscara s'apagarà automàticament un cop transcorregut el temps.
7. **Finalització** : Traieu la màscara i procedeixi amb la seva rutina habitual d'hidratació o sèrums .

Ús previst de les 9 llums

- **Llum vermella + IR (630 nm + 830 nm)** : És la combinació de referència per a la cura global de l'edat. La llum vermella ajuda a fer que la pell llueixi més ferma, mentre que l'infraroig proper (NIR) penetra per potenciar la vitalitat. És ideal per millorar l'aparença de l'elasticitat i suavitzar línies d'expressió després de la rutina de bellesa.
- **Llum blava + IR (415 nm + 830 nm)** : Dissenyada específicament per a l'equilibri de pells amb tendència a imperfeccions. Mentre la llum blava ajuda a mantenir la superfície de la pell neta i lliure d'impureses, l'infraroig calma la sensació de tibantor. Es recomana per a pells greixoses que busquen un aspecte més mat i uniforme.
- **Llum verda + IR (520 nm + 830 nm)** : Aquesta barreja s'especialitza en illuminar el rostre i millorar l'aparença de la pigmentació irregular. La llum verda actua afavorint un to més homogeni, i és perfecta per aconseguir una pell radiant i minimitzar visualment l'aspecte de les taques solars.
- **Llum infraroja propera o NIR (830 nm)** Aquesta llum és invisible a l'ull humà, però actua a les capes superficials per a una revitalització profunda. El seu principal benefici és millorar la sensació d'elasticitat i potenciar un aspecte saludable i descansat des de l'interior.
- **Llum lila (630 nm + 415 nm)** : Funciona com un suport sinèrgic per a l'aparença de la

CATALÀ

barrera cutània. Ajuda a millorar la textura de la pell i proporciona una cura reconfortant, cosa que la fa ideal per a pells que presenten marques d'imperfecions antigues o zones sensibilitzades.

- **Llum groga (630 nm + 520 nm)** : La seva funció principal és la reducció visual de les vermellsors i el reforç de la sensació de confort a la pell. És l'opció predilecta per a pells que s'irriten amb facilitat, ajudant que la cara llueixi un to més equilibrat i menys congestionat.
- **Llum blanca (630 nm + 415 nm + 520 nm)** : És l'espectre de cura diària "tot en un". Combinant els beneficis de les llums primàries, ofereix una experiència completa que aborda la lluminositat, la fermesa i la neteja en un sol pas, ideal per al manteniment general de la bellesa facial.
- **Llum taronja (630 nm + 520 nm)** : Se centra a revitalitzar el cutis opac. És excel·lent per millorar l'aparença de les pells amb aspecte cansat (com després de no dormir bé), ajudant a més que els productes de cura facial (cremes i sèrums) s'aprofitin millor.
- **Llum cian (415 nm + 520 nm)** : Ofereix una cura suau per a pells amb tendència a brillantors amb un efecte altament relaxant. Combinant la llum blava amb els beneficis reconfortants de la llum verda, és l'opció preferida per millorar l'aparença dels porus dilatats en pells sensibles.

Nota informativa : Aquest producte és un dispositiu d'ús estètic i no està destinat a diagnosticar, tractar, curar o prevenir cap malaltia o condició mèdica. No és un dispositiu mèdic. Si patiu alguna patologia cutània prèvia, consulteu el vostre dermatòleg abans d'usar.

Característiques del producte

- **Disseny Premium i Minimalista** : Estètica d'alta gamma dissenyada per a una adaptació ergonòmica superior a la cara, optimitzant l'abast de la llum LED.
- **Protecció Ocular Avançada** : Inclou coixinets de silicona d'alta qualitat que protegeixen la vista de la intensitat lumínica.
- **Personalització Total** : Permet seleccionar el mode d'ús i ajustar el temps segons les preferències i objectius de la pell.
- **Portabilitat i Confort** : Disseny compacte i lleuger que en facilita el transport, permetent una cura facial avançada en qualsevol moment i lloc.

Funcions del control remot

El controlador gestiona l'encesa/apagada, així com l'alimentació de la màscara mitjançant la bateria recarregable de polímer d'ions de liti. El dispositiu té dues modalitats d'ús:

- Mode automàtic (A): Permet gaudir d'una sessió integral de 15 minuts. Aquest mode alterna automàticament entre els llums vermells, blaus i verds en intervals de 5 minuts, mantenint la llum infraroja activa durant tot el procés per a una revitalització completa de l'aparença cutània.

- Mode Manual (M): permet seleccionar colors específics segons l'objectiu de bellesa desitjat. Després de cada selecció, el dispositiu operarà durant un màxim de 15 minuts.

Guia de Maneres i Colors

Indicador	Descripció del tractament
R+I	La llum de la màscara és vermella + NIR
B+I	La llum de la màscara és blava + NIR
G+I	La llum de la màscara és verda + NIR
NIR	La llum de la màscara és infraroja propera o NIR
R+B	La llum de la màscara és lila
R+G	La llum de la màscara és groga
R+B+G	La llum de la màscara és blanca
R+G	La llum de la màscara és taronja
B+G	La llum de la màscara és cian
A	El mode d'operació de la màscara és automàtic.
M	El mode d'operació de màscara és manual.

Contraindicacions, Advertiments i Precaucions

Contraindicacions

- NO utilitzeu la màscara per tractar condicions diferents de les indicades. No ha estat provada per a altres condicions i el risc és desconegut.
- NO utilitzeu la màscara si està embarassada, planeja quedar embarassada o està alletant. No ha estat provada en aquestes circumstàncies, per la qual cosa el risc és desconegut.
- NO utilitzeu la màscara si pateix Lupus eritematós, èczema fotosensible o albinisme, ja que podria causar una reacció cutània severa.
- NO utilitzeu la màscara si patiu algun trastorn fotosensible. Podria provocar una reacció cutània severa.
- NO utilitzeu la màscara si esteu prenent medicaments que causin fotosensibilitat, com certs antibiòtics, medicaments de quimioteràpia i diürètics. Consulteu el vostre metge si teniu dubtes.
- Eviteu utilitzar-la sobre ferides.
- L'usuari és l'operador previst i pot fer servir amb seguretat la funció de cura de la pell.
- No realitzeu el manteniment mentre el producte està en ús, incloent-hi la càrrega.
- Utilitzeu la màscara amb precaució.

Advertiments

- Realitzeu una prova de sensibilitat abans d'usar la màscara. NO la feu servir si és sensible.
- NO utilitzeu la màscara de manera diferent del que s'especifica a les instruccions. L'ús no provat pot ser arriscat.
- APAGUEU i RETIRE la màscara si se sent incòmodament càlida.
- Utilitzeu només la màscara d'hidrogel recomanada. Altres màscares no han estat provades.
- Traieu cremes, locions o maquillatge ABANS d'usar la màscara per evitar sensibilització o ineficàcia.
- NO utilitzeu la màscara a prop de l'aigua ni si hi heu estat en contacte.
- Mantingueu la màscara allunyada de superfícies calentes.
- NO intenteu modificar la màscara, ja que anul·larà la garantia i podria causar un xoc elèctric.
- NO utilitzeu la màscara si està malmesa.
- NO la feu servir durant la càrrega ni toqueu el dispositiu amb les mans mullades mentre carrega.
- NO utilitzeu el producte en llocs on s'emmagatzemen medicaments.
- Eviteu emmagatzemar materials inflamables o explosius a prop del producte.
- Deseu el producte en un lloc fresc i sec, no el refrigeri.
- NO utilitzeu el producte en banys, piscines o altres llocs humits.
- Mantingueu el producte allunyat de camps magnètics alts com ara microones o televisors.
- NO col·loqueu el producte a prop d'altres equips sense verificar-ne el funcionament correcte.
- Mantingueu el producte fora de l'abast dels nens per evitar el mal ús.
- NO exposeu el producte a l'aire lliure per períodes prolongats.
- Eviteu doblegar o pressionar el producte i el cable d'alimentació.
- NO modifiqueu o substituïu el cable d'alimentació i la bateria pel vostre compte.
- NO mireu directament a la font de llum de la màscara LED.
- Eviteu llum prolongat en llocs amb voltatge inestable.
- NO emmagatzemi imants o metalls a prop del producte.
- Eviteu l'exposició a radiació òptica perjudicial.
- NO toqueu cables i mànegues per evitar escanyament.
- Eviteu la inhalació o ingestió de peces petites.
- Persones al·lèrgiques als materials no han de fer servir l'equip.
- NO toqueu el dispositiu amb les mans mullades per evitar lesions.
- Utilitzeu només accessoris i materials descrits a les instruccions.
- NO interconnecteu aquest dispositiu amb altres no especificats a les instruccions.

Precaucions

- Utilitzeu només cables i accessoris venuts per la nostra empresa per evitar augmentar l'emissió de la màscara de teràpia LED.
- Instal·leu i utilitzeu el producte seguint les instruccions del manual.

- Aquest producte és personal; no es recomana compartir-ho.
- La corretja de la màscara conté polièster i niló. Si és al·lèrgic, eviteu utilitzar-la.
- L'usuari ha d'estar capacitat per utilitzar el dispositiu.
- El control remot és de Classe II en protecció contra xocs elèctrics; la màscara té protecció interna.
- Informe sobre riscos d'interferència durant tractaments específics.
- Si us connecteu a una font d'alimentació separada, cal especificar-la com a part del sistema.
- Protegiu els ulls i la pell; no miri directament a la llum.
- La funció de cura de la pell és segura; eviteu utilitzar funcions no relacionades.
- No realitzeu manteniment personal, com canviar bateries.
- Usar controls o ajustaments no especificats pot resultar en exposició a radiació perillosa.

Informació del mode d'operació

Aquest dispositiu utilitza tecnologia de precisió lumínica que permet combinar tres longituds d'ona base per crear 9 programes de bellesa específics. Cada mode està dissenyat per millorar l'aparença de la pell mitjançant l'emissió controlada de llum:

- **Llum Roja (630 nm)** : Acció per tenir cura de l'edat i millora de l'aparença de la fermesa.
- **Llum Blava (415 nm)** : Ajuda a mantenir la pell neta i equilibrada, millorant l'aparença de les imperfeccions.
- **Llum Verda (520 nm)** : Contribueix a unificar visualment el to de la pell i aporta lluminositat.
- **Llum Infraroja Propera o NIR (830 nm)** : Revitalització profunda per a una pell d'aspecte més saludable (Llum invisible a l'ull humà).

Programes Combinats (Sinergia Lumínica)

La màscara optimitza els resultats mitjançant la combinació simultània d'espectres:

- **Mode Rejuveniment (Vermell + NIR)** : Ideal per suavitzar l'aparença de línies d'expressió i millorar la sensació de finor.
- **Mode Purificant (Blau + NIR)** : Cura dels porus i sensació calmant després de l'aparició de brillantors o impureses.
- **Mode Il·luminador (Verd + NIR)** : Millora l'aparença de les taques superficials i revitalitza el rostre.
- **Mode Recuperació (Lila)** : Fusió de Vermell + Blau per millorar visualment la textura de pells amb marques prèvies.
- **Mode Anti-Rojeces (Groc)** : Fusió de Vermell + Verd per reconfortar la pell i reforçar la sensació de protecció cutània.
- **Mode Vitalitat (Taronja)** : Fusió de Vermell + Groc per despertar la pell i millorar-ne l'aspecte radiant.
- **Mode Balanç (Cian)** : Fusió de Blau + Verd per a una acció relaxant en pells amb tendència a la sensibilitat.

CATALÀ

- **Mode Total (Blanca)**: Triple espectre (Vermell + Blau + Verd) per a un manteniment global de la bellesa del rostre.

Prova de sensibilització

Abans del primer ús, realitzeu una prova de sensibilització seguint aquests passos:

1. Colloqueu el dispositiu a la part interna del braç.
2. Enceneu el controlador i deixeu que funcioni durant el cicle complet de 10 minuts.
3. Si en algun moment sent calor o incomoditat, APAGEU el dispositiu immediatament.
4. Espereu almenys 6 hores després del tractament. Si la pell s'envermelleix o pica, el dispositiu no és adequat per a vostè. Torna-ho al minorista dins dels 14 dies posteriors a la compra.

Ús de la màscara de tecnologia de llum LED

Recomanacions

Per obtenir els millors resultats, realitzeu les sessions 1-2 vegades per setmana durant un mínim de 4 setmanes. La rutina de manteniment s'ha de fer segons calgui, d'acord amb l'estil de vida i la condició de la pell.

Realització d'una sessió de bellesa

1. Ensamblu la màscara. Connecteu les corretges a la màscara assegurant-se que estiguin ben subjectes. Fig. 2

Nota: Assegureu-vos que les parts suaus estiguin en contacte amb la pell i que les parts rugoses quedin cap a fora per a un millor ajustament.

Figura 3

1. Part suau
 2. Rugós
 3. Unir ambdues parts
2. Netegeu i assequeu bé el seu rostre i mans.
 3. Collocació de la màscara: Assegureu-vos que la part interior de la màscara estigui en contacte amb la pell i ajusteu les corretges per a un ajustament còmode.

Figura 4

- A. Part exterior
 - B. Part interior
4. Ajusteu la corretja elàstica de la màscara per assegurar-vos que s'ajusti còmodament.
 5. Asseieu-vos o fiqueu-vos al llit i poseu la màscara sobre el seu rostre.
 6. Utilitzeu el controlador per seleccionar el color de la llum, la brillantor, el parpelleig o llum

contínua, i el temps de la sessió.

7. Apliqueu els vostres sèrums o cremes per a la cura de la pell després de l'aplicació, ja que la seva absorció es veu afavorida després de l'ús de la tecnologia de llum.
8. Continueu amb la seva rutina de cura de la pell. Realitzeu sessions de 15 minuts, 3-4 vegades a la setmana, i reduïu a 1-2 vegades per setmana una vegada que s'observin els resultats desitjats.

Consells

- En mode manual, mantingueu el control de la màscara dins dels 15 minuts per evitar danys a la pell.
- Si és la primera vegada que utilitzeu el producte, seguiu aquest itinerari d'ús i ajusteu-lo segons la condició de la vostra pell:
 - Primera setmana: Usar una vegada cada 3 dies, 10 minuts per sessió.
 - Segona setmana: Usar una vegada cada 2 dies, 10 minuts per sessió.
 - Tercera setmana: Usar una vegada cada 2 dies, 10-15 minuts per sessió.
 - Quarta setmana: Usar diàriament, 10-15 minuts per sessió.

Ús del control remot

Maneres

La màscara ofereix mode manual i automàtic.

Mode manual

- Mantingueu premut el botó de la màscara durant un segon per engegar-la; entrarà en mode manual per defecte (llum vermella).
- Si el llum indicador parpelleja 5 vegades sense operació, la màscara s'apagarà automàticament després de 10 minuts.

Mode automàtic

- Premeu el botó de manera una vegada per canviar al mode automàtic.
- El dispositiu iniciarà un cicle de cura integral de 15 minuts, dissenyat per oferir una experiència completa i equilibrada per a la pell sense necessitat d'ajustaments manuals. La màscara seguirà aquesta seqüència automàtica:
 1. 5 minuts: Llum Roja + NIR (Mode Rejuveniment).
 2. 5 minuts: Llum Blava + NIR (Mode Purificant).
 3. 5 minuts: Llum Verda + NIR (Mode Il·luminador).
- La màscara s'apaga automàticament en finalitzar el cicle de 15 minuts. També podeu apagar-la manualment mantenint el botó d'encesa durant 3 segons.

Selecció de llum en Mode Manual

1. Mantingueu premut el botó d'encesa durant 1 segon per activar la màscara. S'encendrà la

CATALÀ

llum vermella i la llum indicadora a la banda esquerra del botó. Per apagar-la, mantingueu premut el botó durant 3 segons o premeu quatre vegades.

2. Premeu el botó d'encesa novament per activar la llum blava. La llum indicadora a la part superior esquerra del botó s'illuminarà. Per apagar-la, mantingueu premut el botó durant 3 segons o premeu tres vegades.
3. Premeu el botó d'encesa una tercera vegada per activar la llum infraroja. La llum indicadora a la part superior dreta del botó s'illuminarà. Per apagar-la, mantingueu premut el botó durant 3 segons o premeu dues vegades.
4. Premeu el botó d'encesa una quarta vegada per activar la llum mixta. La llum indicadora a la part dreta del botó s'illuminarà. Per apagar-la, mantingueu premut el botó durant 3 segons o premeu una vegada.

Selecció de llum en Mode Automàtic

1. Amb la màscara encesa, premeu la tecla Auto/manual per alternar entre el mode manual (M) i automàtic (A).
2. En mode automàtic, si no hi ha acció durant 3 segons, el temporitzador començarà.
3. S'apagarà automàticament després de 15 minuts.

A la figura 5 es mostra com utilitzar el control remot.

Càrrega

Fig. 6

Important: Abans de carregar, assegureu-vos de tenir la màscara, el cable USB i el control remot llestos.

1. La màscara inclou un control remot.
2. Connecteu el cable USB al port de càrrega del control remot.
3. Endolleu l'adaptador USB a l'altre extrem, assegurant-vos que el voltatge del producte coincideixi amb el de la font d'alimentació.
4. Durant la càrrega, l'indicador del control remot s'illuminarà en blanc. Tots els indicadors s'encenen quan la càrrega estigui completa.

Nota: Tipus de bateria, Ion de liti

Advertiments:

- Eviteu utilitzar aquest equip a prop d'altres dispositius o apilat amb ells, ja que podria afectar el seu funcionament. Si cal, superviseu els dos equips per assegurar un funcionament normal.
- L'ús d'accessoris, transductors i cables no especificats pel fabricant pot augmentar les emissions electromagnètiques o reduir la immunitat electromagnètica de l'equip,

afectant-ne el funcionament.

- No utilitzeu equips de comunicacions RF portàtils a menys de 30 cm de qualsevol part de lequip, inclosos els cables especificats pel fabricant, per evitar degradar el seu rendiment.

Consells:

- Quan carregueu, utilitzeu només el cable USB original proporcionat amb la màscara i no utilitzeu la màscara durant la càrrega.
- Atès que la capacitat de la bateria d'aquest producte és de 1800 mAh, l'adaptador no està inclòs als accessoris estàndard. Recomanem carregar amb un adaptador de 0.5A per reduir el temps de càrrega.
- Quan el voltatge de la bateria és inferior a 3.2V, la llum indicadora al control remot parpellejarà i la màscara s'apagarà automàticament després de parpellejar 10 vegades.

Riscos i beneficis

Riscos Coneguts

- Immediatament després de les sessions de bellesa, la pell pot aparèixer vermella. La pell hauria de tornar a la normalitat en 1-2 hores.
- Mals de cap temporals immediatament després del tractament amb llum. Els mals de cap es poden tractar amb un analgèsic apropiat i rehidratació.
- Redueix les línies fines de la cara i millora la textura i pigmentació.
- Millora les imperfeccions de la pell.

Condicions ambientals

Element	Especificacions	
Entorn d'operació	Temperatura	5 °C ~ +35 °C
	Humitat	85% HR o menys
	Pressió atmosfèrica	80-106 KPA
	Altitud	≤2000 metros

Entorn d'emmagatzematge	Temperatura	-10 °C ~ +50 °C
	Humitat	85% HR o menys
	Pressió atmosfèrica	80-106 KPA
	Altitud	≤2000 metros

Entorn extern que el producte pot suportar

- La màscara pot col·locar-se en un ambient amb una temperatura de 60 ± 2 °C i una humitat del $85\% \pm 2\%$ HR durant 2 hores, i després en un ambient amb una temperatura de -20 ± 2 °C . Després de repetir això 9 vegades, la màscara es col·loca a temperatura ambient durant 2 hores.
- La màscara es pot col·locar en un ambient amb una temperatura de 60 ± 2 °C i una humitat del $65\% \pm 2\%$ HR durant 48 hores, i després a temperatura ambient durant 2 hores.
- La màscara es pot posar en un ambient amb una temperatura de -20 ± 2 °C durant 48 hores, i després a temperatura ambient durant 2 hores.
- La màscara es pot col·locar en un ambient amb una temperatura de 40 ± 3 °C i una humitat del $90\% \pm 2\%$ HR durant 48 hores, després es col·loca a temperatura ambient durant 2 hores.
- La màscara es pot posar en un ambient amb una temperatura de 40 °C durant 2 hores, i provar les funcions relacionades en aquest entorn.
- La màscara es pot posar en un ambient amb una temperatura de 0 °C durant 2 hores, i provar les funcions relacionades en aquest entorn.

5. NETEJA I MANTENIMENT

- Netegeu la màscara LED després de cada ús.
- Emmagatzemeu-la a temperatura ambient, en un lloc sec.
- Eviteu llocs polsegosos, la llum solar directa i la humitat.
- La màscara no requereix manteniment intern.
- Abans de cada ús, netegeu la màscara seguint aquestes instruccions.

Neteja de la màscara LED

1. Apagueu el dispositiu abans de netejar.
2. Utilitzeu una solució d'etanol al 70%-80% per netejar la superfície dues vegades durant 3 minuts, després passi un drap humit o sec.
3. No utilitzeu benzè, diluents, acetat de butil o altres materials inflamables.
4. No ruixeu aigua directament.
5. Eviteu altres productes de neteja que puguin danyar els plàstics.

6. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Problema	Possible Causa	Acció
No es pot encendre el dispositiu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'endoll no està ben inserit. 2. La màscara LED no està ben connectada. 3. No es va mantenir premut el botó d'encesa durant un segon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserir correctament l'endoll. 2. Verifiqueu el cable d'alimentació. 3. Mantingueu premut el botó d'encesa novament.
La llum LED no s'encén.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La màscara LED no està ben connectada. 2. La placa de circuit està fallant. 3. S'ha llençat excessivament del cable d'alimentació. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifiqueu el cable d'alimentació. 2. No estireu excessivament el cable d'alimentació.
Parpelleig durant l'ús. No podeu canviar el mode d'il·luminació.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El voltatge de la bateria del control remot és massa baix. 2. El cable d'alimentació no està completament inserit al port del control remot. 3. El dispositiu està defectuós. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Carregueu el control remot. 2. Verifiqueu si el cable d'alimentació està en bon estat. 3. Contacti amb el Servei d'Assistència Tècnica Oficial de Cecotec.

- Si el problema persisteix, contacteu amb el Servei d'Assistència Tècnica Oficial de Cecotec.
- NO intenteu reparar el dispositiu pel vostre compte.
- NO modifiqueu el dispositiu. El sistema LED NO té parts reparables per lusuari.

7. ESPECIFICACIONS TÈCNiques

Producte: FaceCare LÛM / FaceCare LÛM Champagne

Referència del producte: EU01_124613

Voltatge: 5 V =

Intensitat: 1 A

Potència: 5 W

CATALÀ

Bateria: Li-ió 3,7V, 1800 mAh, 6,66 Wh
Pes brut: 250 g
Dimensions màscara LED: 207×277×43mm aprox.

Per a la recàrrega de la bateria es recomana utilitzar un adaptador amb les següents característiques:

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz

Sortida: 5 V = , 1 A

Les especificacions tècniques poden canviar sense notificació prèvia per millorar la qualitat del producte.

Fabricat a Xina | Dissenyat a Espanya

8. RECICLATGE D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS



Aquest símbol indica que, d'acord amb les normatives aplicables, el producte i/o la bateria s'han de rebutjar de manera independent dels residus domèstics. Quan aquest producte arribi al final de la seva vida útil, hauràs d'extreure les piles/bateries/acumuladors i portar-lo a un punt de recollida designat per les autoritats locals.



Per obtenir informació detallada sobre la forma més adequada de rebutjar els aparells elèctrics i electrònics i/o les bateries corresponents, el consumidor haurà de contactar amb les autoritats locals.

Podeu consultar la informació sobre els sistemes nacionals de reciclatge d'embalatges i el seu marcatge a la nostra pàgina web.

El compliment de les pautes anteriors ajudarà a protegir el medi ambient.

9. GARANTIA I SAT

Cecotec respondrà davant l'usuari o consumidor final de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte en els termes, condicions i terminis que estableix la normativa aplicable.

Es recomana que les reparacions es facin per personal especialitzat.

Si detecteu una incidència amb el producte o teniu alguna consulta, poseu-vos en contacte amb el servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec a través del número de telèfon +34 96 321 07 28.

10. COPYRIGHT

Els drets de propietat intel·lectual sobre els textos del manual pertanyen a CECOTEC INNOVACIONES, SL. Queden reservats tots els drets. El contingut d'aquesta publicació no podrà, ni en part ni íntegrament, reproduir-se, emmagatzemar-se en un sistema de recuperació, transmetre's o distribuir-se per cap mitjà (electrònic, mecànic, fotocòpia, enregistrament o similar) sense la prèvia autorització de CECOTEC INNOVACIONES, SL.

11. DECLARACIÓ UE DE CONFORMITAT SIMPLIFICADA

CE Per la present, Cecotec Innovaciones declara que aquest producte compleix els requisits essencials i altres disposicions rellevants de les normatives aplicables a la Unió Europea. Aquest producte ha estat dissenyat, fabricat i provat amb el compliment dels estàndards de seguretat i qualitat requerits. El text complet de la Declaració de Conformitat de la UE es pot trobar a la següent adreça web: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. ALKATRÉSZEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK

1. ábra

1. LED technológias maszk
2. Fejpántok
3. Távirányító
4. USB-kábel
5. Töltőkábel csatlakozóportjai

Jegyzet:

A kézikönyvben található grafikák vázlatos ábrázolások, és eltérhetnek a termék képétől.

2. HASZNÁLAT ELŐTT

- Ez az eszköz egy olyan csomagolásban érkezik, amely a szállítás során is védelmet nyújt. Vegye ki a terméket a dobozából, és ha lehetséges, őrizze meg az eredeti csomagolást biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából. Ha úgy dönt, hogy megszabadul tőle, kérjük, tegye azt felelősségteljesen, a helyi újrahasznosítási előírásoknak megfelelően.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e és tökéletes állapotban van-e. Ha bármilyen problémát észlel, vagy ha hiányzik valamelyik tartozék, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki ügyfélszolgálatával.

Doboz tartalma:

- Rugalmas szilikon arcmaszk + csatlakozókábel
- Fejbeállító pántok (x2)
- Kompakt távirányító
- USB töltőkábel
- Ez a használati útmutató

- Garanciális és nyomonkövethetőségi okokból ne távolítsa el az eszközre ragasztott sorozatszámot. Ez elengedhetetlen lesz a technikai támogatás igényléséhez.

3. ÜZEMELTETÉSI BIZTONSÁG

A LED technológiájú maszk egy precíziós elektronikus eszköz. A biztonságos használat és az áramütés kockázatának elkerülése érdekében feltétlenül kövesse az alábbi irányelveket:

- Kötelező olvasmány: Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és szigorúan tartsa be a kezelési utasításokat.

- Egészségi állapot: A felhasználónak jó általános egészségi állapotban kell lennie a készülék használatához.
- Biztonsági figyelmeztetés: Mint minden elektromos berendezés esetében, a nem rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő körülmények között történő használat (például vízzel való érintkezés) veszélyt jelenthet a felhasználóra.

4. MŰKÖDÉS

1. **Előkészítés** : Kezds előtt győződjön meg arról, hogy a vezérlő akkumulátora fel van töltve. Alaposan tisztítsa meg az arcát a smink és a szennyeződések eltávolítása érdekében; ez elősegíti a fény behatolását.
2. **Csatlakozás** : Csatlakoztassa a maszkot a vezérlőhöz a mellékelt USB-kábellel.
3. **Elhelyezés** : Helyezze a maszkot az arcára, és állítsa be kényelmesen a rugalmas pántok segítségével.
4. **Aktiválás** : Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék elindításához.
5. **Módválasztás** : A távirányítóval választhat az automatikus vagy a manuális mód között (a kívánt fényszín kiválasztása a bőrtípus és az esztétikai preferenciák szerint).
6. **Használat** : Élvezd a szépség pillanatát maximum 15 percig. A maszk automatikusan kikapcsol, amint lejárt az idő.
7. **Befejezés** : Távolítsa el a maszkot, és folytassa a szokásos hidratáló rutinjával vagy szérumával.

A 9 lámpa rendeltetésszerű használata

- **Vörös fény + IR (630 nm + 830 nm)** : Ez az arany standard kombináció az átfogó, öregedéssel kapcsolatos bőrápolásban. A vörös fény segít a bőr feszesebbnek tűnni, míg a közeli infravörös (NIR) fény behatol a bőrbe, hogy fokozza a vitalitást. Ideális a rugalmasság megjelenésének javítására és a finom ráncok simítására a bőrápolási rutin után.
- **Kék fény + IR (415 nm + 830 nm)** : Kifejezetten a pattanásokra hajlamos bőr egyensúlyának megteremtésére fejlesztették ki. Míg a kék fény segít tisztán és szennyeződésektől mentesen tartani a bőr felszínét, az infravörös fény enyhíti a feszülő érzést. Zsíros bőrre ajánlott, amely mattabb és egyenletesebb arcszínt keres.
- **Zöld fény + IR (520 nm + 830 nm)** : Ez a keverék kifejezetten az arc ragyogásának fokozására és az egyenetlen pigmentáció láthatóságának javítására lett kifejlesztve. A zöld fény egyenletesebb bőrtónust eredményez, így tökéletes a ragyogó bőr eléréséhez és a napfoltok vizuális minimalizálásához.
- **Közeli infravörös vagy NIR fény (830 nm)** : Ez a fény az emberi szem számára láthatatlan, de a felszíni rétegekre hat a mély revitalizáció érdekében. Fő előnye, hogy javítja a rugalmasság érzését, és belülről elősegíti az egészséges és kipihent megjelenést.
- **Lila fény (630 nm + 415 nm)** : Szinergikusan támogatja a bőrbarrier megjelenését. Javítja a bőr textúráját és nyugtató ápolást nyújt, így ideális a régi bőrhibákkal vagy érzékeny

MAGYAR

területekkel rendelkező bőr számára.

- **Sárga fény (630 nm + 520 nm)** : Fő funkciója a bőrpír vizuális csökkentése és a bőr komfortérzetének fokozása. Könnyen irritálódó bőr esetén ajánlott, segítve az arc kiegyensúlyozottabb és kevésbé túlterhelt arcszínének elérését.
- **Fehér fény (630 nm + 415 nm + 520 nm)** : Ez a „mindent az egyben” napi ápolási spektrum. Az elsődleges fény előnyeinek kombinálásával teljes élményt nyújt, amely egyetlen lépésben kezeli a ragyogást, a feszességet és a tisztítást, ideális az arc szépségének megőrzéséhez.
- **Narancssárga fény (630 nm + 520 nm)** : A fakó arcbőr revitalizálására összpontosít. Kiváló a fáradt bőr (például alváshiány után) megjelenésének javítására, és segíti az arcápolási termékek (krémek és szérumok) hatékonyabb felszívódását is.
- **Cián fény (415 nm + 520 nm)** : Gyengéd ápolást nyújt a zsíros bőr számára, rendkívül pihentető hatással. A kék fény és a zöld fény nyugtató előnyeinek kombinálásával ez a legjobb megoldás az érzékeny bőr tág pórusainak láthatóságának javítására.

Tájékoztató : Ez a termék kozmetikai eszköz, és nem alkalmas betegségek vagy egészségügyi állapotok diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Nem orvostechikai eszköz. Ha meglévő bőrbetegsége van, használat előtt konzultáljon bőrgyógyászával.

Termékjellemzők

- **Prémium és minimalista dizájn** : Kiváló esztétika, amely kiváló ergonómiai illeszkedést biztosít az archoz, optimalizálva a LED-lámpa hatótávolságát.
- **Fejlett szemvédelem** : Kiváló minőségű szilikonbetéteket tartalmaz, amelyek védik a szemét az erős fénytől.
- **Teljes testreszabás** : Lehetővé teszi a használati mód kiválasztását és az idő beállítását a bőr preferenciái és céljai szerint.
- **Hordozhatóság és kényelem** : Kompakt és könnyű kialakítás, amely megkönnyíti a szállítást, lehetővé téve a fejlett arcápolást bármikor, bárhol.

Távirányító funkciók

A vezérlő kezeli a be-/kikapcsolási funkciót, valamint a maszk áramellátását az újratölthető lítium-ion polimer akkumulátoron keresztül. A készülék két üzemmóddal rendelkezik:

- **Automatikus mód (A)**: Lehetővé teszi, hogy egy átfogó, 15 perces kezelést élvezhessen. Ez az üzemmód automatikusan vált a piros, kék és zöld fények között 5 perces időközönként, az infravörös fényt aktívan tartva a folyamat során a teljes bőrrevitalizáció érdekében.
- **Manuális mód (M)**: Lehetővé teszi a kívánt szépségcélnek megfelelő színek kiválasztását. Minden egyes kiválasztás után a készülék maximum 15 percig működik.

Útmutató a módokhoz és színekhez

Indikátor	Kezelés leírása
R + I	A maszkból kibocsátott fény vörös + közeli infravörös (NIR)
B + I	A maszkból kiáramló fény kék + közeli infravörös (NIR)
G + I	A maszkból kibocsátott fény zöld + közeli infravörös (NIR)
Közeli infravörös	A maszkból kibocsátott fény közeli infravörös vagy NIR
R + B	A maszk fénye lila
R + G	A maszkból áradó fény sárga.
R + B + G	A maszkból kiszűrődő fény fehér.
R + G	A maszkból áradó fény narancssárga.
B + G	A maszkból kiáramló fény ciánkék.
CÍMZETT	A maszk üzemmódja automatikus.
M	A maszk üzemmódja manuális.

Ellenjavallatok, figyelmeztetések és óvintézkedésekEllenjavallatok

- Ne használja ezt a maszkot a jelzett állapotokon kívüli egyéb állapotok kezelésére. Más állapotok esetén nem tesztelték, és a kockázata ismeretlen.
- NE használja a maszkot, ha terhes, terhességet tervez, vagy szoptat. Ilyen körülmények között nem tesztelték, így a kockázat ismeretlen.
- NE használja a maszkot, ha lupus erythematosusban, fényérzékeny ekcémában vagy albinizmusban szenved, mivel súlyos bőrreakciót okozhat.
- Ne használja a maszkot, ha bármilyen fényérzékenységi rendellenességben szenved. Súlyos bőrreakciót okozhat.
- Ne használja a maszkot, ha fényérzékenységet okozó gyógyszereket szed, például bizonyos antibiotikumokat, kemoterápiás gyógyszereket és vízajtókat. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához.
- Kerülje a sebekben való használatát.
- A felhasználó a rendeltetésszerű kezelő, és biztonságosan használhatja a bőrápolási funkciót.
- Ne végezzen karbantartást a termék használata közben, beleértve a töltést is.
- Óvatosan használja a maszkot.

Figyelmeztetések

- A maszk használata előtt végezzen érzékenységi tesztet. NE használja, ha érzékeny a bőrre.
- NE használja a maszkot a használati utasításban leírtaktól eltérő módon. A nem ellenőrzött használat veszélyes lehet.
- Kapcsold ki és vedd le a maszkot, ha kellemetlenül melegnek érzed.
- Kizárólag az ajánlott hidrogél maszkot használja. Más maszkokat nem teszteltünk.
- A maszk használata ELŐTT távolítsa el a krémeket, testápolókat vagy sminket, hogy elkerülje az irritációt vagy a hatástalanságot.
- NE használja a maszkot víz közelében, vagy ha víz érte.
- Tartsa távol a maszkot a forró felületektől.
- NE próbálja meg módosítani a maszkot, mert ez érvényteleníti a garanciát és áramütést okozhat.
- NE használja a maszkot, ha sérült.
- NE használja töltés közben, és NE érintse meg a készüléket nedves kézzel töltés közben.
- NE használja a terméket olyan helyeken, ahol gyógyszereket tárolnak.
- Kerülje a gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok tárolását a termék közelében.
- A terméket hűvös, száraz helyen tárolja; ne tegye hűtőszekrénybe.
- NE használja a terméket fürdőszobában, úszómedencében vagy más nedves helyen.
- Tartsa távol a terméket erős mágneses mezőktől, például mikrohullámú sütőktől vagy televízióktól.
- NE helyezze a terméket más berendezések közelébe anélkül, hogy ellenőrizte volna a megfelelő működését.
- A termék visszaélésszerű használatának elkerülése érdekében tartsa gyermekektől elzárva.
- NE tegye ki a terméket hosszabb ideig a szabad levegőnek.
- Kerülje a termék és a tápkábel hajlítását vagy nyomását.
- NE módosítsa vagy cserélje ki saját kezűleg a tápkábelt és az akkumulátort.
- NE nézzen közvetlenül a LED-maszk fényforrásába.
- Kerülje a hosszan tartó használatot instabil feszültségű helyeken.
- NE tároljon mágneseket vagy fémtárgyakat a termék közelében.
- Kerülje a káros optikai sugárzásnak való kitettséget.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében NE érintse meg a kábeleket és tömlőket.
- Kerülje a kis alkatrészek belélegzését vagy lenyelését.
- Az anyagokra allergiás személyek nem használhatják a berendezést.
- A sérülések elkerülése érdekében NE érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Kizárólag az utasításokban leírt tartozékokat és anyagokat használja.
- NE kösse össze ezt az eszközt más, az utasításokban fel nem tüntetett eszközökkel.

Óvintézkedések

- Kizárólag a cégünk által forgalmazott kábeleket és tartozékokat használja, hogy elkerülje a LED terápiás maszk kibocsátásának növekedését.
- A használati útmutatóban található utasításoknak megfelelően telepítse és használja a terméket.
- Ez a termék személyes használatra készült; a megosztás nem ajánlott.
- A maszk pántja poliésztert és nejlont tartalmaz. Ha allergiás vagy rá, kerülje a használatát.
- A felhasználót ki kell képezni a készülék megfelelő használatára.
- A távirányító II. osztályú áramütés elleni védelemmel rendelkezik; a maszk belső védelemmel rendelkezik.
- Jelentés a specifikus kezelések során fellépő interferencia kockázatairól.
- Ha külön tápegységre csatlakozik, akkor azt a rendszer részének kell tekinteni.
- Védje a szemét és a bőrét; ne nézzen közvetlenül a fénybe.
- A bőrápolási funkció biztonságos; kerülje a nem kapcsolódó funkciók használatát.
- Ne végezzen személyes karbantartási munkákat, például ne cseréljen elemeket.
- A nem meghatározott vezérlők vagy beállítások használata veszélyes sugárzásnak való kitettséghez vezethet.

Üzem mód információk

Ez a készülék precíziós fénytechnológiát használ, amely három alap hullámhossz kombinálásával kilenc specifikus szépségprogramot hoz létre. Minden egyes üzemmód a bőr megjelenésének javítására szolgál a szabályozott fénykibocsátás révén.

- **Vörös fény (630 nm)** : Hatás az öregedésgátló hatásért és a feszesebb megjelenésért.
- **Kék fény (415 nm)** : Segít tisztán és kiegyensúlyozottan tartani a bőrt, javítva a bőrhibák megjelenését.
- **Zöld fény (520 nm)** : Segít vizuálisan egységesíteni a bőrtónust és ragyogást biztosít.
- **Közeli infravörös fény vagy NIR (830 nm)** : Mélyreható revitalizáció az egészségesebb kinézetű bőrért (az emberi szem számára láthatatlan fény).

Kombinált programok (Fényszinergia)

A maszk a spektrumok egyidejű kombinálásával optimalizálja az eredményeket:

- **Fiatalító mód (piros + közeli infravörös)** : Ideális a finom vonalak megjelenésének simítására és a simaság érzetének javítására.
- **Tisztító mód (Kék + NIR)** : Pórusápolás és nyugtató érzés a fénylés vagy szennyeződések megjelenése után.
- **Megvilágító mód (zöld + közeli infravörös)** : Javítja a felszíni bőrhibák megjelenését és revitalizálja az arcot.
- **Recovery Mode (Lila)** : Piros + Kék fúziója a korábbi foltokkal rendelkező bőr textúrájának vizuális javítására.
- **Pír elleni mód (sárga)** : Vörös és zöld keveréke nyugtatja a bőrt és fokozza a bőrvédelem érzését.

MAGYAR

- **Vitalitás mód (narancs)** : Vörös és sárga fúziója a bőr felébresztésére és ragyogó megjelenésének fokozására.
- **Egyensúly mód (Cián)** : Kék és zöld fúziója az érzékeny bőr ellazításáért.
- **Teljes mód (fehér)** : Három spektrum (piros + kék + zöld) az arc szépségének globális megőrzéséért.

Szenzibilizációs teszt

Első használat előtt végezzen érzékenységi tesztet az alábbi lépések szerint:

1. Helyezze a készüléket a karo belső oldalára.
2. Kapcsolja be a vezérlőt, és hagyja futni a teljes 10 perces ciklust.
3. Ha bármikor melegséget vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal kapcsolja ki a készüléket.
4. Várjon legalább 6 órát a kezelés után. Ha a bőre kipirosodik vagy viszket, a készülék nem alkalmas az Ön számára. Vigye vissza a kereskedőhöz a vásárlástól számított 14 napon belül.

A LED-es fénytechnológiás maszk használata

Ajánlások

A legjobb eredmény elérése érdekében hetente 1-2 alkalommal, legalább 4 héten keresztül végezze a kezeléseket. A fenntartó rutint szükség szerint, az életmód és a bőr állapota szerint kell elvégezni.

Szépségszalon lebonyolítása

1. Szerelje össze a maszkot. Csatlakoztassa a pántokat a maszkhoz, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzítve vannak. 2. ábra
- Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a sima részek érintkezzenek a bőrrel, az érdes részek pedig kifelé nézzenek a jobb illeszkedés érdekében.

3. ábra

1. Lágy rész
2. Durva
3. Csatlakoztassa mindkét részt

2. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg az arcát és a kezét.

3. Maszk elhelyezése: Győződjön meg róla, hogy a maszk belseje érintkezik a bőrrel, és állítsa be a pántokat a kényelmes illeszkedés érdekében.

4. ábra

- A. Külső
- B. Belső

4. Állítsa be a maszk rugalmas pántját a kényelmes illeszkedés érdekében.
5. Üljön le vagy feküdjön le, és helyezze a maszkot az arcára.
6. A vezérlővel válassza ki a fény színét, fényerejét, villogó vagy folyamatos fényt, valamint a munkamenet időtartamát.
7. A szérumokat vagy bőrápoló krémeket a felvitel után vigye fel, mivel ezek felszívódása fokozódik a fénytechnológia használata után.
8. Folytassa bőrápolási rutinját. Hetente 3-4 alkalommal 15 perces kezeléseket végezzen, majd a kívánt eredmény elérése után csökkentse heti 1-2 alkalomra.

Tippek

- Manuális módban a bőr károsodásának elkerülése érdekében 15 percen belül tartsa kézben a maszk irányítását.
- Ha most használja először a terméket, kövesse az alábbi használati ütemtervet, és igazítsa azt bőrállapotához:
 - Első hét: Használja 3 naponta egyszer, alkalmanként 10 percig.
 - Második hét: Használja kétnaponta egyszer, alkalmanként 10 percig.
 - Harmadik hét: Használja kétnaponta egyszer, alkalmanként 10-15 percig.
 - Negyedik hét: Használja naponta, alkalmanként 10-15 percig.

A távirányító használata

Módok

A maszk manuális és automatikus üzemmódokat kínál.

Manuális mód

- A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva egy másodpercig a maszk gombját; alapértelmezés szerint manuális módba lép (piros lámpa).
- Ha a jelzőfény 5-ször felvillan művelet nélkül, a maszk 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Automatikus üzemmód

- Nyomja meg egyszer az üzemmód gombot az automatikus üzemmódba váltáshoz.
- A készülék egy 15 perces átfogó ápolási ciklust indít el, amely teljes és kiegyensúlyozott élményt nyújt a bőrdnek manuális beállítások nélkül. A maszk a következő automatikus sorrendet követi:
 1. 5 perc: Vörös fény + NIR (fiatalító mód).
 2. 5 perc: Kék fény + NIR (tisztító üzemmód).
 3. 5 perc: Zöld fény + NIR (megvilágító mód).
- A maszk automatikusan kikapcsol a 15 perces ciklus végén. Manuálisan is kikapcsolhatja a bekapcsológomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával.

MAGYAR

Fényválasztás manuális módban

1. A maszk bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 másodpercig. A piros lámpa és a gomb bal oldalán található jelzőfény világít. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, vagy nyomja meg négyszer.
2. A kék fény bekapcsolásához nyomja meg ismét a bekapcsológombot. A gomb bal felső sarkában található jelzőfény világít. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, vagy nyomja meg háromszor.
3. Nyomja meg harmadszor is a bekapcsológombot az infravörös fény aktiválásához. A gomb jobb felső sarkában található jelzőfény világít. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, vagy nyomja meg kétszer.
4. A bekapcsológomb negyedszeri megnyomásával aktiválhatja a vegyes fényt. A gomb jobb oldalán található jelzőfény világít. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, vagy nyomja meg egyszer.

Fényválasztás automatikus módban

1. Bekapcsolt maszk mellett nyomja meg az Auto/manual gombot a manuális (M) és az automatikus (A) mód közötti váltáshoz.
2. Automatikus módban, ha 3 másodpercig nincs művelet, az időzítő elindul.
3. 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Az 5. ábra a távirányító használatát mutatja be.

Teher

6. ábra

Fontos: Töltés előtt győződjön meg róla, hogy kéznél van a maszk, az USB-kábel és a távirányító.

1. A maszkhoz tartozik egy távirányító.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a távirányító töltőportjához.
3. Csatlakoztassa az USB adaptert a másik végéhez, ügyelve arra, hogy a termék feszültsége megegyezzen a tápegység feszültségével.
4. Töltés közben a távirányító jelzőfénye fehéren világít. A töltés befejezésekor az összes jelzőfény világít.

Megjegyzés: Akkumulátor típusa: lítium-ion

Figyelmeztetések:

- Kerülje a berendezés használatát más eszközök közelében vagy egymásra helyezve, mivel ez befolyásolhatja a működését. Szükség esetén figyelje mindkét eszközt a normál működés biztosítása érdekében.
- A gyártó által nem meghatározott tartozékok, átalakítók és kábelek használata növelheti

az elektromágneses kibocsátást vagy csökkentheti a berendezés elektromágneses zavartűrését, ami befolyásolhatja annak működését.

- Ne használjon hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket a berendezés bármely részétől 30 cm-en belül, beleértve a gyártó által meghatározott kábeleket is, hogy elkerülje a teljesítmény romlását.

Tippek:

- Töltés közben csak az eredeti, a maszkhoz mellékelt USB-kábelt használja, és ne használja a maszkot töltés közben.
- Mivel a termék akkumulátorának kapacitása 1800 mAh, az adapter nem része a standard tartozékoknak. A töltési idő csökkentése érdekében 0,5 A-es adapter használatát javasoljuk.
- Amikor az akkumulátor feszültsége 3,2 V alá csökken, a távirányítón lévő jelzőfény villogni kezd, és a maszk 10 villanás után automatikusan kikapcsol.

Kockázatok és előnyök

Ismert kockázatok

- Közvetlenül a szépségápolási kezelések után a bőr kipirosodhat. A bőr állapotának 1-2 órán belül vissza kell térnie a normális állapotba.
- Fényterápia után közvetlenül átmeneti fejfájás jelentkezhet. Ezeket a fejfájásokat megfelelő fájdalomcsillapítóval és rehidatációval lehet kezelni.
- Csökkenti az arc finom vonalait, javítja a textúrát és a pigmentfoltokat.
- Javítja a bőr tökéletlenségeit.

Környezeti feltételek

Elem	Szemüveg	
Működési környezet	Hőmérséklet	5 °C ~ +35 °C
	Nedvesség	85% relatív páratartalom vagy kevesebb
	Légtérnyomás	80-106 KPA
	Magasság	≤2000 metros

MAGYAR

Tárolási környezet	Hőmérséklet	-10 °C ~ +50 °C
	Nedvesség	85% relatív páratartalom vagy kevesebb
	Légköri nyomás	80-106 KPA
	Magasság	≤2000 metros

A termék által ellenálló külső környezet

- °C hőmérsékletű és 85% ± 2% relatív páratartalmú környezetben , majd -20 ± 2 °C hőmérsékletű környezetben lehet elhelyezni . A fentiek 9-szeri megismétlése után a maszkot 2 órán át szobahőmérsékleten kell tartani.
- °C hőmérsékletű és 65% ± 2% relatív páratartalmú környezetben , majd 2 órán át szobahőmérsékleten lehet elhelyezni.
- °C hőmérsékletű környezetben , majd 2 órán át szobahőmérsékleten lehet elhelyezni.
- °C hőmérsékletű és 90% ± 2% relatív páratartalmú környezetben lehet elhelyezni , majd 2 órán át szobahőmérsékleten kell tartani.
- °C hőmérsékletű környezetben lehet elhelyezni , és a kapcsolódó funkciók ebben a környezetben tesztelhetők.
- °C hőmérsékletű környezetben lehet elhelyezni , és a kapcsolódó funkciók ebben a környezetben tesztelhetők.

5. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után tisztítsa meg a LED-maszkot.
- Szobahőmérsékleten, száraz helyen tárolandó.
- Kerülje a poros helyeket, a közvetlen napfényt és a páratartalmat.
- A maszk nem igényel belső karbantartást.
- Minden használat előtt tisztítsa meg a maszkot az alábbi utasítások szerint.

A LED-maszk tisztítása

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
2. 70%-80%-os etanolos oldattal tisztítsa meg a felületet kétszer 3 percig, majd törölje át nedves vagy száraz ruhával.
3. Ne használjon benzolt, hígítót, butil-acetátot vagy más gyúlékony anyagot.
4. Ne permetezzen közvetlenül vizet.
5. Kerülje az egyéb tisztítószereket, amelyek károsíthatják a műanyagokat.

6. PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges ok	Akció
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A csatlakozódugó nincs megfelelően bedugva. 2. A LED-maszk nincs megfelelően csatlakoztatva. 3. A bekapcsológombot nem tartották lenyomva egy másodpercig. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Helyezze be megfelelően a csatlakozódugót. 2. Ellenőrizze a tápkábelt. 3. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a bekapcsológombot.
A LED lámpa nem világít.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A LED-maszk nincs megfelelően csatlakoztatva. 2. Az áramköri lap meghibásodott. 3. Túl messzire húzta a tápkábelt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a tápkábelt. 2. Ne húzza meg túlzottan a tápkábelt.
Villog használat közben. A világítási mód nem módosítható.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A távirányító elemének feszültsége túl alacsony. 2. A tápkábel nincs teljesen bedugva a távirányító portjába. 3. A készülék hibás. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Töltse fel a távirányítót. 2. Ellenőrizze, hogy a tápkábel jó állapotban van-e. 3. Lépjen kapcsolatba a Cecotec hivatalos műszaki ügyfélszolgálatával.

- Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával.
- NE próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket.
- NE módosítsa a készüléket. A LED-rendszer NINCSENEK felhasználó által szervizelhető alkatrészek.

7. MŰSZAKI ADATOK

Termék: Arcápolás LÜM / FaceCare LÜM Champagne

Termékazonosító: EU01_124613

Feszültség: 5 V =

Intenzitás: 1 A

Teljesítmény: 5 W

Akkumulátor: Li-ion 3,7V, 1800 mAh, 6,66 Wh

MAGYAR

Bruttó tömeg: 250 g

LED maszk méretei: kb. 207 × 277 × 43 mm

Az akkumulátor újratöltéséhez a következő tulajdonságokkal rendelkező adapter használata ajánlott:

Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz

Kimenet: 5 V = , 1 A

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének javítása érdekében.

Kínában készült | Spanyolországban tervezték

8. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy az akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor a termék eléri hasznos élettartama végét, el kell távolítani az akkumulátorokat, és el kell vinni azokat a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre.



Az elektromos és elektronikus berendezések és/vagy a hozzájuk tartozó elemek ártalmatlanításának legmegfelelőbb módjával kapcsolatos részletes információkért a fogyasztónak a helyi hatóságokhoz kell fordulnia.

A nemzeti csomagolás-újrahasznosítási rendszerekről és azok jelöléséről weboldalunkon talál információkat.

A fenti irányelvek betartása segít megvédeni a környezetet.

9. GARANCIA ÉS SAT

A Cecotec a vonatkozó szabályozásokban meghatározott feltételeknek és határidőknek megfelelően válaszol a végfelhasználónak vagy a fogyasztónak a termék kiszállításának időpontjában fennálló bármilyen nem megfelelőség esetén.

Javasoljuk, hogy a javításokat szakképzett személyzet végezze.

Ha problémát észlel a termékkel kapcsolatban, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával a +34 96 321 07 28 telefonszámon.

10. SZERZŐI JOG

A jelen kézikönyvben található szövegekhez fűződő szellemi tulajdonjogok a CECOTEC INNOVACIONES, SL tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva. A kiadvány tartalma a CECOTEC INNOVACIONES, SL előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos egészben vagy részben reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, továbbítani vagy terjeszteni semmilyen módon (elektronikus, mechanikus, fénymásolás, rögzítés vagy hasonló).

11. EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE A Cecotec Innovaciones ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alkalmazandó Európai Unió előírások alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Ezt a terméket a szükséges biztonsági és minőségi szabványoknak megfelelően tervezték, gyártották és tesztelték. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő webcímen található: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

1. الأجزاء والمكونات

الشكل ١

1. قناع بتقنية LED
2. عصابات الرأس
3. جهاز تحكم عن بعد
4. كابل USB
5. منافذ توصيل كابل الشحن

ملحوظة:

الرسومات الموجودة في هذا الدليل هي تمثيلات تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع رسومات المنتج.

2. قبل الاستخدام

- يأتي هذا الجهاز في عبوة مصممة لحمايته أثناء الشحن. أخرج المنتج من عبوته، واحتفظ بالعبوة الأصلية في مكان آمن لاستخدامها لاحقًا إن أمكن. في حال قررت التخلص منه، يُرجى القيام بذلك بطريقة مسؤولة، وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.
- يرجى التأكد من وجود جميع المكونات وأنها في حالة ممتازة. في حال وجود أي مشاكل أو نقص في أي من الملحقات، يرجى الاتصال بخدمة الدعم الفني الرسمية لشركة سيكوتيك على الفور.

محتويات العبوة:

- قناع وجه مرّن من السيليكون + كابل توصيل
- أحزمة تعديل الرأس (عدد ٢)
- جهاز تحكم عن بعد صغير الحجم
- كابل شحن USB
- دليل التعليمات هذا
- لأسباب تتعلق بالضمان وإمكانية التتبع، يُرجى عدم إزالة الرقم التسلسلي المُصق بالجهاز. سيكون هذا الرقم ضروريًا لطلب الدعم الفني.

3. السلامة التشغيلية

قناع تقنية LED هو جهاز إلكتروني دقيق. لضمان تجربة آمنة وتجنب خطر الصدمة الكهربائية، من الضروري اتباع هذه الإرشادات:

- القراءة المطلوبة: اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الجلسة الأولى واتباع تعليمات التشغيل بدقة.
- الحالة الصحية: يجب أن يتمتع المستخدم بصحة عامة جيدة لاستخدام الجهاز.
- تحذير السلامة: كما هو الحال مع أي معدات كهربائية، فإن سوء الاستخدام أو الاستخدام في ظروف غير مناسبة (مثل ملامسة الماء) قد يشكل خطراً على المستخدم.

4. التشغيل

1. **التحضير** : قبل البدء، تأكد من شحن بطارية جهاز التحكم. نظف وجهك جيداً لإزالة أي مكياج أو شوائب؛ فهذا سيسهل اختراق الضوء.
2. **التوصيل** : قم بتوصيل القناع بوحدة التحكم باستخدام كابل USB المرفق.
3. **طريقة الاستخدام** : ضع القناع على وجهك وقم بضبطه بشكل مريح باستخدام الأشرطة المطاطية.
4. **التفعيل** : اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل الجهاز.
5. **اختيار الوضع** : استخدم جهاز التحكم عن بعد للاختيار بين الوضع التلقائي أو الوضع اليدوي (اختيار لون الإضاءة المطلوب وفقاً لنوع بشرتك وتفضيلاتك الجمالية).
6. **الجلسة** : استمتعي بلحظات جمالك لمدة أقصاها 15 دقيقة. سيتم إيقاف تشغيل القناع تلقائياً بمجرد انقضاء الوقت.
7. **المسمة الأخيرة** : أزيل القناع وتابعي روتين الترطيب المعتاد أو استخدمي السيروم .

الاستخدام المقصود للأضواء التسعة

- **الضوء الأحمر + الأشعة تحت الحمراء (٦٣٠ نانومتر + ٨٣٠ نانومتر)** : يُعد هذا المزيج الأمثل للعناية الشاملة بالبشرة التي تتطور مع التقدم في السن. يُساعد الضوء الأحمر على جعل البشرة تبدو أكثر تماسكاً، بينما تخترق الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء البشرة لتعزيز حيويتها. وهو مثالي لتحسين مظهر مرونة البشرة وتنعيم الخطوط الدقيقة بعد روتين العناية بالبشرة.
 - **الضوء الأزرق + الأشعة تحت الحمراء (٤١٥ نانومتر + ٨٣٠ نانومتر)** : مصمم خصيصاً لموازنة البشرة المعرضة للشوائب. يساعد الضوء الأزرق على الحفاظ على سطح البشرة نظيفاً وخالياً من الشوائب، بينما تعمل الأشعة تحت الحمراء على تهدئة البشرة المشدودة. يُنصح به للبشرة الدهنية التي تسعى للحصول على بشرة أكثر نعومة وتجانساً.
 - **الضوء الأخضر + الأشعة تحت الحمراء (٥٢٠ نانومتر + ٨٣٠ نانومتر)** : صُمم هذا المزيج خصيصاً لتفتيح البشرة وتحسين مظهر التصبغات غير المتجانسة. يُعزز الضوء الأخضر توحيد لون البشرة، مما يجعله مثالياً للحصول على بشرة مشرقة وتقليل ظهور البقع الشمسية بشكل ملحوظ.
 - **الأشعة تحت الحمراء القريبة (٨٣٠ نانومتر)** : هذا الضوء غير مرئي للعين البشرية، ولكنه يؤثر على الطبقات السطحية من الجلد لتجديدها بعمق. وتتمثل فائدته الرئيسية في تحسين مرونة الجلد وتعزيز مظهر صحي ونضرة من الداخل.
 - **ضوء الليك (٦٣٠ نانومتر + ٤١٥ نانومتر)** : يعمل كدعم متكامل لمظهر حاجز البشرة. فهو يساعد على تحسين ملمس البشرة ويوفر عناية مريحة، مما يجعله مثالياً للبشرة التي تعاني من عيوب قديمة أو مناطق حساسة.
 - **الضوء الأصفر (٦٣٠ نانومتر + ٥٢٠ نانومتر)** : تتمثل وظيفته الرئيسية في تقليل الاحمرار بشكل ملحوظ وتعزيز راحة البشرة. وهو الخيار الأمثل للبشرة الحساسة، حيث يساعد الوجه على الحصول على بشرة أكثر توازناً وأقل احتقاناً.
 - **الضوء الأبيض (٦٣٠ نانومتر + ٤١٥ نانومتر + ٥٢٠ نانومتر)** : هذا هو طيف العناية اليومية "الشامل". من خلال الجمع بين فوائد الضوء الأساسي، يوفر تجربة متكاملة تعالج الإشراق والشد والتنظيف في خطوة واحدة، وهو مثالي للحفاظ على جمال الوجه بشكل عام.
 - **الضوء البرتقالي (٦٣٠ نانومتر + ٥٢٠ نانومتر)** : يركز على إنعاش البشرة الباهتة. وهو ممتاز لتحسين مظهر البشرة المتعبة (كما هو الحال بعد قلة النوم)، كما أنه يساعد على امتصاص منتجات العناية بالوجه (الكريمات والسيرومات) بشكل أكثر فعالية.
 - **الضوء الأزرق السماوي (٤١٥ نانومتر + ٥٢٠ نانومتر)** : يوفر عناية لطيفة للبشرة الدهنية مع تأثير مريح للغاية. بفضل مزجه بين الضوء الأزرق وفوائد الضوء الأخضر المهدئة، يُعد الخيار الأمثل لتحسين مظهر المسام الواسعة في البشرة الحساسة.
- ملاحظة هامة** : هذا المنتج جهاز تجميلي وليس مخصصاً لتشخيص أو علاج أو شفاء أو الوقاية من أي مرض أو حالة طبية. إنه ليس جهازاً طبياً. إذا كنت تعاني من حالة جلدية سابقة، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية قبل الاستخدام.

ميزات المنتج

- **تصميم فاخر وبسيط** : جماليات راقية مصممة لتوفير ملاءمة مريحة فائقة للوجه، مما يحسن من مدى وصول ضوء LED.

- **حماية متقدمة للعين** : تتضمن سدادات سيليكون عالية الجودة تحمي عينيك من الضوء الساطع.
- **التخصيص الكامل** : يسمح لك بتحديد وضع الاستخدام وضبط الوقت وفقاً لتفضيلات بشرتك وأهدافك.
- **سهولة الحمل والراحة** : تصميم صغير الحجم وخفيف الوزن يسهل النقل، مما يسمح بالعناية المتقدمة بالوجه في أي وقت وفي أي مكان.

وظائف التحكم عن بعد

يتحكم جهاز التحكم في وظيفة تشغيل/إيقاف الطاقة، بالإضافة إلى تزويد القناع بالطاقة عبر بطاريته القابلة لإعادة الشحن من نوع ليثيوم أيون بوليمر. يحتوي الجهاز على وضعين للتشغيل:

- **الوضع التلقائي (A)**: يتيح لك الاستمتاع بجلسة شاملة لمدة ١٥ دقيقة. يقوم هذا الوضع بالتبديل تلقائياً بين الأضواء الحمراء والزرقاء والخضراء على فترات زمنية مدتها ٥ دقائق، مما يحافظ على نشاط ضوء الأشعة تحت الحمراء طوال العملية لتجديد البشرة بشكل كامل.
- **الوضع اليدوي (M)**: يتيح لك اختيار ألوان محددة وفقاً لهدفك الجمالي المنشود. بعد كل اختيار، سيعمل الجهاز لمدة أقصاها ١٥ دقيقة.

دليل الأوضاع والألوان

مؤشر	وصف العلاج
R + I	الضوء المنبعث من القناع أحمر + الأشعة تحت الحمراء القريبة
ب + ي	الضوء المنبعث من القناع أزرق + الأشعة تحت الحمراء القريبة
G + I	الضوء المنبعث من القناع أخضر + الأشعة تحت الحمراء القريبة
الأشعة تحت الحمراء القريبة	الضوء المنبعث من القناع هو ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة أو NIR
R + B	الضوء المنبعث من القناع لونه بنفسجي فاتح
R + G	الضوء المنبعث من القناع أصفر.
R + B + G	الضوء المنبعث من القناع أبيض.
R + G	الضوء المنبعث من القناع برتقالي اللون.
ب + ج	الضوء المنبعث من القناع لونه سماوي.
ل	وضع تشغيل القناع تلقائياً.
م	وضع تشغيل القناع يدوي.

موانع الاستخدام والتحذيرات والاحتياطات

موانع الاستخدام

- لا تستخدم هذا القناع لعلاج حالات أخرى غير المذكورة. لم يتم اختباره لعلاج حالات أخرى، والمخاطر غير معروفة.
- لا تستخدم الكمامة إذا كنت حاملاً، أو تخططين للحمل، أو مرضعة. لم يتم اختبارها في هذه الظروف، لذا فإن المخاطر غير

- معرفة.
- لا تستخدم القناع إذا كنت تعاني من الذئبة الحمامية أو الأكزيما الحساسة للضوء أو المهق، لأنه قد يسبب رد فعل جلدي حاد.
- لا تستخدم القناع إذا كنت تعاني من أي اضطراب حساس للضوء. فقد يسبب رد فعل جلدي حاد.
- لا تستخدم القناع إذا كنت تتناول أدوية تسبب حساسية للضوء، مثل بعض المضادات الحيوية، وأدوية العلاج الكيميائي، ومدرات البول. استشر طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة.
- تجنب استخدامه على الجروح.
- المستخدم هو المشغل المقصود ويمكنه استخدام وظيفة العناية بالبشرة بأمان.
- لا تقم بإجراء الصيانة أثناء استخدام المنتج، بما في ذلك أثناء الشحن.
- استخدم القناع بحذر.

تحذيرات

- قم بإجراء اختبار حساسية قبل استخدام القناع. لا تستخدمه إذا كنت تعاني من حساسية.
- لا تستخدم القناع بأي طريقة أخرى غير المحددة في التعليمات. قد يكون الاستخدام غير المختبر خطيراً.
- قم بإيقاف تشغيل القناع وإزالته إذا شعرت بحرارة غير مريحة.
- استخدم فقط قناع الهيدروجيل الموصى به. لم يتم اختبار الأنواع الأخرى.
- قم بإزالة الكريبات أو المستحضرات أو المكياج قبل استخدام القناع لتجنب التحسس أو عدم الفعالية.
- لا تستخدم القناع بالقرب من الماء أو إذا كنت قد لامسته.
- أبقِ القناع بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- لا تحاول تعديل القناع، لأن ذلك سيؤدي إلى إبطال الضمان وقد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.
- لا تستخدم القناع إذا كان تالفاً.
- لا تستخدمه أثناء الشحن أو تلمس الجهاز بأيدي مبللة أثناء الشحن.
- لا تستخدم المنتج في الأماكن التي تُخزن فيها الأدوية.
- تجنب تخزين المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة بالقرب من المنتج.
- يُحفظ المنتج في مكان بارد وجاف؛ لا يُحفظ في الثلاجة.
- لا تستخدم المنتج في الحمامات أو حمامات السباحة أو الأماكن الرطبة الأخرى.
- أبقِ المنتج بعيداً عن المجالات المغناطيسية القوية مثل أجهزة الميكروويف أو أجهزة التلفزيون.
- لا تضع المنتج بالقرب من معدات أخرى دون التأكد من سلامة عمله.
- احفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال لمنع سوء الاستخدام.
- لا تعرض المنتج للهواء الطلق لفترات طويلة.
- تجنب ثني أو الضغط على المنتج وسلك الطاقة.
- لا تقم بتعديل أو استبدال سلك الطاقة والبطارية بنفسك.
- لا تنتظر مباشرة إلى مصدر الضوء الخاص بقناع LED.
- تجنب الاستخدام المطول في الأماكن ذات الجهد الكهربائي غير المستقر.
- لا تقم بتخزين المغناطيس أو المعادن بالقرب من المنتج.
- تجنب التعرض للإشعاع البصري الضار.
- لا تلمس الكابلات والخراطيم لتجنب الاحتراق.
- تجنب استنشاق أو ابتلاع الأجزاء الصغيرة.
- يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المواد عدم استخدام المعدات.
- تجنب لمس الجهاز بأيدي مبللة لتجنب الإصابة.
- استخدم فقط الملحقات والمواد الموضحة في التعليمات.
- لا تقم بتوصيل هذا الجهاز بأجهزة أخرى غير المذكورة في التعليمات.

احتياطات

- استخدم فقط الكابلات والملحقات التي تبيعها شركتنا لتجنب زيادة انبعاثات قناع العلاج بتقنية LED.
- قم بتثبيت المنتج واستخدامه باتباع التعليمات الواردة في الدليل.
- هذا المنتج للاستخدام الشخصي فقط؛ ولا يُصح بمشاركته.
- يحتوي حزام القناع على البوليمستر والنايلون. إذا كنت تعاني من حساسية تجاههما، فتجنب استخدامه.
- يجب تدريب المستخدم على الاستخدام الصحيح للجهاز.
- جهاز التحكم عن بعد مصنف من الفئة الثانية للحماية من الصدمات الكهربائية؛ والقناع مزود بحماية داخلية.
- تقرير عن مخاطر التداخل أثناء علاجات محددة.
- إذا كان متصلاً بمصدر طاقة منفصل، فيجب تحديد كجزء من النظام.
- احم عينيك وبشرتك؛ لا تنظر مباشرة إلى الضوء.
- وظيفة العناية بالبشرة آمنة؛ تجنب استخدام الوظائف غير ذات الصلة.
- لا تقم بإجراء الصيانة الشخصية، مثل تغيير البطاريات.
- قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إعدادات غير محددة إلى التعرض للإشعاع الخطير.

معلومات عن وضع التشغيل

- يستخدم هذا الجهاز تقنية الضوء الدقيقة التي تجمع بين ثلاثة أطوال موجية أساسية لإنشاء تسعة برامج تجميلية محددة. صُمم كل وضع لتحسين مظهر البشرة من خلال انبعاث ضوئي مُتحكم به.
- **الضوء الأحمر (٦٣٠ نانومتر)** : يعمل على العناية بالبشرة المتقدمة في السن وتحسين مظهر تماسكها.
 - **الضوء الأزرق (٤١٥ نانومتر)** : يساعد في الحفاظ على نظافة البشرة وتوازنها، مما يحسن مظهر العيوب.
 - **الضوء الأخضر (٥٢٠ نانومتر)** : يساعد على توحيد لون البشرة بصرياً ويمنحها إشراقاً.
 - **الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء أو NIR (٨٣٠ نانومتر)** : تجديد عميق لبشرة ذات مظهر أكثر صحة (ضوء غير مرئي للعين البشرية).

البرامج المشتركة (التأزر الضوئي)

تعمل هذه التقنية على تحسين النتائج من خلال الجمع بين الأطياف في وقت واحد:

- **وضع التجديد (الأحمر + الأشعة تحت الحمراء القريبة)** : مثالي لتنعيم مظهر الخطوط الدقيقة وتحسين الشعور بالنعومة.
- **وضع التنقية (الأزرق + الأشعة تحت الحمراء القريبة)** : العناية بالمسام والشعور بالهدوء بعد ظهور اللمعان أو الشوائب.
- **وضع الإضاءة (الأخضر + الأشعة تحت الحمراء القريبة)** : يحسن مظهر عيوب سطح البشرة وينعش الوجه.
- **وضع الاستعادة (الأرجواني)** : دمج اللونين الأحمر والأزرق لتحسين ملمس الجلد بشكل مرئي مع العلامات السابقة.
- **وضع مكافحة الاحمرار (الأصفر)** : مزيج من الأحمر والأخضر لتهدئة البشرة وتعزيز الشعور بحماية البشرة.
- **وضع الحيوية (البرتقالي)** : مزيج من الأحمر والأصفر لإيقاظ البشرة وتعزيز مظهرها المشرق.
- **وضع التوازن (الأزرق السماوي)** : مزيج من الأزرق والأخضر لتأثير مريح على البشرة المعرضة للحساسية.
- **الوضع الكلي (الأبيض)** : طيف ثلاثي (أحمر + أزرق + أخضر) للحفاظ على جمال الوجه بشكل شامل.

اختبار التحسس

قبل الاستخدام الأول، قم بإجراء اختبار حساسية باتباع الخطوات التالية:

1. ضع الجهاز على الجانب الداخلي من ذراعك.
2. قم بتشغيل جهاز التحكم واتركه يعمل لمدة عشر دقائق كاملة.
3. إذا شعرت في أي وقت بالحرارة أو عدم الراحة، فأوقف تشغيل الجهاز على الفور.
4. انتظر ست ساعات على الأقل بعد العلاج. إذا احمرّ جلدك أو شعرت بحكة، فهذا يعني أن الجهاز غير مناسب لك. أعدّه إلى البائع.

خلال ١٤ يوماً من تاريخ الشراء.

استخدام قناع بتقنية إضاءة LED

التوصيات

للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بإجراء جلسات العلاج مرة أو مرتين أسبوعياً لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع. أما روتين الصيانة فيُجرى حسب الحاجة، وفقاً لنمط الحياة وحالة البشرة.

إجراء جلسة تجميل

١. قم بتجميع قناعك. اربط الأشرطة بالقناع، وتأكد من تثبيتها بإحكام. الشكل ٢
- ملاحظة: تأكد من أن الأجزاء الملامسة للجلد وأن الأجزاء الخشنة متجهة للخارج للحصول على ملاءمة أفضل.

الشكل ٣

١. الجزء الرخو
٢. خشن
٣. انضم إلى كلا الجزأين

٢. نظفي وجهك ويديك وجففيهما جيداً.
٣. وضع القناع: تأكد من أن الجزء الداخلي من القناع يلامس بشرتك، وقم بضبط الأشرطة للحصول على مقياس مريح.

الشكل ٤

- A. الخارج
- B. التصميم الداخلي

٤. اضبط الشريط المطاطي للقناع لضمان ملاءمة مريحة.
٥. اجلس أو استلق وضع القناع على وجهك.
٦. استخدم وحدة التحكم لتحديد لون الضوء، والسطوع، والوميض أو الضوء المستمر، ووقت الجلسة.
٧. ضعى السيرومات أو كريمات العناية بالبشرة بعد وضع المنتج، حيث يتم تعزيز امتصاصها بعد استخدام تقنية الضوء.
٨. استمري في روتين العناية بالبشرة. قومي بجلسات لمدة ١٥ دقيقة، من ٣ إلى ٤ مرات في الأسبوع، وقللي عدد الجلسات إلى مرة أو مرتين في الأسبوع بمجرد أن تلاحظي النتائج المرجوة.

نصائح

- في الوضع اليدوي، حافظ على التحكم في القناع لمدة لا تتجاوز ١٥ دقيقة لتجنب تلف الجلد.
- إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المنتج، فاتبع جدول الاستخدام هذا وقم بتعديلته وفقاً لحالة بشرتك:
- الأسبوع الأول: استخدمه مرة واحدة كل ٣ أيام، لمدة ١٠ دقائق لكل جلسة.
- الأسبوع الثاني: استخدمه مرة كل يومين، لمدة ١٠ دقائق لكل جلسة.
- الأسبوع الثالث: استخدمه مرة كل يومين، لمدة ١٠-١٥ دقيقة لكل جلسة.
- الأسبوع الرابع: استخدمه يومياً، لمدة ١٠-١٥ دقيقة لكل جلسة.

استخدام جهاز التحكم عن بعد الأوضاع

يوفر القناع وضعين: يدوي وتلقائي.

الوضع اليدوي

- اضغط مع الاستمرار على زر القناع لمدة ثانية واحدة لتشغيله؛ سيدخل في الوضع اليدوي بشكل افتراضي (ضوء أحمر).
- إذا ومض ضوء المؤشر ٥ مرات دون استخدام، فسيتم إيقاف تشغيل القناع تلقائيًا بعد ١٠ دقائق.

الوضع التلقائي

- اضغط على زر الوضع مرة واحدة للتبديل إلى الوضع التلقائي.
- سيبدأ الجهاز دورة عناية شاملة مدتها ١٥ دقيقة، مصممة لتوفير تجربة متكاملة ومتوازنة لبشرتك دون الحاجة إلى تعديلات يدوية. سيتبع القناع هذا التسلسل التلقائي:
- 1. 5 دقائق: ضوء أحمر + الأشعة تحت الحمراء القريبة (وضع التجديد).
- 2. 5 دقائق: ضوء أزرق + الأشعة تحت الحمراء القريبة (وضع التنقية).
- 3. 5 دقائق: ضوء أخضر + الأشعة تحت الحمراء القريبة (وضع الإضاءة).
- سينطفئ القناع تلقائيًا عند انتهاء دورة الـ ١٥ دقيقة. يمكنك أيضًا إيقاف تشغيله يدويًا بالضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ.

اختيار الإضاءة في الوضع اليدوي

1. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية واحدة لتشغيل القناع. سيضيء الضوء الأحمر ومؤشر الضوء الموجود على الجانب الأيسر من الزر. لإيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ أو اضغط عليه أربع مرات.
2. اضغط زر التشغيل مرة أخرى لتفعيل الضوء الأزرق. سيضيء مؤشر الضوء في الزاوية العلوية اليسرى من الزر. لإطفائه، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ أو اضغطه ثلاث مرات.
3. اضغط زر التشغيل للمرة الثالثة لتفعيل ضوء الأشعة تحت الحمراء. سيضيء مؤشر الضوء الموجود أعلى يمين الزر. لإيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ أو اضغطه مرتين.
4. اضغط زر التشغيل للمرة الرابعة لتفعيل الإضاءة المختلطة. سيضيء مؤشر الضوء الموجود على يمين الزر. لإطفائه، اضغط الزر مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ أو اضغطه مرة واحدة.

اختيار الإضاءة في الوضع التلقائي

1. بعد تشغيل القناع، اضغط على مفتاح Auto/manual للتبديل بين الوضع اليدوي (M) والوضع التلقائي (A).
2. في الوضع التلقائي، إذا لم يكن هناك أي إجراء لمدة ٣ ثوانٍ، فسيبدأ المؤقت.
3. سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد ١٥ دقيقة.

يوضح الشكل ٥ كيفية استخدام جهاز التحكم عن بعد.

خرج

الشكل ٦

هام: قبل الشحن، تأكد من أن القناع وكابل USB وجهاز التحكم عن بعد جاهزة.

1. القناع مزود بجهاز تحكم عن بعد.

2. قم بتوصيل كابل USB بمنفذ الشحن الخاص بجهاز التحكم عن بعد.
3. قم بتوصيل محول USB بالطرف الآخر، مع التأكد من أن جهد المنتج يتطابق مع جهد مصدر الطاقة.
4. أثناء الشحن، سيضيء المؤشر الموجود على جهاز التحكم عن بعد باللون الأبيض. ستضيء جميع المؤشرات عند اكتمال الشحن.

ملاحظة: نوع البطارية: ليثيوم أيون

تحذيرات:

- تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من أجهزة أخرى أو وضعه فوقها، فقد يؤثر ذلك على تشغيله. إذا لزم الأمر، راقب كلا الجهازين للتأكد من عملهما بشكل طبيعي.
- قد يؤدي استخدام الملحقات والمحولات والكابلات غير المحددة من قبل الشركة المصنعة إلى زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو تقليل المناعة الكهرومغناطيسية للمعدات، مما يؤثر على تشغيلها.
- لا تستخدم معدات الاتصالات اللاسلكية المحمولة على مسافة تقل عن 30 سم من أي جزء من المعدات، بما في ذلك الكابلات المحددة من قبل الشركة المصنعة، لتجنب تدهور أدائها.

نصائح:

- عند الشحن، استخدم فقط كابل USB الأصلي المرفق مع القناع ولا تستخدم القناع أثناء الشحن.
- بما أن سعة بطارية هذا المنتج تبلغ 1800 مللي أمبير، فإن المحول غير مُصمّن ضمن الملحقات القياسية. نوصي بالشحن باستخدام محول 0,5 أمبير لتقليل وقت الشحن.
- عندما يكون جهد البطارية أقل من 3,2 فولت، سيومض ضوء المؤشر الموجود على جهاز التحكم عن بعد وامض القناع تلقائيًا بعد 10 ومضات.

المخاطر والفوائد

المخاطر المعروفة

- قد يظهر احمرار على الجلد مباشرة بعد جلسات التجميل. ويعود الجلد إلى طبيعته في غضون ساعة إلى ساعتين.
- قد تحدث صداع مؤقت مباشرة بعد العلاج الضوئي. ويمكن علاج هذا الصداع باستخدام مسكن مناسب للألم وشرب السوائل.
- يقلل من الخطوط الدقيقة على الوجه ويحسن ملمس البشرة وتصبغها.
- يحسن عيوب البشرة.

الظروف البيئية

عنصر	المواصفات	
بيئة التشغيل	درجة حرارة	5 درجات مئوية ~ +35 درجة مئوية
	رطوبة	85% رطوبة نسبية أو أقل
	الضغط الجوي	80-106 كيلو باسكال
	ارتفاع	≤2000 metros

بيئة التخزين	درجة حرارة	-10 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية
	رطوبة	85% رطوبة نسبية أو أقل
	الضغط الجوي	80-106 كيلو باسكال
	ارتفاع	≤2000 metros

البيئة الخارجية التي يمكن للمنتج تحملها

- يمكن وضع القناع في بيئة بدرجة حرارة 60 ± 2 درجة مئوية ورطوبة نسبية $85 \pm 2\%$ لمدة ساعتين، ثم في بيئة بدرجة حرارة 20 ± 2 درجة مئوية. بعد تكرار الخطوات السابقة 9 مرات، يُترك القناع في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين.
- يمكن وضع القناع في بيئة بدرجة حرارة 60 ± 2 درجة مئوية ورطوبة نسبية $65 \pm 2\%$ لمدة 48 ساعة، ثم في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين.
- يمكن وضع القناع في بيئة بدرجة حرارة 20 ± 2 درجة مئوية لمدة 48 ساعة، ثم في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين.
- يمكن وضع القناع في بيئة بدرجة حرارة 40 ± 3 درجة مئوية ورطوبة نسبية $90 \pm 2\%$ لمدة 48 ساعة، ثم وضعه في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين.
- يمكن وضع القناع في بيئة ذات درجة حرارة 40 درجة مئوية لمدة ساعتين، ويمكن اختبار الوظائف ذات الصلة في هذه البيئة.
- يمكن وضع القناع في بيئة ذات درجة حرارة 0 درجة مئوية لمدة ساعتين، ويمكن اختبار الوظائف ذات الصلة في هذه البيئة.

5. التنظيف والصيانة

- نظف قناع LED بعد كل استخدام.
- يُحفظ في درجة حرارة الغرفة، في مكان جاف.
- تجنب الأماكن المتربة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
- لا يحتاج القناع إلى صيانة داخلية.
- قبل كل استخدام، نظف القناع باتباع هذه التعليمات.

تنظيف قناع LED

1. أطفئ الجهاز قبل التنظيف.
2. استخدم محلول إيثانول بنسبة 70% - 80% لتنظيف السطح مرتين لمدة 3 دقائق، ثم امسح بقطعة قماش رطبة أو جافة.
3. لا تستخدم البنزين أو المذيبات أو أسيتات البوتيل أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال.
4. لا ترش الماء مباشرة.
5. تجنب استخدام منتجات التنظيف الأخرى التي قد تتلف البلاستيك.

6. حل المشكلات

ل عف	لمت حمل ا ببسلا	قل لكشم
<p>1. حي حص لكشب س باقلا ل خدأ .</p> <p>2. ققاطلا لكلس صر حفا .</p> <p>3. رز يلع رارمستال عم طغضا .</p> <p>عرخأ ترم لي غشتلا</p>	<p>1. لكشب س باقلا لا خدأ متي مل .</p> <p>حي حص</p> <p>2. لكشب لو صوم ريغ LED عانق .</p> <p>حي حص</p> <p>3. رز يلع طغضلا متي مل .</p> <p>دحاو ةيناث تدمل لي غشتلا</p>	<p>زاهجلا لي غشت نكمي ال</p>
<p>1. ققاطلا لكلس صر حفا .</p> <p>2. قوقب ققاطلا لكلس بحسرت ال .</p> <p>قطرفم</p>	<p>1. لكشب لو صوم ريغ LED عانق .</p> <p>حي حص</p> <p>2. قل طغم ةي ابرمكلا قري ادلا ءحول .</p> <p>3. يلا ققاطلا لكلس بحسرت .</p> <p>مزاللا نم دعبا قفاسم</p>	<p>LED. حابصم ةيضي ال</p>
<p>1. دعب نع مكحتلا زاهج ن حشا .</p> <p>2. يف ققاطلا لكلس ناك اذا ام قوقحت .</p> <p>دنديج قلاح</p> <p>3. ينفلما مدعلا ممدخب لصتا .</p> <p>لكي توكيس فكشرل ةي مسرلا</p>	<p>1. نع مكحتلا زاهج ةيراطب دهج .</p> <p>ةي اغلل ضفخنم دعب</p> <p>2. ققاطلا لباك لا خدأ متي مل .</p> <p>مكحتلا زاهج ذفنم يف لمالكاب</p> <p>دعب نع</p> <p>3. بيغم زاهجلا .</p>	<p>مادختسالا ءانثأ ضي مو نديحي</p> <p>عضو ريغي غت نكمي ال</p> <p>ءاءاضإلا</p>

- إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بخدمة الدعم الفني الرسمية لشركة Cecotec.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك.
- لا تقم بتعديل الجهاز. نظام LED لا يحتوي على أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم.

7. المواصفات الفنية

المنتج: FaceCare LÜM Champagne / FaceCare LÜM

EU01_124613: ي ع ج ر م ل ا ج ت ن م ل ا م ق ر

الجهد: ٥ فولت

الشدة: ١ أمبير

الطاقة: ٥ واط

البطارية: ليثيوم أيون ٣,٧ فولت، ١٨٠٠ مللي أمبير، ٦,٦٦ واط ساعة

الوزن الإجمالي: ٢٥٠ غرام

أبعاد قناع LED: حوالي ٢٠٧ × ٢٧٧ × ٤٣ مم

لإعادة شحن البطارية، يوصى باستخدام محول كهربائي بالخصائص التالية:

المدخلات: ١٠٠-٢٤٠ فولت تيار متردد، ٦٠/٥٠ هرتز

الخروج: ٥ فولت، 1 أمبير

قد تتغير المواصفات الفنية دون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.
صنع في الصين | تصميم إسباني

8. إعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية

يشير هذا الرمز إلى أنه، وفقاً للوائح المعمول بها، يجب التخلص من المنتج و/أو البطارية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عند انتهاء عمر هذا المنتج الافتراضي، يجب إزالة البطاريات ونقله إلى نقطة تجميع تحددتها السلطات المحلية.



للحصول على معلومات مفصلة حول الطريقة الأنسب للتخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية و/أو البطاريات المقابلة لها، يجب على المستهلك الاتصال بالسلطات المحلية. يمكنك العثور على معلومات حول أنظمة إعادة تدوير العيوب الوطنية وعلاماتها على موقعنا الإلكتروني. إن الالتزام بالإرشادات المذكورة أعلاه سيساعد في حماية البيئة.



9. الضمان وSAT

ستتولى شركة Cecotec مسؤولية الرد على المستخدم النهائي أو المستهلك في حالة عدم المطابقة الموجودة وقت تسليم المنتج وفقاً للشروط والأحكام والمواعيد النهائية التي تحددها اللوائح المعمول بها. يوصى بأن تتم عمليات الإصلاح بواسطة فنيين متخصصين. إذا اكتشفت مشكلة في المنتج أو كانت لديك أي أسئلة، فيرجى الاتصال بخدمة الدعم الفني الرسمية لشركة Cecotec عن طريق الاتصال على الرقم +34 96 321 07 28.


10. حقوق النشر

جميع حقوق الملكية الفكرية للنصوص الواردة في هذا الدليل محفوظة لشركة CECOTEC INNOVACIONES, SL. لا يجوز إعادة إنتاج محتوى هذا المنشور، كلياً أو جزئياً، أو تخزينه في نظام استرجاع المعلومات، أو نقله، أو توزيعه بأي وسيلة (إلكترونية، أو ميكانيكية، أو تصويرية، أو تسجيلية، أو ما شابه) دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة CECOTEC INNOVACIONES, SL.


مطابقة المبسط للاتحاد الأوروبي




تُعلن شركة سيكوتيك للابتكارات بموجب هذا أن هذا المنتج يمثل للمتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة في لوائح الاتحاد الأوروبي المعمول بها. وقد صُمم هذا المنتج وصُنِع واختُبر وفقاً لمعايير السلامة والجودة المطلوبة. يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على الرابط الإلكتروني التالي: <https://cecotec.es/es/information/> declaration-of-conformity





لکشلا Fig. 1




لکشلا Fig. 2




لكشلا 3 Fig.



لكشلا 4 Fig.



لكشلا 5 Fig.



لکشلا Fig. 6

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain



